



Общество с ограниченной ответственностью «Медикс»

юр./ адрес: 347909, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Михайловская, 90 литера А.
физ./ адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск 8а Цех плазменного напыления

ИНН 6154146321, КПП 615401001, ОГРН 1166196109969, ОКПО: 05776076
р/с 40702810803300001882, в банке ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 046015061, к/с 30101810560150000061
тел.: +7(903)485-42-62, web: MEDIXLAB.RU, Email: AS@MEDIXLAB.RU

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:

**Набор реагентов «Медикс» для проведения гистологической проводки тканей человека,
ТУ 21.20.23-006-05776076-2020**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Медикс»

Пешков М.В.





ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МЕДИКС»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЯ, 347909, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, УЛ. МИХАЙЛОВСКАЯ, Д. 90-А
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. БИРЖЕВОЙ СПУСК 8-а, ЦЕХ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ.
ТЕЛ.: +7(8634)431-355, E-MAIL: AS@MEDIXLAB.RU, САЙТ: MEDIXLAB.RU

НАБОР РЕАГЕНТОВ «МЕДИКС» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ТУ 21.20.23-006-05776076-2020



ПАРТИЯ: ААА/0004
ИЗГОТОВЛЕН: 12.2021 Г.
ГОДЕН ДО: 12.2022 Г.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ
IN VITRO



ДО ВСКРЫТИЯ
ХРАНИТЬ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ +18 +25



РУ РЗН № 0000/0000 ОТ 00.00.0000 Г.
ТУ: 21.20.23-006-05776076-2020 АРТИКУЛ №: F33/150
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




4 603777 403928

СОСТАВ НАБОРА:

1. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИН 10% НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАБУФЕРЕННЫЙ «МЕДИКС» БЕСЦВЕТНЫЙ - 1 л.
2. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИН 10% НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАБУФЕРЕННЫЙ «МЕДИКС» ГОЛУБОЙ - 1 л.
3. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИН 10% НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАБУФЕРЕННЫЙ «МЕДИКС» КРАСНЫЙ - 1 л.
4. ДЕГИДРАТАНТ «МЕДИКС» - 1 л.
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СМЕСЬ №1 «МЕДИКС» - 1 л.
6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СМЕСЬ №2 «МЕДИКС» - 1 л.
7. МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО «МЕДИКС» - 1 л.
8. ПАРАФИН ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ «МЕДИКС» - 5 кг.
9. ПАРАФИН ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ «МЕДИКС» (С ВОСКОМ) - 5 кг.
10. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАРАФИНОВАЯ ЗАЛИВОЧНАЯ СРЕДА «МЕДИКС» - 5 кг.
11. ДЕКАЛЬЦИНАТОР «МЕДИКС» КИСЛОТНЫЙ - 1 л.
12. ДЕКАЛЬЦИНАТОР «МЕДИКС» БЕСКИСЛОТНЫЙ - 1 л.
13. КЛЕЙ ДЛЯ СРЕЗОВ (АДГЕЗИВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ) «МЕДИКС» - 50 мл.
14. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РАСПРАВЛЕНИЯ СРЕЗОВ «МЕДИКС» - 50 мл.
15. ДЕПАРАФИНИРУЮЩИЙ РАСТВОР «МЕДИКС» - 1 л.
16. АЦЕТОН «МЕДИКС» - 1 л.
17. ОРТО-КСИЛОЛ «МЕДИКС» - 1 л.
18. СРЕДА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ «МЕДИКС» - 250 мл.


1. Гистологический формалин 10% нейтральный забуференный «Медикс» бесцветный




3. Гистологический формалин 10% нейтральный забуференный «Медикс» красный



5. Промежуточная смесь №1 «Медикс»



7. Минеральное масло «Медикс»



8. Парафин гистологический «Медикс»



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МЕДИКС»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЯ, 347909, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, УЛ. МИХАЙЛОВСКАЯ 90А
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. БИРЖЕВОЙ СПУСК 8А, ЦЕХ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ.
ТЕЛ: +7(8634)431-355, E-MAIL: AS@MEDIXLAB.RU, САЙТ: MEDIXLAB.RU

НАБОР РЕАГЕНТОВ «МЕДИКС» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА,
ТУ 21.20.23-004-05776076-2020, В СОСТАВЕ: 8

ПАРАФИН ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ «МЕДИКС»

5 кг.



ПАРТИЯ: ААА/0004
ИЗГОТОВЛЕН: 12.2021 Г.
ГОДЕН ДО: 12.2022 Г.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ
IN VITRO

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
ХРАНИТЬ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ +18 +25



РУ РЗН № 0000/0000 ОТ 00.00.0000 Г.
ТУ: 21.20.23-004-05776076-2020 АРТИКУЛ №: 108/5000
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



4 603777 403560



9. Парафин гистологический «Медикс» (с воском)



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МЕДИКС»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЯ, 347909, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, УЛ. МИХАЙЛОВСКАЯ 90А
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. БИРЖЕВОЙ СПУСК 8А, ЦЕХ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ.
ТЕЛ.: +7(8634)431-355, E-MAIL: AS@MEDIXLAB.RU, САЙТ: MEDIXLAB.RU

НАБОР РЕАГЕНТОВ «МЕДИКС» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА,
ТУ 21.20.23-004-05776076-2020, В СОСТАВЕ: 9

ПАРАФИН ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ «МЕДИКС» (С ВОСКОМ)
5 кг.



ПАРТИЯ: ААА/0004
ИЗГОТОВЛЕН: 12.2021 Г.
ГОДЕН ДО: 12.2022 Г.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ
IN VITRO



ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
ХРАНИТЬ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ +10 +25



РУ РЗН № 0000/0000 ОТ 00.00.0000 Г.
ТУ: 21.20.23-004-05776076-2020 АРТИКУЛ №: L09/5000
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



4 603777 403584



10. Универсальная парафиновая заливочная среда «Медикс»



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МЕДИКС»
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЯ, 347909, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, УЛ. МИХАЙЛОВСКАЯ 90А
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: РОССИЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. БИРЖЕВОЙ СПУСК 8А, ЦЕХ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
ТЕЛ: +7(8634)431-355, E-MAIL: AS@MEDIXLAB.RU, САЙТ: MEDIXLAB.RU

НАБОР РЕАГЕНТОВ «МЕДИКС» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА,
ТУ 21.20.23-004-05776076-2020, В СОСТАВЕ: 10

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАРАФИНОВАЯ ЗАЛИВОЧНАЯ СРЕДА
«МЕДИКС»**

5 кг.



ПАРТИЯ: ААА/0004
ИЗГОТОВЛЕН: 12.2021 г.
ГОДЕН ДО: 12.2022 г.

ТОЛЬКО ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ
IN VITRO




ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
ХРАНИТЬ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ +18 +25




РУ РЭН № 0000/0000 ОТ 00.00.0000 г.
ТУ: 21.20.23-004-05776076-2020 АРТИКУЛ №: L10/5000
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



4 603777 403607



12. Декальцинатор «Медикс» бескислотный



13. Клей для срезов (адгезив для предметных стекол) «Медикс»



14. Жидкость для расправления срезов «Медикс»



18. Среда для заключения препаратов «Медикс»





ИСТОБИТЕЛЬ-ООО «МЕДИС»,
юридический адрес: Россия, 347909, Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Михайловская, д. 94
адрес производства: Россия, 347900, Ростовская обл.,
г. Таганрог, пер. Буржуйский 8-а, цех полиграфический
тел.: +7(8634)31-355, e-mail: ksq@medx.ru, ulf@medx.ru
История «МЕДИС» для проведения гигиенической проводки трех фаз
ТУ 21.023-006-0874076-2020, в составе: 18

СРЕДА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ «МЕДИС» 250 мл.



Идентификационный номер
ТУ 21.023-006-0874076-2020
г. Таганрог, ул. Михайловская, д. 94
г. Таганрог, пер. Буржуйский 8-а, цех полиграфический
тел.: +7(8634)31-355, e-mail: ksq@medx.ru, ulf@medx.ru
История «МЕДИС» для проведения гигиенической проводки трех фаз
ТУ 21.023-006-0874076-2020, в составе: 18



Прошито, пронумеровано

Скреплено 24 листов.

Директор

ООО «Медикс»

Пешков М.В.

