

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Волгин С.В.



«20» января 2023 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия «Монитор кардиологический фетальный матери и плода с  
принадлежностями, в вариантах исполнения  
по ТУ 26.60.12–001–33535360–2021»

Нижний Новгород

2023




Гель универсальный для ультразвуковых исследований, электрофизиологических исследований и терапии УНИВЕРСАЛГЕЛЬ по  
ТУ 32.50.50-008-22261422-2020, средней вязкости бесцветный, в бутылках по 250 г, производства ЗАО "ФДБ", регистрационное  
удостоверение РЗН 2021/14750 от 09.07.2021 г.





Гель универсальный для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и  
терапии "Ультрагель" по ТУ 9398-025-76063983-2016, средней вязкости (массой 0,25 кг),  
производства ООО "Гельтек-Медика", регистрационное удостоверение РЗН 2016/4953 от  
28.05.2018 г.



Гель для ультразвуковых исследований "Акугель-Нео" по ТУ 32.50.50-008-66242897-  
7, средней вязкости в полимерной емкости, массой 250 г, производства ООО "МедиКraft",  
регистрационное удостоверение РЗН 2018/7296 от 02.07.2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 ( четыре ) лист а

Генеральный Директор

С.В.Волгин

20 23 г.





Генеральный директор

ООО НПП «ДЕТЕСКО»

С.В. Волгин

«22» ноября 2021 г.



**Макет маркировки  
медицинского изделия**

**Монитор кардиологический фетальный матери и плода  
с принадлежностями, в вариантах исполнения  
по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021**

Производства: ООО НПП «ДЕТЕСКО» 603163, г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П4

Нижний Новгород  
2021

## КТМ А

### Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021:

Монитор кардиологический фетальный матери и плода КТМ А с принадлежностями в составе:

- 1) Моноблок с предустановленным ПО и встроенным термопринтером – 1 шт;
- 2) Аккумулятор – 1 шт;
- 3) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 4) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц проводной – до 10 шт;
- 5) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 6) Тензометрический датчик «ТОКО» проводной – до 10 шт;
- 7) Датчик отметчик шевеления плода проводной – до 10 шт;
- 8) Датчик стимулятор активизации плода беспроводной – до 10 шт;
- 9) Кабель эквипотенциального заземления – 1 шт;
- 10) Кабель электропитания – 1 шт;
- 11) ПО для архивирования результатов на ПК – 1 шт;
- 12) ПО «Центральное мониторирование» для ПК – 1 шт (при необходимости);
- 13) Электронный ключ для ПО «Центральное мониторирование» – 1 шт (при необходимости);
- 14) Мобильная стойка с корзиной на колесах, модель 1 или 2 – 1 шт (при необходимости);
- 15) Настенный кронштейн – 1 шт (при необходимости);
- 16) Руководство по эксплуатации на электронном носителе – 1 шт;
- 17) Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.

Принадлежности:

- 1) Ремень крепления датчиков – до 25 шт;
- 2) Кнопка для ремня крепления датчиков – до 50 шт;
- 3) Гель для ультразвуковых исследований – до 10 шт;
- 4) Бумага для термопринтера – до 50 шт;
- 5) Кабель RJ45 – 1 шт;
- 6) Кабель-переходник RJ45/ RS232 – 1 шт;
- 7) Кабель-соединитель проводных датчиков с единым разъёмом – 1 шт;
- 8) Предохранитель – до 10 шт;
- 9) Чехол для моноблока – 1 шт;
- 10) Сумка для принадлежностей – 1 шт.

**SN** \*\*\*\*\*

**IPX 1**



Источник питания:

аккумулятор

Тип аккумулятора:

Li-Ion

Напряжение источника питания, В

10,8±1,1

Емкость источника питания, мАч

2600±20

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

- без мониторинга НИАД 4
- мониторинг НИАД каждые десять минут 2

Рабочий режим: непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П5

[detesco@detesco.ru](mailto:detesco@detesco.ru)

Место ООО НПП «ДЕТЕСКО»

производства: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П4



\*\*\*\*\*

Утилизация изделия и его составных частей  
по классу отходов А после предварительной дезинфекции  
СанПин 2.1.3684-21

РУ № .....

**Монитор кардиологический фетальный  
матери и плода с принадлежностями**



**Модель: KTM A**

**Номинальное напряжение: 100÷240 В, 50/60 Гц**

**Потребляемая мощность: 80 ВА**

**SN**



**ТУ 26.60.12-001-33535360-2021**



**ООО НПП «ДЕТЕСКО»**

**Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, дом 3, помещение П5**

**Сделано в России**



**IPX1**





## КТМ А с беспроводными датчиками

### Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021:

Монитор кардиологический фетальный матери и плода КТМ А с беспроводными датчиками с принадлежностями в составе:

- 1) Моноблок с предустановленным ПО и встроенным термопринтером – 1 шт;
- 2) Аккумулятор – 1 шт;
- 3) Аккумулятор для беспроводных датчиков – до 5 шт;
- 4) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц беспроводной – до 10 шт;
- 5) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц беспроводной – до 10 шт;
- 6) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц беспроводной – до 10 шт;
- 7) Тензометрический датчик «ТОКО» беспроводной – до 10 шт;
- 8) Датчик отметчик шевеления плода беспроводной – до 10 шт;
- 9) Датчик стимулятор активизации плода беспроводной – до 10 шт;
- 10) Кабель эквипотенциального заземления – 1 шт;
- 11) Кабель электропитания – 1 шт;
- 12) ПО для архивирования результатов на ПК – 1 шт;
- 13) ПО «Центральное мониторирование» для ПК – 1 шт (при необходимости);
- 14) Электронный ключ для ПО «Центральное мониторирование» – 1 шт (при необходимости);
- 15) Мобильная стойка с корзиной на колесах, модель 1 или 2 – 1 шт (при необходимости);
- 16) Настенный кронштейн – 1 шт (при необходимости);
- 17) Руководство по эксплуатации на электронном носителе – 1 шт;
- 18) Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.

Принадлежности:

- 1) Ремень крепления датчиков – до 25 шт;
- 2) Кнопка для ремня крепления датчиков – до 50 шт;
- 3) Гель для ультразвуковых исследований – до 10 шт;
- 4) Бумага для термопринтера – до 50 шт;
- 5) Кабель RJ45 – 1 шт;
- 6) Кабель-переходник RJ45/ RS232 – 1 шт;
- 7) Кабель-соединитель проводных датчиков с единым разъёмом – 1 шт;
- 8) Предохранитель – до 10 шт;
- 9) Чехол для моноблока – 1 шт;
- 10) Сумка для принадлежностей – 1 шт.

**SN** \*\*\*\*\*

**IPX1**



|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Источник питания:                                                                  | аккумулятор |
| Тип аккумулятора:                                                                  | Li-Ion      |
| Напряжение источника питания, В                                                    | 10,8±1,1    |
| Емкость источника питания, мАч                                                     | 2600±20     |
| Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более                     |             |
| • без мониторинга НИАД                                                             | 4           |
| • мониторинг НИАД каждые десять минут                                              | 2           |
| Рабочий режим: непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении |             |



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П5

[detesco@detesco.ru](mailto:detesco@detesco.ru)

Место ООО НПП «ДЕТЕСКО»

производства: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П4



\*\*\*\*\_\*\*

Утилизация изделия и его составных частей  
по классу отходов А после предварительной дезинфекции  
СанПин 2.1.3684-21

РУ № .....

**Монитор кардиологический фетальный  
матери и плода с принадлежностями**



Модель: КТМ А с беспроводными датчиками

Номинальное напряжение: 100÷240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 ВА

**SN**



**ТУ 26.60.12-001-33535360-2021**



**ООО НПП «ДЕТЕСКО»**

Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, дом 3, помещение П5

Сделано в России



**IPX1**



## КТМ А ПЛЮС

### Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021:

Монитор кардиологический фетальный матери и плода КТМ А ПЛЮС с принадлежностями в составе:

- 1) Моноблок с предустановленным ПО и встроенным термопринтером – 1 шт;
- 2) Аккумулятор – 1 шт;
- 3) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 4) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц проводной – до 10 шт;
- 5) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 6) Тензометрический датчик «ТОКО» проводной – до 10 шт;
- 7) Датчик «SpO2» – до 10 шт;
- 8) Датчик температуры накожный – до 10 шт;
- 9) Датчик температуры ректальный – до 10 шт;
- 10) Датчик отметчик шевеления плода проводной – до 10 шт;
- 11) Датчик стимулятор активизации плода беспроводной – до 10 шт;
- 12) Манжета для НИАД – до 10 шт;
- 13) Удлинительная трубка для НИАД – до 10 шт;
- 14) Кабель ЭКГ с тремя отведениями или с пятью отведениями – до 10 шт;
- 15) Электрод ЭКГ одноразовый – до 50 шт;
- 16) Назальная канюля одноразовая – до 10 шт;
- 17) Кабель эквипотенциального заземления – 1 шт;
- 18) Кабель электропитания – 1 шт;
- 19) ПО для архивирования результатов на ПК – 1 шт;
- 20) ПО «Центральное мониторирование» для ПК – 1 шт (при необходимости);
- 21) Электронный ключ для ПО «Центральное мониторирование» – 1 шт (при необходимости);
- 22) Мобильная стойка с корзиной на колесах, модель 1 или 2 – 1 шт (при необходимости);
- 23) Настенный кронштейн – 1 шт (при необходимости);
- 24) Руководство по эксплуатации на электронном носителе – 1 шт;
- 25) Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.

Принадлежности:

- 1) Ремень крепления датчиков – до 25 шт;
- 2) Кнопка для ремня крепления датчиков – до 50 шт;
- 3) Гель для ультразвуковых исследований – до 10 шт;
- 4) Бумага для термопринтера – до 50 шт;
- 5) Кабель RJ45 – 1 шт;
- 6) Кабель-переходник RJ45/ RS232 – 1 шт;
- 7) Кабель-соединитель проводных датчиков с единым разъёмом – 1 шт;
- 8) Предохранитель – до 10 шт;
- 9) Чехол для моноблока – 1 шт;
- 10) Сумка для принадлежностей – 1 шт.



\*\*\*\*\*

**IPX1**



Источник питания:

Тип аккумулятора:

Напряжение источника питания, В

Емкость источника питания, мАч

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

- без мониторинга НИАД 4
- мониторинг НИАД каждые десять минут 2

Рабочий режим: непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П5

[detesco@detesco.ru](mailto:detesco@detesco.ru)

Место ООО НПП «ДЕТЕСКО»

производства: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П4



\*\*\*\*\_\*\*

Утилизация изделия и его составных частей  
по классу отходов А после предварительной дезинфекции  
СанПин 2.1.3684-21

РУ № .....



**Монитор кардиологический фетальный  
матери и плода с принадлежностями**



**Модель: КТМ А ПЛЮС**

Номинальное напряжение: 100÷240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 ВА

**SN**



**ТУ 26.60.12-001-33535360-2021**



**ООО НПП «ДЕТЕСКО»**

Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, дом 3, помещение П5

Сделано в России



**IPX1**



**Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021:**

Монитор кардиологический фетальный матери и плода КТМ В с принадлежностями в составе:

- 1) Моноблок с предустановленным ПО и встроенным термопринтером – 1 шт;
- 2) Аккумулятор – 1 шт;
- 3) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 4) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц проводной – до 10 шт;
- 5) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 6) Тензометрический датчик «ТОКО» проводной – до 10 шт;
- 7) Датчик отметчик шевеления плода проводной – до 10 шт;
- 8) Датчик стимулятор активизации плода беспроводной – до 10 шт;
- 9) Кабель эквипотенциального заземления – 1 шт;
- 10) Кабель электропитания – 1 шт;
- 11) ПО для архивирования результатов на ПК – 1 шт;
- 12) ПО «Центральное мониторирование» для ПК – 1 шт (при необходимости);
- 13) Электронный ключ для ПО «Центральное мониторирование» – 1 шт (при необходимости);
- 14) Мобильная стойка с корзиной на колесах, модель 1 или 2 – 1 шт (при необходимости);
- 15) Настенный кронштейн – 1 шт (при необходимости);
- 16) Руководство по эксплуатации на электронном носителе – 1 шт;
- 17) Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.

Принадлежности:

- 1) Ремень крепления датчиков – до 25 шт;
- 2) Кнопка для ремня крепления датчиков – до 50 шт;
- 3) Гель для ультразвуковых исследований – до 10 шт;
- 4) Бумага для термопринтера – до 50 шт;
- 5) Кабель RJ45 – 1 шт;
- 6) Кабель-переходник RJ45/ RS232 – 1 шт;
- 7) Кабель-соединитель проводных датчиков с единым разъёмом – 1 шт;
- 8) Предохранитель – до 10 шт;
- 9) Чехол для моноблока – 1 шт;
- 10) Сумка для принадлежностей – 1 шт.

**SN** \*\*\*\*\*

**IPX1**



Источник питания:

Тип аккумулятора:

Напряжение источника питания, В

Емкость источника питания, мАч

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

- без мониторинга НИАД
- мониторинг НИАД каждые десять минут

аккумулятор

Li-Ion

10,8±1,1

5200±20

4

2

Рабочий режим: непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П15

[detesco@detesco.ru](mailto:detesco@detesco.ru)

Место

ООО НПП «ДЕТЕСКО»

производства: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П14



\*\*\*\*\_\*\*

Утилизация изделия и его составных частей  
по классу отходов А после предварительной дезинфекции  
СанПин 2.1.3684-21

РУ № .....

**Монитор кардиологический фетальный  
матери и плода с принадлежностями**



**Модель: КТМ В**

Номинальное напряжение: 100÷240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 ВА

IPX1

**SN**



**ТУ 26.60.12-001-33535360-2021**



**ООО НПП «ДЕТЕСКО»**

Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, дом 3, помещение П5



Сделано в России



## КТМ В с беспроводными датчиками

### Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021:

Монитор кардиологический фетальный матери и плода КТМ В с беспроводными датчиками с принадлежностями в составе:

- 1) Моноблок с предустановленным ПО и встроенным термопринтером – 1 шт;
- 2) Аккумулятор – 1 шт;
- 3) Аккумулятор для беспроводных датчиков – до 5 шт;
- 4) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц беспроводной – до 10 шт;
- 5) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц беспроводной – до 10 шт;
- 6) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц беспроводной – до 10 шт;
- 7) Тензотриггерный датчик «ТОКО» беспроводной – до 10 шт;
- 8) Датчик отместки шевеления плода беспроводной – до 10 шт;
- 9) Датчик стимулятор активизации плода беспроводной – до 10 шт;
- 10) Кабель эквипотенциального заземления – 1 шт;
- 11) Кабель электропитания – 1 шт;
- 12) ПО для архивирования результатов на ПК – 1 шт;
- 13) ПО «Центральное мониторирование» для ПК – 1 шт (при необходимости);
- 14) Электронный ключ для ПО «Центральное мониторирование» – 1 шт (при необходимости);
- 15) Мобильная стойка с корзиной на колесах, модель 1 или 2 – 1 шт (при необходимости);
- 16) Настенный кронштейн – 1 шт (при необходимости);
- 17) Руководство по эксплуатации на электронном носителе – 1 шт;
- 18) Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.

Принадлежности:

- 1) Ремень крепления датчиков – до 25 шт;
- 2) Кнопка для ремня крепления датчиков – до 50 шт;
- 3) Гель для ультразвуковых исследований – до 10 шт;
- 4) Бумага для термопринтера – до 50 шт;
- 5) Кабель RJ45 – 1 шт;
- 6) Кабель-переходник RJ45/ RS232 – 1 шт;
- 7) Кабель-соединитель проводных датчиков с единым разъёмом – 1 шт;
- 8) Предохранитель – до 10 шт;
- 9) Чехол для моноблока – 1 шт;
- 10) Сумка для принадлежностей – 1 шт.

**SN** \*\*\*\*\*

**IPX1**



Источник питания:

Тип аккумулятора:

Напряжение источника питания, В

Емкость источника питания, мАч

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

- без мониторинга НИАД 4
- мониторинг НИАД каждые десять минут 2

Рабочий режим: непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П5

[detesco@detesco.ru](mailto:detesco@detesco.ru)

Место

ООО НПП «ДЕТЕСКО»

производства: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П4



\*\*\*\*\_\*\*

Утилизация изделия и его составных частей  
по классу отходов А после предварительной дезинфекции  
СанПин 2.1.3684-21

РУ № .....

**Монитор кардиологический фетальный  
матери и плода с принадлежностями**



**Модель: КТМ В с беспроводными датчиками**

Номинальное напряжение: 100÷240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 ВА

**IPX1**

**SN**



**ТУ 26.60.12-001-33535360-2021**



**ООО НПП «ДЕТЕСКО»**

Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, дом 3, помещение П5

Сделано в России



## КТМ В ПЛЮС

### Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями, в вариантах исполнения по ТУ 26.60.12-001-33535360-2021:

Монитор кардиологический фетальный матери и плода КТМ В ПЛЮС с принадлежностями в составе:

- 1) Моноблок с предустановленным ПО и встроенным термопринтером – 1 шт;
- 2) Аккумулятор – 1 шт;
- 3) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 4) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц проводной – до 10 шт;
- 5) Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц проводной – до 10 шт;
- 6) Тензометрический датчик «ТОКО» проводной – до 10 шт;
- 7) Датчик «SpO2» – до 10 шт;
- 8) Датчик температуры накожный – до 10 шт;
- 9) Датчик температуры ректальный – до 10 шт;
- 10) Датчик отметчик шевеления плода проводной – до 10 шт;
- 11) Датчик стимулятор активизации плода беспроводной – до 10 шт;
- 12) Манжета для НИАД – до 10 шт;
- 13) Удлинительная трубка для НИАД – до 10 шт;
- 14) Кабель ЭКГ с тремя отведениями или с пятью отведениями – до 10 шт;
- 15) Электрод ЭКГ одноразовый – до 50 шт;
- 16) Назальная канюля одноразовая – до 10 шт;
- 17) Кабель эквипотенциального заземления – 1 шт;
- 18) Кабель электропитания – 1 шт;
- 19) ПО для архивирования результатов на ПК – 1 шт;
- 20) ПО «Центральное мониторирование» для ПК – 1 шт (при необходимости);
- 21) Электронный ключ для ПО «Центральное мониторирование» – 1 шт (при необходимости);
- 22) Мобильная стойка с корзиной на колесах, модель 1 или 2 – 1 шт (при необходимости);
- 23) Настенный кронштейн – 1 шт (при необходимости);
- 24) Руководство по эксплуатации на электронном носителе – 1 шт;
- 25) Руководство по эксплуатации на бумажном носителе – 1 шт.

Принадлежности:

- 1) Ремень крепления датчиков – до 25 шт;
- 2) Кнопка для ремня крепления датчиков – до 50 шт;
- 3) Гель для ультразвуковых исследований – до 10 шт;
- 4) Бумага для термопринтера – до 50 шт;
- 5) Кабель RJ45 – 1 шт;
- 6) Кабель-переходник RJ45/ RS232 – 1 шт;
- 7) Кабель-соединитель проводных датчиков с единым разъёмом – 1 шт;
- 8) Предохранитель – до 10 шт;
- 9) Чехол для моноблока – 1 шт;
- 10) Сумка для принадлежностей – 1 шт.

**SN** \*\*\*\*\*

**IPX1**



Источник питания:

Тип аккумулятора:

Напряжение источника питания, В

Емкость источника питания, мАч

Время работы прибора на одном заряде аккумулятора, ч, не более

- без мониторинга НИАД
- мониторинг НИАД каждые десять минут

аккумулятор

Li-Ion

10,8±1,1

5200±20

4

2

Рабочий режим: непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П5

[detesco@detesco.ru](mailto:detesco@detesco.ru)

Место

ООО НПП «ДЕТЕСКО»

производства: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 3, пом. П4



\*\*\*\*\_\*\*

Утилизация изделия и его составных частей  
по классу отходов А после предварительной дезинфекции  
СанПин 2.1.3684-21

РУ № .....



# Монитор кардиологический фетальный матери и плода с принадлежностями




Модель: КТМ В ПЛЮС

Номинальное напряжение: 100÷240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 80 ВА

IPX1

SN



ТУ 26.60.12-001-33535360-2021



ООО НПП «ДЕТЕСКО»

Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,  
ул. Германа Лопатина, дом 3, помещение П5

Сделано в России



Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц проводной




Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,0 МГц беспроводной



Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц проводной



Датчик ультразвуковой (ЧСС) 1,5 МГц беспроводной




Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц проводной




Датчик ультразвуковой (ЧСС) 2,0 МГц беспроводной



Тензометрический датчик «ТОКО» проводной



Тензометрический датчик «ТОКО» беспроводной



Датчик «SpO2»





Датчик температуры



P/N:W001B

LOT:

PD:



SN:000000000000

Name:Temperature Probe

P/N W001B



LOT

Qty.




SN:0000000000000000

Манжета для НИАД




CM 1203




ADULT

25cm to 35cm arm circumference

bladder size:13.1x23.5cm



Кабель ЭКГ с тремя отведениями или с пятью отведениями



CE 0197

### Nasal Oxygen Cannula

- Curved Tip with 2m Crush Resistant Tubing (Over-The-Ear Style).
- Clean, ready to use. For single patient use.

#### Instruction for use

- Attach cannula to the patient's face by inserting tips into the nostrils.
- Pass tubing over both ears and position under the chin.
- Slide adapter up tubing to adjust for comfort and fit. Tighten only enough to secure tube in nostrils.
- Attach the other end of oxygen cannula to the oxygen outlet. Adjust flow as directed by physician.

SIZE:

LOT



REF

Пронумеровано и скреплено печатью  
17 листа(ов).

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(подпись)

« 22 » ноября

20 21 года

