

Общество с ограниченной ответственностью «АДАНИ РУС»
190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.118А, лит. Х, помещение 7-Н, офис 7
ИНН 7839089877, КПП 783901001, ОГРН 1177847274065
Тел. +7 812 389 23 88 E-mail: rus-info@advin.ru

Фотографические изображения
медицинского изделия

Аппарат рентгенотерапевтический "ТЕРАД 200"


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор




В.О. Скачков


Аппарат рентгенотерапевтический "ТЕРАД 200", в составе:




1. Штатив, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.



2. Стойка управления, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.




3. Высоковольтный генератор, производства "Spellman", США, или производства "VJ Technologies Inc.", США, или производства "Comet", Швейцария - 1 шт.




4. Рентгеновская трубка, производства "Comet", Швейцария, или производства "Varian Medical Systems", США - 1 шт.




5. Система охлаждения, производства "Comet", Швейцария - 1 шт.



6. Таймер, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.



7. Контроллер, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.



8. Видеокамера, производства "Planet Technology Corp.", Тайвань - 1 шт.



9. Переговорное устройство, производства "Унибелус", Республика Беларусь - 1 шт.




10. Пульт управления, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.



11. АРМ оператора, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.,
в составе: - ПК: ОЗУ не менее 4 Гб, жесткий диск не менее 400 Гб;
- монитор ЖКИ, не менее 22" - 2 шт.;



- источник бесперебойного питания не менее 650VA;



- программа управления аппаратом рентгенотерапевтическим MedXTera, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.

Файл Вид Инструменты Помощь

Иконки: [Настройка] [Печать] [Справка] [Настройка] [Печать] [Справка]

"Планируемый сеанс"

ФИО ПАЦИЕНТА: _____ УИ ПАЦИЕНТА: _____

НАПРЯЖЕНИЕ [кВ] ТОК [мА] ФИЛЬТР АППЛИКАТОР РОД [Гр] МЕ ГЛУБИНА [мм] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА [мин:с]

ОБЛАСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ

ИЗЛУЧЕНИЕ Неактивно

ПЛАН. ВРЕМЯ [мин:с] ОСТ. ВРЕМЯ [мин:с] РЕЗ. ВРЕМЯ [мин:с]

НАПРЯЖЕНИЕ ТРУБКИ [кВ]

СТАТУС

Аппарат не готов к работе: генератор не работает, дозиметр не работает, физ. таймер не работает, пульт не работает, не выбраны параметры сеанса

Окно сообщений


Тип	Дата и время	Описание
❌ Ошибка	21.07.2020 14:55:20	Ошибка при подключении к пульту управления. Время ожидания операции истекло.
ℹ️ Информация	21.07.2020 14:55:21	Попытка подключения к генератору
❌ Ошибка	21.07.2020 14:55:26	Ошибка при подключении к генератору. Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера
ℹ️ Информация	21.07.2020 14:55:26	Закрытие соединения с таймером
ℹ️ Информация	21.07.2020 14:55:26	Попытка подключения к таймеру

12. Дозиметр, производства "PTW", Германия, РУ № ФСЗ 2011/09009 - 1 шт.




13. Аппликатор-заглушка, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.

14. Комплект аппликаторов, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 компл.






15. Комплект фильтров, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 компл.



16. Стол для пациента, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.





17. Комплект монтажных частей, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 компл.




18. Кабель высоковольтный, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 шт.

19. Комплект эксплуатационной документации, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь - 1 компл.







Образцы маркировки

АДВИН		ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори» ул. Селицкого, 7, г. Минск, Республика Беларусь, 220075 Тел./Факс: +375 17 3490000 info@advin.by www.advin.by
Аппарат рентгенотерапевтический		
Модель:	ТЕРАД 200	
Сеть:	230 В ~ 50/60 Гц	
Максимальная мощность:	10,0 кВ·А	
Серийный №:	0026	
Дата изготовления:	2022-07	
IP 20	ЕАС	
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8243 Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «АДАНИ РУС», 190005, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала, д.118А, литер Х, пом. 7-Н оф. 7		

Штатив	АДВИН
Модель:	АДН125.03.00.000
Сеть:	230 В ~ 50/60 Гц
Серийный №:	0026
Дата изготовления:	07.2022

Стойка управления

АДВИН

Модель: АДН125.90.00.000
Сеть: 230 В ~ 50/60 Гц
Серийный №: 0026
Дата изготовления: 07.2022

Система охлаждения

АДВИН

Модель: АДН125.01.12.900
Серийный №: 0026
Дата изготовления: 07.2022

Пульт управления

АДВИН

Модель: АДН125.04.00.000
Серийный №: 0026
Дата изготовления: 07.2022

АРМ оператора

АДВИН

Модель: АДН125.20.00.000
Сеть: 230 В ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность: 1,0 кВА
Серийный №: 0026
Дата изготовления: 07.2022

Стол для пациента

АДВИН

Модель: АДН125.76.00.000
Сеть: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность: 0,2 кВА
Серийный №: 0026
Дата изготовления: 07.2022

Комплект монтажных
частей

АДВИН

Модель: АДН125.95.00.000
Серийный №: 0026
Дата изготовления: 07.2022

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

27 (двадцать семь) листа (ов)

Генеральный Директор ООО "АДАНИ РУС"

/В.О. Скачков/

