



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эйлитон»
С.В. Летохов
«15» февраля 2022 г








Макеты маркировки медицинского изделия
«Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"
по ТУ 9398-035-59879815-2014»

1 Макеты маркировки на пробирку.



1.1 Цветомаркировка.

Цвет	Наименование наполнителя
Красный	Без наполнителей
	Кремнезем
	Тромбин
Желто-оранжевый	Кремнезем с разделительным гелем
	Тромбин с разделительным гелем
Зеленый	Литий гепарин
	Литий гепарин с разделительным гелем
	Натрий гепарин
	Натрий гепарин с разделительным гелем
Черный	Тринатрий цитрат 4:1 (3,2% или 3,8 %)
Бледно-голубой	Тринатрий цитрат 9:1 (3,2% или 3,8 %)
Серый	Фторид/оксалат
	Фторид/ЭДТА
Бледно-лиловый	Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты: К ₂ ЭДТА, К ₃ ЭДТА
	К ₂ ЭДТА с разделительным гелем

1.2 Этикетка на пробирку.



1.3 Пример заполненной этикетки на пробирку.



2 Макеты маркировки первичной упаковки.

2.1 Этикетка на первичную упаковку.

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"	
Номинальный объем: Х,Х мл	 
Наполнитель: Наименование наполнителя	
Габаритный размер: АхВ мм	
Серия № XXXXXXXX	
Произведено: XX.XXXX	
Годен до: XX.XXXX Хранить при температуре +2°C.....+25°C	
ТУ 9398-035-59879815-2014 XXX штук в упаковке	
ПУ №РЗН 2015/2307 от XX.XX.XXXX	
 	Производитель: ООО "Эйлитон" по заказу ЗАО "А О Юнимед"
	Адрес производства: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29
	Место производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, д.9а, корп.1. Тел. 8(495)734-91-31, E-mail: office@unimeda.ru
Условия центрифугирования:	Сделано в России Кат. №.....

3 Макеты маркировки вторичной упаковки (групповая коробка)

3.1 Этикетка на вторичную упаковку (групповая коробка).

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"	
Номинальный объем: Х,Х мл	 
Наполнитель: Наименование наполнителя	
Габаритный размер: АхВ мм	
Серия № XXXXXXXX	
Произведено: XX.XXXX	
Годен до: XX.XXXX Хранить при температуре +2°C.....+25°C	
ТУ 9398-035-59879815-2014 XXX штук в упаковке XX упаковок в коробке	
ПУ №РЗН 2015/2307 от XX.XX.XXXX	
 	Производитель: ООО "Эйлитон" по заказу ЗАО "А/О Юнимед"
	Адрес производства: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29
	Место производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, д.9а, корп.1. Тел. 8(495)734-91-31, E-mail: office@unimeda.ru
Вес брутто: Х,Х кг	Сделано в России Кат. №.....

Главный технолог



В.Е. Грачев

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 лист

Генеральный директор

Летохов С.В.





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»

Летохов С.В.



«15» сентября 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014. Общий вид вариантов исполнений: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнители: 1 - Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты K_2 ЭДТА; 2 - Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты K_3 ЭДТА; 3 - K_2 ЭДТА с разделительным гелем; 4 - Активатор свертывания: кремнезем; 5 - Активатор свертывания: тромбин; 6 - Без наполнителей; 7 - Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем; 8 - Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем; 9 - Фторид/оксалат; 10 - Фторид/ЭДТА.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014. Общий вид вариантов исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнители: 1 - Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%; 2 - Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%; 3 - Тринатрий цитрат 4:1, 3,8%; 4 - Тринатрий цитрат 4:1, 3,2%; 5 – Соли гепарина: литий гепарин; 6 - Соли гепарина: натрий гепарин; 7 - Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем; 8 - Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем.




Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014. Общий вид вариантов исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнители: 1 - Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К2ЭДТА; 2 - Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К3ЭДТА; 3 - К2ЭДТА с разделительным гелем; 4 - Активатор свертывания: кремнезем; 5 - Без наполнителей; 6 - Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем; 7 - Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем; 8 - Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%; 9 - Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%; 10 - Соли гепарина: литий гепарин; 11 - Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем; 12 - Соли гепарина: натрий гепарин; 13 - Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014. Общий вид вариантов исполнений: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнители: 1 - Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₂ЭДТА; 2 - К₂ЭДТА с разделительным гелем; 3 - Активатор свертывания: кремнезем; 4 - Активатор свертывания: тромбин; 5 - Без наполнителей; 6 - Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем; 7 - Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем; 8 - Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%; 9 - Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%; 10 – Соли гепарина: литий гепарин; 11- Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем; 12 - Соли гепарина: натрий гепарин; 13 - Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₂ЭДТА. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₂ЭДТА. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты K_2 ЭДТА. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₂ЭДТА.. Маркировка первичной упаковки.




Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты K_2 ЭДТА. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₂ЭДТА. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₃ЭДТА.. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₃ЭДТА. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₃ЭДТА. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₃ЭДТА. Маркировка первичной упаковки.




Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₃ЭДТА. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли этилендиаминтетрауксусной кислоты К₃ЭДТА. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: К₂ЭДТА с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: К₂ЭДТА с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: К₂ЭДТА с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: K₂ЭДТА с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: К₂ЭДТА с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: К₂ЭДТА с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания: кремнезем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания: кремнезем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: кремнезем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд.

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: кремнезем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: кремнезем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: кремнезем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: 9,5 мл

Наполнитель: Кремнезем

Габаритный размер: 16x100 мм

Серия № 9660222

Произведено: 02.2022г.



IVD

STERILE R

Годен до: 02.2024г.

Хранить при температуре +2...+25° C

ТУ 9398-035-59879815-2014

РУ № РЗН 2015/2307 от 27.09.2018г.

50 штук в упаковке



Производитель: ООО "Эйлитон" по заказу
ЗАО "А/О Юнимед"

Адрес
производителя: 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29

Место
производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл.,
г. Дубна, пр-т Науки, д. 9а, корп.1.
Тел. 8 (495) 734-91-31
E-mail: office@unimeda.ru

Условия центрифугирования:
2500-3000g не менее 15 мин при 25°С

Сделано в России
Кат. № 16100.9.5.АК

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания: тромбин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания: тромбин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: тромбин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изделия

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: тромбин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: **9,5 мл**

Наполнитель: **Тромбин**

Габаритный размер: **16x100 мм**

Серия № **9710222**

Произведено: **02.2022г.**

2

IVD

STERILE R

Годен до: **02.2024г.**

Хранить при температуре **+2...+25° С**

ТУ 9398-035-59879815-2014

ПУ № РЗН 2015/2307 от 27.09.2018г.

50 штук в упаковке



Производитель: ООО "Эйлитон" по заказу
ЗАО "А/О Юнимед"

Адрес
производителя: 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29

Место
производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл.,
г. Дубна, пр-т Науки, д. 9а, корп.1.
Тел. 8 (495) 734-91-31
E-mail: office@unimedao.ru

Условия центрифугирования:
2500-3000g не менее 15 мин при 25°C

Сделано в России
Кат. № 1010045 AT

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания: без наполнителей. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд.

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания: без наполнителей. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: без наполнителей. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: без наполнителей. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: без наполнителей. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд.

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания: без наполнителей. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: 9,5 мл

Наполнитель: Без наполнителей

Габаритный размер: 16x100 мм

Серия № 9760222

Произведено: 02.2022г.



IVD

STERILE R

Годен до: 02.2024г.

Хранить при температуре +2...+25 °С

ТУ 9398-035-59879815-2014

ПУ № РЗН 2015/2307 от 27.09.2018г.

50 штук в упаковке



Производитель: ООО "Эйлитон" по заказу ЗАО "А/О Юнимед"

Адрес производителя: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29

Место производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл., г. Дубна, пр-т Науки, д. 9а, корп.1.
Тел. 8 (495) 734-91-31
E-mail: office@unimedao.ru

Условия центрифугирования:
Не подлежит

Сделано в России
Кат. № 16100.9.5.БН

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.




Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: кремнезем с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: 9,0 мл

Наполнитель: Кремнезем с разделительным гелем

Габаритный размер: 16x100 мм

Серия № 0360222

Произведено: 02.2022г.

2


IVD

STERILE R

Годен до: 02.2024г. Хранить при температуре +2...+25° С

ТУ 9398-035-59879815-2014
ПУ № РЗН 1515/2307 от 27.09.2018г.

50 штук в упаковке



Производитель:

ООО "Эйлитон" по заказу
ЗАО "А/О Юнимед"

Адрес

производителя: 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29

Место

производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл.,
г. Дубна, пр-т Науки, д. 9а, корп.1.

Тел. 8 (495) 734-91-31

E-mail: office@unimedao.ru

Условия центрифугирования:
2500g-3000g не менее 15 мин при 25°С

Сделано в России
Кат. № 16100.9.0.AKG

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.




Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Активатор свертывания с разделительным гелем: тромбин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Фторид/оксалат. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



этнографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Фторид/оксалат. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Фторид/ЭДТА. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Фторид/ЭДТА. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат, 9:1, 3,2%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат, 9:1, 3,2%. Маркировка первичной упаковки



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,2%. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: 6,0 мл

Наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1 (3,2%)

Габаритный размер: 16x100 мм

Серия № 9970222

Произведено: 02.2022г.

2

IVD

STERILE R

Годеи до: 08.2023г.

Хранить при температуре +2...+25° С

ТУ 9398-035-59879815-2014

РУ № РЗН 2015/2307 от 27.09.2018г.



Условия центрифугирования:
1800g 10-15 мин при 25°С

50 штук в упаковке

Производитель: ООО "Эйлитон" по заказу
ЗАО "АО Юнимед"

Адрес
производителя: 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29

Место
производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл.,
г. Дубна, пр-т Науки, д. 9а, корп.1.
Тел. 8 (495) 734-91-31
E-mail: office@unimedao.ru

Сделано в России

Кат. № 16100.6.0.ЦНЗ.2

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%, объем забираемой крови 1,4 мл. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 9:1, 3,8%. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 4:1, 3,2%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 4:1, 3,2%. Маркировка первичной упаковки.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 4:1, 3,8%. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Тринатрий цитрат 4:1, 3,8%. Маркировка первичной упаковки.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина: литий гепарин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изделия

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина: литий гепарин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: литий гепарин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



отографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: литий гепарин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: литий гепарин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: литий гепарин. Маркировка перчаточной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: **10,0 мл**

Наполнитель: **Литий гепарин**

Габаритный размер: **16x100 мм**

Серия № **2250222**

Произведено: **02.2022г.**



IVD

STERILE R


Годен до: **02.2024г.**

Хранить при температуре **+2...+25 °C**

ТУ 9398-035-59879815-2014

ПУ № РЗН 2015/2307 от 27.09.2018г.

50 штук в упаковке



Производитель:

ООО "Эйлитон" по заказу
ЗАО "А/О Юнимед"

Адрес
производителя:

141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29

Место
производства:

ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл.,
г. Дубна, пр-т Науки, д. 8а, корп.1
Тел. 8 (495) 734-91-31
E-mail: office@unimedao.ru

Условия центрифугирования:
2500-3000g не менее 15 мин при 25 °C

Сделано в России
Кат. № 16100.10.0.ЛГ

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина: натрий гепарин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина: натрий гепарин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: натрий гепарин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: натрий гепарин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: натрий гепарин. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина: натрий гепарин. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изделия

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



фотографическое изображение медицинского изд

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем; литий гепарин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: литий гепарин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×75 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 13×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови "UNIVAC®"

Номинальный объем: 6,0 мл

Наполнитель: Натрий гепарин с разделительным гелем

Габаритный размер: 13x100 мм

Серия № 2360222

Произведено: 02.2022г.



IVD


STERILE R

Годен до: 02.2024г. Хранить при температуре +2...+25, С

ТУ 9398-035-59879815-2014

РУ № РЗН 2015/2307 от 27.09.2018г.

100 штук в упаковке



Условия centrifugирования:
2500-3000g 10-15 мин при 25° С

Производитель:

ООО "Эйлитон" по заказу
ЗАО "АО Юнимед"

Адрес

производителя: 141983, Московская обл., г. Дубна,

ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29

Место

производства: ООО "Эйлитон", 141983, Московская обл.,

г. Дубна, пр-т Научн. д. 9а, корп. 1.

Тел: 8 (495) 734 91-31

E-mail: office@yunimeda.ru

Сделано в России

Кат. № 13100.6.0.НГГ

Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем: натрий гепарин с разделительным гелем. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке.



Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC®» по ТУ 9398-035-59879815-2014, вариант исполнения: Габаритные размеры пробирки (диаметр × высота): 16×100 мм, наполнитель: Соли гепарина с разделительным гелем; натрий гепарин с разделительным гелем. Маркировка первичной упаковки.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 95 лист

Генеральный директор

 Летохов С.В.

