

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»**

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

Фотографии медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале
методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах
исполнения по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020:

Вариант исполнения 1. 24 определения:

1. Реагент Е, прозрачная бесцветная жидкость, 160 мкл, 1 пробирка;
2. Реагент Р, прозрачная бесцветная жидкость, 110 мкл, 1 пробирка;
3. Положительный контрольный образец, прозрачная бесцветная жидкость, 150 мкл, 1 пробирка;
4. Отрицательный контрольный образец, прозрачная бесцветная жидкость, 150 мкл, 1 пробирка;
5. Эксплуатационная документация:
 - 5.1 Инструкция по применению;
 - 5.2 Паспорт.

Вариант исполнения 2. 96 определений:

1. Реагент Е, прозрачная бесцветная жидкость, 0,6 мл, 1 пробирка;
2. Реагент Р, прозрачная бесцветная жидкость, 0,4 мл, 1 пробирка;
3. Положительный контрольный образец, прозрачная бесцветная жидкость, 150 мкл, 1 пробирка;
4. Отрицательный контрольный образец, прозрачная бесцветная жидкость, 150 мкл, 1 пробирка;
5. Эксплуатационная документация:
 - 5.1 Инструкция по применению;
 - 5.2 Паспорт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Адрес: Россия, 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул.
Университетская, д. 7, пом. 68.

Производственная площадка:

ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

Адрес: Россия, Республика Татарстан, 422616, р-н Лаишевский муниципальный, с/п
Столбищенское, с. Усады, ул. Дорожная, д 42 корпус 1.

ООО «Сигма Лаб»

Адрес: Россия, 143026, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой
бульвар д.42 стр. 1 этаж 3, помещение 785.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

Вариант исполнения 1. 24 определения:


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 в биологическом материале методом
амплификации в режиме реального времени в вари-
анте исполнения 1. 24 определения:
по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
№ РЗН 2020/10088 от 19.06.2020



Адрес: РФ, 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68.

Место производства:
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
Адрес: РФ, 422616, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с/п Сторожинское, с. Усады,
ул. Дорожная, д. 42, корпус 1, помещение 109.

125026, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар д.42, стр. 1,
помещение 785
номер телефона: 8 (800) 707 6401.
e-mail: info@evotek-miray.com

ПАСПОРТ № _____ от _____ г.

Набор для выявления РНК коронавируса
в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального
времени в вариантах исполнения по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020
Вариант исполнения 1. 24 определения:

ОТ _____ Количество наборов в серии _____
№ _____ Срок годности: 12 месяцев
по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020
регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10088 от 19.06.2020 г.

Индикаторы качества	Результаты контроля	Вывод
полнота комплекта документации, материалов, маркировки и упаковки	Соответствие применяемых материалов подтверждено визуальным сравнением с документами качества	С
объем пробирок, объема заполнения	Реагент Б – 160 мкл Реагент Р – 170 мкл Положительный контрольный образец – 150 мкл Отрицательный контрольный образец – 150 мкл	С
внешний вид поверхности пробирок	Поверхность чистая, гладкая, сухая, без сколов, трещин и сколов	С
герметичности	Герметично	С
запах, цветности, мутности	Прозрачный раствор без запаха, без цвета	С


Транспортирование
Транспортирование изделий осуществляется всеми видами открытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -80°C до -20°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изделий не допускается.

Хранение
Хранение изделий в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре от -80°C до -20°C, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изделий не допускается.

СЕРИЯ LOT _____ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 21.10.60-004-06931260-2020

Дата выдачи паспорта _____

Начальник ОБИТ ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» _____



0706.001.500P3

2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»


(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

ИНСТРУКЦИЯ

Набор для
SARS-CoV-2 в биол-
амплификации в ре-

Регистр

Производитель: ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
Адрес: РФ, 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68
Место производства:
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
Адрес: РФ, 422616, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с/пг Стабильновское, улица Даровская, д. 42, корпус 1, помещение 109,
ООО «Ситила Лаб»
Адрес: РФ, 143026, Москва, территория промышленного центра «Сколково», Большой бульвар д.42, стр. 1, этаж 3, помещение 785
Контактный номер телефона: 8 (800) 707 6401,
e-mail: genomix@evotek-miray.ru

ПАСПОРТ № _____ от _____ г.

Набор для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации и режиме реального времени в аппарате исполнения по ТУ 21.10.60-004-0691260-2020
Вариант исполнения 1. 24 определений

Номер серии: LOT _____ Количество наборов в серии _____
Дата изготовления: _____ с. Срок годности: 12 месяцев
Технические условия 21.10.60-004-0691260-2020
Регистрационное удостоверение: МРЗН 2020-70088 от 19.06.2020 г.

Результаты контроля показателей:

Наименование показателя и технические характеристики	Результаты контроля	Выход
Проверка соответствия комплекта документации, материалов, комплектности, маркировки и упаковки	Соответствие применяемых материалов подтверждено визуальным сравнением с документами качества	С
Проверка объема пробирок, объема заполнения	Reagent E - 160 мкл Reagent P - 110 мкл Положительный контрольный образец - 150 мкл Отрицательный контрольный образец - 150 мкл	С
Проверка внешнего вида поверхности пробирок	Поверхность чистая, гладкая, сухая, без сколовых отверстий, трещин и сколов	С
Проверка герметичности	Герметично	С
Проверка наличия запаха, целостности, влажности	Прозрачный раствор без запаха, без цвета	С

Транспортирование

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -80°C до -20°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изделий не допускается.

Хранение

Хранение изделий в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре от -80°C до -20°C, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изделий не допускается.

СЕРИЯ LOT _____

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 21.10.60-004-0691260-2020

Дата выдачи паспорта _____

Начальник ОТК ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» _____



EME
GENOMICS FOR LIFE

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

**ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»**
420500, Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район,
г. Иннополис,
ул. Университетская, д. 7,
пом. 68, Россия

Для профессионального применения
Только для диагностики in vitro

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
в биологическом материале методом изотермической амплификации
в режиме реального времени в вариантах исполнения
по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020

Упаковка содержит: _____ шт.

ВНИМАНИЕ: хранение и транспортировка при температуре от -80°C до -20°C

Вес брутто: _____ кг.

Вес нетто: _____ кг.

РУ № РЗН 2020/10088 от 19.06.2020г.

ТУ 21.10.60-004-06931260-2020

LOT 30015

2020.04

2021.04

IVD

-80°C

-20°C

↑↓

☀

☂

☹

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

Вариант исполнения 2. 96 определений:

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

Производитель: ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

Адрес: РФ, 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис, улица
Университетская, дом 7, помещение 68.

Место производства:

ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

Адрес: РФ, 422516, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с/пос. Стеблебенское, с. Усолье,
Березовая, д. 42, корпус 1, помещение 109.

«Сигма Лаб»

г. Москва, 143026, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Ботаник бульвар д.42, стр. 1,
помещение 785.

Фактический номер телефона: 8 (800) 707 6401.

E-mail: info@evoteching.com

ПАСПОРТ № _____ от _____ г.

Набор для выявления РНК коронавируса

SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального
времени в вариантах исполнения по ТУ 21.10.60-004-0693/1260-2020

Вариант исполнения 2. 96 определений:

Серия: LOT _____ Количество наборов в серии _____

Готовность: _____ Срок годности: 12 месяцев.

Хранение: сухие условия 21.10.60-004-0693/1260-2020

Выдано удостоверение МРЗН 2020/10088 от 19.06.2020 г.

Даты контроля показателей:

Наименование показателя и технические характеристики	Результаты контроля
Соответствие комплекта документации, материалов, активности, маркировки и упаковки	Соответствие применяемых материалов подтверждено визуальным сопоставлением с документами качества
Объемы пробирок, объема заполнения	Реагент Е – 0,6 мл Реагент Р – 0,4 мл Положительный контрольный образец 0,15 мл Отрицательный контрольный образец 0,15 мл
Внешний вид поверхности пробирок	Поверхность чистая, гладкая, сухая, отсутствуют отверстия, трещины и сколы
Герметичности	Герметично
Наличие запаха, цветности, мутности	Прозрачный раствор без запаха, без из

Транспортирование

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с при
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -80°C до -20°C в ус
исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изд
не допускается.

Хранение

Хранение изделий в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре от
-20°C, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замор
изделий не допускается.

СЕРИЯ LOT _____ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 21.10.60-004-0693/1

Дата выдачи паспорта _____

Начальник ОБТК ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» _____



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

УТВЕРЖД

Генеральный
директор
ООО «ЭВ

Производитель: ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
Адрес: РФ, 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город Иннополис, улица
Университетская, дом 7, помещение 68
Место производства:
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
Адрес: РФ, 422616, Республика Татарстан, Ленинский муниципальный район, с/п.с. Стойбищенское, с. Уссы, ул.
Дорожная, д. 42, корпус 1, помещение 109
ООО «Сити Лаб»
Адрес: РФ, 143026, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар д.42, стр. 1,
этаж 3, помещение 783
Контактный номер телефона: 8 (800) 707 6401
e-mail: info@evotek-miray-genomix.com

ПАСПОРТ № _____ от _____ г.

Набор для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального
времени в варианте исполнения по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020
Вариант исполнения 2. 96 определений

ИНСТРУКТ

Набор для

SARS-CoV-2 в биологическом
материале для амплификации в режиме реального
времени

Регистра

Номер серии: LOT _____ Количество наборов в серии _____
Дата изготовления: _____ г. Срок годности: 12 месяцев
Технические условия ТУ 21.10.60-004-06931260-2020
Регистрационное удостоверение МР 111 3020/10088 от 19.06.2020 г.

Результаты контроля показателей

Наименование показателей и условные характеристики	Результаты контроля	Выход
Проверка соответствия комплекта документации, материалов, комплектности, маркировки и упаковки	Соответствие прилагаемым материалам подтверждено визуальным сравнением с документами качества	С
Проверка объема пробирок, объема заполнения	Реагент Б - 0,6 мл Реагент Р - 0,4 мл Положительный контрольный образец - 0,15 мл Отрицательный контрольный образец - 0,15 мл	С
Проверка внешнего вида поверхности пробирок	Поверхность чистая, гладкая, сухая, без сколов, трещин и дефектов	С
Проверка герметичности	Герметично	С
Проверка наличия заплаты, целостности, мушкет	Прозрачный раствор без запаха, без цвета	С

Транспортирование

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -80°C до -20°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изделий не допускается.

Хранение

Хранение изделий в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре от -80°C до -20°C, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей. Повторное замораживание изделий не допускается.

СЕРИЯ LOT

Дата выдачи паспорта
Начальник ОТК ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 21.10.60-004-06931260-2020



GENOMICS FOR LIFE

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

(ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»)

Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

Фактический адрес: 420500, Республика Татарстан, район Верхнеуслонский, город
Иннополис, улица Университетская, дом 7, помещение 68

ИНН: 7728364310 КПП: 161501001

ОГРН: 1177746213512

**ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»**
420500, Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район,
г. Иннополис,
ул. Университетская, д. 7,
пом. 68, Россия

Для профессионального применения
Только для диагностики in vitro

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
в биологическом материале методом изотермической амплификации
в режиме реального времени в вариантах исполнения
по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020


Упаковка содержит: _____ шт.

ВНИМАНИЕ: хранение и транспортировка при температуре от -80°C до -20°C

Вес брутто: _____ кг. Вес нетто: _____ кг.

РУ № РЗН 2020/10088 от 19.06.2020г.
ТУ 21.10.60-004-06931260-2020

LOT 40027  2020.04  2021.04

Генеральный директор

ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»



Л.Н. Валеев

В данном документе прошито и пронумеровано
9 листов

Генеральный директор ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»



ОКПД 2 21.10.60.196

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

Д.Н. Валеев

20 ____ г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

«Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале
методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах
исполнения по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020»

2020

ИЗДАНИЕ И ДАТА

ИЗМ. №/ДЮЛ

ИЗМ. №/ДЮЛ

ИЗДАНИЕ И ДАТА

ИЗДАНИЕ И ДАТА

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения по ТУ 2110.60-004-06931260-2020

В комплект входит: 1.2.4 (приложение 1)

1. Реагент Е, для хранения биологический материал, 160 мл, 1 пробирка
2. Реагент Р, для хранения биологический материал, 110 мл, 1 пробирка
3. Положительный контрольный образец, 150 мл, 1 пробирка
4. Отрицательный контрольный образец, для хранения биологический материал, 150 мл, 1 пробирка
5. Инструкция по применению
- 6.2. Паспорт

20.20.04

20.21.04

IVD LOT 30015

Для профессионального применения

4603907200136

ПУ № РЗН 2020/10088 от 19.06.2020г.

ТУ 2110.60-004-06931260-2020

ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
420500, Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район,
г. Икнополис,
ул. Университетская, д. 7,
пом. 68, Россия

Реагент Е
160 мл
LOT 30015

РЕАГЕНТ
Е

Реагент Р
110 мл
LOT 30015

РЕАГЕНТ
Р

Положительный
контрольный
образец
150 мл
LOT 30015

ПКО

Отрицательный
контрольный
образец
150 мл
LOT 30015

ОКО

ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»
420500, Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район,
г. Икнополис,
ул. Университетская, д. 7,
пом. 68, Россия

Для профессионального применения
Только для диагностики ин витро

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
в биологическом материале методом изотермической амплификации
в режиме реального времени в вариантах исполнения
по ТУ 2110.60-004-06931260-2020

Упаковка содержит: _____ шт.

ВНИМАНИЕ: хранение и транспортировка при температуре от -80°C до -20°C

Вес брутто: _____ кг.

Вес нетто: _____ кг.

ПУ № РЗН 2020/10088 от 19.06.2020г.



ТУ 2110.60-004-06931260-2020

LOT 30015

2020.04

2021.04

IVD i



ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Набор для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической
амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения
по ТУ 2110.60-004-06931260-2020

_____ шт.

Контролер № _____ / Упаковщик № _____

Дата упаковки: XX.XX.XXXX

Вариант исполнения 1. 24 определения.

Макет маркировки (этикетки) «Набора реагентов для выявления РНК
вируса SARS-CoV-2 из биологического материала в вариантах исполнения по ТУ
21.10.60-004-06931260-2020» приведен на Рисунке 1.




Рисунок 1 – Макет маркировки (этикетки) «Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения по ТУ 21.10.60-004-06931260-2020».

ООО «ЭВТОЭК-МИРАЙ
ТЕНОМИКС»

420-500, Речной бульвар Ташкент, Узбекистан.
Впервые установленный район.
1. Именное.
ул. Умидовская, д. 7,
ком. 58, Россия

Только для диагностики вентро

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермического и амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения по ТУ 2110.60-004-069 312.60-2020

Упаковка содержит..... шт.

ВНИМАНИЕ: хранение и транспортировка при температуре от -80°C до -20°C

Вес брутто:..... кг.


Вес нетто: _____ кг.

№ 21.10.60-004-06931260-2020
от 19.06.2020г.

LOT 40027

2020.04

2021.04



ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения по ТУ 2110.60-004-06931260-2020

277

Контролер № _____ / Упаковщик № _____

Дата упаковки: XX.XX.XXXX

в данном документе прошито и пронумеровано

2 листов

Генеральный директор ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ
ГЕНОМИКС»

Валсеев Д.Н.

М.П.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the company name and partially over the stamp.