

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУСИЧ»



Кузин В. П.

20 22 г.

М. П.

Бесконтактный инфракрасный термометр, модель KY-111, партия № 1, серийные номера KY-00001-KY-50000 (см. Приложение) В составе: Бесконтактный инфракрасный термометр, модель KY-111 – 1 шт, Комплект элементов питания типа AAA (2 шт) – 1 комплект, Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, – 1 шт.

Фотографические изображения медицинского изделия




Рисунок 1 – Общий вид



Рисунок 2 – Общий вид. Маркировка основного блока. Сторона 1




Рисунок 2 – Общий вид. Маркировка основного блока. Сторона 2



Рисунок 4 – Общий вид



Рисунок 5 – Упаковка

Бесконтактный инфракрасный термометр

Модель KY-111
Партия № 1*



Постоянная ссылка на
руководство по эксплуатации

Питание: Элементы питания AAA * 2 шт., 3 В
Срок службы батарей: 20000 измерений
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца
со дня продажи
Ожидаемый срок службы изделия,
не менее: 5 лет
Гарантийный срок хранения изделия,
не менее: 6 месяцев
Время выхода в рабочий режим,
не более: 2 сек
Время измерения - менее 1 с
Время между измерениями, не более - 3 с
Диапазон измерений температур:
- режим «Тело»: 35,0 – 42,0 °C
- режим «Объект»: 0 – 50 °C
Точность измерений: ±0,1 °C
Разрешение: 0,1 °C
Количество сохранений в памяти: 30 шт.
Автоматическое отключение: 15±1 с
Расстояние измерения: 3 – 5 см ±20%
Размеры (Д × Ш × В): (157 × 95 × 45) мм ± 20%
Масса (без батарей), не более: 102 г
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
УХЛ 4.2
Рабочая среда:
- температура: (10 – 40) °C
- влажность: (15 – 95) %
- атмосферное давление: (98 – 106) кПа

ISO 14971:2007
ISO 15223-1:2020
GB 9706.1
ГОСТ Р МЭК 62366-2013
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

Представитель в РФ и СНГ: ООО РУСИЧ
Адрес: 197341, Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д. 5
Телефон: +7 812 4241900
Сайт: medicasystems.ru
Эл. почта: zakaz@medicasystems.ru

 XIAMEN LIZHI TECHNOLOGY CO., LTD.
(СИАМЕН ЛИЖИ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД)
Адрес: Этаж 4, зона 8, Центр Инноваций и Предпринимательства,
№ 35 Дунфэн Роуд, Зона экономического развития Сюэцзинь, Хунань,
411100, Китайская Народная Республика
Телефон: +86 133 5710 3309
Электронная почта: foshan402@qq.com



2022-02

№ 1



2027-02

REF KY-111 V1



Обратитесь к инструкции
по применению

SW

S/N: KY-11115

Рисунок 6 – Упаковка




Рисунок 7 – Упаковка

Бесконтактный инфракрасный термометр

Модель KY-111
Партия № 1*

Питание: Элементы питания AAA * 2 шт., 3 В
Срок службы батарей: 20000 измерений
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца
со дня продажи
Ожидаемый срок службы изделия,
не менее: 5 лет
Гарантийный срок хранения изделия,
не менее: 6 месяцев
Время выхода в рабочий режим,
не более: 2 сек
Время измерения - не менее 1 с
Время между измерениями, не более - 3 с
Диапазон измерения температуры:
- режим «Тело»: 35,0 - 42,0 °C
- режим «Объект»: 0 - 50 °C
Точность измерения: $\pm 0,1$ °C
Разрешение: 0,1 °C
Количество сохранений в памяти: 30 ячеек
Автоматическое отключение: 15 $\pm$ 1 с
Расстояние измерения: 3 - 5 см $\pm 20\%$
Размеры (Д x Ш x В): (157 x 95 x 45) мм $\pm 20\%$
Масса (без батареек), не более: 102 г
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
УХЛ 4.2
Рабочая среда:
- температура: (10 - 40) °C
- влажность: (15 - 95) %
- атмосферное давление: (86 - 106) кПа

Представитель в РФ и СНГ: ООО РУСИЧ
Адрес: 197341, Санкт-Петербург, Аллея Поликарпова, д. 5
Телефон: +7 812 424 1900
Сайт: medicasystems.ru
Эл. почта: zakaz@medicasystems.ru



XIAMEN JIZHI TECHNOLOGY CO., LTD.
(ХИАМЕН ЙИЖИ ТЕЧНОЛОДЖЫ КО. ЛТД)

Адрес: Китайская Народная Республика, 11 этаж,
здание Гуаньжэнь, дорога Гуаньжэнь № 48, район Симинь,
город Сямынь, провинция Фуцзянь, Китай, 361000
Телефон: +86 133 5710 3309
E-mail: douzi402@qq.com



2022-02



2027-02



Обратитесь к инструкции
по применению



№ 1



KY-111 V1



S/N: KY-11115



Постоянная ссылка на
руководство по эксплуатации

ISO 14971:2007
ISO 15223-1:2020
GB 9706.1
ГОСТ Р МЭК 62366-2013
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

Рисунок 9 – Маркировка




Рисунок 10 – Общий вид спереди

Синто и
промульговано
Ишстов
ООО "Русь"
Кузнец В.П.

Общество с о
«Русь»
рефер
8.10.2022
РМ