

ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ
Только для in vitro диагностики

Кат. № 008.001
ТУ 9398-083-44276684-2014

Мочевина-1 - Ольвекс

Набор реагентов для определения содержания мочевины в биологических жидкостях колориметрическим методом на основе реакции с диацетилмонооксимом

Состав набора:

Реагент 1
(раствор диацетилмонооксида)
Реагент 2
(раствор серной кислоты)
Реагент 3
(раствор тиосульфата натрия)
Реагент 4
(раствор хлорного калия)
Калибратор
(калибровочный раствор мочевины с концентрацией в 33 ммоль/л)

Серия 21072014

Выпуск 21.07.2014

Годен до 21.07.2016

Хранить при t 18-25 C

ОЛЬВЕКС
ДИАГНОСТИКУМ

Кат № 008 001

Мочевина-1 - Ольвекс

Реагент 2
(раствор серной кислоты)
250 мл

Серия 21072014
Годен до 21.07.2016
Готов к применению
Хранить при 18-25 C
Хранить в темноте

кат. № 008 001

Мочевина-1 - Ольвекс

Реагент 1
(раствор диацетилмонооксида)


100 мл

Серия 21072014
Годен до 21.07.2016
Готов к применению
Хранить при 18-25 C
Хранить в темноте



ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по применению набора реагентов для определения содержания мочевины в биологических жидкостях колориметрическим методом на основе реакции с диацетилмонооксимом.
(МОЧЕВИНА-1-ОЛЬВЕКС)



Директор по науке Юрин К.В.