



**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**Микропробирка для взятия капиллярной крови
ZMT, ТУ 32.50.13-015-51834327-2021**




Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем K2ЭДТА, без капилляра, объемом 0,2 мл
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем K2ЭДТА, с капилляром, объемом 0,2 мл
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем КЗЭДТА, без капилляра, объемом 0,2 мл
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем КЗЭДТА, с капилляром, объемом 0,2 мл
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем K2ЭДТА, без капилляра, объемом 0,2 мл в первичной упаковке по 10шт
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, объемом 0,2 мл в первичной упаковке по 20шт
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, объемом 0,2 мл в первичной упаковке по 50шт
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем К2ЭДТА, без капилляра, объемом 0,2 мл в первичной упаковке по 100шт
Производитель: АО «ЗМТ»



Наименование и вариант исполнения медицинского изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT,
с наполнителем КЗЭДТА, с капилляром, объемом 0,2 мл в первичной упаковке по 100шт
Производитель: АО «ЗМТ»

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 10 листа(ов)

Генеральный директор И.В. Поляков



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ЗМТ»

Н.В. Поляков

2022 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
МИКРОПРОБИРКА ДЛЯ ВЗЯТИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ ZMT
ТУ 32.50.13-015-51834327-2021

Инв.№ дуб.	Подпись и дата
Взам.инв.	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

2022 г.

Настоящий макет маркировки составлен в соответствии с требованиями ТУ 32.50.13-015-51834327 -2021.

1. На каждую микропробирку нанесена следующая информация (См. Приложение 1):

- 1) метка в виде полоски, обозначающая объем забираемой пробы;
- 2) цифровое обозначение номинального объема пробы: 200;
- 3) буквенное обозначение наполнителя К2 или К3, где К2 обозначение наполнителя К2ЭДТА, К3 обозначение наполнителя К3ЭДТА

2. На каждой картонной коробке (первичная упаковка изделий) нанесена следующая информация (См. Приложение 2):

- 1) логотип предприятия: 
- 2) наименование изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT
- 3) количество штук в упаковке: 100 шт.
- 4) наименование, адрес, телефон изготовителя:

Производитель: АО «ЗМТ»

Россия, 620135, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, д.77

Тел. 8 (343) 288-22-00, e-mail: info@zmt.ru

- 5) место производства:

Место производства: АО «ЗМТ» Россия,

623414, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, д.39.

3. На каждую картонную коробку или пакет полиэтиленовый (первичная упаковка) наклеена этикетка (См. Приложение 3) со следующей информацией:

- 1) наименование изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT
- 2) вариант исполнения;
- 3) номинальный объем проб: 0,2 мл
- 4) номер серии;
- 5) дата изготовления (Произведено:), в формате ДД.ММ..ГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год);
- 6) срок годности (Годен до:), в формате ДД.ММ..ГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год);
- 7) условия хранения: Хранить при температуре +2 .. +25°C
- 8) номер технических условий: ТУ 32.50.13-015-51834327-2021

ТУ 9398-005-51834327-2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Разраб.	В.И.Исидорова	06.05.22
---------	---------------	----------

Пров.	Кочетков	06.05.22
-------	----------	----------

Н. контр.	Грибова	06.05.22
-----------	---------	----------

Вет.	Полыков	06.05.22
------	---------	----------

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ ДЛЯ
ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ
«ЗМТ»

Макет маркировки

Лит.	Лист	Листов
A	2	9

АО «ЗМТ»

Подпись и дата

Инв. дуб.

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

- 9) номер регистрационного удостоверения;
- 10) количество изделий в упаковке (в шт);
- 11) логотип предприятия; 
- 12) цветомаркировка: красная полоса слева на этикетке, для идентификации наполнителя в соответствии с ГОСТ Р 53079.4 для наполнителя К2ЭДТА, К3ЭДТА
- 13) артикул;
- 14) наименования, адрес, телефон изготовителя:
 Производитель: АО «ЗМТ»
 Россия, 620135, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, д.77
 Тел. 8 (343) 288-22-00, e-mail: info@zmt.ru
- 15) место производства:
 Место производства: АО «ЗМТ» Россия,
 623414, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, д.39.
- 16) штрих-код;
- 17) QR-код;
- 18) графические символы: «Изделие для in vitro диагностики», «Запрет на повторное использование», «Нестерильно», «Не использовать при повреждении упаковки».



4. На каждую транспортную тару должна быть наклеена этикетка (См.Приложение 4), со следующей информацией:

- 1) наименование изделия: Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT
- 2) вариант исполнения;
- 3) номинальный объем проб: 0,2 мл
- 4) номер серии;
- 5) дата изготовления (Произведено:), в формате ДД.ММ.ГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год);
- 6) срок годности (Годеи до:), в формате ДД.ММ.ГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год);
- 7) условия хранения и транспортирования:
 Хранить при температуре +2 .. +25°C
 Транспортировать при -15 до +45°C
- 8) номер технических условий: ТУ 32.50.13-015-51834327-2021
- 9) номер регистрационного удостоверения;
- 10) количество изделий в упаковке (в шт);

Инв.№ подл.	Подпись и дата
Взам.инв.	Инв № дуб.
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	Подпись и дата

ТУ 9398-005-51834327-2016

Лист

3

11) логотип предприятия: 

12) цветомаркировка: красная полоса слева на этикетке, для идентификации наполнителя в соответствии с ГОСТ Р 53079.4 для наполнителя К2ЭДТА, К3ЭДТА

13) артикул;

14) наименования, адрес, телефон изготовителя:

Производитель: АО «ЗМТ»

Россия, 620135, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, д.77

Тел. 8 (343) 288-22-00, e-mail: info@zmt.ru

15) место производства:

Место производства: АО «ЗМТ» Россия,

623414, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, д.39.

16) штрих-код;

17) QR-код;

18) графические символы: «Изделие для in vitro диагностики», «Запрет на повторное использование», «Нестерильно», «Не использовать при повреждении упаковки».



На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от попадания прямых солнечных лучей», «Верх», «Беречь от влаги».



«Беречь от влаги»

«Хрупкое. Осторожно»

«Беречь от солнечных лучей»

«Верх»

Подпись и дата

Инв № дуб.

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Приложение 1.

Изображение микропробирки
с наполнителем К2ЭДТА



Изображение микропробирки
с наполнителем КЗЭДТА

[illegible]

Приложение 2

Изображение коробки



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв № дуб.	Подпись и дата

Имя	Пост	№ докум	Подпись	Дата	ТУ 9398-005-51834327-2016	Лист
						6

Приложение 3

Образец этикетки на первичной упаковке

		Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT
	С КЗЭДТА, С капилляром Объемом 0,2 мл Серия № K2110521 Произведено: 11.05.2021 Годен до: 10.05.2024 Хранить при температуре -+2...+25 °C ТУ 32.50.13-015-51834327-2021 РУ от 100 штук в упаковке Производитель: АО "ЗМТ" Россия, 620135, г. Екатеринбург ул. Старых большевиков, д. 77 тел. 8 (343) 288-22-00. e-mail: info@zmt.ru Место производства: АО "ЗМТ" Россия, 623414, Свердловская обл. г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, д.39.	Артикул: 20210210    
		

Подпись и дата

Инв № дуб.

Взам.инв.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Приложение 4

Образец этикетки на транспортной упаковке

	 Микропробирка для взятия капиллярной крови ZMT	
	С К2ЭДТА, без капилляра	Артикул: 20100211
	Номинальный объем 0,2 мл	
	Серия № K1110521	   
	Произведено: 11.05.21	
	Годен до: 11.05.24	
	Хранить при температуре -+2.. +25 °C	
	Транспортировать при -15 до + 40 °C.	
	ТУ 32.50.13-015-51834327-2021	
	РУ	
1000 штук в упаковке		
Производитель: АО "ЗМТ" Россия, 620135, г. Екатеринбург ул. Старых большевиков, д. 77 тел. 8 (343) 288-22-00. e-mail: info@zmt.ru Место производства: АО "ЗМТ" Россия, 623414, Свердловская обл. г.Каменск-Уральский. ул.Лермонтова, д.39.		
 		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв № дуб.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 9398-005-51834327-2016	Лист
						8

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв № дуб.	Подпись и дата

Генеральный директор Н.В. Поляков

