

«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»**




О.Е. Балашов

«24» октября 2023 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия
БИНТЫ ЭЛАСТИЧНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЕ «ИНТЕКС»
по ТУ 9393-007-46838010-2001**

2023


1. Общий вид медицинского изделия (МИ)




1.1. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №1




1.2. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №2



**1.3. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №3**



**1.4. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №4**



1.5. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №5




**1.6. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №6**



1.7. Общий вид медицинского изделия:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №7

2. Общий вид медицинского изделия в потребительской упаковке



2.1. Общий вид потребительской упаковки (пакет) на примере МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 6 (20см х 4см)



2.2.1. Общий вид потребительской упаковки (коробка – сторона 1) на примере МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м х 3см)



2.2.2. Общий вид потребительской упаковки (коробка – сторона 2) на примере МИ:
 Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м x 3см)



2.2.3. Общий вид потребительской упаковки (коробка – сторона 3) на примере МИ: Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м х 3см)



2.2.4. Общий вид потребительской упаковки (коробка – сторона 4) на примере МИ: Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м x 3см)

3. Макеты потребительской упаковки «пакет» (вариант № 1)



лицевая сторона



оборотная сторона

3.1. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 1 (10см х 1,5см)



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ИНТЕКС



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

одноразовый • нестерильный

№2

10смX2см

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА КИСТИ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, СТОПЕ ВЗРОСЛЫХ
И КИСТИ, ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ГОЛЕНИ ДЕТЕЙ

2

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоропомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (ваты, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.

Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность.

Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл.,

г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

ТУ 9393-007-46838010-2001

РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Дата изготовления/
номер партии:

Состав: полиэфир, латекс.

Срок хранения - 5 лет с
даты изготовления.

Не рекомендуется
использовать изделие по
истечении срока хранения.



лицевая сторона

оборотная сторона

3.2. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 2 (10см x 2см)



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ИНТЕКС



**БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
ТРУБЧАТЫЙ**

одноразовый • нестерильный

№3

15смХ2,5см

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА ПЛЕЧЕ, ГОЛЕНИ, ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ
ВЗРОСЛЫХ И КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ**

лицевая сторона

3

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоропомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.

Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Условия хранения: 1(л). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

ТУ 9393-007-46838010-2001

РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Дата изготовления/номер партии:



Состав: полиэфир, латекс.
Срок хранения - 5 лет с даты изготовления.
Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.



4 605086 000065

оборотная сторона


3.3. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 3 (15см х 2,5см)

СДЕЛАНО
В РОССИИ



ИНТЕКС



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
ТРУБЧАТЫЙ

одноразовый • нестерильный

№4

15смХ3см

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ И ГОЛОВЕ,
ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ
СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

4

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.

Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл.,

г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

ТУ 9393-007-46838010-2001

РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Дата изготовления/номер партии:

Состав: полиэфир, латекс.

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.



лицевая сторона


оборотная сторона

3.4. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (15см х 3,0см)



ИНТЕКС



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

одноразовый • нестерильный

№5

15смx3,5см

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА БЕДРЕ, ГОЛОВЕ ВЗРОСЛЫХ И ГОЛОВЕ,
ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И
ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

5

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.

Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Условия хранения: 1(П). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл.,

г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат

возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

ТУ 9393-007-46838010-2001

РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Дата изготовления/номер партии:

Состав: полиэфир, латекс.

Срок хранения - 5 лет с

даты изготовления.

Не рекомендуется
использовать изделие по
истечении срока хранения.




лицевая сторона

оборотная сторона

3.5. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 5 (15см x 3,5см)



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

одноразовый • нестерильный

№6

20смx4см

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ
СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ
(ОКРУЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 80 СМ.)

6

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.

Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл.,

г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

ТУ 9393-007-46838010-2001

ПУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Дата изготовления/
номер партии:

Состав: полиэфир, латекс.
Срок хранения - 5 лет с
даты изготовления.
Не рекомендуется
использовать изделие по
истечении срока хранения.



лицевая сторона


оборотная сторона

3.6. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 6 (20см x 4см)



СДЕЛАНО
В РОССИИ



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

одноразовый • нестерильный

№7

20смх6см

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ
СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ

лицевая сторона

7

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.

Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от +5°C до +25°C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1.

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).

ТУ 9393-007-46838010-2001

ПУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Дата изготовления/

номер партии:

Состав: полиэфир, латекс.

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.



оборотная сторона

3.7. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 7 (20см х 6см)

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА ПАЛЬЦАХ КИСТИ И СТОПЫ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

№1

10 x 1,5 см

лицевая сторона

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» нестерильный, одноразовый ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК НА ПАЛЬЦАХ КИСТИ И СТОПЫ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах. **Область применения:** в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. **Меры предосторожности:** не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (ваты, марли и другое). **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Рекомендации по применению:** бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ростиска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела. **Способ применения:** просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. **Внимание:** во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения. **Условия хранения:** 1(1). В сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. **Условия утилизации:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами. **Состав:** полиэфир, латекс. **Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).** **Производитель:** ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп. Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1. Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5. Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09, www.bint.ru/info@bint.ru. ТУ 9393-007-4683010-2001. РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г. Срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.

Дата изготовления/номер партии:



оборотная сторона

4.1. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 1 (10см x 1,5см)

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

ОДНОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК
НА КИСТИ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, СТОПЕ
ВЗРОСЛЫХ И КИСТИ, ЛОКТЕВОМ
СУСТАВЕ, ГОЛЕНИ ДЕТЕЙ

№2



10 x 2 см

лицевая сторона

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС»

нестерильный, одноразовый

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ПОВЯЗОК НА КИСТИ, ПРЕДПЛЕЧЬЕ, СТОПЕ ВЗРОСЛЫХ
И КИСТИ, ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ГОЛЕНИ ДЕТЕЙ

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах. **Область применения:** в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. **Меры предосторожности:** не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (ваты, марли и другое). **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Рекомендации по применению:** бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела. **Способ применения:** просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. **Внимание:** во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения. **Условия хранения:** 1(II). В сухом помещении при t от +5 °С до +25 °С, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. **Условия утилизации:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами. **Состав:** полиэфир, латекс. **Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену** (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463). **Производитель:** ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.». Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1. Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5. Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09, www.bint.ru/info@bint.ru. ТУ 9393-007-46838010-2001. РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г. Срок хранения - 5 лет с даты изготовления. **Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.**

Дата изготовления/номер партии:



4 605086 017421



оборотная сторона

4.2. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 2 (10см x 2см)

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ
И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК НА ПЛЕЧЕ, ГОЛЕНИ,
ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ
И КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

№3

15 x 2,5 см

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС» нестерильный, одноразовый

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ПОВЯЗОК НА ПЛЕЧЕ, ГОЛЕНИ, ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ
ВЗРОСЛЫХ И КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах. **Область применения:** в лечебно-профилактических и скоромошущих организациях, а также в бытовых условиях. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. **Меры предосторожности:** не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое). **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Рекомендации по применению:** бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роста. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела. **Способ применения:** просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. **Внимание:** во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения. **Условия хранения:** 1(1). В сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. **Условия утилизации:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами. **Состав:** полиэфир, латекс. **Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).** **Производитель:** ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.». **Юридический адрес:** Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1. **Адрес производства:** Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5. **Тел.:** (495) 528-86-82/528-51-09, www.bint.ru/info@bint.ru. **ТУ 9393-007-46838010-2001. РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г. Срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.**

Дата изготовления/номер партии:



4 605086 017438



лицевая сторона

оборотная сторона

4.3. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 3 (15 см x 2,5 см)

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

ОДНОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ
И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК НА КОЛЕННОМ
СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ И ГОЛОВЕ, ГРУДНОЙ
КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

№4



15 x 3 см

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС»

нестерильный, одноразовый

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ПОВЯЗОК НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ И ГОЛОВЕ,
ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах. **Область применения:** в лечебно-профилактических и скорой помощи организациях, а также в бытовых условиях. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. **Меры предосторожности:** не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое). **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Рекомендации по применению:** бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела. **Способ применения:** просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. **Внимание:** во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения. **Условия хранения:** 1(л). В сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. **Условия утилизации:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами. **Состав:** полиэфир, латекс. **Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).**

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,

ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1

Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл.,

г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.

Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09, www.bint.ru/info@bint.ru

ТУ 9393-007-46838010-2001

РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г

Срок хранения - 5 лет
с даты изготовления.

Не рекомендуется
использовать изделие
по истечении срока
хранения.

Дата изготовления/номер партии:



4 605086 017445

лицевая сторона

оборотная сторона

4.4. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (15см х 3см)

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

ОДНОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ
И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК НА БЕДРЕ, ГОЛОВЕ
ВЗРОСЛЫХ И ГОЛОВЕ, ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ
И ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

№5

15 x 3,5 см

лицевая сторона

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС»

нестерильный, одноразовый

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ПОВЯЗОК НА БЕДРЕ, ГОЛОВЕ ВЗРОСЛЫХ И ГОЛОВЕ,
ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ДЕТЕЙ

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах. **Область применения:** в лечебно-профилактических и скоро-помощных организациях, а также в бытовых условиях. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. **Меры предосторожности:** не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое). **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Рекомендации по применению:** бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела. **Способ применения:** просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. **Внимание:** во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения. **Условия хранения:** 1(П). В сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. **Условия утилизации:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами. **Состав:** полиэфир, латекс. **Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).**

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ» корп.
Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1
Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл.,
г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5.
Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09, www.bint.ru/info@bint.ru
ТУ 9393-007-46838010-2001
РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г

Срок хранения - 5 лет
с даты изготовления.
Не рекомендуется
использовать изделие
по истечении срока
хранения.

Дата изготовления/номер партии:



4 605086 017452

оборотная сторона

4.5. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 5 (15см x 3,5см)

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ

ОДНОРАЗОВЫЙ, НЕСТЕРИЛЬНЫЙ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ
И ВЛАЖНЫХ ПОВЯЗОК НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ
И ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ
(ОКРУЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 80 СМ)

№6

↕ 20 x 4 см

лицевая сторона

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛАТЕКСНО-ПОЛИЭФИРНЫЙ «ИНТЕКС»

нестерильный, одноразовый

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ПОВЯЗОК НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ И ТАЗОБЕДРЕННОМ
СУСТАВЕ ВЗРОСЛЫХ (ОКРУЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 80 СМ)

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах. **Область применения:** в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях. **Противопоказания к применению:** индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия. **Меры предосторожности:** не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое). **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Рекомендации по применению:** бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела. **Способ применения:** просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его. Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения. **Условия хранения:** 1(л). В сухом помещении при t от +5 °C до +25 °C, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов. **Условия утилизации:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация изделий вместе с бытовыми отходами. **Состав:** полиэфир, латекс. **Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).** **Срок хранения** - 5 лет с даты изготовления. Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1. Адрес производства: Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5. Тел.: (495) 528-86-82/528-51-09, www.bint.ru/info@bint.ru

ТУ 9393-007-46838010-2001

РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г

Дата изготовления/номер партии:



4 605086 017469

оборотная сторона

4.6. Макет потребительской упаковки (пакет) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 6 (15см x 4см)



Общий макет потребительской упаковки (коробка) на примере МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №1 (3м х 1,5см)



№1


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



3мх1,5см



ИНТЕКС



**Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №1
предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на
пальцах кисти и стопы взрослых и детей**

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

5.1. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №1 (3м х 1,5см)




БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ №2



3мх2см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №2 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на кисти, предплечье, стопе взрослых и кисти, локтевом суставе, голени детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролпуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

5.2. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 2 (3м х 2см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

№3


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



3мх2,5см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №3 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на плече, голени, локтевом суставе взрослых и коленном суставе детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

5.3. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №3 (3м х 2,5см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

№4


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



3мх3см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №4 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на коленном суставе взрослых и голове, грудной клетке и тазобедренном суставе детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоропомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего распуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/
номер партии:

02 22

5.4. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м х 3см)

СДЕЛАНО
В РОССИИ


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ №5



3мх3,5см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №5 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на бедре, голове взрослых и голове, грудной клетке и тазобедренном суставе детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

5.5. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 5 (3м х 3,5см)



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ


№ 6



3мх4см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №6 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на грудной клетке и тазобедренном суставе взрослых окружностью не более 80 см.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромошных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

5.6. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 6 (3м х 4см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ


7



3мх6см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №7 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на грудной клетке и тазобедренном суставе взрослых.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при осадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупа. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

5.7. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 7 (3м х 6см)



**Бинт эластичный трубчатый
латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»**



Способ применения: просунуть пальцы рук внутрь бинта, растянув его. Надеть бинт на перевязываемую конечность. Вынуть пальцы из бинта и расправить его.

Внимание: во избежание повреждений бинта перед использованием обязательно снимайте кольца и другие украшения.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Не рекомендуется использовать изделие по истечении срока хранения.

Условия хранения: 1(Л). В сухом помещении при t от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, в недоступных для детей местах. Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей и нахождение на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А». Допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

Состав: полиэфир, латекс.

3 метра



Нестерильный • Одноразовый



TU 9393-007-46838010-2001 РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

**Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату
или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).**

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: 143964, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5

Юридический адрес: 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1


Тел.: 8 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

5.8. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 3, 4) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

{единый для бинтов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 длиной 3 метра}

Общий макет потребительской упаковки (коробка) на примере МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 7 (25м x 6см)



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №7 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на грудной клетке и тазобедренном суставе взрослых.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ожогах, ушибах и ранах.
Область применения: в лечебно-профилактических и спортологических организациях, в том числе в бытовых условиях.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.
Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (ваты, марли и другой).
Возможные побочные действия: аллергическая реакция.
Рекомендация по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего разрыва. Чтобы бинт не сползал и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была равной по всей поверхности участка тела.



Бинт эластичный трубчатый
латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»

Рекомендация к применению: перед использованием бинт подлежит ручной стирке (без растягивания) при t не выше 40 °С с применением мягкого стирального порошка/мыла, полоскание без отжима и сушка вдали от отопительных приборов.
Способ применения: сядьте, заведите за спину, устойчивую ногу, наденьте бинт на конечность, равномерно (без складок) распределите его по длине, зафиксировав повязку в нужном месте.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, использование в изделии материалов.
Утилизация: Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, допускается утилизация с бытовыми отходами.
Состав: нить латексная, нить полиэфирная.
Хранение: Бинты должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения в соответствии с ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.
Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Дата изготовления/номер партии: 02 22

25 метров



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
ТРУБЧАТЫЙ

№7



Нестерильный • Одноразовый

Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату или обмену (пп РФ от 31.12.2020 № 2463).



ТУ 9393-007-46838010-2001 РУ № ФСТ 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»
Адрес производства: 143964, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
Юридический адрес: 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, пом. 4, ком. 1
Тел.: 8 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info/bint.ru



СДЕЛАНО
В РОССИИ

№1


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



25мх1,5см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №1
предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на пальцах кисти
и стопы взрослых и детей

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.
Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии: 02 22

6.1. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №1 (25м х 1,5см)



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ


№2



25мх2см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №2 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на кисти, предплечье, стопе взрослых и кисти, локтевом суставе, голени детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.


Меры предосторожности: не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:



6.2. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №2 (25м х 2см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

№3


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



25мх2,5см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №3 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на плече, голени, локтевом суставе взрослых и коленном суставе детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.
Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупа. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии: 02 22

6.3. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 3 (25м х 2,5см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

№4


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



25мх3см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №4
предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на коленном суставе
взрослых и голове, грудной клетке и тазобедренном суставе детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии: 02 22

6.4. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (25м х 3см)

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№5


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



25мх3,5см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №5 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на бедре, голове взрослых и голове, грудной клетке и тазобедренном суставе детей.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии: 02 22

6.5. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 5 (25м х 3,5см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

№6


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



25мх4см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №6 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на грудной клетке и тазобедренном суставе взрослых окружностью не более 80 см.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скорпомощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на повреждённую кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего ролупуска. Чтобы бинт не смещался и не переключивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии:

02 22

6.6. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 6 (25м х 4см)


СДЕЛАНО
В РОССИИ

№7


БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ



25мх6см



ИНТЕКС



Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №7 предназначен для фиксации сухих и влажных повязок на грудной клетке и тазобедренном суставе взрослых.

Показания к применению: для фиксации компрессов и повязок при ссадинах, ушибах и ранах.

Область применения: в лечебно-профилактических и скоромощных организациях, а также в бытовых условиях.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделия.

Меры предосторожности: не накладывайте бинт на поврежденную кожу без подкладочного материала (вата, марля и другое).

Возможные побочные действия: аллергическая реакция.

Рекомендации по применению: бинт можно разрезать в любом месте, не опасаясь дальнейшего роспуска. Чтобы бинт не смещался и не перекручивался, на него нанесена маркировочная полоса. При наложении бинта нужно следить, чтобы полоса была ровной по всей поверхности участка тела.



Дата изготовления/номер партии: 02 22

6.7. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 1, 2) МИ:

Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» №7 (25м х 6см)



**Бинт эластичный трубчатый
латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»**



Рекомендация к применению: перед использованием бинт подлежит ручной стирке (без растягивания) при t не выше 40°C с применением жидкого стирального порошка/мыла, полосканию без отжима и сушке вдали от отопительных приборов.

Способ применения: сидя, заняв удобную, устойчивую позу, надеть бинт на конечность, равномерно (без складок) распределив его по длине, зафиксировав повязку в нужном месте.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость используемых в изделии материалов.

Утилизация: Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, допускается утилизация с бытовыми отходами.

Состав: нить латексная, нить полиэфирная.

Хранение: Бинты должны храниться в складских помещениях на стеллажах в соответствии с условиями хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

25 метров



Нестерильный • Одноразовый

**Медицинские изделия надлежащего качества не подлежат возврату
или обмену (ПП РФ от 31.12.2020 № 2463).**



ТУ 9393-007-46838010-2001 РУ № ФСР 2010/06795 от 20.12.2022 г.

Производитель: ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

Адрес производства: 143964, Россия, Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 5
Юридический адрес: 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2, эт. 1, помещ. 4, ком. 1
Тел.: 8 (495) 528-86-82/528-51-09 www.bint.ru/info@bint.ru

6.8. Макет потребительской упаковки (коробка – стороны: 3, 4) МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»
{единицы для бинтов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 длиной 25 метров}

7. Транспортная упаковка





Общий вид транспортной упаковки на примере МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м x 3см)


0 00 000000 000000 0

**Бинт эластичный трубчатый
латексно-полиэфирный «ИНТЕКС»**

Размер: 3м №4
ТУ 9393-007-46838010-2001
РУ № РЗН 2010/06795 от 20.12.2022
Количество изделий в упаковке - **1 шт.**
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК - **40 шт.**
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ - **02.2022**
НОМЕР ПАРТИИ **02.2022**
СРОК ХРАНЕНИЯ - **5 ЛЕТ**
НОМЕР УПАКОВЩИКА - 1
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»



Общий вид маркировки транспортной упаковки на примере МИ:
Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный «ИНТЕКС» № 4 (3м x 3см)

Прошито и
скреплено печатью

145 (сорок пять) лист *об*

Директ:
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ-корп.»
Балашихин О.Е.

