

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Система интервенционная ангиографическая
Alphenix модели INFX-8000C/Y
с принадлежностями*

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»

Чередниченко Д.В.


« 23 » ноября

2022 г.



Система кардиологическая интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000C/Y с принадлежностями.

Основной состав: 1. Потолочный опорный модуль С-дуги модели CAS-830B




2. Боковая консоль стола




3. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, модель BLA-900С.




4. Узел рентгеновской трубки, модель DSRX-T7444GDS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).



5. Скоростное пусковое устройство с вращающимся анодом (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).




6. Комплект кабелей для рентгеновской трубки.




7. Теплообменник с водяным охлаждением (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).



8. Шланг теплообменника – 2 шт.



9. Кабель высоковольтный.



10. Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения, 8-дюймовый FPD.



Блок водяного охлаждения




Основной блок 8-дюймового FPD



Командный процессор


- основная часть стола для катетеризации;



11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 1: Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:

13

- стандартная накладка для деки стола;



11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 1: Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:

14

- стойка для капельной инфузии;




- опора для рук;




11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 1: Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:

16

- подлокотник.





11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 2: Стол для катетеризации CAT-880B, в составе: - пульт управления сто-¹⁸
лом;



11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 2: Стол для катетеризации CAT-880В, в составе:
- стойка для капельной инфузии;



11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 2: Стол для катетеризации САТ-880В, в составе:

20

- стандартная накладка для деки стола;



11. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Вариант 2: Стол для катетеризации САТ-880В, в составе:

21


- ремень для иммобилизации пациента.



12. Ножной переключатель (в кабинете сканирования).



13. Цифровая рентгенографическая система.



Системный шкаф



Компьютер
консоли системы



Блок управления



Программное обеспечение
основное


14. Консоль системы управления, в составе:

- монитор системы;
- блок включения электропитания

24



14. Консоль системы управления, в составе: - комплект клавиатуры;




14. Консоль системы управления, в составе: - комплект клавиатуры;



15. Ножной переключатель для рентгеноскопии в кабинете управления.




16. ТВ-монитор – не более 8 шт.




17. Главная консоль С.




18. Высоковольтный рентгеновский генератор.




19. Подвесное устройство для мониторов.




19. Подвесное устройство для мониторов.




19. Подвесное устройство для мониторов.




19. Подвесное устройство для мониторов.




19. Подвесное устройство для мониторов.



19. Подвесное устройство для мониторов.



19. Подвесное устройство для мониторов.



20. Комплект микрофона.



Микрофон в кабинете управления (talk microphone)



Усилитель звуковых сигналов в кабинете управления (talk amp)




Микрофон в кабинете сканирования (listen mic)




Усилитель звуковых сигналов в кабинете сканирования (listen amp)


21. Ионизационная камера дозиметра (производитель PTW-Freiburg, Германия).




22. Дозиметр (производитель PTW-Freiburg, Германия).




23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - усилитель – 1 шт.




23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - крепеж для DIN-рейки - 1 шт.;




23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - процессор отчетов – 1 шт.: - процессор для работы в реальном времени (при необходимости), 1 шт.;



23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - кабель системы, не более 3 шт.



Кабель системы синий



Кабель системы белый

Кабель информационный зеленый

23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - адаптер питания, не более 3 шт.



Canon

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Alphenix
МОДЕЛЬ INFX-8000C/B, INFX-8000C/Y,
INFX-8000C/P

ВАЖНО!

Перед тем как приступить к работе с оборудованием,
внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
После прочтения держите руководство в
легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

**Alphenix INFX-8000C/B, INFX-8000C/Y
(СОВМЕЩЕННОЙ С СИСТЕМОЙ КТ)**

ВАЖНО!


Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь с настоящим руководством. После прочтения держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ


Принадлежности: 1. Комплект для регулировки высоты потолка.




2. Боковая консоль стола (для использования в сочетании с планшетной консолью, для CAS-830B).



3. Вспомогательная консоль (для CAS-830B).



3. Вспомогательная консоль (для CAS-830B) (Подставка).




4. Вспомогательная консоль (для использования в сочетании с планшетной консолью, для CAS-830B).




5. Выдвижные направляющие (для CAS-830B).




6. Переключатель управления декой стола.




7. Комплект элементов сопряжения для стола.



8. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран) для 8-дюймового FPD.



9. Консоль управления декой стола (для CAT-850B).



10. Ножной переключатель (дополнительный).




11. Беспроводной ножной переключатель.



Беспроводной ножной переключатель




Сетевой адаптер




Приемник сигнала


12. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-850В и САТ-860В).




13. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).



14. Подлокотник для обеих рук.




15. Подлокотник для одной руки (для CAT-880В и CAT-880В/СТ)




16. Держатель для рук (для САТ-850В или САТ-860В).




17. Держатель для рук (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).




18. Нарукавник (панель для защиты рук).




19. Дополнительная направляющая деки стола (для CAT-880В и CAT-880В/СТ)




20. Держатель простыни (для САТ-880В и САТ-880В/СТ)



21. Опорная плита для стола.



22. Выдвижные направляющие для стола.



23. Выдвижной стол.



24. Комплект управляющего переключателя стола на головном конце (для CAT-850B).



25. Накладка для деки стола толщиной 5 см.



26. Системный шкаф.



27. Боковая крышка.



28. ТВ-монитор.



29. Комплект для добавления контрольного монитора.



Кабель длиной 5м — 2 шт.



Кабель длиной 2,5м — 1 шт.





Кабель длиной 30 м — 1 шт.

30. Комплект принадлежностей для ступенчатой ЦСА (для CAT-850B) (шаговое устройство).



Шаговое устройство
встроено внутрь
CAT-850B/B1




31. Модуль ступенчатой ЦСА.




32. Модуль ротационной ЦСА.




33. Модуль 3D-Angio.



34. Модуль 3D Roadmap.



35. Модуль точечной рентгеноскопии.



36. Базовый модуль для приложения клинического анализа.

CAAS SETTINGS

CAL | LVA | FVA | GCA | QVA | About

Local Refraction Method

☒ Mean local 1 ☐ Mean local 2 ☐ Interpolated

Default Analysis Method Total Analyzed Segment

Local Diam/Average Width 3 mm

Local Flat/Average Width 3 mm

Maximum Diameter 50

☒ Skip Lesion At Local Minimum

Default

OK Cancel

37. Модуль QCA.




38. Модуль QVA.






40. Модуль RVA.




Frame 30 / 56


41. Модуль 3D QCA.




42. Модуль оптимизации изображения стента.



43. Монитор 19-дюймовый или монитор 34-дюймовый, не более 5 шт.



Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 19 дюймов





Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 34 дюйма или аналог.

44. Принтер лазерный ч/б



45. Клавиатура





47. Считыватель штрих-кодов.



48. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, детская (оранжевая), 8-13 см



Манжета многоразовая NIBP, детская (зеленая), 12-19 см



Манжета многоразовая NIBP, маленькая, для взрослых (ярко-синяя), 17-25 см



Манжета многоразовая NIBP, для взрослых (серая), 23-33 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (серая), 28-40 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (бордовая), 40-55 см

48. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, набедренная (коричневая), 38-50 см

49. Кабель соединительный магистральный для ЭКГ, не более 6 шт.



50. Кабель для ЭКГ- отведений, не более 6 шт.



51. Модуль двухканальный для IBP




Кабель для датчика инвазивного измерения давления, длина 320 см




Красный коннектор кабеля-удлинителя IBP к разъему с надписью IBP на усилителе QMAPP.

52. Дополнительный модуль двухканальный для ИВР.




53. Модуль четырехканальный для ИВР.




54. Кабель соединительный для модуля ИВР, не более 6 шт.



55. Датчик для ИВР



56. Модуль измерения сердечного выброса методом термодилуции



57. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиюции, в составе:- кабель для измерения сердечного выброса методом термоделиюции, не более 2 шт.;



57. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиции, в составе:

- датчик для измерения сердечного выброса методом термоделиции, не более 2 шт.



58. Модуль для регистрации фракционного резерва кровотока.

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface for Fractional Flow Reserve (FFR) measurement. Both screens have a dark background with white text and controls.

Left Screenshot (Monitoring Mode):

- FFR** (Title bar)
- Mode:** **Monitoring** (Dropdown menu)
- Channel:**
 - Pa** (AO pressure) [Dropdown menu]
 - Pd** (AOPd pressure wire) [Dropdown menu]
- Averaging:** **Short** (Dropdown menu)
- Buttons:** **Equalize**, **Record FFR**

Right Screenshot (Measurement Mode):

- FFR** (Title bar)
- Mode:** **Measurement** (Dropdown menu)
- Channel:**
 - Pa** (AO pressure) [Dropdown menu]
 - Pd** (AOPd pressure wire) [Dropdown menu]
- Averaging:** **Middle** (Dropdown menu)
- Buttons:** **Equalize**, **Record FFR**

59. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



Кабель типа 6.3 мм «Mono Jack» для «Volcano i5», длина 320 см



Кабель для регистрации давления для «Volcano», длина 320 см



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pa к Boston



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pd к Boston

59. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



кабель Abbot длиной 65 см




кабель Abbot длиной 320 см





кабель для Abbot Wibox длиной 320 см

Кабель для регистрации давления для «Abbot», Abbott (SJM) Wibox. QMT0-, длина 65 см и 320 см


60. Блок для регистрации фракционного резерва кровотока




61. Модуль для регистрации температуры




62. Дополнительный модуль для EtCO₂

63. Модуль для подключения линий EtCO₂

64. Линия EtCO₂, не более 3 шт.



65. Держатель модуля EtCO2



66. Датчик температурный, не более 5 шт.



Датчик кожный, многоразовый для взрослых




Датчик ректальный многоразовый для взрослых.

66. Датчик температурный, не более 5 шт.




Датчик центральный многоразовый для взрослых

67. Кабель соединительный для температурных датчиков, не более 3 шт.




68. Кабель для выходного сигнала AUX, не более 3 шт.



69. Кабель для датчика SpO2



70. Датчик многоцветный SpO₂, не более 3 шт.



71. Кабель для неинвазивного измерения давления, не более 3 шт.



72. Держатель для кабелей.



73. Комплект для вывода внешнего сигнала.



74. Цветной ЖК-монитор.



75. Консоль для просмотра изображений.



76. Монитор с большим экраном.




Монитор



Многоэкранный сетевой комбоустройство



Сенсорный интерфейс пользователя



Коммутатор Summit x670-48x




Кодировщик MNA-120ENC-DVI

77. Цифровое кодирующее устройство для добавления двух входных каналов DVI.



78. Комплект принадлежностей для большого монитора (система видеопередачи для операционной). (Подставка)



Подставка



Передатчик DVI 1



Передатчик DVI 2



Сетевой концентратор




Блок питания для монитора с большим экраном

79. Боковые направляющие для подвесного устройства для мониторов.




80. Датчик продольного перемещения (для CAT-850B).




81. Боковая планшетная консоль стола.




82. Вспомогательная планшетная консоль.




82. Вспомогательная планшетная консоль (Подставка для планшетной консоли).



83. Боковая планшетная консоль стола с блоком переключателей (для CAS-830B).



84. Вспомогательная планшетная консоль с блоком переключателей (для CAS-830B).



85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- программное обеспечение основное – 1 шт.

The screenshot displays the 'Study List' application interface. On the left, there is a sidebar with search and filter options. The main area shows a table of studies with columns for Status, Patient Name, Patient ID, Sex, Modality, # Images, Study Date/Time, Accession #, and Study Description. The study 'Cerebral Aneurysm' is highlighted in blue. Below the table, there are three thumbnail images labeled 'SA 3D Volume', 'Cerebral Aneurysm Analysis', and 'Endobronchial Plan'. At the bottom, a detailed view of the 'Cerebral Aneurysm' study is shown, including two small image windows. A large blue 'Open' button is located at the bottom right.

Status	Patient Name	Patient ID	Sex	Modality	# Images	Study Date/Time	Accession #	Study Description
	Embolicraft Plan	2014-04-08	F	CT	762	08 Apr 2014 09:17		
	40CT SACRAL VERTEBRALITY	5029-000	F	CT	5036	24 Mar 2014 13:15	VISION	
	CHST CTAPL SURF IV	5029-TU...	F	CT	2505	07 Feb 2014 17:08	CNE_VISION	
	CHST CTAPL SURF IV	5029-TU...	F	CT	2475	05 Feb 2014 22:04	CNE_VISION	
	CHST CTAPL SURF IV	5029-TU...	F	CT	3204	05 Feb 2014 13:06	CNE_VISION	
	DSA HEAD 151	30-000...		SA, SB	1427	19 Dec 2013 07:29		INTRAX
	10 BODY 004	10-000...		SA, SB	1542	25 Aug 2013 13:36		INTRAX
	10 BODY 004	10-000...		SA	184	25 Aug 2013 09:18		INTRAX
	CAA	8501777	M	SA	1424	08 Aug 2013 08:18	2015041700	
	MARCA			CT	1407	01 May 2013 14:28		CTA
	VIVE, MELODY	12345		CT	4652	01 May 2013 12:14		Card Care CTA
	Brain CMB Subtraction	MCA Ar...	F	CT, SB	732	01 Apr 2013 20:18	CNE_VISION	CT Angiogram C...
	MR AD PULM	12377		MR	124	18 Mar 2013 08:11		Card Cardiac Per...
	CEREBRAL ANEURYSM	30-000...		SA	512	11 Jun 2014 14:07	ABC	
	CT ABD RENALS CENTRA DWE PADM BOY SPN	300-CT...	M	MR	1118	05 May 2014 13:06		
	10 DSA L-vert Aneurysm 001	10 DSA...	F	SA	1625	14 Feb 2014 07:06		
	10 DSA LICA Aneurysm 012	10 DSA...	F	SA	512	27 Jan 2014 08:02		

SA 3D Volume Cerebral Aneurysm Analysis Endobronchial Plan

CEREBRAL ANEURYSM | 30-000-062 | 11 Jun 2014 14:07

Open

85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- персональный компьютер – 1 шт.


139



85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- клавиатура – 1 шт.



85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- манипулятор «мышь» – 1 шт.




85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- концентратор – 1 шт.




85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- комплект кабелей – 4 шт.



85. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- комплект фантомов – 2 шт.



86. Монитор для Ангиографической рабочей станции, не более 4 шт.




87. Комплект дополнительного монитора для Ангиографической рабочей станции.




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет интерфейса для клинического анализа;




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа QCA (анализ коронарных артерий)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа LVA (анализ левого желудочка)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа RVA (анализ правого желудочка)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа QCA3D (3D-анализ коронарных артерий)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа Stent Enhancer (отображение с контрастированием стента)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа IV-LINQ (одновременная регистрация рентгеновских изображений и изображений ВСУЗИ/ОКТ)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для 3D-картирования




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для мультимодального картирования



88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для поддержки TAVR (3mensio)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для поддержки TAVR (3mensio и CAAS A-Valve)




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для анализа митрального клапана




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для анализа ушка левого предсердия




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для анализа регургитации



88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет DTS для отслеживания дозы




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет динамической стабилизации устройства




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для анализа аневризмы сосудов головного мозга.




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для планирования эмболизации




88. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет инструментов 3D-просмотра.




89. Комплект для подключения Rocket Link.




90. Модуль для удаленной сервисной диагностики.



91. Стойка для монитора с большим экраном.






92. Модуль для подключения ИБП.



Контактор



Пневматический таймер




Соединительные кабели


93. ИБП для Системы.



67. Комплект для монтажа




95. Акриловые пластины.




Система сосудистая интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFx-8000C/Y с принадлежностями.

Основной состав: 1. Потолочный опорный модуль С-дуги модели CAS-830B



Система сосудистая интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000C/Y с принадлежностями.

Основной состав: 1. Потолочный опорный модуль С-дуги модели CAS-930A (Потолочный опорный модуль С-дуги модели CAS-930A).




2. Боковая консоль стола (для CAS-830B) или Боковая консоль стола (для CAS-930A).




3. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, модель BLA-900A




4. Узел рентгеновской трубки модели DSRX-T7345GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония)




4. Узел рентгеновской трубки модели DSRX-T7445GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).



5. Скоростное пусковое устройство с вращающимся анодом (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).




6. Комплект кабелей для рентгеновской трубки.




7. Теплообменник с водяным охлаждением (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).



8. Шланг теплообменника – 2 шт.




9. Кабель высоковольтный.



10. Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения, FPD 12 x 16 дюймов,



Блок водяного охлаждения



Основной блок FPD 12x16 дюймов



Командный процессор


10. Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения, 12-дюймовый FPD.



Блок водяного охлаждения



Основной блок 12-дюймового FPD




Командный процессор


11. Потолочные рельсы.



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.1 Стол для катетеризации CAT-850B . в составе:
- основная часть стола для катетеризации;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.1 Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:
- стандартная накладка для деки стола;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.1 Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:
- стойка для капельной инфузии;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.1 Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:
- опора для рук;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.1 Стол для катетеризации САТ-850В, в составе:
- подлокотник.



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.2 Стол для катетеризации CAT-880B, в составе:



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.2 Стол для катетеризации САТ-880В, в составе:
- пульт управления столом;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.2 Стол для катетеризации САТ-880В, в составе:
- стойка для капельной инфузии;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.2 Стол для катетеризации САТ-880В, в составе:
- стандартная накладка для деки стола;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.2 Стол для катетеризации САТ-880В, в составе:
- ремень для иммобилизации пациента – не более 2 шт.



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.3 Стол для катетеризации САТ-860В, в составе:
- основная часть стола для катетеризации;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.3 Стол для катетеризации САТ-860В, в составе:
- стандартная накладка для деки стола;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.3 Стол для катетеризации САТ-860В, в составе:
- стойка для капельной инфузии;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.3 Стол для катетеризации САТ-860В, в составе:
- опора для рук;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.3 Стол для катетеризации САТ-860В, в составе:
- подлокотник.



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.4 Стол для катетеризации САТ-880В/СТ, в составе:

- основная часть стола для катетеризации;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.4 Стол для катетеризации САТ-880В/СТ, в составе:
- пульт управления столом;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.4 Стол для катетеризации САТ-880В/СТ, в составе:

- стойка для капельной инфузии;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.4 Стол для катетеризации САТ-880В/СТ, в составе:
- стандартная накладка для деки стола;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: 12.4 Стол для катетеризации САТ-880В/СТ, в составе:
- ремень для иммобилизации пациента, не более 2 шт.



13. Ножной переключатель (в кабинете сканирования).




14. Цифровая рентгенографическая система. (Системный шкаф)



Системный шкаф



Компьютер
консоли системы



Блок управления



Программное обеспечение
основное


15. Консоль системы управления, в составе:

- монитор системы;
- блок включения электропитания.

210



15. Консоль системы управления, в составе: - комплект клавиатуры;



15. Консоль системы управления, в составе: - комплект клавиатуры:



16. Ножной переключатель для рентгеноскопии в кабинете управления.




17. ТВ-монитор – не более 8 шт.




18. Главная консоль С.




19. Высоковольтный рентгеновский генератор.




20. Подвесное устройство для мониторов.




20. Подвесное устройство для мониторов.



20. Подвесное устройство для мониторов.




20. Подвесное устройство для мониторов.




20. Подвесное устройство для мониторов.



20. Подвесное устройство для мониторов.



20. Подвесное устройство для мониторов.



21. Комплект микрофона



Микрофон в кабинете управления (talk microphone)



Усилитель звуковых сигналов в кабинете управления (talk amp)




Микрофон в кабинете сканирования (listen mic)




Усилитель звуковых сигналов в кабинете сканирования (listen amp)


22. Ионизационная камера дозиметра (производитель PTW-Freiburg, Германия).




23. Дозиметр (производитель PTW-Freiburg, Германия).




23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - усилитель – 1 шт.




23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - процессор отчетов – 1 шт.: - процессор для работы в реальном времени (при необходимости), 1 шт.;



23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - кабель системы, не более 3 шт.



Кабель системы синий



Кабель системы белый

Кабель информационный зеленый

23. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости). в составе: - адаптер питания, не более 3 шт.



Canon

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Alphenix
МОДЕЛЬ INFX-8000C/B, INFX-8000C/Y,
INFX-8000C/P

ВАЖНО!

Перед тем как приступить к работе с оборудованием,
внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
После прочтения держите руководство в
легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Canon

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ**

Alphenix INFX-8000C/B, INFX-8000C/Y
(СОВМЕЩЕННОЙ С СИСТЕМОЙ КТ)

ВАЖНО!


Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь с настоящим руководством. После прочтения держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ


Принадлежности: 1. Комплект для регулировки высоты потолка.




2. Боковая консоль стола (для использования в сочетании с планшетной консолью, для CAS-830B).




3. Вспомогательная консоль (для CAS-830B).




3. Вспомогательная консоль (для CAS-830B) (Подставка).



4. Вспомогательная консоль (для CAS-930A).



4. Вспомогательная консоль (для CAS-930A) (Подставка).




5. Вспомогательная консоль (для использования в сочетании с планшетной консолью, для CAS-830B).




6. Комплект IVR-СТ, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.



6. Комплект IVR-СТ, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.




6. Комплект IVR-СТ, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.




6. Комплект IVR-СТ, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.



6. Комплект IVR-СТ, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.




6. Комплект IVR-CT, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.




6. Комплект IVR-СТ, в вариантах исполнения: - для совмещения с Системой КТ Aquilion LB; - для совмещения с Системой КТ Aquilion ONE; - для совмещения с Системой КТ Aquilion PRIME SP.



7. Выдвижные направляющие (для CAS-830B).




8. Выдвижные направляющие (для CAS-930A).




9. Переключатель управления декой стола.




10. Комплект элементов сопряжения для стола.




10. Комплект элементов сопряжения для стола.




11. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран), в вариантах исполнения: - для FPD 12х16 дюймов;



11. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран), в вариантах исполнения: - для 12-дюймового FPD.




12. Консоль управления декой стола (для САТ-850В).



13. Ножной переключатель (дополнительный).




14. Беспроводной ножной переключатель.



Беспроводной ножной переключатель




Сетевой адаптер




Приемник сигнала


15. Комплект беспроводного ножного переключателя (для CAT-850В и CAT-860В).




16. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).



17. Подлокотник для обеих рук.




18. Подлокотник для одной руки (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).




19. Держатель для рук (для CAT-850В или CAT-860В).




20. Держатель для рук (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).




21. Нарукавник (панель для защиты рук).




22. Дополнительная направляющая деки стола (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).



23. Держатель простыни (для САТ-880В и САТ-880В/СТ).




24. Выдвижная дека стола (для САТ-860В).



25. Опорная плита для стола.



26. Выдвижные направляющие для стола.



27. Выдвижной стол.




28. Комплект управляющего переключателя стола на головном конце (для САТ-850В).



29. Накладка для деки стола толщиной 5 см.



30. Системный шкаф.



31. Боковая крышка.



32. ТВ-монитор.





33. Комплект для добавления контрольного монитора.



34. Комплект принадлежностей для ступенчатой ЦСА (для САТ-850В) (шаговое устройство).



Шаговое устройство
встроено внутрь
САТ-850В/В1




35. Модуль ступенчатой ЦСА.



36. Модуль ротационной ЦСА.



37. Модуль 3D-Angio.



38. Модуль для низкоконтрастной визуализации (Alpha CT).

Study Protocol: 3D/Alpha CT Acquisition Program: CT Multi 5s 12" Auto Post. View ID: []

Protocol Parameters

System Mode: ☐ Cardiac ☒ Angio 1 ☐ Sequential Navi

Time: [] min [] s
Timer setting: 5min 0s
Start []

Fluoroscopy Radiography

Tube Voltage: 75 kV Focus: []
Tube Current: 320 mA Gain: 100
Pulse Width: 40.0 ms

Test Shot [] Advanced Presets AEC Param.

Contrast Medium [] Floor Rot (deg.) 0

	Phase1	Phase2	Phase3
Exposure Time(s)	4.0	4.0	4.0
Delay From Injection Start(s)	6.0	16.0	26.0
Speed(deg./s)	50.0	Deg./Frames 1.0	
Rate(f/s)	60.0	Frames 223 x 3	

SID: 120 FOV: 12.0
FOV Linkage []


Radiographic Range: RAO 120 LAO 120
CRA 0 CRA 0
Preset Angle []

Target Dose: 0.88 uGy
Details []


Function: +Quality
Mode: 1 Blood Vessel - 512
2 No Select - 512

Total Time(s): 30.0 No. of frames: 669 Total Deg: 120
OK Cancel

39. Модуль 3D Roadmap.



40. Модуль точечной рентгеноскопии.



41. Базовый модуль для приложения клинического анализа.

CAAS SETTINGS

CAL LVA FVA GCA QVA About

Local Reference Method

☒ Mean local 1
 ☐ Mean local 2
 ☐ Interpolated

Default Analysis Method

Total Analyzed Segment

Local Diam/Average Width 3 mm

Local Flap/Average Width 3 mm

Maximum Diameter 50

☒ Strip Lesion w/ Local Minimum

Default

OK Cancel

42. Модуль QCA.




43. Модуль QVA.




44. Модуль LVA.




45. Модуль RVA.




46. Модуль 3D QCA.




47. Модуль оптимизации изображения стента.



48. Монитор 19-дюймовый или монитор 34-дюймовый, не более 5 шт.



Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 19 дюймов





Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 34 дюйма или аналог.

49. Принтер лазерный ч/б



50. Клавиатура





52. Считыватель штрих-кодов.



53. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, детская (оранжевая), 8-13 см



Манжета многоразовая NIBP, детская (зеленая), 12-19 см



Манжета многоразовая NIBP, маленькая, для взрослых (ярко-синяя), 17-25 см



Манжета многоразовая NIBP, для взрослых (серая), 23-33 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (серая), 28-40 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (бордовая), 40-55 см

53. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, набедренная (коричневая), 38-50 см

54. Кабель соединительный магистральный для ЭКГ, не более 6 шт.



55. Кабель для ЭКГ- отведений. не более 6 шт.



56. Модуль двухканальный для ИВР



Кабель для датчика инвазивного измерения давления, длина 320 см



Красный коннектор кабеля-удлинителя ИВР к разъему с надписью ИВР на усилителе QMAPP.

57. Дополнительный модуль двухканальный для ИВР.




58. Модуль четырехканальный для ИВР.





59. Кабель соединительный для модуля ИВР, не более 6 шт.



60. Датчик для ИВР



61. Модуль измерения сердечного выброса методом термоделиции



62. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиюции, в составе:- кабель для измерения сердечного выброса методом термоделиюции, не более 2 шт.;



62. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиюции, в составе: - датчик для измерения сердечного выброса методом термоделиюции, не более 2 шт.



63. Модуль для регистрации фракционного резерва кровотока.

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface for Fractional Flow Reserve (FFR) registration. Both screens have a dark background with white text and controls.

Left Screenshot (Monitoring Mode):

- Header: FFR
- Mode: Monitoring (dropdown menu)
- Channel: (dropdown menu)
- Pa (AO pressure) (dropdown menu)
- Pd (AOPd pressure wire) (dropdown menu)
- Averaging: Short (dropdown menu)
- Buttons: Equalize, Record FFR

Right Screenshot (Measurement Mode):

- Header: FFR
- Mode: Measurement (dropdown menu)
- Channel: (dropdown menu)
- Pa (AO pressure) (dropdown menu)
- Pd (AOPd pressure wire) (dropdown menu)
- Averaging: Middle (dropdown menu)
- Buttons: Equalize, Record FFR

64. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



Кабель типа 6.3 мм «Mono Jack» для «Volcano i5», длина 320 см



Кабель для регистрации давления для «Volcano», длина 320 см



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pa к Boston



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pd к Boston

64. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



кабель Abbot длиной 65 см




кабель Abbot длиной 320 см




кабель для Abbot Wibox длиной 320 см

Кабель для регистрации давления для «Abbot», Abbott (SJM) Wibox. QMT0-, длина 65 см и 320 см



65. Блок для регистрации фракционного резерва кровотока




66. Модуль для регистрации температуры




67. Дополнительный модуль для EtCO₂

68. Модуль для подключения линий EtCO₂

69. Линия EtCO₂, не более 3 шт.



70. Держатель модуля EtCO₂



71. Датчик температурный, не более 5 шт.



Датчик кожный, многоразовый для взрослых



Датчик ректальный многоразовый для взрослых.

71. Датчик температурный, не более 5 шт.




Датчик центральный многоразовый для взрослых

72. Кабель соединительный для температурных датчиков, не более 3 шт.



73. Кабель для выходного сигнала AUX, не более 3 шт.



74. Кабель для датчика SpO₂



75. Датчик многоразовый SpO₂, не более 3 шт.



76. Кабель для неинвазивного измерения давления, не более 3 шт.




77. Держатель для кабелей.




78. Комплект для вывода внешнего сигнала.



79. Цветной ЖК-монитор.



80. Консоль для просмотра изображений.



81. Монитор с большим экраном.




Монитор



Многоэкранный сетевой комповщик



Сенсорный интерфейс пользователя



Коммутатор Summit x670-48x



Кодировщик MNA-120ENC-DVI

82. Цифровое кодирующее устройство для добавления двух входных каналов DVI.



83. Комплект принадлежностей для большого монитора (система видеопередачи для операционной). (Подставка)




Подставка



Передатчик DVI 1



Передатчик DVI 2



Блок питания для монитора с большим экраном




Сетевой концентратор

84. Боковые направляющие для подвешенного устройства для мониторов.




85. Датчик продольного перемещения (для CAT-850B).




86. Боковая планшетная консоль стола.




87. Вспомогательная планшетная консоль.




87. Вспомогательная планшетная консоль.



88. Боковая планшетная консоль стола с блоком переключателей (для CAS-830B).



89. Вспомогательная планшетная консоль с блоком переключателей (для CAS-830B).



90. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- программное обеспечение основное – 1 шт.

The screenshot displays the 'Study List' application interface. On the left, there is a sidebar with a 'Search' section containing a 'default' button and a 'Query/Filter' section. Below this is a 'Filter By' section with various filters like 'Patient ID', 'Study Name', 'Date of Birth', etc. The main area shows a table of studies with columns: Status, Patient Name, Patient ID, Sex, Modality, # Images, Study Date/Time, Acquisition #, and Study Description. The table is filtered to show studies related to 'Cerebral Aneurysm'. The selected study is 'Cerebral Aneurysm' with Patient ID '30-INTX-062', dated '11 Jun 2014 14:07'. Below the table, there are three tabs: 'Applications', 'Results', and 'Study'. The 'Applications' tab is active, showing three icons: 'SA 3D Volume', 'Cerebral Aneurysm Analysis', and 'Endobulbous Plot'. Below these, the 'Cerebral Aneurysm Analysis' section shows two 3D visualizations of the aneurysm. At the bottom right, there is a large blue 'Open' button.

Status	Patient Name	Patient ID	Sex	Modality	# Images	Study Date/Time	Acquisition #	Study Description
	Emboliculose Plan	2004-04-08	F	CT	702	28 Apr 2014 09:17		
	40CT SACRAL VERTEROPLASTY	540V-009	F	CT	1038	24 Mar 2014 13:03	VISCON	
	CHST CT/PE, SURF IV	540V-TU...	F	CT	2500	07 Feb 2014 17:09	CME_VISCON	
	CHST CT/PE, SURF IV	540V-TU...	F	CT	2875	05 Feb 2014 22:24	CME_VISCON	
	CHST CT/PE, SURF IV	540V-TU...	F	CT	3204	05 Feb 2014 15:06	CME_VISCON	
	DSA HEAD TS1	30-INTX...		XA, 18	3427	14 Dec 2013 09:29		INTX01
	LC BODY 064	LC-INTX...		XA, 18	1540	25 Aug 2013 13:36		INTX01
	LC BODY 069	LC-INTX...		XA	184	25 Aug 2013 09:18		INTX01
	CAA	8301775	M	XA	1424	08 Aug 2013 08:38	2013041700	
	MIPCA			CT	1407	01 May 2013 14:28		CTA
	VALVE MELODY	12345		CT	4402	05 May 2013 12:34		Card Care CTA
	Brain CDR Subtraction	40CA Ar...	F	CT, 18	712	05 Apr 2013 20:54	CME_VISCON	CT Angiogram C...
	MRI AD PULM	12317		MR	124	18 Mar 2013 08:11		Card Cardiac Per...
	CEREBRAL ANEURYSM	30-INTX...		XA	103	11 Jun 2014 14:07	A0C	
	IT AND RENALS CEMRA DMS PATH BOY SPN	049-CE...	M	MR	1118	05 May 2014 15:09		
	3D DSA L-Vert Aneurysm 301	3D DSA...	F	XA	1625	18 Feb 2014 07:06		
	3D DSA LCA Aneurysm 012	3D DSA...	F	XA	102	27 Jan 2014 08:02		

Applications: SA 3D Volume, Cerebral Aneurysm Analysis, Endobulbous Plot

CEREBRAL ANEURYSM | 3D-INTX-062 | 11 Jun 2014 14:07

Open


90. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- персональный компьютер – 1 шт.




90. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- клавиатура – 1 шт.



90. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- манипулятор «мышь» – 1 шт.




90. Ангиографическая рабочая станция, в составе: -
концентратор – 1 шт.




90. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- комплект кабелей – 4 шт.



90. Ангиографическая рабочая станция, в составе:
- комплект фантомов – 2 шт.



91. Монитор для Ангиографической рабочей станции – не более 4 шт.




92. Комплект дополнительного монитора для Ангиографической рабочей станции.



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет интерфейса для клинического анализа;



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа QCA (анализ коронарных артерий)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3DAdmin

Report
 Header Page
 Viewing
 QCA 1

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO3Dadmin
Creation date	15.06.2017 17:11:40
Serial number	1299932669
Institution name	MRAA n.b. Sechenov
Institution address	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation
Department name	Department

Patient Information

Name	OROSHKOVA RAISA MBIMLOVNA	Height	167 cm
ID	37 478/2017	Weight	110 kg
Sex	Female	BSA	2.16 m ²
Birthdate (age)	20.03.1948 (69)	Referring physician	

Clinical History


Conclusion

CAAS
 OROSHKOVA RAISA MBIMLOVNA
 20.03.1948
 Female
 XA.2017.06.15.14.07.22

CAAS Workstation 7.1.1 1 / 2


93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа QVA (анализ сосудов)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа LVA (анализ левого желудочка)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа RVA (анализ правого желудочка)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа QCA3D (3D-анализ коронарных артерий)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для клинического анализа Stent Enhancer (отображение с контрастированием стента)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа IV-LINQ (одновременная регистрация рентгеновских изображений и изображений ВСУЗИ/ОКТ)



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для 3D-картирования




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для мультимодального картирования




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для поддержки TAVR (3mensio)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для поддержки TAVR (3mensio и CAAS A-Valve)




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:
- Пакет для анализа митрального клапана




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для анализа ушка левого предсердия




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:

- Пакет для анализа регургитации



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:


- Пакет DTS для отслеживания дозы



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:
 - Пакет динамической стабилизации устройства




93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:
 - Пакет для анализа аневризмы сосудов головного мозга.



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:


- Пакет для планирования эмболизации



93. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения – не более 25 шт.:
 - Пакет инструментов 3D-просмотра.



94. Комплект для подключения Rocket Link.




95. Модуль для удаленной сервисной диагностики.



96. Стойка для монитора с большим экраном.





97. Модуль для подключения ИБП. (Контактор)




Контактор



Пневматический таймер



Соединительные кабели




98. ИБП для Системы.



99. Комплект для монтажа.



100. Акриловые пластины.





CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,
JAPAN

**Система интервенционная ангиографическая Alphenix
модели INFx-8000C/Y с принадлежностями, варианты
исполнения**

Уполномоченный представитель производителя в России:
119421, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Обручевский, Ленинский проспект, д. 111, корп. 1, этаж 5,
комната 129

Сделано в Японии








Упаковка медицинского изделия











Canon

NQ01790

G.W.

N.W.



KG

KG

X

X

CM

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 381 листов

Подпись

