

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «СОФТЛИФТ»



Д. А. Груздев

"27" июля 2023 г.

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами
для пластической хирургии и косметологии, стерильная
по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019**

2023

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019


Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе:

- нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 01/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024



РУ № _____ от _____

+5°C / +40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019


Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм х 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе:

- нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 02/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024



Производитель: ООО «СОФТЛИФТ»
195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 75, корпус 1, лит. а, помещение 2н

Место производства:

1. ООО «СОФТЛИФТ»
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 53, литер А, помещение 1 Н

2. ООО «Медин-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 4

РУ № _____ ОТ _____

+5°C -40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм х 110 мм, на шпule, стерильная, в составе:


- нить с двумя иглами на шпule - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 03/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024

ПУ № _____ от _____



+5°C - +40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм х 155 мм, стерильная, в составе:

- нить с иглой - 4 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 04/07.2023



27.07.2023



27.07.2024

ПУ № _____ от _____



+5°C -40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе:

- нить с иглой - 2 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 05/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024

РУ № _____ ОТ _____



+5°C -40°C



Производитель: ООО «СОФТЛИФТ»
195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский
проспект, дом 75, корпус 1, лит. а,
помещение 2н
Место производства:
1. ООО «СОФТЛИФТ»
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Черняховского, дом 53, литер А,
помещение 1 Н
2. ООО «Медин-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива
Васильева, д.1, корп. 4

STERILE EO

Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе:

- нить с иглой - 4 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 06/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024

РУ № _____ от _____



+5°C -40°C



STERILE EO Нетоксично внутри



Производитель: ООО «СОФТЛИФТ»
195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский
проспект, дом 75, корпус 1, лит. а,
помещение 2н

Место производства:

1. ООО «СОФТЛИФТ»
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Черняховского, дом 53, литер А,
помещение 1 Н

2. ООО «Медин-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива
Васильева, д.1, корп. 4

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе:

- нить с иглой - 2 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 07/07.2023



27.07.2023



27.07.2024

РУ № _____ от _____



+5°C / +40°C



STERILE

Нетоксично внутри


Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


Использованные, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Всего прошнуровано и скреплено печатью

8 (восемь) листа/ов

Генеральный директор
ООО «СОФТЛИФТ»




Груздев Д. А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «СОФТЛИФТ»

Д. А. Груздев

"01" августа 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами
для пластической хирургии и косметологии, стерильная
по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019**

2023





Рисунок 1 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм х 150 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.



Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпule, стерильная, в составе:

- нить с двумя иглами на шпule - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 01/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024

 **Производитель: ООО «СОФТЛИФТ»**
195257, г. Санкт-Петербург,
Гражданский проспект, дом 75, корпус 1,
лит. а, помещение 2и
Место производства:
1. ООО «СОФТЛИФТ»
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Черняховского, дом 53, литер А,
помещение 1 Н
2. ООО «Медии-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул.
Начдива Васильева, д.1, корп. 4

ПУ № _____ от _____


±5°C / +40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Используемые, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Видимая часть упаковки изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 5 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 4 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-I из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 5 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атрауматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.




Рисунок 6 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка. Маркировка крупным планом.




Рисунок 7 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 8 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Рисунок 9 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.




Рисунок 10 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка. Маркировка крупным планом.




Рисунок 11 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 12 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER Comfort-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 13 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе:

- нить с иглой - 4 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 04/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024

РУ № _____ ОТ _____

 40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри



Производитель: ООО «СОФТЛИФТ»
195257, г. Санкт-Петербург,
Гражданский проспект, дом 75, корпус 1,
лит. а, помещение 2и
Место производства:
1. ООО «СОФТЛИФТ»
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Черняховского, дом 53, литер А,
помещение 1 Н
2. ООО «Медин-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул.
Нахимова Васильева, д.1, корп. 4

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Рисунок 14 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка. Маркировка крупным планом.




Рисунок 15 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 16 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 17 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Рисунок 18 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.




Рисунок 19 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка. Маркировка крупным планом.




Рисунок 20 – Вариант исполнения изделия: Пить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 21 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 22 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 23 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.




Рисунок 24 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка. Маркировка крупным планом.




Рисунок 25 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 26 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 27 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 4 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Рисунок 28 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт. Стерилизационная упаковка.

green sterilised FORM FA ФОРМАЛЬДЕГИД FORM зеленый после стерилизации
grün wenn sterilisiert zielony po sterylizacji
as lange Packung unversehrt Не употреблять в случае повреждения упаковки Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony Do not use if pack

Нить рассасывающаяся ZINGER с иглами для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-19547563-2019

Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе:

- нить с иглой - 2 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

LOT 07/07.2023

 27.07.2023

 27.07.2024

ПУ № _____ от _____ +5°C -10°C                  




Рисунок 30 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм х 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 31 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 31 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Рисунок 32 – Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся ZINGER INVISIBLE-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Всего прошнуровано и скреплено печатью
33 (тридцать три) листа/ов
Генеральный директор
ООО «СОФТЛИФТ»



Груздев Д. А.