

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова
2022 г.

Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови человека «Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-308-41390295-2022

1. Образцы этикеток компонентов набора «Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ» 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами трихинелл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД IVD
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА К(+) - 1,5 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД IVD
К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец	Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА К(-) - 2,5 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД IVD
ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора	Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД IVD
РРО – раствор для разведения образцов	Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА РРО - 12,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД IVD
РК – раствор конъюгата	Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА РК - 13,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД IVD

ТМБ – раствор тетраметилбензидина	Трихинелла IgG-ИМЕБИАН-ИФА ООО «ИМЕБИАН ЛАБ» ТМБ - 13,0 мл LOT XXXXXX  ППТ-ММ-ДД   20°C  
Стоп-реагент	Трихинелла IgG-ИМЕБИАН-ИФА ООО «ИМЕБИАН ЛАБ» Стоп-реагент - 12,0 мл LOT XXXXXX  ППТ-ММ-ДД   20°C  

2. Образцы этикеток шоу-бокса набора «Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp: +73832093454

2.2. Образец основной этикетки

Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови человека «Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА»
поТУ 21.20.23-308-41390295-2022
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт
2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл)	1 шт
3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл)	1 шт
4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)	1 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)	1 шт
6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)	1 шт
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)	1 шт
8 Стоп-реагент (12,0 мл)	1 шт
9 Пленка для заклеивания планшета	2 шт
10 Ванночка для реагентов	2 шт
11 Наконечники объемом до 200 мкл	16 шт
12 Инструкция по применению набора реагентов	1 шт

ПУ № XXXXXXXXXX

LOT XXXXXX

REF PE-018/96

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Запрещено использование
Антигена к ВИЧ-1,2, ВГС и HBsAg отсутствуют



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

прошнуровано, про
и скреплено печати


лист 9

Генеральный дирек

ООО ИМБИАН Л

В.В. (


202





Фотографическое изображение


Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови человека «Трихинелла IgG-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-308-41390295-2022

Общий вид









Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«24» 10 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 9

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
"24" 10 2022 г

