

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ
по научно-производственной работе

А.П. Шепелин

2022 г.



Макет маркировки бутылки

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

СОСТАВ:

Печеночный перевар 1,0 л
Пептон сухой ферментативный 10,0 г
Натрий хлористый 5,0 г
Лактоза 10,0 г
L-цистин 0,1 г
Агар бактериологический 0,9 г
pH 6,3-7,1

Только для профессионального
использования

Хранить герметически закрытым в
защищенном от света месте при
температуре от 2 до 30 °C

Per. № РЗН от

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ БИФИДОБАКТЕРИЙ
ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
(СРЕДА БЛАУРОККА)

ТУ 20.59.52-344-78095326-2021

«Стерильно»

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ,
Россия, 142279 Московская обл., г.о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Рос-
сия, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел. 36-00-20 / факс 36-01-16,
E.mail: info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бутылку со средой Блаурокка
осторожно вскрыть, хорошо переме-
шать, в асептических условиях раз-
лить среду по 9 мл в стерильные проб-
ирки и закрыть стерильными проб-
ками. Пробирки со средой прогреть
(регенерировать) в кипящей водяной
бане в течение 10-15 мин с целью
удаления кислорода и охладить до
комнатной температуры.

Повторное прогревание пробирок
со средой не допускается.

Только для in vitro диагностики

С _____
Дата изготовления _____
Годеи до _____
Объем _____ л

Фотоизображение медицинского изделия

«Питательная среда для выявления бифидобактерий готовая к применению (Среда Блаурокка)» по ТУ 20.59.52-344-78095326-2021

в двух формах выпуска – 0,4 л и 0,2 л



Директор



И.А.Дятлов