

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ЗАО «ААИ»

Пластигин А.Ю.

«11» февраля 2022 г.



Шаблоны маркировки медицинского изделия
Аппарат хирургии ААИ-4
по ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

1-Шаблон маркировки блока управления медицинского изделия на примере блока управления БП1



Аппарат хирургии ААИ-4

По ТУ 32.50.50-006-23433902-2020: блок управления
БП1



ЗАО «ААИ», Россия



2020-02

Зав.№0001

Номинальное напряжение, В:  220

Частота, Гц: 50-60

Мощность, потребляемая при номинальном
напряжении питания (220 В), Вт: 400

IPX0

ТУ 32.50.50-006-23433902-2020



Предохранитель ВПБ6

Номинальный ток - 5 А

Номинальное напряжение 220 В

Тип - плавкий

Маркировка сетевого выключателя блока управления



2-Шаблон потребительской маркировки



Аппарат хирургии ААИ-4
по ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

 Закрытое акционерное общество «Ассоциация
аэрокосмических инженеров» (ЗАО «ААИ»), Россия,
141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская,
д.4. Тел.: +7(495)780-1066, E-mail: info@aae.ru.



2020-02

Зав.№0001

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 5 лет

РУ № _____ от _____.20__ г.

IPX0

ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

Условия хранения: В упаковке предприятия-
изготовителя должны храниться в закрытом помещении
при температуре от +5 до +40° С и относительной
влажности до 80%.



3-Шаблон маркировки педали управления на примере педали управления ПУ1

Педаль управления ПУ1

IPX8

Напряжение, В: — — — 12



ЗАО «ААИ», Россия

ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

4-Шаблон транспортной маркировки медицинского изделия



Аппарат хирургии ААИ-4
по ТУ 32.50.50-006-23433902-2020



Закрытое акционерное общество «Ассоциация
аэрокосмических инженеров» (ЗАО «ААИ»), Россия,
141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская,
д.4. Тел.: +7(495)780-1066, E-mail: info@aae.ru.



2020-02

Зав.№0001

Гарантийный срок: 12 мес.

РУ № _____ от _____.20__ г.

ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

Условия хранения: В упаковке предприятия-
изготовителя должны храниться в закрытом помещении
при температуре от +5 до +40° С и относительной
влажности до 80%.

Масса брутто, кг:



5-Шаблон маркировки упаковки полотен, боров, сверил, фрез на примере Бор краниотомный: БК2



Аппарат хирургии ААИ-4

По ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

Бор краниотомный: БК2



Закрытое акционерное общество «Ассоциация аэрокосмических инженеров» (ЗАО «ААИ»), Россия, 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.4. Тел.: +7(495)780-1066, E-mail: info@aae.ru.



2020-02

Кол-во, шт: 1

«Н»

ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

6-Шаблон маркировки упаковки моторной системы, адаптера моторной системы, патрона-адаптера, насадки малых боров, насадки краниотомной, пилы сагиттальной на примере Насадка малых боров: НМБП-3



Аппарат хирургии ААИ-4

По ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

Насадка малых боров: НМБП-3



Закрытое акционерное общество «Ассоциация аэрокосмических инженеров» (ЗАО «ААИ»), Россия, 141074, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.4. Тел.: +7(495)780-1066, E-mail: info@aae.ru.



2020-02

Кол-во, шт: 1

ТУ 32.50.50-006-23433902-2020

7-Маркировка насадки краниотомной





51

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ЗАО «ААИ»

Пластилин А.Ю.


«13» января 2022 г.



**Шаблон фотографических изображений
медицинского изделия
Аппарат хирургии ААИ-4
по ТУ 32.50.50-006-23433902-2020**

(версия 3)

Блок управления: БП1, БП1П, БП2, БП2П



Моторная система: MC-A, MC-B



Моторная система: MC-C



Адаптер моторной системы: АМС-Т, АМС-Х, АМС-АО, АМС-Я



Насадка краниотомная: НК1, НК2, НК3, НК4



Бор краниотомный: БК1, БК2, БК3, БК4




Бор малый: БМ1, БМ2, БМ3, БМ4, БМ5, БМ6, БМ7, БМ8, БМ9;



Насадка малых боров: НМБП-1, НМБП-2, НМБП-3, НМБП-4, НМБУ-1, НМБТ-1, НМБТ-2



Насадка малых боров: НМБУ-1, НМБУ-2, НМБУ-3



Фреза-перфоратор: ФП1, ФП2, ФП3, ФП4, ФП5, ФП6




Полотно пильное сагиттальное



Пила сагиттальная: ПС




Патрон-адаптер: ПА-Р, ПА-Д, ПА-ВД




Патрон-адаптер: ПА-К1, ПА-К2



Педаль управления: ПУ1, ПУ2, ПУ3



Контейнер стерилизационный: KC1, KC2



Транспортный кейс: ТК1




Патрон-адаптер: ПА-П



Сверло винтовое: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6



Общий вид медицинского изделия с контейнером стерилизационным (при необходимости) в транспортном кейсе: ТК1



Аппарат хирургии АА35-4
 по ТУ 12.05.01-000-0010000-0000 после доработки 2005
 Зав. АА35-4, Рязань
 05.05.2005
 Изготовитель:
 Рязань, Г.И.ИИИИ
 Акционерное общество при государственном предприятии
 000000 000 00, 000 000
 ТУ 12.05.01-000-0010000-0000

ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
2. Запрещено использование формалина и подобных разъедающих жидкостей при промывке и стерилизации.
3. После работы моторы и насадки необходимо тщательно промыть и высушить в сушильном шкафу.
4. Запрещается включать мотор без насадок или с незакрепленными насадками.
5. Допускается стерилизация моторов в автоклаве (до 135 С). После стерилизации мотор должен быть высушен в сушильном шкафу в течение не менее 45 минут.

ОБ/МИН


НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

МОТОР

А В



Общий вид упаковки с маркировкой полотен, боров, сверил, фрез на примере полотна пильного сагиттального



Общий вид упаковки с маркировкой моторной системы, адаптеров моторной системы, патронов-адаптеров, насадок, пилы сагиттальной на примере адаптера моторной системы: АМС-Т



Общий вид транспортной упаковки с маркировкой

