

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Система контроля положения кончика периферически
вводимого центрального венозного катетера Sherlock 3CG
(Sherlock 3CG TCS Standalone), с принадлежностями**

**Система контроля положения кончика периферически вводимого центрального
венозного катетера Sherlock 3CG (Sherlock 3CG TCS Standalone), с
принадлежностями**

Основной состав:

1. Дисплей системы Sherlock 3CG;



2. Датчик определения положения Sherlock 3CG;



3. Аккумуляторная батарея;





4. Блок питания;

5. Сетевой кабель;



6. Пульт дистанционного управления с USB-приемником и элементом питания AAA.



Принадлежности:

1. Держатель пульта дистанционного управления;



2. Чехол для датчика определения положения Sherlock 3CG;



3. Принтер;



4. Удлинительный кабель USB;




5. Разветвитель на 4 порта USB;



6. Стилус;



7. CD-диск с инструкцией по эксплуатации.



Пакет со следующими компонентами изделия: Дисплей системы Sherlock 3CG;
Аккумуляторная батарея; Блок питания; Сетевой кабель; Стилус; CD-диск с инструкцией по
эксплуатации.



Упаковка со следующими компонентами изделия: Датчик определения положения Sherlock 3CG; Чехол для датчика определения положения Sherlock 3CG.



Упаковка со следующими компонентами изделия: Пульт дистанционного управления с USB-приемником и элементом питания AAA; Держатель пульта дистанционного управления.

BARD

Remote Control



Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West
Salt Lake City, UT. 84116 USA
1-801-522-5000 1-800-545-0890
www.bardaccess.com

*Bard is a trademark and/or registered trademark of C. R. Bard, Inc.



Attention, see
instructions
for use

95%
5%
Storage humidity
limitation

40°C
-18°C
Storage temperature
limitation



Keep dry



Fragile, handle
with care

0734976 1211R

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

17 (сентябрь) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Бард Рус»

О.Н. Веков

