

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор флуоресцентных ДНК-зондов ХА AneuScore I для in vitro лабораторной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, связанных с изменением числа хромосом 13, 18, 21, X и Y, методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)


*производства «МетаСистемс Проубс ГмбХ»
(MetaSystems Probes GmbH, Германия)*



Вариант исполнения I:

состав изделия:

- ДНК-зонд ХА 13/21 (D-5602-100-OG), 1 шт,
- ЛНК-зонд ХА Х/У/18 (D-5606-100-TC), 1 шт,



Вариант исполнения II:

состав изделия:

- ДНК-зонд ХА 13/21 (D-5602-100-OG), 5 шт,

- ДНК-зонд ХА 13/21 (D-5606-100-TC), 5 шт,

- инструкция по эксплуатации (лист-вкладыш), 1 шт.



Упаковка набора на примере Вариант исполнения II (вид спереди)

NOKIA | ZEISS

Упаковка набора на примере Вариант исполнения II (вид сзади)


MetaSystems Probes GmbH
 1. Industriestr. 7, 68804 Altussheim,
 Germany, Tel: +49 (0)6205 292760


! GEFÄHRDUNG!
Danger. May damage the unborn child. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Observe special instructions before use. Do not breathe vapours. Wear protective gloves/protective clothing. If exposed or concerned. Get medical advice.

Gefahr. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermehrt Krebs erzeugen. Vor Gebrauch sorgfältig die Anweisungen lesen. Gefahr durch wiederholte oder anhaltende Exposition. Besondere Schutzmaßnahmen beachten. Vor Gebrauch nicht einatmen. Keine Verdunstung einatmen. Bei Exposition oder Kontakt. Ärztlichen Rat einholen.

Danger. Peut nuire au fœtus. Suspecté de provoquer le cancer. Possible d'altérer d'autres organes par une exposition prolongée ou répétée. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter les émanations. EN CAS d'exposition. Prendre ou s'exposer. Consulter un médecin.


MetaSystems Probes GmbH
 1. Industriestr. 7, 68804 Altussheim,
 Germany, Tel: +49 (0)6205 292760


! GEFÄHRDUNG!
Danger. May damage the unborn child. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Observe special instructions before use. Do not breathe vapours. Wear protective gloves/protective clothing. If exposed or concerned. Get medical advice.

Gefahr. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermehrt Krebs erzeugen. Vor Gebrauch sorgfältig die Anweisungen lesen. Gefahr durch wiederholte oder anhaltende Exposition. Besondere Schutzmaßnahmen beachten. Vor Gebrauch nicht einatmen. Keine Verdunstung einatmen. Bei Exposition oder Kontakt. Ärztlichen Rat einholen.

Danger. Peut nuire au fœtus. Suspecté de provoquer le cancer. Possible d'altérer d'autres organes par une exposition prolongée ou répétée. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter les émanations. EN CAS d'exposition. Prendre ou s'exposer. Consulter un médecin.


MetaSystems Probes GmbH
 1. Industriestr. 7, 68804 Altussheim,
 Germany, Tel: +49 (0)6205 292760


! GEFÄHRDUNG!
Danger. May damage the unborn child. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Observe special instructions before use. Do not breathe vapours. Wear protective gloves/protective clothing. If exposed or concerned. Get medical advice.

Gefahr. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermehrt Krebs erzeugen. Vor Gebrauch sorgfältig die Anweisungen lesen. Gefahr durch wiederholte oder anhaltende Exposition. Besondere Schutzmaßnahmen beachten. Vor Gebrauch nicht einatmen. Keine Verdunstung einatmen. Bei Exposition oder Kontakt. Ärztlichen Rat einholen.

Danger. Peut nuire au fœtus. Suspecté de provoquer le cancer. Possible d'altérer d'autres organes par une exposition prolongée ou répétée. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter les émanations. EN CAS d'exposition. Prendre ou s'exposer. Consulter un médecin.

Набор флуоресцентных ДНК-зондов XA AneuScore I для in vitro лабораторной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, связанных с изменением числа хромосом 13, 18, 21, и Y, методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)

состав изделия:

- ДНК-зонд XA 13/21 (D-5602-100-OG), 1 шт.
- ДНК-зонд XA X/Y/18 (D-5606-100-TC), 1 шт.
- инструкция по эксплуатации (лист-вкладыш), 1 шт.

2x 100мкл (✓ 2x10)

REF D-5604-100-TC 20



MetaSystems Probes GmbH, 1. Industriestrasse 7, 68804

Altussheim, Germany

Произведено в Германии

Адрес для обращения на территории РФ:

ООО "МетаСистемс", 119619, г. Москва, ул. Производственная, 5-36,

тел: +7 (495) 215-15-22

ВНИМАНИЕ!

Для профессионального использования.

Ознакомьтесь с инструкцией перед применением!

РУ: РЗН № _____ от _____

LOT XXXXX

ГГГГ-ММ

-15°C
-25°C

CE 0086 IVD



Сверено печатью _____ листа(-ов)
Генеральный директор ООО «МетаСистемс»
Зацепина Н.Ю.

Проект маркировки на русском языке набора флуоресцентных ДНК-зондов XA AneuScore I, на примере D-5604-100-TC