

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИММУНОСКРИН»



Н. С. Осип

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для определения иммунореактивного трипсина
в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
в автоматической системе
«ИРТ-НЕОСКРИН-А»**

Макет этикеток на компоненты набора

 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А ЛИФА-БУФЕР 120 мл Готов к использованию Только для диагностики <i>in vitro</i> Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А	 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А КОНЦЕНТРАТ ПРОМЫВОЧНОГО РАСТВОРА 25-кратный концентрат 250 мл Перед использованием разбавить в 25 раз дистиллированной водой Только для диагностики <i>in vitro</i> Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А	 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А УСИЛИВАЮЩИЙ РАСТВОР 250 мл Готов к использованию Только для <i>in vitro</i> диагностики Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А
 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ комплект из 6 проб А-Ф Готовы к использованию Только для диагностики <i>in vitro</i> <i>Инактивированы</i> Антитела к ВНЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А	 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОБЫ комплект из 3 проб С1, С2, С3 Готовы к использованию Только для диагностики <i>in vitro</i> <i>Инактивированы</i> Антитела к ВНЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А	
 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А КОНЪЮГАТ 3,4 мл Готов к использованию Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А	 ООО «ИММУНОСКРИН» ИРТ-НЕОСКРИН-А ПЛАНШЕТ 1 шт. из 8 стрипов по 12 лунок в каждом стрипе Готов к использованию Хранить при 2-8°C Годен до 2022-03 Серия № 21-03А	



ООО «ИММУНОСКРИН»

125424, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, д. 75, к. 1, этаж 3,
помещ./комн ХХI/52, тел/факс (495) 490-57-04

**НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИММУНОРЕАКТИВНОГО ТРИПСИНА
В СУХОМ ПЯТНЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАНТАНИДНОГО ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«ИРТ-НЕОСКРИН-А»**

1152 определения

ТУ 21.20.23-065-47396258-2021

РУ _____ от _____

Только для диагностики *ин vitro*

Хранить при 2-8°C

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Компоненты крови человека, используемые при изготовлении набора, инаktivированы

Годен до 2022-03

Серия № 21-03А



Состав набора:

Планшеты	12 шт.
Калибровочные пробы	1 комплект из 6 проб
Контрольные пробы	1 комплект из 3 проб
Конъюгат	6 флаконов по 2,4 мл
ЛИФА-Буфер	3 флакона по 120 мл
Усиливающий раствор	2 флакона по 250 мл
Концентрат промывочного раствора	2 флакона по 250 мл
Наклейки	1 комплект
Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 3 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Иммуноскрин» _____ Н. С. Оси



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИММУНОСКРИН»



Н. С. Осин
«ИММУНОСКРИН» 2022 г.




ФОТО

**Набор реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухом пятне крови
методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа в автоматической системе
«ИРТ-НЕОСКРИН-А»**


Внешний вид





Компоненты набора:

Планшеты




Калибровочные пробы




Контрольные пробы



Калибровочные пробы (индивидуальная маркировка)



Контрольные пробы (индивидуальная маркировка)




Конъюгат



ЛИФА-Буфер



Усиливающий раствор



Концентрат промывочного раствора



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 8 листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Иммуноскрин» _____ Н. С. Осин



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИММУНОСКРИН»

Н.С. Осин

«13» 09 2022 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для определения иммунореактивного трипсина
в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа
в автоматической системе
« ИРТ-НЕОСКРИН-А »**

Макет маркировки компонентов набора

 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А ЛИФА-БУФЕР 120 МЛ Готов к использованию   2022-03 LOT №21-03А	 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А КОНЦЕНТРАТ ПРОМЫВОЧНОГО РАСТВОРА 25-КРАТНЫЙ 250 МЛ Перед использованием разбавить в 25 раз дистиллированной водой   2022-03 LOT №21-03А	 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А УСИЛИВАЮЩИЙ РАСТВОР 250 МЛ Готов к использованию   2022-03 LOT №21-03А							
 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ комплект из 6 проб Готовы к использованию Инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют   2022-03 LOT №21-03А	 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОБЫ комплект из 3 проб Готовы к использованию Инактивированы Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют   2022-03 LOT №21-03А	 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А КОНЪЮГАТ 2,4 мл Перед использованием растворить в 1,5 мл дистиллированной воды   2022-03 LOT №21-03А							
 ООО "ИММУНОСКРИН" ИРТ-НЕОСКРИН-А ПЛАНШЕТЫ 1 шт. Готовы к использованию   2022-03 LOT №21-03А	A	B	C	D	E	F	C1	C2	C3



ООО "ИММУНОСКРИН"

Россия, 125424, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, д. 75, к.1, этаж 3,
помещ./комн.ХХI/52. Тел./факс: +7 (495) 490-5704

**НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИММУНОРЕАКТИВНОГО ТРИПСИНА
В СУХОМ ПЯТНЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАНТАНИДНОГО
ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ИРТ-НЕОСКРИН-А**

Для профессионального применения

LOT 21-03A


Σ 1152

ТУ 21.20.23-065-47396258-2021

РУ _____ ОТ _____



2022-03



Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
Компоненты крови человека, используемые при изготовлении набора, инактивированы

LOT 21-03A

ИРТ-НЕОСКРИН-А

СОСТАВ НАБОРА:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Планшеты | - 12 шт. |
| • Калибровочные пробы | - 1 комплект из 6 проб |
| • Контрольные пробы | - 1 комплект из 3 проб |
| • Конъюгат | - 6 флаконов по 2.4 мл |
| • ЛИФА-Буфер | - 3 флакона по 120 мл |
| • Усиливающий раствор | - 2 флакона по 250 мл |
| • Концентрат промывочного раствора | - 2 флакона по 250 мл |
| • Наклейки | - 1 комплект |
| • Инструкция по применению | - 1 шт. |
| • Паспорт | - 1 шт. |

Сделано в России

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 3 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Иммуноскрин»

Н. С. Оси

