



Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие для женщин, модель 650K/2, 651K/2, 652K/2






Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для женщин, модель 732К/2





Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, модель 750/1





Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, модель 750/11






Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для женщин, модель 756-ДХ

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для мужчин, модель 757-ДХ





Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Вкладыш под пяточную шпору, модель 771





Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Вкладыш ортопедический носочный при поперечном плоскостопии, женский, модель 819/1





Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, теплосберегающие, для женщин, модель 878





Стельки ортопедические и корригирующие, приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, теплосберегающие, для мужчин, модель 879





Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, теплосберегающие, для женщин, модель 880

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, теплосберегающие, для мужчин, модель 881






Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольном плоскостопии, каркасные, детские, модель 919





Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, для женщин, модель 759/1Л



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

14
Нам *ОМ*





УТВЕРЖДАЮ
И.о.управляющего филиалом
«Рязанский ЭЗСП»
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
А.А.Лазарев
09 2019 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Изделия, упаковка и маркировка



«Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь массового
изготовления по ТУ 9397-030-03151337-2010»

производства ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, Россия





Фотографическое изображение 1. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.


Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, для женщин, модель 650K/2




Фотографическое изображение 2. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, для мужчин, модель 651K/2




Фотографическое изображение 3. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.
Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, для детей, модель 652K/2




Фотографическое изображение 4. Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для женщин, модель 732К/2




Фотографическое изображение 5. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ГУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для мужчин, модель 733K/2




Фотографическое изображение 6. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления. Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, модель 750/1



Фотографическое изображение 7. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления. Полустельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, модель 750/11




Фотографическое изображение 8. Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.
Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, для женщин, модель 759/1Л




Фотографическое изображение 9. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, для мужчин, модель 760/1Л




Фотографическое изображение 10. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, теплосберегающие, для женщин, модель 878




Фотографическое изображение 11. Стельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.
Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, теплосберегающие, для мужчин, модель 879




Фотографическое изображение 12. Стельки ортопедические и корректирующие приспособления в обувь по ТУ 9397-030-03151337-2010 массового изготовления.


Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, теплосберегающие, для женщин, модель 880




Фотографическое изображение 13. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, полужесткие, теплосберегающие, для мужчин, модель 881



Фотографическое изображение 14. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для женщин, модель 756-ДХ



Фотографическое изображение 15. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, для мужчин, модель 757-ДХ



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

В случае загрязнения стельки обрабатывают моющим водным раствором. Во избежание деформации стельки просушиваются естественным путём.

Информацию на стикере считать приоритетной.
 Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России ЦО
 126412, Москва, Коровинское шоссе, д. 17а, прор. ИнтОх.ги
 Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП
 «Московское ПрОП» Минтруда России
 153986, Московская обл., г. Реутов, ул. Лемкина, 25
 тел. (495) 791-70-60 info@rezer.ru www.rezer.ru

Стельки ортопедические при продольно-поперечном
 плоскостопии, каркасные


Регистрационное удостоверение на медицинское изделие:
 № ФСР 2010/07350 от 17.04.2017г.
 Ту 6397-030-03 161337-2010
 «Стельки, полустельки ортопедические и коррекционные
 приспособления к обуви»
 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи
 Срок службы – 8 месяцев

Тел: 8 (495) 791-70-60

Факс: 8 (495) 791-49-02

e-mail: info@novea.ru

Фотографическое изображение 16. Стельки ортопедические при продольном плоскостопии, каркасные, детские, модель 919



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

В случае загрязнения стельки обрабатывают моющим водным раствором. Во избежание деформации стельки просушиваются естественным путём.

Информацию на этикетке считать приоритетной.
 Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России ЦА
 126412, Москва Коровинское шоссе д. 17а mpro@info.ru
 Место производства: «Реутовский ЗСП» филиал ФГУП
 «Московское ПрОП» Минтруда России
 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 25
 тел. (495) 791-70-60 info@rezer.ru www.rezer.ru

Стельки ортопедические при продольно-поперечном
 плоскостопии, каркасные

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие:
 № ФСР 2010/07360 от 17.04.2017г.
 Ту 0397-030-03181337-2010
 «Стельки, полустельки ортопедические и корригирующие
 приспособления в обувь»
 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.
 Срок службы – 8 месяцев


Тел: 8 (495) 791-70-60

Факс: 8 (495) 791-49-02

e-mail: info@novea.ru

ССИ
 а России


Фотографическое изображение 17. Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные, детские, модель 919/1



Фотографическое изображение 18. Вкладыш ортопедический носочный при поперечном плоскостопии, женский, модель 819/1



Фотографическое изображение 19. Вкладыш под пяточную шпору, модель 771/1, 771/2, 771/3, 771/4



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

модель 757

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лечебно-профилактические каркасные стельки. Верхний слой-натуральная кожа с перфорацией и тиснением. Внутренние вкладки поддерживают своды стопы, распределяют нагрузку на всю поверхность стопы, уменьшая нагрузку на позвоночник и суставы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Продольно-поперечное плоскостопие.
- Распластанность стопы, тяжёлые физические нагрузки, занятия спортом.
- Длительное пребывание на ногах.
- Беременность со второго триместра.
- Избыточный вес.
- Остеоартроз, остеохондроз.
- Болезненность стоп.



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

В случае загрязнения стельки обрабатывают моющим водным раствором. Во избежание деформации стельки просушиваются естественным путем.

Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
125412, Москва, Коровинское шоссе, д. 17а. mpor@inbox.ru
Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 25
тел. (495) 791-70-60. info@reuzpr.ru www.reuzpr.ru

Стельки ортопедические при продольно-поперечном плоскостопии, каркасные

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие:
№ ФСР 2010/07350 от 17.04.2017г.

ТУ 9397-030-03151337-2010 «Стельки, полустельки ортопедические и корригирующие приспособления в обувь»

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи

Срок службы – 8 месяцев



СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

Лечебно-профилактические каркасные стельки. Верхний слой-натуральная кожа с перфорацией и тиснением. Внутренние вкладки поддерживают своды стопы, распределяют нагрузку на всю поверхность стопы, уменьшая нагрузку на позвоночник и суставы.

Кожа натуральная перфорированная



Латексный вкладки элемент
Каркас полимерный
Нетканый материал

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Продольно-поперечное плоскостопие
- Распластанность стопы, тяжёлые физические нагрузки, занятия спортом
- Длительное пребывание на ногах
- Беременность со второго триместра
- Избыточный вес
- Остеоартроз, остеохондроз
- Болезненность стоп

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

В случае загрязнения стельки обрабатывают моющим водным раствором. Во избежание деформации стельки просушиваются естественным путем.

ТУ 9397-030-03151337-2010.

Per. уд. №ФСР 2010/07350 от 17.04.2017

Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца.

Срок службы 8 месяцев.

Хранить при температуре от +5 °C до +40 °C.

Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

Производитель:

ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России,
125412, Москва, Коровинское ш., д. 17а. e-mail: mpor@inbox.ru

Место производства:

«Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России, 143966, Московская область, г. Реутов,
ул. Ленина, 25. Тел.: +7 (495) 528-14-46. e-mail: info@reuzpr.ru

Система менеджмента качества
сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Прошнуровано и пронумеровано

Двадцать

ЛИСТОВ

Начальник ОКК

Г.И. Маслова

