

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУССЭЛЛ»

С. В. Зиновьев



«28» октября 2022 г.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в пробирке
по ТУ 32.50.50-002-48327621-2018**


Символы, используемые при маркировке

Символ	Обозначение символа	Символ	Обозначение символа
	Обратитесь к инструкции по применению		Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Запрет на повторное применение		Не использовать при поврежденной упаковке
	Хрупкое, обращаться осторожно		Изготовитель
	Дата изготовления		Использовать до ...
	Номер серии		Температурный диапазон
	Верх		Возможность вторичной переработки тарных и упаковочных материалов
	Нестерильно		

Макет маркировки индивидуальной упаковки

Маркировка (индивидуальная) ТПС-1 содержит:

- надпись: «№ образца»;
- логотип производителя.



Макет маркировки групповой упаковки

Маркировка групповая ТПС-1 содержит:

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;
- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- номер серии;
- дата изготовления;
- срок годности;
- надпись или символ: «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*»;
- надпись или символ «Запрет на повторное применение»;
- надпись или символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- надпись или символ «Не использовать при повреждении упаковки»;
- условия хранения;
- состав;
- количество изделий в упаковке;
- надпись или символ «Нестерильно»;
- обозначение технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- объём.

Маркировка (групповая) ТПС-1 объемом 1,5 мл:

Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в пробирке поТУ 32.50.50-002-48327621-2018				
Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в пробирке объемом 1,5 мл – 100 шт.				
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9512 от _____		 XX.XXXX		
				
	Номер серии XXXX			
	Срок годности XX.XXXX			
	ООО «РУССЭЛЛ», 603000, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 5, кв. 13; e-mail: info@russell.ru			
				Состав: стерильный 6 % раствор среднемолекулярной фракции частично гидролизованного декстрана (полимера глюкозы) в изотоническом растворе натрия хлорида, стерильный 10 % раствор альбумина человека в изотоническом растворе натрия хлорида и натрия каприлата, 0,06% раствор азнда натрия (антибактериальный компонент)

Маркировка (групповая) ТПС-1 объемом 5 мл:

**Транспортная среда для
пунктатов ТПС-1 в пробирке
поТУ 32.50.50-002-48327621-2018**

**Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в
пробирке объемом 5 мл – 100 шт.**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9512 от _____

 XX.XXXX



LOT

Номер серии XXXX



Срок годности XX.XXXX



**ООО «РУССЭЛЛ»,
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 5, кв. 13;
e-mail: info@ruscell.ru**


Состав: стерильный 6 % раствор
среднемолекулярной фракции частично
гидролизованного декстрана (полимера
глюкозы) в изотоническом растворе
натрия хлорида, стерильный 10 %
раствор альбумина человека в
изотоническом растворе натрия хлорида
и натрия каприлата, 0,06% раствор
азиды натрия (антибактериальный
компонент)

Маркировка (групповая) ТПС-1 объемом 10 мл:

**Транспортная среда для
пунктатов ТПС-1 в пробирке**

поТУ 32.50.50-002-48327621-2018

**Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в
пробирке объемом 10 мл – 100 шт.**



Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9512 от _____

 XX.XXXX



LOT

Номер серии XXXX



Срок годности XX.XXXX



**ООО «РУССЭЛЛ»,
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 5, кв. 13;
e-mail: info@ruscell.ru**

Состав: стерильный 6 % раствор
среднемoleкулярной фракции частично
гидролизованного декстрана (полимера
глюкозы) в изотоническом растворе
натрия хлорида, стерильный 10 %
раствор альбумина человека в
изотоническом растворе натрия хлорида
и натрия каприлата, 0,06% раствор
азида натрия (антибактериальный
компонент)

Маркировка (групповая) ТПС-1 объемом 20 мл:

**Транспортная среда для
пунктатов ТПС-1 в пробирке**

поТУ 32.50.50-002-48327621-2018

**Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в
пробирке объемом 20 мл – 25 шт.**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9512 от _____



Номер серии XXXX



Срок годности XX.XXXX



ООО «РУССЭЛЛ»,
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 5, кв. 13;
e-mail: info@ruscell.ru

Состав: стерильный 6 % раствор
среднемoleкулярной фракции частично
гидролизованного декстрана (полимера
глюкозы) в изотоническом растворе
натрия хлорида, стерильный 10 %
раствор альбумина человека в
изотоническом растворе натрия хлорида
и натрия каприлата, 0,06% раствор
азиде натрия (антибактериальный
компонент)

Макет маркировки транспортной упаковки

Маркировка транспортная ТПС-1 содержит:

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;
- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения;
- номер серии;
- дата изготовления;
- срок годности или символ «Использовать до...»;
- надпись или символ: «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*»;
- надпись или символ «Запрет на повторное применение»;
- надпись или символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- надпись или символ «Не использовать при повреждении упаковки»;
- манипуляционные знаки: «Хрупкое, обращаться осторожно», «Верх» по ГОСТ 14192;
- условия хранения;
- состав;
- количество упаковок, общее количество изделий;
- надпись или символ «Нестерильно»;
- обозначение технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- масса нетто;
- масса брутто.

Транспортная среда для пунктов ТПС-1 в пробирке по ТУ 32.50.50-002-48327621-2018					
				Масса брутто XXX	
				Количество	Масса нетто
Транспортная среда для пунктов ТПС-1 в пробирке объемом 1,5 мл – 100 шт.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Транспортная среда для пунктов ТПС-1 в пробирке объемом 20 мл – 25 шт.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Транспортная среда для пунктов ТПС-1 в пробирке объемом 50 мл – 100 шт.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Транспортная среда для пунктов ТПС-1 в пробирке объемом 5 мл – 100 шт.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



ООО «РУССЭЛЛ», 603000, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 5 кв. 13; e-mail: info@russell.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/5512 от _____

Состав: стерильный 6 % раствор среднемолекулярной фракции частично гидролизованного декстрана (полимера глюкозы) в изотоническом растворе натрия хлорида, стерильный 10 % раствор альбумина человека в изотоническом растворе натрия хлорида и натрия каприлата, 0,06% раствор азиды натрия (антибактериальный компонент)

Прошито и скреплено печатью

Всего (8) листа (ов)

Генеральный директор

ООО «РУССЭЛЛ»

С.В. Зиновьев



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУССЭЛЛ»

С. В.Зиновьев




« 28 » октября 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Транспортная среда для пунктов ТПС-1 в пробирке по ТУ
32.50.50-002-48327621-2018**


Общий вид медицинского изделия
















Общий вид медицинского изделия в групповой упаковке с маркировкой



Транспортная среда для
пунктатов ТПС-1 в пробирке
по ТУ 32.50.50-002-48327621-2018
Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в
пробирке объемом 1,5 мл – 100 шт.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/5512 от 20.04.2022



10.2021



Номер серии 0129



Срок годности 10.2022




ООО «РУССЭЛ»,
603000, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, д. 5, кв. 13;
e-mail: info@ruscell.ru

Состав: стерильный 6 % раствор
среднемолекулярной фракции частично
гидролизованного декстрана (полимера
глюкозы) в естественном растворе
натрия хлорида, стерильный 10 %
раствор альбумина человека в
изотоническом растворе натрия хлорида
и натрия карбоната, 0,06% раствор
бензола натрия (антибактериальный
компонент)



Транспортная среда для
пунктатов ТПС-1 в пробирке
по ТУ 32.50.50-002-48327621-2018
Транспортная среда для пунктатов ТПС-1 в
пробирке объемом 5 мл – 100 шт.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9512 от 20.04.2022



11.2021



Номер серии 0139



Срок годности 11.2022



ООО «РУССЭЛ»,
603000 г. Нижний Новгород,
ул. Мнзина, д. 5, кв. 13;
e-mail: info@ruscell.ru

Состав: стерильный 6 % раствор
среднемоллекулярной фракции частично
гидролизованного декстрана (полимера
глюкозы) в изотоническом растворе
натрия хлорида, стерильный 10 %
раствор альбумина человека в
изотоническом растворе натрия хлорида
и натрия карбоната, 0,05% раствор
иода натрия (антибактериальный
компонент)













Общий вид медицинского изделия в транспортной упаковке с маркировкой







Прошито и скреплено печатью

(20) листа (ов)

Генеральный директор

ООО «РУССЭЛ»

С.В. Зиновьев

