

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «ВестМед»**



О.А. Широкова

"01" августа 2014 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Аппарат ультразвуковой стоматологический для хирургии и имплантологии Piezomed SA-320, с принадлежностями, производства W&H Dentalwerk Buermoes GmbH
(Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ, Австрия)


СОДЕРЖАНИЕ


I. Аппарат ультразвуковой стоматологический для хирургии и имплантологии Piezomed SA-320	3
1. Блок управления аппарата	4
2. Наконечник с кабелем длиной 1,8 м с 5 фиксаторами	5
3. Наконечник с кабелем длиной 3,5 м с 10 фиксаторами	6
4. Педаль ножная SN-1	7
5. Кабель питания	8
6. Опора для наконечника	9
II. Принадлежности:	
1. Штатив для крепления емкостей с физиологическим раствором	10
2. Трубки одноразовые стерильные для орошения, комплект из 3 шт., длина 2,2 м для наконечников с кабелем длиной 1,8 м.	11
3. Трубки одноразовые стерильные для орошения, комплект из 3 шт., длина 3,8 м для наконечников с кабелем длиной 3,5 м.	12
4. Инструмент для смены насадок.	13
5. Кассета стерилизационная	14
6. Насадки в наборах ("Bone") и отдельных упаковках:	15
- B1 пилка для резки кости;	16
- B2R пилка для резки кости правосторонняя;	17
- B2L пилка для резки кости левосторонняя;	18
- B3 насадка для сбора костной стружки и моделирования кости;	19
- B4 насадка для костного деления и резки кости;	20
- B5 насадка для сбора костной стружки и моделирования кости;	21
- B6 пилка для резки кости и твердых зубных тканей;	22
- B7 пилка для резки кости и твердых зубных тканей.	23
7. Насадки в наборах ("Sinus") и отдельных упаковках:	24
- S1 насадка с алмазным покрытием для подготовки кости и удлинения коронки зуба;	25
- S2 насадка с алмазным покрытием для подготовки кости и удлинения коронки зуба;	26
- S3 насадка с тремя отверстиями на нижней стороне для отслоения слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи;	27
- S4 насадка для отслоения слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи;	28
- S5 насадка для отслоения слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи.	29
8. Насадки в наборах ("Endo") и отдельных упаковках:	30
- R1D тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала;	31
- R2RD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала правосторонняя;	32
- R2LD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала левосторонняя;	33
- R3D тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала;	34
- R4RD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала правосторонняя;	35
- R4LD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала левосторонняя.	36
9. Насадки в наборах ("Pao") и отдельных упаковках:	37
- P1 насадка для удаления поддесневых отложений;	38
- P2RD правоугольная насадка Perio для обработки средних, глубоких карманов и бифуркаций;	39
- P2LD левоугольная насадка Perio для обработки средних, глубоких карманов и бифуркаций.	40
10. Насадки в наборах ("EX") и отдельных упаковках:	41
- EX1 насадка для атравматичного удаления зубов;	42
- EX2 насадка для атравматичного удаления зубов	43
11. Подставка для насадок	44
12. Разъем светодиодный	45
13. Игла для чистки распылительных форсунок.	46
14. Фиксаторы для трубок не более 5 шт.	47
15. Предохранитель 1, 25 А	48
16. Руководство по эксплуатации	49
17. Кофр транспортировочный для аппарата	50
18. Приложение № 1	51-52

I. Аппарат ультразвуковой стоматологический для хирургии и имплантологии Piezomed SA-320



































Tip set „Bone“

B1



B2R



B2L






B3

B4






B6




B7






Tip set „Sinus”

ST



S2




33



S4



55





Tip set „Endo“

R1D






R2RD


R2LD



R3D




R4RD



P1



R4LD





Tip set „Paro“


P2RD





P2LD

Tip set „EX”




EX1





EX2














«Утверждаю»
«I certify»

«W&H Dentalwerk Buermoos GmbH» («Ви унд Ха
Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ»)

гггг. Германн Пфой
Bürmoos, 12 December 2013г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат ультразвуковой стоматологический для хирургии
и имплантологии Piezomed SA-320, с принадлежностями,
производства W&H Dentalwerk Buermoos GmbH
(«Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ», Австрия)

17. Кофр транспортировочный для аппарата



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Аппарат ультразвуковой стоматологический для хирургии и имплантологии Piezomed SA-320, с принадлежностями

- I. Аппарат ультразвуковой стоматологический для хирургии и имплантологии Piezomed SA-320:**
1. Блок управления аппарата.
 2. Наконечник с кабелем длиной 1,8 м с 5 фиксаторами.
 3. Наконечник с кабелем длиной 3,5 м с 10 фиксаторами.
 4. Педаль ножная SN-1.
 5. Скоба для перемещения педали SN-1.
 6. Кабель питания.
 7. Опора для наконечника.
- II. Принадлежности:**
1. Штатив для крепления емкостей с физиологическим раствором.
 2. Трубки одноразовые стерильные для орошения, комплект из 3 шт., длина 2,2 м для наконечников с кабелем длиной 1,8 м.
 3. Трубки одноразовые стерильные для орошения, комплект из 3 шт., длина 3,8 м для наконечников с кабелем длиной 3,5 м.
 4. Инструмент для смены насадок.
 5. Кассета стерилизационная.
 6. Насадки в наборах ("Bone") и отдельных упаковках:
 - B1 пилка для резки кости;
 - B2R пилка для резки кости правосторонняя;
 - B2L пилка для резки кости левосторонняя;
 - B3 насадка для сбора костной стружки и моделирования кости;
 - B4 насадка для костного деления и резки кости;
 - B5 насадка для сбора костной стружки и моделирования кости;
 - B6 пилка для резки кости и твердых зубных тканей;
 - B7 пилка для резки кости и твердых зубных тканей.
 7. Насадки в наборах ("Sinus") и отдельных упаковках:
 - S1 насадка с алмазным покрытием для подготовки кости и удлинения коронки зуба;
 - S2 насадка с алмазным покрытием для подготовки кости и удлинения коронки зуба;
 - S3 насадка с тремя отверстиями на нижней стороне для отслоения слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи;
 - S4 насадка для отслоения слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи;
 - S5 насадка для отслоения слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи.
 8. Насадки в наборах ("Endo") и отдельных упаковках:
 - R1D тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала;
 - R2RD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала правосторонняя;
 - R2LD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала левосторонняя;
 - R3D тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала;
 - R4RD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала правосторонняя;
 - R4LD тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала левосторонняя.
 9. Насадки в наборах ("Papo") и отдельных упаковках:
 - P1 насадка для удаления поддесневых отложений;

- P2RD правоугольная насадка Regio для обработки средних, глубоких карманов и бифуркаций;
 - P2LD левоугольная насадка Regio для обработки средних, глубоких карманов и бифуркаций.
10. Насадки в наборах ("EX") и отдельных упаковках:
 - EX1 насадка для атравматичного удаления зубов;
 - EX2 насадка для атравматичного удаления зубов.
 11. Подставка для насадок.
 12. Разъем светодиодный.
 13. Игла для чистки распылительных форсунок.
 14. Фиксаторы для трубок не более 5 шт.
 15. Предохранитель 1, 25 А.
 16. Руководство по эксплуатации.
 17. Кофр транспортировочный для аппарата.

Генеральный директор
(должность)



О.А. Широкова
(И.О.Фамилия)



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 52 лист (ов)

О.А. Широкова
О.А. Широкова