


Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами Ortonica, варианты исполнения: Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica (на колесах): TU 8, TU 13, TU 21, TU 34, TU 55, TU 89:



Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами Ortonica, варианты исполнения: Насадка на унитаз Ortonica: TU 144, TU 233:



Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами Ortonica, варианты исполнения: Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica (без колес): TU 1, TU 2, TU 3, TU 5:



Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 1



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, облегчает санитарную обработку кресла-стула. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Высота сиденья регулируется выдвижающимися опорами ножек кресла-туалета. Ножки оснащены противоскользящими насадками из резины. Конструкция кресла-стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются).

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 2



Рама изготовлена из стали с порошковым покрытием, не складная, сварной конструкции. Сиденье и спинка изготовлены из кожзаменителя, при необходимости сиденье снимается. Санитарное устройство съемное, с крышкой, изготовлены из прочного пластика. Высота изделия не регулируется.

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 3



Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Ortonica TU 5



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Укрепленная рама выдерживает вес до 180 кг, расстояние между поручнями и площадь сиденья расширены. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-туалета. Противоскользящие насадки из резины обеспечивают дополнительную устойчивость. Поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Пластмассовое судно с крышкой съемное. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах) **Ortonica TU 8**



Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться в двух вариантах: с колесами, без колес. На ножки необходимо надеть резиновые насадки, или прикрутить колеса. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-стула. Конструкция кресла-стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются). Пластмассовое судно с крышкой съемное. Откидные поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах) **Ortonica TU 13**



Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)

Ortonica TU 21




Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие. Кресло-стул собирается без использования инструмента. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-коляски. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться в двух вариантах: с колесами, без колес. На ножки необходимо надеть резиновые насадки, или прикрутить колеса. Пластмассовое судно с крышкой съемное. Поручни фиксированные, оснащены пластиковыми подлокотниками. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)

Ortonica TU 34



Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)
Ortonica TU 55



Рама изготовлена из коррозионно-стойких материалов (хромированная сталь). Отдельные детали имеют защитно-декоративные лакокрасочные покрытия. Кресло-стул складывается и раскладывается без инструмента. Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной (центральной). Наполнитель – полиуретан. Материал изготовления спинки, сиденья и подлокотников кожазаменитель. Санитарное устройство съемное. Кресло-стул комплектуется съемными, поворотными опорами. Подножки регулируются по длине. Кресло-стул снабжен слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-стула до полного блокирования. Кресло-стул комплектуется колесами, имеющими полиуретановые задние и литые передние шины диаметром 150/590 мм. Подлокотники прямые, съемные.

Кресла-стулья с санитарным оснащением (на колесах)
Ortonica TU 89



Насадка на унитаз для инвалидов Ortonica TU 144



Насадка на унитаз предназначена для увеличения высоты унитаза, для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Насадка выполнена из белого, прочного и легко моющегося пластика. Она подходит на унитаз любой формы, и не требует специального инструмента для установки. Крепится на унитаз с помощью пластмассовых креплений. Комплектуется съемной крышкой.

Насадка на унитаз для инвалидов Ortonica TU 233



1. Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica (без колес): TU 1, TU 2, TU 3, TU 5

TU 1	TU 2
	
TU 3	TU 5
	

2. Кресло- стул с санитарным оснащением Ortonica (на колесах): TU 8, TU 13, TU 21, TU 34, TU 55, TU 89.

TU 8	TU 13
	
TU 21	TU 34
	

TU 55



TU 89



3. Насадка на унитаз Ortonica: TU 144, TU 233.

TU 144



TU 233

