

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Проводник HI-TORQUE TurnTrac, варианты исполнения

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз» (ООО «Эбботт Лэбораториз») настоящим сообщает, что медицинское изделие «Проводник HI-TORQUE TurnTrac, варианты исполнения» выпускается в различных вариантах исполнения и конфигурациях, согласно Таблице 1.

Таблица 1

Соглашение о названиях	Нагрузка на наконечник / Длина / Покрытие*	Международный номер изделия	
		Прямой наконечник	J-образный наконечник
HI-TORQUE TurnTrac	0,9 г / 190 см / HC	FG1020013	FG1020013J
	0,9 г / 190 см / pHHC	FG1020014	FG1020014J
	0,9 г / 300 см / HC	FG1020015	FG1020015J
	0,9 г / 300 см / pHHC	FG1020016	FG1020016J
HI-TORQUE TurnTrac Flex	0,6 г / 190 см / HC	FG1020009	FG1020009J
	0,6 г / 190 см / pHHC	FG1020010	FG1020010J
	0,6 г / 300 см / HC	FG1020011	FG1020011J
	0,6 г / 300 см / pHHC	FG1020012	FG1020012J

* "pHC" обозначает вариант исполнения с наконечником без покрытия и "HC" обозначает вариант исполнения с полным покрытием изделия HI-TORQUE TurnTrac.

Следующие конфигурации медицинского изделия создают различные варианты исполнения медицинского изделия:

- нагрузка на наконечник проводника: 0,9 г; 0,6 г – *визуально неотличимая конфигурация по фотографическим изображениям;*
- длина проводника: 190; 300 см – *визуально отличимая конфигурация по фотографическим изображениям;*
- гидропокрытие проводника: полное покрытие; наконечник без покрытия – *визуально неотличимая конфигурация по фотографическим изображениям;*
- тип наконечника проводника: прямой; J-образный – *визуально отличимая конфигурация по фотографическим изображениям.*



ООО "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе,
д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Учитывая вышеизложенное, просим Вас принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Проводник HI-TORQUE TurnTrac, варианты исполнения» нижеследующие фотографические изображения вариантов исполнения медицинского изделия с каталожными номерами FG1020016 и FG1020009J, рассматривающие все указанные выше конфигурации, и распространить их на все оставшиеся варианты исполнения медицинского изделия, указанные в Таблице 1.

Рябов Е.А.

действующий на основании доверенности

«27» декабря 2018 г





Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г, длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Общий вид внешней упаковки.




Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника -- прямой. Общий вид внешней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Общий вид внешней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Общий вид внешней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Общий вид внешней упаковки.




Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Комплект поставки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г, длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Общий вид внутренней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г, длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Изделие в диспенсере.




Проводник HI-TORQUE TumTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Формировочный инструмент.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac с нагрузкой на наконечник – 0,9 г, длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Формировочный инструмент.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac: с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. Изделие.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac с нагрузкой на наконечник – 0,9 г; длиной – 300 см; с гидропокрытием – наконечник без покрытия; типом наконечника – прямой. **Наконечник изделия.**



Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Общий вид внешней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Общий вид внешней упаковки.





Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Общий вид внешней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Общий вид внешней упаковки.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Общий вид внешней упаковки.




Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Комплект поставки.





Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Изделие в диспенсере.




Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Формировочный инструмент.



Проводник HI-TORQUE TumTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Формировочный инструмент.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. Изделие.



Проводник HI-TORQUE TurnTrac Flex: с нагрузкой на наконечник – 0,6 г; длиной – 190 см; с гидропокрытием – полное покрытие; типом наконечника – J-образный. **Наконечник изделия.**





1.