

PHILIPS

Руководитель по нормативному
регулированию ООО "ФИЛИПС"




Горкуша Д.В.


«28» сентября 2022г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


«Система рентгенографическая медицинская FlexiDiagnost с принадлежностями»




Общий вид - Система рентгенографическая медицинская FlexiDiagnost с принадлежностями.




1. Кронштейн с блоком рентгеновской трубки.



1.1. рентгеновская трубка (SRO 33100 ROT 360 или RO 1750 ROT 360).




1.2. колонна стойки трубки (под номером 5).




1.3а. коллиматор.




1.36. коллиматор.




1.4. дозиметр.




1.5a. рукоятка управления.




1.56. рукоятка управления.




2а. Стойка с опорой детектора, в вариантах исполнения: - стойка с фиксированным детектором серии Pixium или - стойка с беспроводным лотком Bucky для детектора SkyPlate или SkyPlate E.




26. Стойка с опорой детектора, в вариантах исполнения: - стойка с фиксированным детектором серии Pixium или - стойка с беспроводным лотком Виску для детектора SkyPlate или SkyPlate E.




3. Стол пациента, в вариантах исполнения: - регулируемый по высоте с беспроводным лотком Bucky для детектора цифрового переносного SkyPlate или SkyPlate E; - регулируемый по высоте с фиксированным детектором.




4. Генераторы серии M-Cabinet, в вариантах исполнения: - генератор 50 кВт или - генератор 65 кВт.



5. Рабочая станция Eleva Workspot, в составе: 5.1. Экран сенсорный, в вариантах исполнения: 5.1.1 Экран сенсорный 19" или 5.1.2 Экран сенсорный 21,3"; 5.2. Клавиатура; 5.3. Мышь; 5.4. Блок системный; 5.5. Переключатель экспозиции ручной.



5.1. Экран сенсорный, в вариантах исполнения: 5.1.1 Экран сенсорный 19" или




5.1. Экран сенсорный, в вариантах исполнения: 5.1.2 Экран сенсорный 21,3";



5. Рабочая станция Eleva Workspot: 5.2. Клавиатура.




5. Рабочая станция Eleva Workspot: 5.3. Мышь.




5. Рабочая станция Eleva Workspot: 5.4. Блок системный.




5. Рабочая станция Eleva Workspot: 5.5. Переключатель экспозиции ручной.




6а. Детекторы фиксированные, в вариантах исполнения: - **детектор фиксированный (вариант 1)** или - детектор фиксированный (вариант 2)



66. Детекторы фиксированные, в вариантах исполнения: - детектор фиксированный (вариант 1) или - детектор фиксированный (вариант 2)




7а. Детекторы цифровые переносные, в вариантах исполнения: - **детектор цифровой переносной SkyPlate** или - **детектор цифровой переносной SkyPlate E**.



76. Детекторы цифровые переносные, в вариантах исполнения: - детектор цифровой переносной SkyPlate или - детектор цифровой переносной SkyPlate E.

Руководство по
эксплуатации

Русский




FlexiDiagnost

Версия 4.1


PHILIPS

4538 017 0100 AA / 01.1 * 01P 3100 - 01/01


8а. «Руководство по эксплуатации. FlexiDiagnost» на электронном и/или бумажном и/или виртуальном носителе.



86. «Руководство по эксплуатации. FlexiDiagnost» на электронном и/или бумажном и/или виртуальном носителе.




9а. Программное обеспечение Eleva Workspot на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях и виртуальных носителях, версия 1.0., в составе: - Программное обеспечение для ортопедических исследований (сшивки); - SkyFlow; - Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта; - Инструмент проверки качества (QA Tool); mShield; - VarioFocus.




96. Программное обеспечение Eleva Workspot на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях и виртуальных носителях, версия 1.0., в составе: - Программное обеспечение для ортопедических исследований (сшивки); - SkyFlow; - Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта; - Инструмент проверки качества (QA Tool); mShield; - VarioFocus.


II. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:




1. Решетка отсеивающая сменная 40/12/110.




2. Решетка отсеивающая сменная 40/12/140.




3. Решетка отсеивающая сменная 40/12/180.




4. Решетка отсеивающая сменная 40/8/110.




5. Решетка отсеивающая сменная 40/8/140.




6. Решетка отсеивающая сменная 40/8/180.




7. Лента компрессионная.




8. Рукоятки.




9. Рукоятка верхняя.




10. Зарядное устройство для аккумулятора детектора.



11. Аккумулятор детектора.




12. Рукоятка детектора.




13. Мобильный держатель детектора.




14. Прикроватный держатель переносного детектора.




15. Защелкивающаяся решетка горизонтальная 35x43 см для детекторов цифровых переносных.




16. Защелкивающаяся решетка вертикальная 35x43 см для детекторов цифровых переносных.



m ± 22½ kg
1500 158




17. Защитная панель переносного детектора.




18. Рубильник включения электропитания.




19. Устройство переговорное.



20. Мешки переносного детектора.



21. Источник бесперебойного питания.



22. Тележка стола.

Маркировка:

Производитель: «Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко.,
Лтд.», KHP, Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.,
No.258, Zhong Yuan Road., Suzhou Industrial Park,
215024 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Место производства: No.258, Zhong Yuan Road.,
Suzhou Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Медицинское Изделие:

Система рентгенографическая медицинская
FlexiDiagnost с принадлежностями

Серийный номер/номер партии:

см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Номинальный режим работы: см.



Предупреждения и знаки опасности: см.




Регистрационное удостоверение:

№ P3H 2015/3187




Оюющий вид - Макет маркировки на русском языке системы FlexiDiagnost.

Упаковка:




Упаковка кронштейна с блоком рентгеновской трубки.




Упаковка рентгеновской трубки (SRO 33100 ROT 360 и RO 1750 ROT 360)



Упаковка рентгеновской трубки (SRO 33100 ROT 360 и RO 1750 ROT 360)



Упаковка стола пациента в вариантах исполнения: регулируемый по высоте с беспроводным лотком Bucky для детектора цифрового переносного SkyPlate или SkyPlate E и регулируемый по высоте с фиксированным детектором.



Упаковка принадлежностей.



Упаковка генератора серии M-Cabinet, в вариантах исполнения: генератор 50 кВт и генератор 65 кВт.



Пример транспортной упаковки.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
59 листа (ов)

