

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МелСиТек»

Степанов Д. А.

«13» февраля 2023 г.



# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

## FORM-K2-012, Фотографические изображения медицинского изделия/Medical device photographic images

Прибор лазерный хирургический «Melsytech Мосона»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021

|                                            |                |            |
|--------------------------------------------|----------------|------------|
| Разработано:                               |                |            |
| Инженер по регистрации медицинских изделий | Садовская А.И. | 13.02.2023 |
| Согласовано:                               |                |            |
| Начальник отдела качества и сертификации   | Биткина О.Ю.   | 13.02.2023 |
| Технический директор                       | Степанов А.А.  | 13.02.2023 |

### Консоль Прибора
















**Держатель волокна**





Педаль





**Melsytech**

Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 8 из 86



**Melsytech**

Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический

«Melsytech Мокона»

по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

**Педадь**

IPX6



901-0000262-00




Педаль 2







**Оптическое волокно с торцом «Колба» 400 мкм**









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 13 из 86




**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Мосопа»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021

**Оптическое волокно с торцом «колба» 400 мкм**




ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30



901-0000290-01



Оптическое волокно с торцом «Колба» 600 мкм





FORM-K2-012

**Фотографические изображения медицинского изделия/Medical device photographic images**

Стр. 15 из 86







**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 16 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Мокона»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021

**Оптическое волокно с торцом «колба» 600 мкм**




ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30



901-0000291-01



Оптическое волокно 365 мкм









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 19 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Москва»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021

**Оптическое волокно 365 мкм**




ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30




901-0000264-01

Оптическое волокно 200 мкм












**Оптическое волокно 272 мкм**










Оптическое волокно 550 мкм












**Волоконная ручка**










Канюля 1









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 34 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Mocona»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30


Канюля 1




901-0000269-00



Канюля 2









Канюля 3











Канюля 4









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 43 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Мокона»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021




ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Канюля 4



901-0000272-00

**Канюля 5**











Канюля 6









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 49 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Мокона»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021




ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Канюля 6



901-0000274-00

Канюля 7









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 52 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Мосопа»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30


Канюля 7




901-0000275-00



Канюля 8









**Melsytech**

Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 55 из 86



**Melsytech**

Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Mocona»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Канюля 8



901-0000276-00

Канюля 9









**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 58 из 86



**Melsytech**  
Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Mocona»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Канюля 9



901-0000277-00



Канюля 10









**Melsytech**

Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 61 из 86



**Melsytech**

Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
«Melsytech Мокона»  
по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021




ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Канюля 10




901-0000278-00

Канюля 11









**Melsytech**

Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 64 из 86



**Melsytech**

Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический

«Melsytech Mocona»

по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ш. Игумновское, д. 11Д, офис 9,  
Тел./факс: +7 (831) 280-96-30


Канюля 11



901-0000279-00



Канюля 12










Канюля 13








|                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-012<br>Фотографические изображения медицинского изделия/Medical device photographic images | Действительно: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 70 из 86 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|





**Защитное окно разъема для подключения оптического волокна**




Переключатель «Interlock»








**Ключ для запуска и отключения системы управления Прибором**







**Сетевой кабель**







Знак лазерной опасности





**Принадлежности**  
**Скалыватель оптического волокна**







Устройство для зачистки оптического волокна 385-430 мкм в упаковке, в составе:  
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов  
стриппера – 1 шт.



Устройство для зачистки оптического волокна 180-230 мкм в упаковке, в составе:  
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов  
стриппера – 1 шт.





Устройство для зачистки оптического волокна 285-330 мкм в упаковке, в составе:  
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов  
стриппера – 1 шт.



Устройство для зачистки оптического волокна 555-600 мкм в упаковке, в составе:  
стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов  
стриппера – 1 шт.





Транспортная упаковка Прибора





**Melsytech**  
Magic from Technologies

ООО «МелСиТек»

FORM-K2-012

Фотографические изображения медицинского  
изделия/Medical device photographic images

Действительно: 13.01.2022

Язык версии: RU

Версия: 1

Стр. 86 из 86





ООО «МелСиТек»

Итого в настоящем документе  
86 листа (ов)

Генеральный директор  
Степанов Д.А.



|                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br><small>Magic from Technologies</small> | <b>ООО «МелСиТек»</b><br><b>FORM-K2-019</b><br><b>Сведения об упаковке и маркировке/</b><br><b>Labeling and Packing</b> | <b>Дата введения: 13.01.2022</b><br><b>Язык версии: RU</b><br><b>Версия: 1</b><br><b>Стр. 1 из 27</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
 ООО «МелСиТек»  
  
 Степанов Д.А.  
 «13» февраля 2023 г.

# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

## FORM-K2-019, Сведения об упаковке и маркировке/Labeling and Packing

**Прибор лазерный хирургический «Melsytech Мокона»**  
**по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**

|                                            |                |            |
|--------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Разработано:</b>                        |                |            |
| Инженер по регистрации медицинских изделий | Садовская А.И. | 13.02.2023 |
| <b>Согласовано:</b>                        |                |            |
| Начальник отдела качества и сертификации   | Биткина О.Ю.   | 13.02.2023 |
| Начальник конструкторского отдела          | Салехов А.С.   | 13.02.2023 |
| Начальник производства                     | Кузьмичев А.И. | 13.02.2023 |
| Начальник сервисного отдела                | Кошенков С.В.  | 13.02.2023 |
| Технический директор                       | Степанов А.А.  | 13.02.2023 |



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 2 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Перечень изменений

| № п/п               | Описание изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Редакция документа | Дата ввода в действие документа |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| -                   | Введен впервые                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | 01.08.2022                      |
| П.1.1.1             | Изменение версии конструкторской документации 100-0005520, 200-0001427 СБ                                                                                                                                                                                                                                    | 2                  | 13.02.2023                      |
| 1.3.1, приложение Б | Из пп.3,4, Табл. 1; исключены сведения о защитных очках                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                  | 13.02.2023                      |
| 2.4.30              | Исключены сведения о защитных очках                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  | 13.02.2023                      |
| 2.4.31              | В Табл. 2 замена Символа 113                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                  | 13.02.2023                      |
| Приложение А        | Заменены макеты маркировки: транспортная упаковка сторона А, транспортная упаковка сторона Б, оптического волокна с торцом «колба» 400 мкм, оптического волокна с торцом «колба» 600 мкм, оптического волокна 365 мкм, оптического волокна 200 мкм, оптического волокна 272 мкм, оптического волокна 550 мкм | 2                  | 13.02.2023                      |
| Приложение Б        | в упаковочный лист добавлен номер модели ключа для запуска и отключения системы управления Прибором: LK6NGB126M3, исключены сведения о защитных очках                                                                                                                                                        | 2                  | 13.02.2023                      |

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 3 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Содержание

|     |                                                                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Сведения об упаковке.....                                                                                                    | 4  |
| 1.1 | Общие положения .....                                                                                                        | 4  |
| 1.2 | Требования к упаковке .....                                                                                                  | 4  |
| 1.3 | Требования к первичной упаковке .....                                                                                        | 4  |
| 2   | Сведения о маркировке.....                                                                                                   | 5  |
| 2.1 | Общие положения .....                                                                                                        | 5  |
| 2.2 | Требования к маркировке.....                                                                                                 | 6  |
| 2.3 | Маркировка транспортной упаковки .....                                                                                       | 6  |
| 2.4 | Маркировка медицинского изделия .....                                                                                        | 6  |
| 2.5 | Используемые символы .....                                                                                                   | 9  |
|     | Приложение А. Макеты маркировки .....                                                                                        | 12 |
|     | Приложение Б. Упаковочный лист на Прибор лазерный хирургический «Melsytech<br>Мокона» по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021 ..... | 24 |



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 4 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## 1 Сведения об упаковке

### 1.1 Общие положения

1.1.1 Упаковка Прибора лазерного хирургического «Melsytech Mocona» по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021 (далее - **Прибор**) должна соответствовать требованиям конструкторской документации (далее по тексту **КД**) 100-0005520-01, 200-0001427-02 СБ, ТУ 32.50.50-011-25560467-2021 и требованиям настоящего документа.

### 1.2 Требования к упаковке

1.2.1 Упаковка Прибора должна включать в себя:

- транспортную упаковку;
- основание;
- ложемент консоли 1;
- боковую панель;
- заднюю панель;
- ложемент педали;
- переднюю панель;
- блок 1;
- блок 2;
- блок 3;
- ложемент коробок 2;
- блок 4;
- блок 5.

1.2.2 Масса брутто упаковки должна составлять  $(20 \pm 2)$  кг, габаритные размеры транспортной упаковки (ШхГхВ) должны составлять  $(610 \times 546 \times 610) \pm 20$  мм.

1.2.3 Внутри транспортной упаковки должен быть вложен упаковочный лист PL-300-0000045\* (см. Приложение Б, стр. 24).

1.2.4 На транспортную упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с п.2.3 «Маркировка транспортной упаковки» (см. стр.6).

### 1.3 Требования к первичной упаковке

1.3.1 Первичная упаковка на составные части Прибора и принадлежности должна соответствовать требованиям, приведенным в Табл. 1.

**Табл. 1. Требования к первичной упаковке**

| № | Вид части                                                                                                                                                                     | Первичная упаковка                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Консоль Прибора, держатель волокна, педаль, педаль 2                                                                                                                          | должны быть упакованы в стрейч-пленку не менее чем в 4 слоя                  |
| 2 | Оптическое волокно с торцом «Колба» 400 мкм; оптическое волокно с торцом «колба» 600 мкм; оптическое волокно 365 мкм, оптическое волокно 200 мкм, оптическое волокно 272 мкм, | должны быть упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с замком Ziploc |

\*Примечание: Количество составных частей: оптические волокна, канюли указывается в упаковочном листе вручную.

|                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br><b>FORM-K2-019</b><br><b>Сведения об упаковке и маркировке/</b><br><b>Labeling and Packing</b> | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 5 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| № | Вид части                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Первичная упаковка                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | оптическое волокно 550 мкм, волоконная ручка, канюля 1, канюля 2, канюля 3, канюля 4, канюля 5, канюля 6, канюля 7, канюля 8, канюля 9, канюля 10, канюля 11, канюля 12, канюля 13, перемычка «Interlock», ключ для запуска и отключения системы управления Прибором, сетевой кабель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| 3 | Защитное окно разъема для подключения оптического волокна, скалыватель, устройство для зачистки оптического волокна 385-430 мкм в упаковке (в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт.), устройство для зачистки оптического волокна 180-230 мкм в упаковке (в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт.); устройство для зачистки оптического волокна 285-330 мкм в упаковке (в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт.); устройство для зачистки оптического волокна 555-600 мкм в упаковке (в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт.). | должны быть упакованы в индивидуальные коробки |

## 2 Сведения о маркировке

### 2.1 Общие положения

2.1.1 Маркировка Прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020. Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования;
- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик;
- ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования;
- ГОСТ IEC 60601-2-22-2011. Изделия медицинские электрические. Часть 2-22. Частные требования к безопасности при работе с хирургическим, косметическим, терапевтическим и диагностическим лазерным оборудованием;
- ГОСТ Р МЭК 878-95. Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия;
- ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 6 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

2.1.2 Маркировка должна соответствовать требованиям настоящего документа.

## 2.2 Требования к маркировке

2.2.1 Маркировка Прибора должна выполняться в форме текстовой надписи и/или графического символа.

2.2.2 Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы Прибора лазерного хирургического «Melsytech Мосона» по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021 при нормальной эксплуатации Прибора.

2.2.3 Текстовая надпись маркировки должна быть выполнена на русском языке.

## 2.3 Маркировка транспортной упаковки

2.3.1 Маркировка на транспортную упаковку должна наноситься непосредственно на коробку типографическим методом. Серийный номер, наименование грузополучателя и пункта назначения наклеиваются на коробку с помощью самоклеящейся этикетки.

2.3.2 На каждую единицу транспортной упаковки должна быть нанесена следующая информация:

- логотип;
- наименование изделия;
- серийный номер изделия;
- сведения о производителе: наименование производителя, адрес производителя, тел./факс;
- символы в соответствии с Табл. 3 (см. стр.9);
- масса нетто, масса брутто, габаритные размеры;
- наименование грузополучателя и пункта назначения.

2.3.3 Габаритные размеры надписей, логотипов и символов должны соответствовать КД 100-0005520-00.

2.3.4 Макет стороны А транспортной упаковки представлен на Рис. 1 на стр. 12 (см. Приложение А).

2.3.5 Макет стороны Б транспортной упаковки представлен на Рис. 2 на стр. 12 (см. Приложение А).

2.3.6 Макет стороны В транспортной упаковки представлен на Рис. 3 на стр.13 (см. Приложение А).

## 2.4 Маркировка медицинского изделия

2.4.1 Непосредственно на медицинское изделие наносится следующая маркировка:

- поясняющая маркировка в соответствии с ГОСТ IEC 60825-2013;
- идентификационная маркировка;
- символы и знаки безопасности в соответствии с ГОСТ IEC 60825-2013, ГОСТ IEC 60601-2-22-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 878-95 наносимые непосредственно на медицинское изделие.

2.4.2 Маркировка выполнена методом типографической печати на самоклеящихся этикетках.

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 7 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

2.4.3 На предупреждающей маркировке Прибора, в соответствии с ГОСТ IEC 60825-2013, должна быть отображена информация:

- Надпись: «ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4 (ГОСТ IEC 60825-1 - 2013)»;
- Надпись: «ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1 (ГОСТ IEC 60825-1 - 2013)»;
- Надпись: «ВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ И КОЖИ ПРЯМЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ»;
- Предупреждающий символ «Знак лазерной опасности» в соответствии с Табл. 2 (см. стр. 9);
- Сведения о параметрах лазерного излучения (длина волны, режим работы, средняя мощность, длительность импульса) в соответствии с ТУ 32.50.50-011-25560467-2021;
- Идентификационный номер этикетки.

2.4.4 Макеты предупреждающей маркировки представлены на Рис. 4 - Рис. 5 на стр. 13 (см. Приложение А).

2.4.5 На идентификационной маркировке Прибора должна быть отображена следующая информация:

- логотип;
- наименование медицинского изделия;
- сведения о производителе: наименование производителя, адрес производителя, тел./факс.;
- символы в соответствии с Табл. 3 (см. стр.9);
- серийный номер медицинского изделия;
- дату производства медицинского изделия;
- сведения об электропитании медицинского изделия;
- обозначение рабочей части типа BF;
- идентификационный номер этикетки.

2.4.6 Макет идентификационной маркировки Прибора представлен на Рис. 6 на стр. 14 (см. Приложение А).

2.4.7 На идентификационной маркировке составных частей Прибора: педали, педали 2 оптического волокна с торцом «Колба» 400 мкм; оптического волокна с торцом «Колба» 600 мкм; оптического волокна 365 мкм, оптического волокна 200 мкм, оптического волокна 272 мкм, оптического волокна 550 мкм, волоконной ручке, канюле 1 – 13 должна быть отображена информация:

- логотип;
- наименование медицинского изделия;
- сведения о производителе: наименование производителя, адрес производителя, тел./факс.;
- наименование составной части;
- символы в соответствии с Табл. 3 (см. стр.9);
- идентификационный номер этикетки.



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 8 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

- 2.4.8 Макет идентификационной маркировки Педали представлен на Рис. 7 на стр. 14 (см. Приложение А).
- 2.4.9 Макет идентификационной маркировки Педали 2 представлен на Рис. 8 на стр. 15 (см. Приложение А).
- 2.4.10 Макет идентификационной маркировки Оптического волокна с торцом «Колба» 400 мкм представлен на Рис. 9 на стр. 15 (см. Приложение А).
- 2.4.11 Макет идентификационной маркировки Оптического волокна с торцом «Колба» 400 мкм представлен на Рис. 10 на стр. 16 (см. Приложение А).
- 2.4.12 Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 365 мкм представлен на Рис. 11 на стр. 16 (см. Приложение А).
- 2.4.13 Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 200 мкм представлен на Рис. 12 на стр. 17 (см. Приложение А).
- 2.4.14 Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 272 мкм представлен на Рис. 13 на стр. 17 (см. Приложение А).
- 2.4.15 Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 550 мкм представлен на Рис. 14 на стр. 18 (см. Приложение А).
- 2.4.16 Макет идентификационной маркировки волоконной ручки представлен на Рис. 15 на стр. 18 (см. Приложение А).
- 2.4.17 Макет идентификационной маркировки Канюли 1 представлен на Рис. 16 на стр. 19 (см. Приложение А).
- 2.4.18 Макет идентификационной маркировки Канюли 2 представлен на Рис. 17 на стр. 19 (см. Приложение А).
- 2.4.19 Макет идентификационной маркировки Канюли 3 представлен на Рис. 18 на стр. 19 (см. Приложение А).
- 2.4.20 Макет идентификационной маркировки Канюли 4 представлен на Рис. 19 на стр. 20 (см. Приложение А).
- 2.4.21 Макет идентификационной маркировки Канюли 5 представлен на Рис. 20 на стр. 20 (см. Приложение А).
- 2.4.22 Макет идентификационной маркировки Канюли 6 представлен на Рис. 21 на стр. 20 (см. Приложение А).
- 2.4.23 Макет идентификационной маркировки Канюли 7 представлен на Рис. 22 на стр. 21 (см. Приложение А).
- 2.4.24 Макет идентификационной маркировки Канюли 8 представлен на Рис. 23 на стр. 21 (см. Приложение А).
- 2.4.25 Макет идентификационной маркировки Канюли 9 представлен на Рис. 24 на стр. 21 (см. Приложение А).
- 2.4.26 Макет идентификационной маркировки Канюли 10 представлен на Рис. 25 на стр. 22 (см. Приложение А).
- 2.4.27 Макет идентификационной маркировки Канюли 11 представлен на Рис. 26 на стр. 22 (см. Приложение А).

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 9 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|


2.4.28 Макет идентификационной маркировки Канюли 12 представлен на Рис. 27 на стр. 23 (см. Приложение А).

2.4.29 Макет идентификационной маркировки Канюли 13 представлен на Рис. 28 на стр. 23 (см. Приложение А).

2.4.30 На маркировке составных частей: держателя волокна, скалывателя оптического волокна, устройства для зачистки оптического волокна 385-430 мкм в упаковке, устройства для зачистки оптического волокна 180-230 мкм в упаковке, устройства для зачистки оптического волокна 285-330 мкм в упаковке, устройства для зачистки оптического волокна 555-600 мкм в упаковке, защитного окна разъема для подключения оптического волокна, перемычки «Interlock», ключа для запуска и отключения системы управления Прибором, сетевого кабеля указывается наименование составной части.

2.4.31 Непосредственно на медицинское изделие наносятся символы и знаки безопасности в соответствии с Табл. 2.

**Табл. 2. Символы и знаки безопасности**

| Изображение                                                                         | Назначение                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Предупреждающая маркировка «Знак лазерной опасности» в соответствии с ГОСТ IEC 60825-1. Располагается на поясняющей маркировке.                                                             |
|  | Предупреждающая маркировка 901-0000005 «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1. Располагается на корпусе Прибора.                                     |
|  | Символ 112 «Внешняя блокировка» в соответствии с таблицей D.1 ГОСТ IEC 60601-2-22. Располагается на корпусе Прибора.                                                                        |
|  | Символ 101 «Аварийная остановка лазера» в соответствии с таблицей D.1 ГОСТ IEC 60601-2-22. Располагается на корпусе Прибора над кнопкой аварийного отключения.                              |
|  | Маркировка положения ключа для запуска системы управления. Располагается на корпусе Прибора над выключателем системы управления.                                                            |
|  | Символ 113 «Вывод излучения через оптическое волокно» в соответствии с таблицей D.1 ГОСТ IEC 60601-2-22. Располагается на корпусе Прибора над разъемом для подключения оптического волокна. |

## 2.5 Используемые символы

2.5.1 На маркировках используются символы в соответствии с Табл. 3.

**Табл. 3. Используемые символы**

| Изображение символа                                                                 | Применение символа                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Символ 20 «Рабочая часть типа BF» в соответствии с таблицей D.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1. Расположен на идентификационной маркировке Прибора. |



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 10 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Символ 2 «Общий знак предупреждения» в соответствии с таблицей D2 ГОСТ Р МЭК 60601-1. Расположен на идентификационной маркировке.                                         |
|    | Символ 10 «Обратитесь в руководство по эксплуатации» в соответствии с таблицей D2 ГОСТ Р МЭК 60601-1. Расположен на идентификационной маркировке Прибора.                 |
|    | Символ 5.1.3 «Дата изготовления» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке Прибора.                                      |
|    | Символ 5.1.1 «Изготовитель» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке и транспортной упаковке.                           |
|    | Символ 5.1.7 «Серийный номер» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке Прибора и транспортной упаковке.                 |
|   | Символ утилизации электронных отходов. Расположен на идентификационной маркировке.                                                                                        |
|  | Символ 5.2.7 «Не стерильно» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1:2020. Расположен на идентификационной маркировке канюль; волоконной ручки; оптических волокон. |
|  | Символ 1 «Переменный ток» в соответствии с таблицей D.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1. Расположен на корпусе Прибора у сетевого разъема.                                             |
|  | Символ 01-71 «Педальный выключатель» в соответствии с ГОСТ Р МЭК 878-95. Расположен на корпусе Прибора над разъемом подключения педали.                                   |
|  | Символ USB. Расположен на корпусе Прибора над разъемом USB.                                                                                                               |
|  | Символ 5.3.7 «Предел температуры» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке оптических волокон, транспортной упаковке.   |
|  | Символ 5.3.4 «Беречь от влаги» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке оптических волокон, транспортной упаковке.      |
|  | Символ 5.3.2 «Не допускать воздействия солнечного света» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке оптических волокон.   |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing                                                                                        | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 11 из 27 |
|                                              | Символ 5.3.1 «Хрупкое. Обращаться осторожно» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р ИСО 15223-1. Расположен на идентификационной маркировке оптических волокон, транспортной упаковке. |                                                                            |
|                                              | Символ 11 «Верх» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 14192 – 96. Расположен на транспортной упаковке.                                                                                 |                                                                            |
|                                              | Символ 14 «Штабелировать запрещается» в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 14192 – 96. Расположен на транспортной упаковке.                                                            |                                                                            |



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 12 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Приложение А. Макеты маркировки

Маркировка транспортной упаковки



Рис. 1. Макет стороны А транспортной упаковки на русском языке



Рис. 2. Макет стороны Б транспортной упаковки

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 13 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

Наименование  
грузополучателя:

Наименование  
пункта назначения:

**SN**

Рис. 3. Макет стороны В транспортной упаковки

### Маркировка медицинского изделия

**ЛАЗЕРНАЯ АППАРУТУРА КЛАССА 4 (ГОСТ IEC 60825-1 - 2013)**  
 Импульсно-периодическое/непрерывное лазерное излучение  
 Длина волны: 1935 нм  
 Средняя мощность (макс.): 15 Вт  
 Длительность импульса (макс.): 2с

**ЛАЗЕРНАЯ АППАРУТУРА КЛАССА 1 (ГОСТ IEC 60825-1 - 2013)**  
 Непрерывное лазерное излучение  
 Длина волны: 635 нм  
 Средняя мощность пилотного лазера (макс.): 5 мВт

901-0000144-00

Рис. 4. Макет предупреждающей маркировки Прибора



**ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ**  
**ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ И КОЖИ ПРЯМЫМ ИЛИ**  
**РАССЕЯННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ**

Рис. 5. Макет предупреждающей маркировки Прибора



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 14 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический «Melsytech Mocona»  
 по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021

SN



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск,  
 ш. Игумновское, д.11Д, оф.9, Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Электропитание: 230 В~, 50 Гц  
 Потребляемая мощность: 450 Вт  
 Рабочий цикл: 60 минут - работа, 15 минут - пауза






901-0000261-00

Рис. 6. Макет идентификационной маркировки Прибора


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

Прибор лазерный хирургический  
 «Melsytech Mocona»  
 по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021



ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
 г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, офис.9,  
 Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

Педаль  
 IPX6





901-0000262-00

Рис. 7. Макет идентификационной маркировки Педали

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 15 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Mocona»</b><br><b>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b>                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | <b>901-0000263-00</b> |
|                                                                                                                               |  ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, офис.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |                                                                                    |                                                                                     |                       |
| <b>Педаль 2</b><br><b>IPX8</b>                                                                                                |                                                                                                                               |  |  |                       |

Рис. 8. Макет идентификационной маркировки Педали 2

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies                                                                                  | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Mocona»</b><br><b>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b> |                                                                                     |                                                                                     | <b>901-0000290-01</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Оптическое волокно с торцом «колба» 400 мкм</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                             |                           |  |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |

Рис. 9. Макет идентификационной маркировки Оптического волокна с торцом «колба» 400 мкм



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 16 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Мокона»</b><br>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021                      |
| <b>Оптическое волокно с торцом «колба» 600 мкм</b>                                                                            |                                                                                                                            |
|                                              | ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |
|                                              |                                           |
|                                              |                                           |
|                                             |                                         |
| 901-0000291-01                                                                                                                |                                                                                                                            |

Рис. 10. Макет идентификационной маркировки Оптического волокна с торцом «колба» 600 мкм


|                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Мокона»</b><br>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021                      |
| <b>Оптическое волокно 365 мкм</b>                                                                                               |                                                                                                                            |
|                                              | ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |
|                                              |                                         |
|                                              |                                         |
|                                             |                                       |
| 901-0000264-01                                                                                                                  |                                                                                                                            |

Рис. 11. Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 365 мкм

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 17 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

**Прибор лазерный хирургический**  
**«Melsytech Mocona»**  
**по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**

**Оптическое волокно 200 мкм**


 ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
 г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,  
 Тел./факс: +7 (831) 280-96-30








901-0000265-01

Рис. 12. Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 200 мкм


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

**Прибор лазерный хирургический**  
**«Melsytech Mocona»**  
**по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**

**Оптическое волокно 272 мкм**


 ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
 г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,  
 Тел./факс: +7 (831) 280-96-30








901-0000266-01

Рис. 13. Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 272 мкм



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 18 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Mocona»</b><br><b>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b>               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                |
| <b>Оптическое волокно 550 мкм</b>                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                |
|                                              | ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                |
|                                              |                                           |  |  |  |  | 901-0000267-01 |

Рис. 14. Макет идентификационной маркировки Оптического волокна 550 мкм

|                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Mocona»</b><br><b>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b>               |                                                                                     |                                                                                       |                |
|                                              | ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |                                                                                     |                                                                                       |                |
| <b>Волоконная ручка</b>                                                                                                         |                                                                                                                            |  |  | 901-0000282-00 |

Рис. 15. Макет идентификационной маркировки Волоконной ручки

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 19 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies                                                                                        | <b>Прибор лазерный хирургический<br/>         «Melsytech Мосопа»<br/>         по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b>                                                    |
|  <b>ООО «МелСиТек»</b> , Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 | <b>901-0000269-00</b>                                                                                                                                                 |
| <b>Канюля 1</b>                                                                                                                                                                                                      |   |

Рис. 16. Макет идентификационной маркировки Канюли 1

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies                                                                                          | <b>Прибор лазерный хирургический<br/>         «Melsytech Мосопа»<br/>         по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b>                                                        |
|  <b>ООО «МелСиТек»</b> , Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 | <b>901-0000270-00</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Канюля 2</b>                                                                                                                                                                                                        |   |

Рис. 17. Макет идентификационной маркировки Канюли 2

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies                                                                                        | <b>Прибор лазерный хирургический<br/>         «Melsytech Мосопа»<br/>         по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b>                                                        |
|  <b>ООО «МелСиТек»</b> , Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 | <b>901-0000271-00</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Канюля 3</b>                                                                                                                                                                                                        |   |

Рис. 18. Макет идентификационной маркировки Канюли 3



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 20 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|



Рис. 19. Макет идентификационной маркировки Канюли 4



Рис. 20. Макет идентификационной маркировки Канюли 5



Рис. 21. Макет идентификационной маркировки Канюли 6

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 21 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

**Прибор лазерный хирургический**  
**«Melsytech Мосопа»**  
**по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**


 ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
 г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,  
 Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

**Канюля 7**




**901-0000275-00**

Рис. 22. Макет идентификационной маркировки Канюли 7


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

**Прибор лазерный хирургический**  
**«Melsytech Мосопа»**  
**по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**


 ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
 г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,  
 Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

**Канюля 8**




**901-0000276-00**

Рис. 23. Макет идентификационной маркировки Канюли 8


**Melsytech**  
 Magic from Technologies

**Прибор лазерный хирургический**  
**«Melsytech Мосопа»**  
**по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**


 ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,  
 г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,  
 Тел./факс: +7 (831) 280-96-30

**Канюля 9**




**901-0000277-00**

Рис. 24. Макет идентификационной маркировки Канюли 9



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 22 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                            |                         |                                                                                                              |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  | <b>Melsytech</b>                                                                                                           | Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Anghel»</b><br><b>по ТУ 32.50.50-012-25560467-2021</b> | 901-0000246-00 |
|                  | ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |                         |                                                                                                              |                |
| <b>Канюля 10</b> |                                                                                                                            |                         |                                                                                                              |                |

Рис. 25. Макет идентификационной маркировки Канюли 10

|                  |                                                                                                                            |                         |                                                                                                              |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  | <b>Melsytech</b>                                                                                                           | Magic from Technologies | <b>Прибор лазерный хирургический</b><br><b>«Melsytech Mocona»</b><br><b>по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021</b> | 901-0000279-00 |
|                  | ООО «МелСиТек», Россия, Нижегородская обл.,<br>г. Дзержинск, ш. Игумновское, д.11Д, оф.9,<br>Тел./факс: +7 (831) 280-96-30 |                         |                                                                                                              |                |
| <b>Канюля 11</b> |                                                                                                                            |                         |                                                                                                              |                |

Рис. 26. Макет идентификационной маркировки Канюли 11

|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 23 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|



Рис. 27. Макет идентификационной маркировки Канюли 12



Рис. 28. Макет идентификационной маркировки Канюли 13



|                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>FORM-K2-019<br>Сведения об упаковке и маркировке/<br>Labeling and Packing | Дата введения: 13.01.2022<br>Язык версии: RU<br>Версия: 1<br>Стр. 24 из 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Приложение Б. Упаковочный лист на Прибор лазерный хирургический «Melsytech  
Мосопа» по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021**

|                                                                                                                               |                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>PL-300-0000045<br>Упаковочный лист/Packing list | Дата введения: 13.02.2023<br>Язык версии: RU<br>Версия: 2<br>Стр. 1 из 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции/<br>Product name | Прибор лазерный хирургический «Melsytech Mocona» по ТУ 32.50.50-011-25560467-2021 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Упаковочный лист/Packing list

| Номер части/<br>Part number | Наименование продукции/Product name            | Серийный номер/<br>Serial number | Кол-во/<br>Quantity | Упаковано/<br>Packed     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 300-0000045                 | Консоль прибора                                |                                  | 1 шт.               | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004225                 | Держатель волокна                              |                                  | 1 шт.               | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001185                 | Педаль                                         |                                  | 1 шт.               | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001226                 | Педаль 2                                       |                                  | 1 шт.               | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001205                 | Оптическое волокно с торцом «Колба»<br>400 мкм |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001206                 | Оптическое волокно с торцом «Колба»<br>600 мкм |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001209                 | Оптическое волокно 365 мкм                     |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001207                 | Оптическое волокно 200 мкм                     |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001208                 | Оптическое волокно 272 мкм                     |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001210                 | Оптическое волокно 550 мкм                     |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 200-0001103                 | Волоконная ручка                               |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004193                 | Канюля 1                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004158                 | Канюля 2                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004159                 | Канюля 3                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004160                 | Канюля 4                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004161                 | Канюля 5                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004162                 | Канюля 6                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004163                 | Канюля 7                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004164                 | Канюля 8                                       |                                  | ___ шт.             | <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                               |                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>PL-300-0000045<br>Упаковочный лист/Packing list | Дата введения: 13.02.2023<br>Язык версии: RU<br>Версия: 2<br>Стр. 2 из 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                       |  |         |                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|
| 100-0004165    | Канюля 9                                                                                                                                                                                              |  | ___ шт. | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004166    | Канюля 10                                                                                                                                                                                             |  | ___ шт. | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004167    | Канюля 11                                                                                                                                                                                             |  | ___ шт. | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004168    | Канюля 12                                                                                                                                                                                             |  | ___ шт. | <input type="checkbox"/> |
| 100-0004169    | Канюля 13                                                                                                                                                                                             |  | ___ шт. | <input type="checkbox"/> |
| 100-0005222    | Защитное окно разъема для подключения оптического волокна                                                                                                                                             |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| 200-0000862    | Переключатель «Interlock»                                                                                                                                                                             |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| LK6NGB126M3    | Ключ для запуска и отключения системы управления Прибором                                                                                                                                             |  | 2 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| ПВС-ВП 3x1     | Сетевой кабель                                                                                                                                                                                        |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| UM-300-0000045 | Руководство по эксплуатации                                                                                                                                                                           |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| TP-300-0000045 | Технический паспорт                                                                                                                                                                                   |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| 901-0000006    | Знак лазерной опасности                                                                                                                                                                               |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| EXP 1753       | Скальватель оптического волокна                                                                                                                                                                       |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| MS1-18S-25-FS  | Устройство для зачистки оптического волокна 385-430 мкм в упаковке, в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт.                       |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| MS1-10S-18-FS  | Устройство для зачистки оптического волокна 180-230 мкм в упаковке, в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт. (при необходимости) * |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| MS1-14S-18-FS  | Устройство для зачистки оптического волокна 285-330 мкм в упаковке, в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки компонентов стриппера – 1 шт. (при необходимости) * |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |
| MS1-25S-35-FS  | Устройство для зачистки оптического волокна 555-600 мкм в упаковке, в составе: стриппер – 1 шт., щетка – 1 шт., инструмент для удаления и вставки                                                     |  | 1 шт.   | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                               |                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Melsytech</b><br>Magic from Technologies | ООО «МелСиТек»<br>PL-300-0000045<br>Упаковочный лист/Packing list | Дата введения: 13.02.2023<br>Язык версии: RU<br>Версия: 2<br>Стр. 3 из 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|
|  | компонентов стриппера – 1 шт. (при необходимости) * |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|

| Комментарии/Comments |
|----------------------|
|                      |

| Сборщик/Adjuster |           |                   |
|------------------|-----------|-------------------|
| ФИО/Name         | Дата/Date | Подпись/Signature |
|                  |           |                   |



ООО «МелСиТек»

Итого в настоящем документе

\_\_\_\_\_ листа (ов)

Генеральный директор

Степанов Д.А.

