

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного и полуколичественного
иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к
Treponema pallidum в ликворе, сыворотке и плазме крови человека
«СифилисИФА-IgG», по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр. 2

Вариант исполнения 2

стр. 3

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (тм) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Адкор Био»

Д.Г. Полынцев



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного и полуколичественного
иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema
pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека
«СифилисИФА-IgG», по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для качественного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека «СифилисИФА-IgG», по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 1

Кат. № 200-54

На коробку:

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

Для профессионального применения
Антигена к Вич 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

LOT E004

2023-06-16

СифилисИФА-IgG

ТУ 21.20.23-521-98539446-2020
РУ №

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

СифилисИФА-IgG

Набор реагентов для качественного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека «СифилисИФА-IgG», по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020

Состав набора:

LOT E004	2022-05-16	+2...+8 °C	1. Стрипы с рекомбинантными антигенами <i>T. pallidum</i>	1 упак.	7. Раствор ТМБ	1 фл. (14 мл)
REF 200-54	2023-06-16	!	2. Отрицательная контрольная проба	1 фл. (0,8 мл)	8. Стоп-реагент	1 фл. (50 мл)
IVD	96	!	3. Положительная контрольная проба	1 фл. (0,8 мл)	9. Пленка для ИФА планшетов	2 шт.
		☂	4. Буфер А	1 фл. (13 мл)	10. Одноразовая ванночка	2 шт.
			5. Конъюгат Е	1 фл. (14 мл)	11. Одноразовый наконечник	16 шт.
			6. Буфер Н (20X)	1 фл. (50 мл)	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	1 шт.

000027 731428

СифилисИФА-IgG

2023-06-16



LOT E004

Для профессионального применения
Антигена к Вич 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО
www.alkorbio.ru

На флаконы:

Стрипы с рекомбинантными антигенами *T. pallidum* (TpN G)

СифилисИФА-IgG

серия № 004
годен до 2023-06-16
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер А
СифилисИФА-IgG

объем 13 мл
серия № 004
годен до 2023-06-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Н (20X)
СифилисИФА-IgG

объем 50 мл
серия № H136
годен до 2024-07-16
хранить при +2...+8 °C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Стоп-реагент

объем 50 мл
серия № 628a
годен до 2025-07-07
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Конъюгат Е
СифилисИФА-IgG

объем 14 мл
серия № 004
годен до 2023-06-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ

объем 14 мл
серия № 180AB
годен до 2024-01-17
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Отрицательная контрольная проба

СифилисИФА-IgG
объем 0,8 мл годен до 2023-06-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

«Набор реагентов для качественного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека «СифилисИФА-IgG», по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020»

Макет этикеток

ГОУ ВПО «Центральный научно-исследовательский институт биотехнологии»
АЛКОР-БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 200-55

На коробку:

Упаковка

F1

Для профессионального применения
Антитела к ВМЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют

LOT E004

2023-06-16

СифилисИФА-IgG



2 000027 686513

СифилисИФА-IgG

Набор реагентов для качественного и полуколичественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека «СифилисИФА-IgG», по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020

Состав набора:

1. Стрипы с recombinantными антигенами T. pallidum (TrN G)	2 упак.	7. Раствор ТМБ	2 фл. (по 14 мл)
2. Отрицательная контрольная проба	2 фл. (по 0,8 мл)	8. Стоп-реагент	2 фл. (по 50 мл)
3. Положительная контрольная проба	2 фл. (по 0,8 мл)	9. Пленка для ИФА планшетов	4 шт.
4. Буфер А	2 фл. (по 13 мл)	10. Одноразовая ванночка	2 шт.
5. Конъюгат Е	2 фл. (по 14 мл)	11. Одноразовый наконечник	16 шт.
6. Буфер Н (20X)	2 фл. (по 50 мл)	12. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	2 шт.

LOT E004

REF 200-55

2023-06-16

2023-06-16



СифилисИФА-IgG

LOT E004



2023-06-16

ТУ 21.20.23-521-98539446-2020

РУ №

Для профессионального применения

Антитела к ВМЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют



2 000027 686513

«Набор реагентов для качественного и полуколичественного
иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к *Treponema
pallidum* в ликворе, сыворотке и плазме крови человека «СифилисИФА-IgG»,
по ТУ 21.20.23-521-98539446-2020»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

На флаконы:

АЛКОР БИО
Стрипы с рекомбинантными
антигенами *T.pallidum*
(TpN G)

СифилисИФА-IgG

серия № 004
годен до 2023-06-16
хранить при +2...+8 °C
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Отрицательная контрольная проба
СифилисИФА-IgG

объем 0,8 мл годен до 2023-06-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Положительная контрольная проба
СифилисИФА-IgG

объем 0,8 мл годен до 2023-06-16
серия № 004 хранить при +2...+8 °C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Буфер А
СифилисИФА-IgG

объем 13 мл
серия № 004
годен до 2023-06-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
СифилисИФА-IgG

объем 14 мл
серия № 004
годен до 2023-06-16
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Буфер Н (20X)
СифилисИФА-IgG

объем 50 мл
серия № H136
годен до 2024-07-16
хранить при +2...+8 °C
950 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V002

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ

объем 14 мл
серия № 180AB
годен до 2024-01-17
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

АЛКОР БИО
Стоп-реагент

объем 50 мл
серия № 628a
годен до 2025-07-07
хранить при +2...+8 °C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

- 2 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) листа

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

