

И.о. управляющий филиалом
«Реутовский ЭЗСП»
ФГУП «Московское ПрОИ» Минтруда России

202 1 Г.

медицинского изделия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


Протектор противопрележный для головы, модель 933



Валик, модель 934



Полувалик большой, модель 935



Полувалик малый, модель 936



Прошнуровано и пронумеровано

Начальник ОКК

Листов

Г.И. Маслова



Макет маркировки медицинского изделия
«Изделия для фиксации тела при положении лежа на животе
по ТУ 32.50.22-070-03151337-2020»

Протектор противопрележневый для головы, модель 933



Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
125412, Москва Коровинское шоссе, д.17а info@mpgor.ru
Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России, 143966, Московская обл.,
г. Реутов, ул. Ленина, 25 тел. (495) 791-70-60 info@rezsp.ru www.rezsp.ru

Протектор противопрележневый для головы, модель 933
ТУ 32.50.22-070-03151337-2020 «Изделия для фиксации тела при положении
лежа на животе»



Габаритные размеры: (258±10)мм х (245±10)мм х (155±10)мм

Условия хранения: в соответствии с условиями хранения 2 по
ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°C до плюс 40°C,
влажности не более 80%

Утилизацию изделия и чехла осуществляют в порядке, предусмотренном
СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А
(эпидемиологически безопасные отходы).

Утилизацию изделия и чехла, использованных в инфекционном отделении
медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном
СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б
(эпидемиологически опасные отходы).

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев

Штамп ОТК

Срок службы – 12 месяцев, срок годности – 36 месяцев

Партия №

Дата изготовления:

Рег. удостоверение №

Валик, модель 934



Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
125412, Москва Коровинское шоссе, д.17а info@mpgor.ru
Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП
«Московское ПрОП» Минтруда России
143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 25
тел. (495) 791-70-60 info@rezsp.ru www.rezsp.ru

Валик, модель 934

ТУ 32.50.22-070-03151337-2020 «Изделия для фиксации тела при положении
лежа на животе»



Габаритные размеры: (390±10)мм х (130±10)мм х (130±10)мм

Условия хранения: в соответствии с условиями хранения 2 по
ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°C до плюс 40°C,
влажности не более 80%

Утилизацию изделия и чехла осуществляют в порядке, предусмотренном
СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А
(эпидемиологически безопасные отходы).

Утилизацию изделия и чехла, использованных в инфекционном отделении
медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном
СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б
(эпидемиологически опасные отходы).

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев

Штамп ОТК

Срок службы – 12 месяцев

Партия №

Дата изготовления:

Рег. удостоверение №

Полувалик большой, модель 935



Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

125412, Москва Коровинское шоссе, д.17а info@mprgor.ru

Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП

«Московское ПрОП» Минтруда России, 143966, Московская обл.,
г. Реутов, ул. Ленина, 25 тел. (495) 791-70-60 info@rezsp.ru www.rezsp.ru

Полувалик большой, модель 935

ТУ 32.50.22-070-03151337-2020 «Изделия для фиксации тела при положении лежа на животе»



Габаритные размеры: (400 ± 10) мм х (220 ± 10) мм х (210 ± 10) мм

Условия хранения: в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, влажности не более 80%

Утилизацию изделия и чехла осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Утилизацию изделия и чехла, использованных в инфекционном отделении медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев

Штамп ОТК

Срок службы – 12 месяцев, срок годности – 36 месяцев

Партия №

Дата изготовления:

Рег. удостоверение №

Полувалик малый, модель 936



Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

125412, Москва Коровинское шоссе, д.17а info@mprgor.ru

Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП

«Московское ПрОП» Минтруда России

143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 25

тел. (495) 791-70-60 info@rezsp.ru www.rezsp.ru

Полувалик малый, модель 936

ТУ 32.50.22-070-03151337-2020 «Изделия для фиксации тела при положении лежа на животе»



Габаритные размеры: (390 ± 10) мм х (130 ± 10) мм х (65 ± 5) мм

Условия хранения: в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, влажности не более 80%

Утилизацию изделия и чехла осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Утилизацию изделия и чехла, использованных в инфекционном отделении медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев

Штамп ОТК

Срок службы – 12 месяцев

Партия №

Дата изготовления:

Рег. удостоверение №

И.о.управляющего филиалом



А.А.Лазарев

Прошнуровано и пронумеровано

Начальник ОКК

Г.И. Маслова

