

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

**ООО «БТ Групп»
Борщевич Д.В.**


«06» декабря 2022 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, МАРКИРОВКА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной
детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), Lot BG02001, BG02002, BG02003**


- 1- Общий вид изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)» с упаковкой



- 2- Общий вид потребительской упаковки изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)»



- 3- Потребительская упаковка изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)» (вид сбоку)



- 4- Макет маркировки потребительской упаковки на русском языке «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)»

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Состав:

арт. ZC-HX-201-2 50 определений

1. Смесь реакционная для ОТ-ПЦР, 600 мкл – 1 пробирка;
2. Смесь ферментов ОТ-ПЦР, 200 мкл – 1 пробирка;
3. Смесь реакционная ORF1ab/N, 200 мкл – 1 пробирка;
4. Образец контрольный положительный, 500 мкл – 1 пробирка;
5. Образец контрольный отрицательный, 500 мкл – 1 пробирка;
6. Инструкция по применению – 1 шт.



Шанхай Биогерм Медикал Технолоджи, Ко., Лтд
Офис 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, корпус 3, улица Хухан
№ 1588, район Фэнсянь, Шанхай, Китай
Телефон: 0086-21-67181107
E-mail: sales@bio-germ.com


Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «БТ Групп»
141006, область Московская, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1
Телефон: +79175144062
E-mail: bt.group@inbox.ru

- 5- Общий вид компонентов состава изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)» с маркировкой на русском языке




- 6- Общий вид компонентов состава изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)» с маркировкой на русском языке




7- Макеты маркировки компонентов состава изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 50 определений (арт. ZC-HX-201-2)»


- Смесь реакционная для ОТ-ПЦР, 600 мкл



- Смесь ферментов ОТ-ПЦР, 200 мкл



- Смесь реакционная ORF1ab/N, 200 мкл



- Образец контрольный положительный, 500 мкл

CONTROL +	IVD
Образец контрольный положительный, 500 мкл	
LOT BG02003	 2022.06.10  2023.12.09
 -15°C -25°C	


- Образец контрольный отрицательный, 500 мкл

CONTROL -	IVD
Образец контрольный отрицательный, 500 мкл	
LOT BG02003	 2022.06.10  2023.12.09
 -15°C -25°C	

- 8- Общий вид изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-HX-201-3)»



- 9- Потребительская упаковка изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-HX-201-3)»



10- Потребительская упаковка изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-HX-201-3)» (вид сбоку)



11- Макет маркировки потребительской упаковки на русском языке «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-HX-201-3)»

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Состав: арт. ZC-HX-201-3 96 определений

1. Смесь реакционная для ОТ-ПЦР, 1152 мкл – 1 пробирка;
2. Смесь ферментов ОТ-ПЦР, 384 мкл – 1 пробирка;
3. Смесь реакционная ORF1ab/N, 384 мкл – 1 пробирка;
4. Образец контрольный положительный, 500 мкл – 1 пробирка;
5. Образец контрольный отрицательный, 500 мкл – 1 пробирка;
6. Инструкция по применению – 1 шт.



Шанхай Биогерм Медикал Технолоджи, Ко., Лтд
Офис 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, корпус 3, улица Хухан
№ 1588, район Фэнсянь, Шанхай, Китай
Телефон: 0086-21-67181107
E-mail: sales@bio-germ.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «БТ Групп»
141006, область Московская, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1
Телефон: +79175144062
E-mail: bt.group@inbox.ru

12- Общий вид компонентов состава изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-HX-201-3)»




13- Общий вид компонентов состава изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-HX-201-3)»




14- Макеты маркировки компонентов состава изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР с флуоресцентной детекцией Novel Coronavirus (2019-nCoV), 96 определений (арт. ZC-НХ-201-3)»


- Смесь реакционная для ОТ-ПЦР, 1152 мкл




- Смесь ферментов ОТ-ПЦР, 384 мкл




- Смесь реакционная ORF1ab/N, 384 мкл



- Образец контрольный положительный, 500 мкл



- Образец контрольный отрицательный, 500 мкл



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 17 (Семнадцать) 1
Генеральный директор _____
ООО "БТ Групп" Борщевич Д.В.

