

ТЗМОИ



Утверждаю

Генеральный директор АО «ТЗМОИ»

А.В. Просвираков

Фото внешнего вида медицинского изделия

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный в исполнениях:
PHS ПС-40, PHS ПС-150, PHS ПС-220 с принадлежностями
по ТУ 9451-178-12517820-2015**



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-40, PHS ПС-40.00.000_01

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный РНС РС-150 (непроходной, трёхфазный)
РНС РС-150.00.000_01 - НПЗ

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный РНС РС-150 (проходной, трёхфазный)
РНС РС-150.00.000_01 – ППЗ

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный РНС РС-150 (непроходной, однофазный)
РНС РС-150.00.000_01 – НР1

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный РНС ПС-150 (проходной, однофазный)
PHS PS-150.00.000_01 – ПП1

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-220 (непроходной, трёхфазный)
PHS PC-220.00.000_01-НПЗ

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный RHS РС-220 (проходной, трёхфазный) RHS
РС-220.00.000_01-ППЗ

Внешний вид.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-220 (непроходной, однофазный)
PHS PC-220.00.000_01-НП1

Внешний вид



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-220 (проходной, однофазный)
PHS ПС-220.00.000_01-ПП1

Внешний вид




Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-40

Принадлежности. Стол на колёсах.





Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-150, PHS ПС-220

Принадлежности. Встроенные полки.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-40

Принадлежности. Встроенные полки.



Стерилизатор плазменный низкотемпературный в исполнениях PHS ПС-40, PHS ПС-150,
PHS ПС-220

Принадлежности. Корзины с крышками.

Всего пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 13 стр.
Генеральный директор АО «ТЗМОИ»
Просвиряков А.В.



ТЗМОИ

Утверждаю

Генеральный Директор

АО «ТЗМОИ»

А.В. Просвиряков



Фотографические изображения макетов маркировки, транспортных ярлыков
упаковки и упаковочных листов медицинского изделия:

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный в исполнениях:
PHS ПС-40, PHS ПС-150, PHS ПС-220 по ТУ 9451-178-12517820-2015**

2023



АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-40

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-40.00.000_01)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России

Дата выпуска _____

81x101x165 см

Брутто 225 кг

Нетто 180 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 1 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-40



АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-150 непроходной трёхфазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-150.00.000_01-НПЗ)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России


Дата выпуска

96x108x192 см

Брутто 496 кг

Нетто 390 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 2 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150 (непроходной, трёхфазный)

ЕАС

АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел. 8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-150 проходной трёхфазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-150.00.000_01-ППЗ)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России

Дата выпуска

96x108x192 см

Брутто 496 кг

Нетто 390 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 3 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150 (проходной, трёхфазный)

EAC

АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-150 непроходной однофазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-150.00.000_01-НП1)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России

Дата выпуска

96x108x192 см

Брутто 496 кг

Нетто 390 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 4 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150
(непроходной, однофазный)

EAC

АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-150 проходной однофазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-150.00.000_01-ПП1)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России


Дата выпуска _____

96x108x192 см

Брутто 496 кг

Нетто 390 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 5 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150
(проходной, однофазный)

EAC

АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-220 непроходной трёхфазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-220.00.000_01-НПЗ)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России


Дата выпуска

169x104x200 см

Брутто 586 кг

Нетто 470 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 6 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220 (непроходной, трёхфазный)



АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-220 проходной трёхфазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-220.00.000_01-ППЗ)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России


Дата выпуска _____

169x104x200 см

Брутто 586 кг

Нетто 470 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 7 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220
(проходной, трёхфазный)

EAC

АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел.8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-220 непроходной однофазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-220.00.000_01-НП1)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России

Дата выпуска

169x104x200 см

Брутто 586 кг

Нетто 470 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 8 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220
(непроходной, однофазный)

ЕАС

АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"
РОССИЯ, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корпус 5,
эт 1, помещ. I, ком. 6.4-23Н.
Коммерческий отдел: тел. 8- (495) 739-39-45



Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS PC-220 проходной однофазный

ТУ 9451-178-12517820-2015
(PHS PC-220.00.000_01-ПП1)

Допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.
Транспортировать в упакованном виде всеми видами крытого транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Законсервировано до _____

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления

Заводской № _____

Стерилизатор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей.

Сделано в России


Дата выпуска _____

169x104x200 см

Брутто 586 кг

Нетто 470 кг

СТРОПИТЬ ПО ОДНОМУ



Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4060 от 29 сентября 2021 года

Фото 9 – Упаковочный ярлык стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220 (проходной, однофазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия		Кол - во, шт.
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-40 «ТЗМОИ» PHS ПС-40.00.000_01		1
_____ г. (дата упаковывания)		
Упаковщик		ОТК

Фото 10 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-40

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия		Кол - во, шт.
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-150 непроходной трёхфазный «ТЗМОИ» PHS ПС-150.00.000_01-НПЗ		1
_____ г. (дата упаковывания)		
Упаковщик		ОТК

Фото 11 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-150
(непроходной, трёхфазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия	Кол - во, шт.	
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-150 проходной трёхфазный «ТЗМОИ» PHS ПС-150.00.000_01-ППЗ	1	
_____ Г. (дата упаковывания) Упаковщик ОТК		

Фото 12 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-150
(проходной, трёхфазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия	Кол - во, шт.	
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-150 непроходной однофазный «ТЗМОИ» PHS ПС-150.00.000-НП1	1	
_____ Г. (дата упаковывания) Упаковщик ОТК		

Фото 13 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-150
(непроходной, однофазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия	Кол - во, шт.	
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-150 проходной однофазный «ТЗМОИ» PHS ПС-150.00.000-ПП1	1	
_____ г. (дата упаковывания) Упаковщик ОТК		

Фото 14 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-150
(проходной, однофазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия	Кол - во, шт.	
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-220 непроходной трёхфазный «ТЗМОИ» PHS ПС-220.00.000-НПЗ	1	
_____ г. (дата упаковывания) Упаковщик ОТК		

Фото 15 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-220
(непроходной, трёхфазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия		Кол - во, шт.
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-220 проходной трёхфазный «ТЗМОИ» PHS ПС-220.00.000-ППЗ		1
_____ Г. (дата упаковывания)		
Упаковщик		ОТК

Фото 16 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-220
(проходной, трёхфазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия		Кол - во, шт.
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-220 непроходной однофазный «ТЗМОИ» PHS ПС-220.00.000-НП1		1
_____ Г. (дата упаковывания)		
Упаковщик		ОТК

Фото 17 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-220
(непроходной, однофазный)

АО «Тюменский завод медоборудования и инструментов»	УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Наименование изделия	Кол - во, шт.	
Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-220 проходной однофазный «ТЗМОИ» PHS ПС-220.00.000-ПП1	1	
_____ г. (дата упаковывания)		
Упаковщик	ОТК	

Фото 18 – Макет упаковочного листа стерилизатора плазменного низкотемпературного
PHS ПС-220
(проходной, однофазный)

EAC

АО "ТЗМОИ"

Стерилизатор плазменный низкотемпературный PHS ПС-40

PHS ПС-40.00.000_01

**Сделано
в России**

TY 9451-178-12517820-2015

1/N/PE~ 220/230 В 50 Гц 3,0 кВт

Масса 180 кг №

Дата 20 г.

Фото 19 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS ПС-40



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-150**

непроходной трёхфазный
PHS PC-150.00.000_01-НПЗ

Сделано в России **ТУ 9451-178-12517820-2015**
3/N/PE~ (380/220)/(400/230) В 50 Гц 3,5 кВт

Масса 390 кг № Дата 20 г.

Фото 20 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150
(непроходной, трёхфазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-150**

проходной трёхфазный
PHS PC-150.00.000_01-ППЗ

Сделано в России **ТУ 9451-178-12517820-2015**
3/N/PE~ (380/220)/(400/230) В 50 Гц 3,5 кВт

Масса 390 кг № Дата 20 г.

Фото 21 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150
(проходной, трёхфазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-150**

непроходной однофазный
PHS PC-150.00.000_01-НП1

Сделано в России **ТУ 9451-178-12517820-2015**
1/N/PE~ 220/230 В 50 Гц 3,5 кВт

Масса 390 кг № Дата 20 г.

Фото 22 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150
(непроходной, однофазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-150**

проходной однофазный
PHS PC-150.00.000_01-ПП1

Сделано
в России

ТУ 9451-178-12517820-2015
1/N/PE~ 220/230 В 50 Гц 3,5 кВт

Масса 390 кг №

Дата 20 г.

Фото 23 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-150
(проходной, однофазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-220**

непроходной трёхфазный
PHS PC-220.00.000_01-НП3

Сделано
в России

ТУ 9451-178-12517820-2015
3/N/PE~ (380/220)/(400/230) В 50 Гц 4,0 кВт

Масса 470 кг №

Дата 20 г.

Фото 24 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220
(непроходной, трёхфазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-220**

проходной трёхфазный
PHS PC-220.00.000_01-ПП3

Сделано
в России

ТУ 9451-178-12517820-2015
3/N/PE~ (380/220)/(400/230) В 50 Гц 4,0 кВт

Масса 470 кг №

Дата 20 г.

Фото 25 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220
(проходной, трёхфазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-220**

непроходной однофазный
PHS PC-220.00.000_01-НП1

Сделано
в России

ТУ 9451-178-12517820-2015
1/N/PE~ 220/230 В 50 Гц 4,0 кВт

Масса 470 кг №

Дата 20 г.

Фото 26 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220
(непроходной, однофазный)



АО "ТЗМОИ"

**Стерилизатор плазменный низкотемпературный
PHS PC-220**

проходной однофазный
PHS PC-220.00.000_01-ПП1

Сделано
в России

ТУ 9451-178-12517820-2015
1/N/PE~ 220/230 В 50 Гц 4,0 кВт

Масса 470 кг №

Дата 20 г.

Фото 27 – Макет маркировки стерилизатора плазменного низкотемпературного PHS PC-220
(проходной, однофазный)



Фото 28 – Знак «Опасность поражения электрическим током!»



Фото 29 – Знак «Внимание. Опасность»



Фото 30 – Знак «Защитное заземление!»

Всего пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 18 стр.
Генеральный директор АО «ТЗМОИ»
Просвиряков А.В.

