

Общество с ограниченной ответственностью «АДАНИ РУС»
190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.118А, лит. X, помещение 7-Н, офис 7
ИНН 7839089877, КПП 783901001, ОГРН 1177847274065
Тел. +7 812 389 23 88 E-mail: rus-info@advin.ru

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

Аппарат рентгенотерапевтический ТЕРАД 100


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор




В.О. Скачков


Аппарат рентгенотерапевтический ТЕРАД 100



1. Рентгеновское штативное устройство модель АДН168.01.00.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;



2. Пульт управления модель АДН125.04.00.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;




3. Рентгеновский излучатель модель MXR-101, производства «COMET AG», Швейцария,



или модель MCD 100H-3 x, производства «rtw RÖNTGEN-TECHNIK DR. WARRIKHOFF GmbH & Co. KG», Германия,




или модель АДН168.01.35.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;




4. Рентгеновское питающее устройство (генератор высокого напряжения) модель DXM100N1200, производства «Spellman High Voltage Electronics Corporation», США,



или модель HVG100SE1K0P527, производства «V.J. X-Ray, Inc.», США,




или модель АДН168.01.18.900, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;



5. Кабель высоковольтный модель U3, CA10SL, CA10SL, 4M, HDT, производства «Varex Imaging Nederland B.V.», Нидерланды





или модель АДН168.01.27.520, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;



6. Устройство переговорное модель S-410, производства «Stelberry», Россия,




или модель DD-205T HF Long, производства «Digital Duplex», Россия,



или модель DD-205 HF Топаз, производства ООО «Унибелус», Республика Беларусь;



7. Автоматизированное рабочее место аппарата модель АДН125.24.00.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;



8. Программа управления аппаратом рентгенотерапевтическим модель MedXTera, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;




9. Видеокамера модель DS-2CD2443G0-IW, производства «Hikvision», Китай,




или модель IPC2124LR3-PF28M-D, производства «UNV», Китай,




или модель AC-D7141IR1, производства «ActiveCam», Китай;




10. Щиток коммутационный, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;








11. Комплект ЗИП модель АДН168.62.00.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;





12. Комплект эксплуатационной документации модель АДН168.00.00.000 КЭД, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.
13. Комплект аппликаторов модель АДН168.60.00.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости):
- 13.1 Аппликатор круглый 1,0;




13.2 Аппликатор круглый 1,5;




13.3 Аппликатор круглый 2,0;




13.4 Аппликатор круглый 2,5;




13.5 Аппликатор круглый 3,0;




13.6 Аппликатор круглый 3,5;




13.7 Аппликатор круглый 4,0;




13.8 Аппликатор круглый 4,5;




13.9 Аппликатор круглый 5,0;




13.10 Аппликатор круглый 7,5;




13.11 Аппликатор круглый 10,0;




13.12 Аппликатор овальный 1,4 х 2,0;




13.13 Аппликатор овальный 1,6 х 3,4;




13.14 Аппликатор овальный 2,5 х 4,8;




13.15 Аппликатор овальный 6,0 x 4,0;




13.16 Аппликатор овальный 8,0 x 4,0;




13.17 Аппликатор месяцеобразный 3,2 x 1,0;




13.18 Аппликатор-заглушка.




14. Шкаф медицинский модель МШ-2-01, производства ООО «Мединдустрия Сервис», Республика Беларусь, РУ № РЗН 2015/2798 (при необходимости);



15. Теплообменник модель АДН168.01.12.900, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь



или модель WL1000, производства «Laird s.r.o.», Чехия (при необходимости);



16. Стол для пациента модель АДН125.76.00.000, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,



или модель US MEDICA Profi, производства «US MEDICA», США,





или модель КММ, производства ООО «Мединдустрия Сервис», Республика Беларусь (№ РЗН 2016/4929) (при необходимости);




17. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения серии КИСЗ-«РЕНЕКС», производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия, РУ № ФСР 2008/03184 (при необходимости);








18. Приспособления для обеспечения безопасности пациента при облучении: МТТ45(S, M, L), производства «CIVCO Radiotherapy», США, РУ № ФСЗ 2010/07683




или модель KRP-934-(012, 014, 016, 018) «Klarity Medical Products», США (при необходимости);



19. Подушки для позиционирования модель 1700/РС, производства «Кепех», Англия




или модель MTVIPFFF, производства «CIVCO Radiotherapy», США (при необходимости);




20. Подушки вакуумные модель Vac-Lok™ производства «CIVCO Radiotherapy», США




или модель R7100-01C, R7101-03C, R7106-02.25C, R7301-15C, R7661-20C производства «Klarity Medical Products», США (при необходимости);




21. Фиксатор для ног модель Kneefix™ 3, Feetfix™ 3, производства «CIVCO Radiotherapy», США



или модель NMC71718, производства «JRT Associates», США (при необходимости);



22. Компрессор модель MTV (P1, PEXA, PEXC, PEXD, PEXG, PEXH, L1A, L1BEX, PFT), производства «CIVCO Radiotherapy», США





или модель KVP-100 (500), «Klarity Medical Products», США (при необходимости).




Упаковка


Ящик укладочный для основания (первичная упаковка)




Ящик укладочный для механизма перемещения и излучателя (первичная упаковка)



Ящик укладочный для АРМ оператора (первичная упаковка)




Ящик для системы охлаждения и аппликаторов (первичная упаковка)




Ящик укладочный для механизма перемещения и излучателя (потребительская упаковка)




Ящик укладочный для основания (потребительская упаковка)




Ящик укладочный для основания (потребительская упаковка)



Ящик укладочный для АРМ оператора (потребительская упаковка)



Образцы маркировки



Автоматизированное
рабочее место

АДВИН

Модель:

АДН125.24.00.000

Сеть:

230 В ~ 50/60 Гц

Максимальная мощность:

1,0 кВ·А

Серийный №:

004

Дата изготовления:

2022-09

IP 20

Стол пациента

АДВИН

Модель:

АДН125.76.00.000

Сеть:

220-240В 50/60 Гц

Максимальная мощность:

0,2 кВ·А

Серийный №:

004

Дата изготовления:

2022-09

IP 20



Рентгеновское
штативное устройство

АДВИН

Модель: АДН168.01.00.000

Сеть: 230 В 1N~ 50/60 Гц

Максимальная мощность: 2,5 кВт·А

Серийный №: 004

Дата изготовления: 2022-09

IP 20

Комплект ЗИП

АДВИН

Модель: АДН168.62.00.000

Серийный №: 004

Дата изготовления: 2022-09

Комплект
аппликаторов

Модель:

АДВИН

АДН168.60.00.000

Серийный №:

004

Дата изготовления:

2022-09

Теплообменник

Модель:

АДВИН

АДН168.01.12.900

Серийный №:

004

Дата изготовления:

2022-09

Пульт управления

АДВИН

Модель:

АДН125.04.00.00

Серийный №:

004

Дата изготовления:

2022-09

IP 20

Кабель
высоковольтный
Модель:

АДВИН

АДН168.01.27.520

Серийный №:

004

Дата изготовления:

2022-09

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

75 (*семьдесят пять*) листа (ов)

Генеральный Директор ООО "АДАНИ РУС"

[Signature] /В.О. Скачков/

