

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
2022 г.

Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам *Echinococcus granulosus* в сыворотке (плазме) крови человека «Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-424-41390295-2022

1. Образцы этикеток компонентов набора «Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	
К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец	
ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора	

РК – раствор конъюгата	Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РК - 13,0 мл LOT XXXXXX ГПТ-ММ-ДД  2°C  8°C IVD
РРО – раствор для разведения образцов	Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РРО - 12,0 мл LOT XXXXXX ГПТ-ММ-ДД  2°C  8°C IVD
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ТМБ - 13,0 мл LOT XXXXXX ГПТ-ММ-ДД  2°C  8°C IVD
Стоп-реагент	Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Стоп-реагент - 12,0 мл LOT XXXXXX ГПТ-ММ-ДД  2°C  8°C IVD

2. Образцы этикеток шоу-бокса набора «Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д 2/7



Imbian

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp: +73832093454

2.2. Образец основной этикетки

Эхинококк IgG- ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного определения
иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам
Echinococcus granulosus в сыворотке (плазме) крови человека
«Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-424-41390295-2022
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- | | |
|--|----------|
| 1 Иммуносорбент | 1 шт. |
| 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл) | 1 флакон |
| 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл) | 1 флакон |
| 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл) | 1 флакон |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл) | 1 флакон |
| 6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл) | 1 флакон |
| 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл) | 1 флакон |
| 8 Стоп-реагент (12,0 мл) | 1 флакон |
| 9 Пленка для заклеивания планшета | 3 шт. |
| 10 Ванночка для реагентов | 3 шт. |
| 11 Наконечники объемом до 200 мкл | 24 шт. |
| 12 Инструкция по применению набора реагентов | 1 шт. |

РУ № XXXX/XXXXXX


LOT XXXXXX

REF PE-021/96

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Imbian



Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Защелкивание не допускается.
Антигены к ВИЧ-1,2, ВГС и HbAg отсутствуют



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
гп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbrian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3021 лист 9

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипов

2022 г



Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам *Echinococcus granulosus* в сыворотке (плазме) крови человека
«Эхинококк IgG-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-424-41390295-2022

Общий вид





Фото упаковки







Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«25» каб-ры 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 9

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"15.01" 2022 г

