

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для in vitro диагностики коронавируса (SARS-CoV-2) методом мультиплексной ОТ-ПЦР в режиме реального времени (Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit)

Производства

Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.

«Шанхай Чжицзян Био-Тех Ко., Лтд.»

Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.

Набор реагентов для in vitro
диагностики коронавируса (SARS-
CoV-2) методом мультиплексной
ОТ-ПЦР в режиме реального
времени (Novel Coronavirus (2019-
nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit)

REF

RR-0496-02-25



25

Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.
16 Building, 582 Xiejunshan Road, Fuzhou High-tech Park
Shanghai 201114, P.R. China
Учреждение в представителе в РФ:
ООО «СИ БИО ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН/ОГРН)
Почтовый адрес: 125008, Москва, Россия, 340-СМИРНЫЙ
т. 8 (495) 125-11-11
e-mail: info@circmi.ru




Состав набора


№	Компонент набора	Объем
1	Суперсмесь Novel CoV (2019-nCoV) SuperMix	513мкл ×1
2	Смесь ферментов RT-PCR Enzyme Mix	27мкл ×1
3	Внутренний контроль Novel CoV (2019-nCoV) Internal Control	30мкл ×1
4	Отрицательный контроль Novel CoV (2019-nCoV) Negative Control	400мкл ×1
5	Положительный контроль Novel CoV (2019-nCoV) Positive Control	30мкл ×1
6	Инструкция по применению	1 шт.



1. Суперсмесь Novel CoV (2019-nCoV) SuperMix — 1 флакон, 513 мкл.




2. Смесь ферментов RT-PCR Enzyme Mix — 1 флакон, 27 мкл.



3. Внутренний контроль Novel CoV (2019-nCoV) Internal Control — 1 флакон, 30 мкл.



4. Отрицательный контроль Novel CoV (2019-nCoV) Negative Control — 1 флакон, 400 мкл.



5. Положительный контроль Novel CoV (2019-nCoV) Positive Control — 1 флакон, 30 мкл.



