

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Система Трейд»

Белов К.С.

«15» февраля 2024 г

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Салфетки спиртовые (этиловый спирт 70%) антисептические одноразовые  
из нетканого материала стерильные «MANNA Dez Uni»  
по ТУ 32.50.50-002-41657019-2022

## Индивидуальная упаковка


Количество в упаковке: 1 шт.

Размеры: 80x80, 85x110, 100x150, 110x110, 110x125, 125x125, 125x150, 135x145, 135x185, 135x200, 150x150, 185x185, 185x200, 190x210, 200x240, 240x240

Пример маркировка индивидуальной упаковки. Лицевая сторона



Пример маркировка индивидуальной упаковки. Тыльная сторона



### **Групповая упаковка**

**Количество в упаковке – по 10/20/50/100/150/200 шт в индивидуальной упаковке**


**Размеры: 80x80, 85x110, 100x150, 110x110, 110x125, 125x125, 125x150, 135x145,  
135x185, 135x200, 150x150, 185x185, 185x200, 190x210, 200x240, 240x240**

Салфетки спиртовые (этиловый спирт 70%)  
антисептические одноразовые  
из нетканого материала стерильные  
«MANNA Dez Uni»

Размер: XXX x XXX мм  
10 шт

НЕТОКСИЧНО ВНУТРИ  
СТЕРИЛЬНО

Только для наружного применения



Салфетки спиртовые (этиловый спирт 70%) антисептические одноразовые из нетканого материала стерильные «MANNA Dez Uni» по ТУ 32.50.50-002-41657019-2022

Производитель: ООО «Система Трейд», 109469, город Москва, Братиславская улица, дом 30, квартира 205  
Телефон: +74951817259 e-mail: office@systematrade.ru

Адрес производства: ООО «Система Трейд», Россия, 172387, Тверская обл., городской округ Ржев, г. Ржев, Зубовское шоссе, д. 42

Назначение: МИ салфетки предназначены для очищения небольшого участка поверхности тела перед проведением какой-либо процедуры или использованием другого устройства (например, для обработки кожи перед инъекцией/взятием крови)

Материалы, применяемые при производстве. Основа салфеток изготавливается из полипропиленового нетканого полотна Spunlace плотностью не менее 30 г/м<sup>2</sup>, пропитка - этиловый спирт 70%

Номер партии: 000001

Регистрационное удостоверение: РЗН 2022/XXXX от XX XX XXXX

Дата изготовления/стерилизации: мм гггг

Гарантийный срок годности: 5 лет









Групповая упаковка. Количество в упаковке – по 200 шт. Внешний вид



### Салфетка без упаковки

Размеры: 80x80, 85x110, 100x150, 110x110, 110x125, 125x125, 125x150, 135x145, 135x185, 135x200, 150x150, 185x185, 185x200, 190x210, 200x240, 240x240



## Индивидуальная упаковка

Количество в упаковке: 1 шт.

Размеры: 80x80, 85x110, 100x150, 110x110, 110x125, 125x125, 125x150, 135x145, 135x185, 135x200, 150x150, 185x185, 185x200, 190x210, 200x240, 240x240

Пример маркировка индивидуальной упаковки. Лицевая сторона






## Групповая упаковка Clinical Program

Количество в упаковке – по 10/20/50/100/150/200 шт в индивидуальной упаковке

Размеры: 80x80, 85x110, 100x150, 110x110, 110x125, 125x125, 125x150, 135x145, 135x185, 135x200, 150x150, 185x185, 185x200, 190x210, 200x240, 240x240

Макет этикетки групповой упаковки на примере Салфеток 135x185 мм, 10 шт



**Салфетки спиртовые  
Этиловый спирт 70%**

**Стерильно  
Нетоксично внутри**

**Размер: 135x185 мм. 10 шт. в упаковке**

Салфетки спиртовые (этиловый спирт 70%) антисептические одноразовые из нетканного материала стерильные «MANNA Dez Uni».

**Производитель:** ООО «Система Трейд», 109469, г. Москва, Братиславская ул., дом 30, квартира 205.

**Телефон:** +74951817259 **e-mail:** office@systematrade.ru

**Адрес производства:** Россия, 172387, Тверская обл., г.о. Ржев, г. Ржев, Zubcovskoe шоссе, д. 42.

**Назначение МИ:** для очищения небольшого участка поверхности тела перед проведением какой-либо процедуры или использованием другого устройства (например, для обработки кожи перед инъекцией/взятием крови).

**Материалы, применяемые при производстве:** основа салфетки - полипропиленовое нетканое полотно «Спанлейс» плотностью не менее 30 г/м<sup>2</sup>, пропитка - этиловый спирт 70%.

**Номер партии:**

**Регистрационное удостоверение:** РЗН 2023/20217 от 12.05.2023

**Дата изготовления:**

**Условия хранения:** хранить в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +5 °С до +35 °С, вдали от легковоспламеняющихся веществ, горючих материалов, органических веществ и окислителей, на расстоянии не менее 1 м от источников тепла и отопительных приборов.

**Срок годности:** 5 лет.


Произведено для Комус-Медицина  
[www.komus.com](http://www.komus.com)

**Арт. 1873073**

**STERILE EO**



24670072474728













В данном документе прошито и  
скреплено печатью 1 листов (-а)

Генеральный директор

ООО «Система Трейд»

К.С. Белов

