


Фотографические изображения

Индикаторы химические «КЛИНИПАК» по ТУ 32.50.50-004-69745848-2018

производства

ООО «КЛИНИПАК», Россия




1 - инструкция по применению 2 – индикаторы 3 - журнал контроля работы стерилизаторов 4 - тара индивидуальная




Индикатор химический для паровой и воздушной стерилизации 1 класса: Индикаторная этикетка КВП-1 (от не менее 10 шт в рулоне/на листе, но не более 10000 в рулоне/на листе в уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.)

A2



Индикатор химический для воздушной стерилизации 1 класса: Индикаторная этикетка КВ-1 (не менее 10 шт в рулоне/на листе, но не более 10000 в рулоне/на листе в уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.)

A3



Индикатор химический для паровой стерилизации 1 класса: Индикаторная этикетка КП-1 (не менее 10 шт в рулоне/на листе, но не более 10000 в рулоне/на листе в уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.)

A4



Индикатор химический для воздушной стерилизации многопеременный внутренний 4 класса КВВ для режимов стерилизации: 200°C/30 мин; 180°C/15 мин; 180°C/30 мин; 180°C/45 мин; 180°C/60 мин; 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для воздушной стерилизации интегрирующий внутренний 5 класса KBB для режимов стерилизации: 200°C/30 мин; 180°C/15 мин; 180°C/30 мин; 180°C/45 мин; 180°C/60 мин; 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации

A6



Индикатор химический для воздушной стерилизации многопеременный наружный 4 класса КВН для режимов стерилизации: 200°C/30 мин; 180°C/15 мин; 180°C/30 мин; 180°C/45 мин; 180°C/60 мин; 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).


*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации

A7




Индикатор химический для воздушной стерилизации многопеременный универсальный 4 класса КВУ для режимов стерилизации: 200°C/30 мин; 180°C/15 мин; 180°C/30 мин; 180°C/45 мин; 180°C/60 мин; 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для воздушной стерилизации многопеременный универсальный многорежимный 4 класса КВУМР для режимов стерилизации: 200°C/30 мин, 180°C/60 мин, 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для воздушной стерилизации многопеременный/интегрирующий универсальный многорежимный 4/5 класса КВУМР для режимов стерилизации: 200°C/30 мин, 180°C/60 мин, 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для воздушной стерилизации интегрирующий внутренний многорежимный 5 класса КВВМР для режимов стерилизации: 200°C/30 мин, 180°C/60 мин, 160°C/150 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для паровой стерилизации многоперемежный внутренний 4 класса КПВ для режимов стерилизации: 137°C/3 мин; 135°C/6 мин; 135°C/9 мин; 135°C/11 мин; 135°C/12 мин; 135°C/14 мин; 135°C/15 мин; 135°C/17 мин; 134°C/3,5 мин; 134°C/4 мин; 134°C/5 мин; 134°C/5,5 мин; 134°C/7 мин; 134°C/10 мин; 134°C/18 мин; 134°C/20 мин; 134°C/20,5 мин; 134°C/25 мин; 134°C/27 мин; 134°C/35 мин; 134°C/60 мин; 132°C/45 мин; 132°C/60 мин; 132°C/90 мин; 126°C/7 мин; 126°C/10 мин; 126°C/12 мин; 126°C/15 мин; 126°C/20 мин; 126°C/30 мин; 126°C/45 мин; 126°C/60 мин; 126°C/90 мин; 121°C/12 мин; 121°C/15 мин; 121°C/17 мин; 121°C/18 мин; 121°C/20 мин; 121°C/20,5 мин; 121°C/23 мин; 121°C/25 мин; 121°C/30 мин; 121°C/35 мин; 121°C/60 мин; 120°C/8 мин; 120°C/12 мин; 120°C/15 мин; 120°C/45 мин; 120°C/90 мин; 120°C/120 мин; 112°C/10 мин; 110°C/10 мин; 110°C/180 мин; 105°C/20 мин; 105°C/25 мин; 105°C/30 мин; 102°C/30 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации


A12



Индикатор химический для паровой стерилизации интегрирующий внутренний 5 класса КПВ для режимов стерилизации: 135°C/6 мин; 135°C/9 мин; 135°C/11 мин; 135°C/12 мин; 135°C/14 мин; 135°C/15 мин; 135°C/17 мин; 134°C/3,5 мин; 134°C/4 мин; 134°C/5 мин; 134°C/5,5 мин; 134°C/7 мин; 134°C/10 мин; 134°C/18 мин; 134°C/20 мин; 134°C/20,5 мин; 134°C/25 мин; 134°C/27 мин; 134°C/60 мин; 132°C/20 мин; 132°C/45 мин; 132°C/60 мин; 132°C/90 мин; 126°C/7 мин; 126°C/10 мин; 126°C/12 мин; 126°C/15 мин; 126°C/20 мин; 126°C/30 мин; 126°C/45 мин; 126°C/60 мин; 126°C/90 мин; 121°C/15 мин; 121°C/20 мин; 121°C/30 мин; 120°C/12 мин; 120°C/45 мин; 105°C/20 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации


A13



Индикатор химический для паровой стерилизации многопеременный наружный 4 класса КПН для режимов стерилизации: 137°C/3 мин; 135°C/6 мин; 135°C/9 мин; 135°C/11 мин; 135°C/12 мин; 135°C/14 мин; 135°C/15 мин; 135°C/17 мин; 134°C/3,5 мин; 134°C/4 мин; 134°C/5 мин; 134°C/5,5 мин; 134°C/7 мин; 134°C/10 мин; 134°C/18 мин; 134°C/20 мин; 134°C/20,5 мин; 134°C/25 мин; 134°C/27 мин; 134°C/35 мин; 134°C/60 мин; 132°C/20 мин; 132°C/45 мин; 132°C/60 мин; 132°C/90 мин; 126°C/7 мин; 126°C/10 мин; 126°C/12 мин; 126°C/15 мин; 126°C/20 мин; 126°C/30 мин; 126°C/45 мин; 126°C/60 мин; 126°C/90 мин; 121°C/12 мин; 121°C/15 мин; 121°C/17 мин; 121°C/18 мин; 121°C/20 мин; 121°C/20,5 мин; 121°C/23 мин; 121°C/25 мин; 121°C/30 мин; 121°C/35 мин; 121°C/60 мин; 120°C/8 мин; 120°C/12 мин; 120°C/15 мин; 120°C/45 мин; 120°C/90 мин; 120°C/120 мин; 112°C/10 мин; 110°C/10 мин; 110°C/180 мин; 105°C/20 мин; 105°C/25 мин; 105°C/30 мин; 102°C/30 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.)


*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации

A14




Индикатор химический для паровой стерилизации многопеременный универсальный 4 класса КПУ для режимов стерилизации: 137°C/3 мин; 135°C/6 мин; 135°C/9 мин; 135°C/11 мин; 135°C/12 мин; 135°C/14 мин; 135°C/15 мин; 135°C/17 мин; 134°C/3,5 мин; 134°C/4 мин; 134°C/5 мин; 134°C/5,5 мин; 134°C/7 мин; 134°C/10 мин; 134°C/18 мин; 134°C/20 мин; 134°C/20,5 мин; 134°C/25 мин; 134°C/27 мин; 134°C/35 мин; 134°C/60 мин; 132°C/20 мин; 132°C/45 мин; 132°C/60 мин; 132°C/90 мин; 126°C/7 мин; 126°C/10 мин; 126°C/12 мин; 126°C/15 мин; 126°C/20 мин; 126°C/30 мин; 126°C/45 мин; 126°C/60 мин; 126°C/90 мин; 121°C/12 мин; 121°C/15 мин; 121°C/17 мин; 121°C/18 мин; 121°C/20 мин; 121°C/20,5 мин; 121°C/23 мин; 121°C/25 мин; 121°C/30 мин; 121°C/35 мин; 121°C/60 мин; 120°C/8 мин; 120°C/12 мин; 120°C/15 мин; 120°C/45 мин; 120°C/90 мин; 120°C/120 мин; 112°C/10 мин; 110°C/10 мин; 110°C/180 мин; 105°C/20 мин; 105°C/25 мин; 105°C/30 мин; 102°C/30 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации




Индикатор химический для паровой стерилизации многопеременный внутренний многорежимный 4 класса КПВМР для режимов стерилизации: 132°C/20 мин, 120°C/45 мин; 132°C/20 мин, 126°C/30 мин, 120°C/45 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации




Индикатор химический для паровой стерилизации интегрирующий внутренний многорежимный 5 класса КПВМРВР для режимов стерилизации: $120^{\circ}\text{C} \div 137^{\circ}\text{C}$ (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.).

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для паровой стерилизации многопеременный наружный много-
режимный 4 класса КПНМР для режимов стерилизации: 132°C/20 мин, 120°C/45 мин;
132°C/20 мин, 126°C/30 мин, 120°C/45 мин; 134°C/27 мин, 132°C/45 мин, 126°C/60 мин,
120°C/90 мин; 134°C/35 мин, 132°C/20 мин, 126°C/90 мин, 120°C/120 мин; 134°C/60 мин,
132°C/90 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по
применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизато-
ров воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при
необходимости (1 шт.)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации



Индикатор химический для паровой стерилизации многопеременный универсальный многорежимный 4 класса КПУМР для режимов стерилизации: 134°C/5 мин, 126°C/10 мин, 121°C/20 мин; 134°C/4 мин, 121°C/20 мин; 134°C/5 мин, 121°C/25 мин; 134°C/7 мин, 126°C/20 мин, 121°C/35 мин; 134°C/3,5 мин, 126°C/10 мин, 121°C/15 мин; 134°C/4 мин, 126°C/10 мин, 121°C/17 мин; 134°C/7 мин, 126°C/15 мин, 121°C/30 мин; 134°C/18 мин, 126°C/45 мин, 121°C/60 мин, 110°C/180 мин; 134°C/5 мин, 126°C/10 мин, 121°C/15 мин; 134°C/7 мин, 126°C/10 мин, 121°C/20 мин; 137°C/3 мин, 134°C/7 мин, 134°C/5 мин, 134°C/4 мин, 126°C/15 мин, 126°C/12 мин, 126°C/10 мин, 121°C/20 мин, 121°C/15 мин; 132°C/20 мин, 126°C/30 мин, 120°C/45 мин (не менее 100 шт., но не более 10000 шт./уп.), в комплекте с инструкцией по применению (1 шт.), тарой индивидуальной (1 шт.), журналом контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (первичная учетная документация форма 257/у), при необходимости (1 шт.)

*Внешний вид одинаковый, различие в режимах стерилизации

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

21 (двадцать одна) лист
Генеральный
директор _____

Руденко А.В.

