



Фотографические изображения медицинского изделия

Томограф компьютерный Revolution EVO с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации

Ю.Н. Дорофеева

« 20 »

2022 г.





Томограф компьютерный Revolution EVO.



Гентри для сканирования.




1.1 Гентри без фантома
1.1.1 Гентри без кожных



1.2 Кабели силовые
1.2.1 Кабели силовые



1.3 Кожухи, кабели, панели управления, дисплеи гентри
1.3.1 Базовый кожух



1.3.2 Верхний кожух




1.3.3 Дисплей Гентри



1.3.4 Задний кожух



1.3.5 Крепежные элементы



1.3.6 Крышки защитные



1.3.7 Левый кожух




1.3.8 Нижний кожух








1.3.11 Передний кожух




1.3.12 Правый кожух



1.4 Фантом


1.4.1 Фантом



Стол для пациента VT1700V (GT1700V) или VT2000 (GT2000) или VT2000x (GT2000x).








2.1.2 Кожухи стола



2.1.2 Кожухи стола




2.1.2 Кожухи стола



2.2 Стол для пациента VT2000
2.2.1. Длинный стол без кожухов







2.2.2 Кожухи стола



2.2.2 Кожухи стола




2.2.2 Кожухи стола




2.2.3 Кожухи стола цветные



2.3 Стол для пациента VT2000x
2.3.1 Усиленный стол без кожухов







2.3.2 Кожухи стола




2.3.2 Кожухи стола




2.3.2 Кожухи стола



2.3.3 Кожухи стола цветные




Мониторы.




Мониторы.





Мониторы.





Model: 6441626-54

Desc:

Revolution EVO Console
assembly with cover, Russia


S/N: ERSOA1800005YC




- 5.2 Компьютер консоли КТ управления в комплекте с кабелями
5.2.1 Компьютер консоли КТ управления в комплекте с кабелями



5.3 Консоль управления без крышек и компьютера
5.3.1 Корпус компьютерный с приводом DVD




5.3.2 Оптическая компьютерная проводная мышь, USB




5.3.3 Рама консоли для КТ в комплекте с соединительными кабелями



5.4 Стандартный набор кожухов для консоли управления
5.4.1 Стандартный набор кожухов для консоли управления



5.4.1 Стандартный набор кожныхов для консоли управления



5.4.1 Стандартный набор кожухов для консоли управления







GE Healthcare

Revolution™ EVO

Руководство пользователя

GE Healthcare Japan Corporation осуществляет коммерческую деятельность на рынке под именем GE Healthcare

Настоящее руководство относится к следующим конфигурациям

- Revolution™ EVO EL
- Revolution™ EVO EX
- Revolution™ EVO ES
- Revolution™ EVO
- Revolution™ EVO 48 kBT

В некоторых регионах определенные конфигурации недоступны.

Настоящий продукт сертифицирован как Revolution™ EVO CT Scanner.



Revolution™ EVO


Руководство оператора, русский язык

5805440-1RU


Редакция: 1


© 2019 General Electric Company

Все права защищены.




Генератор рентгеновский высоковольтный.







Детектор рентгеновского излучения.



Детектор рентгеновского излучения.




Рентгеновский излучатель.






Пульт управления оператора.



Модуль памяти.



Модуль памяти.



Программное обеспечение для интервенционных процедур на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

AW VolumeShare 5

Local Host: awpc95

Modality: All Date: All End Review status: All Exam Description: Local Priors: Include Reset

Jun 11 2009 06:01

00017

1 / 208 examinations

Patient Name	Patient ID	End Review	Exam ID	Date	Description	Modality	Post
00017	004	New	2702	Oct 10 2006		CT/OT/KEY	
0006	004	New	1740	Jul 11 2006		CT	
0007	004	New	1746	Jul 11 2006		CT	
0015	004	New	2535	Sep 27 2006		CT	
010-0002.KMO	GE189-002	New	13875	Aug 22 2006	e+1 CT 3D RECON	CT	
0134	AW1291484617.275 1C	New	953	Jan 13 2004	DX	MG	
0134	AW1666338752.175 1C	New	225	Jan 13 2004	DX	MG	
01. Calcs, Dense, DS	ID 01. Calcs, Dense, D.	New	A24 1100442	Oct 26 2004		MG	

1 / 5 series

Series	Type	Images	Description	Modality	Manufacturer	Archiv	Filmec	Savec	Origin
504	AXIAL	199	CTA	CT	GEMS	No	No	No	Import
505	SCPT	1	3D Saved State - AutoSave	CT	GEMS	No	No	No	Import
10000	KEY_OBJ	1	Of Interest	KEY_OBJEC	GEMS	No	No	No	Local
20001	SCPT	2	AW electronic film	OT	GEMS	No	No	No	Import
20002	SCPT	2	AW electronic film	OT	GEMS	No	No	No	Import

1 / 199 images

Image	Location (mm)	Thickness	Gantry (d)	R-L	A-P	SFOV (cm)	Reconstruction	Res
200+C	S 7.5	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
201+C	S 6.9	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
202+C	S 6.2	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
203+C	S 5.6	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
204+C	S 5.0	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
205+C	S 4.4	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
206+C	S 3.8	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
207+C	S 3.1	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
208+C	S 2.5	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA

Applications

--- Applications ---
Add / Sub
Filter
Viewer

--- Tools ---
Anonymous Maker
Postfetch

More...

-> Default One Touch
* My Protocols

End Review

Tools

Admin.

System

Log out

Status

cd/dvd/usb

Search Selected

Search New

AE RA600

awpc100


awpc110

awpc91


awpc98

awpc99

Программный пакет для DICOM отчетности на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.





Программный пакет сбора данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.








Программный пакет управления устройством введения контрастного вещества на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.
















Программный пакет для легочной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.




Программный пакет для кишечной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



Программный пакет для колонографии на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



- Gestion de Logiciels
- Gestion One Touch
- 3D Cardiac Review
 - 3D BatchPlanning
 - 3D MIP
 - 3D SynchroView
 - 4DCT Review
 - Abdominal Dual Phase
 - Add/Sub
 - Advantage 4D
 - AdvantageKX Multi
 - AdvantageKX Single
 - Analyse carotide vertebral
 - Anonymous Maker
 - Auto Ejection Fraction
 - AutoBone
 - AutoBone Xpress
 - AutoXpress
 - Calculator
 - CardEP
 - CardIQ Function
 - CardIQ Xpress
 - Color VCAR
 - Colonography
 - Compare
 - CT Perfusion 8
 - CT-PET Fusion
 - CTC Auto Detect
 - CTC Virtual Detection
 - Dental
 - DentalScanner
 - Dual Phase Follow up
 - Fast Reading
 - Fitter
 - Fusion



Loading Panel

Server Address: 192.168.1.100

LOADING PANEL

Row	Group	Server	Description	Number of data	Reference
1	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
2	1	00	Acquisition 000-1	20	1-0
3	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
4	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
5	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
6	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
7	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
8	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
9	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
10	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
11	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
12	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
13	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
14	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
15	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
16	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
17	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
18	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
19	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0
20	1	00	Acquisition 000-1	0	1-0

Chargement de toutes acquisitions temps

Программный пакет для перфузионного расчета на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



Define Phantom Set

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Save

Cancel

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name

Phantom Set Name




Select the desired Scan Type.

s Mode	Off On						
Type	Axial Helical Cine Cardiac						
ac Mode	SnapShot
Segment
(Helical) SnapShot
Burst
(Helical) SnapShot
Burst-Plus
(Helical) SnapShot
Pulse
(Cine)						
ion Time	0.35 0.37 0.4 0.42 0.45 0.47 0.5						
	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0						
ion Length	Segment Full						
le Mode	Off On						
OK		Cancel					



GIS Protocol Manager



Программный пакет для двухэнергетического сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

Local Host: awpc95

Standard Filters Modality: All Date: All End Review status: All Exam Description Local Priors Include

Viewer Filter

Jun 11 2006

1 / 208 examinations

Patient Name	Patient ID	End Review	Exam ID	Date	Description	Modality	Post
00017	004	New	2702	Oct 10 2006		CT/OT/NE	
0006	004	New	1740	Jul 11 2006		CT	
0007	004	New	1746	Jul 11 2006		CT	
0015	004	New	2535	Sep 27 2006		CT	
010-0002 KMO	GE189-002	New	13875	Aug 22 2006	e+1 CT 3D RECOL	CT	
0134	AW1291484617 275 1C	New	953	Jan 13 2004	DX	MG	
0134	AW1666338752 175 1C	New	225	Jan 13 2004	DX	MG	
01, Calcis, Dense, DS	ID 01, Calcis, Dense, D	New	A24 110044	Oct 26 2004		MG	

1 / 5 series

Series	Type	Images	Description	Modality	Manufacturer	Archiv	Filmed	Savec	Origin
504	AXIAL	199	CTA	CT	GEMS	No	No	No	Import
505	SCPT	1	3D Saved State - AutoSave	CT	GEMS	No	No	No	Import
10000	KEY_OBJ	1	Of Interest	KEY_OBJEC	GEMS	No	No	No	Local
20001	SCPT	2	AW electronic film	OT	GEMS	No	No	No	Import
20002	SCPT	2	AW electronic film	OT	GEMS	No	No	No	Import

1 / 199 images

Image	Location (mm)	Thickness	Gantry (d)	R-L	A-P	SFOV (cm)	Reconstruction	Res
200+C	S 7.5	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
201+C	S 6.9	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
202+C	S 6.2	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
203+C	S 5.6	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
204+C	S 5.0	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
205+C	S 4.4	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
206+C	S 3.8	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
207+C	S 3.1	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA
208+C	S 2.5	0.6	0.0	L 34.7	A 0.2	50.0	25.0	STA

Log out

Autosynch

Status

cd/dvd/usb

Search Selected Search New

AE_RA600 awpc100 awpc18 awpc91 awpc98 awpc99

Основной программный модуль сервера рабочей станции врача на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

DEMO UNIT
NOT FOR CLINICAL USE!

Worklist Browser Tools [service] Logout

Hosts: ARCHIVE Filters: All Search:

State	Name	Modalities	Description	Date	Priors
		All		All	
	1234567890123456...	ECG		October 19, 2016	
	Anonymized,	CT	CT1 abdomen	October 12, 2006	
	CETAUTOMATIX,	MR	Cardiovascular*Heart	November 1, 2004	
	COSTELLO, PAMELA	ECG		December 16, 2011	
	DummyPatName!	CT	DummyStudyDesc!	January 30, 2020	
	E9_BT11_Demo, Ra...	SRIUS		June 30, 2010	
	Example, Images	US		February 8, 2002	3
	JOHAN, TEST	ECG		September 20, 2016	
	PATIENT1, FIRST A	SRIUS		November 23, 1998	
	PATIENT2, SECON	SRIUS		November 23, 1998	
	PATIENT3, THIRD C	SRIUS		November 23, 1998	
	TEST-DEMO, TEST...	ECG		November 23, 2016	
	WRIX,	MR	WRIST*RIGHT	March 5, 2004	

Series list

DummyStudyDesc!

Type	Series	Description	Images
Other	3	DummySeriesD...	325
Other	4	DummySeriesD...	321
Other	7	DummySeriesD...	353
Other	450	DummySeriesD...	4
Other	451	DummySeriesD...	2

Image list Image preview

DEMO UNIT
NOT FOR CLINICAL USE!

A 197 DummyPatName!

Ex: 4062
Se: 3
Im: 162

Jan 30 2020
10:10:32 AM



R 2 8 7 L 2 7 9


WW: 400WL: 40


P-196

Open with: 3D MIP 3D Viewer 3D Viewer PET 4D Body Shuttle 4D Neuro DSA ADD AutoBone XPress GENERAL AutoBone XPress NECK More

Image compression: Low Lossy (15:1) Disk status updated.

Основной программный модуль сервера рабочей станции врача на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.





Программный пакет клиентского доступа на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

Configure the options and apply

46MB_test0000001 / 1.2.840.113619.2.65.4.21232511999.19187.1237446252.21



Auto-Film

☒ Apply the current Filterer automated actions



Auto-Push

Host	Type
seno-pc28	

☒ None

☐ Full

☐ Series created on
this AW only

Customize


☐ Raise error when
push not supported

☒ Display the settings window for each "End Review"


☐ Auto delete examinations after End Review

Abort


Continue




Программный пакет обновления программного обеспечения рабочей станции на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.




Программный пакет для сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.







Программный пакет для разделения данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.





Программный пакет для сегментации костных структур на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.




Программный пакет для исследования сосудистого русла на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.








Программный пакет для анализа кардиологических и электрофизиологических изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.




Программный пакет для оценки кальцинирования атеросклеротических бляшек на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

Auto Ejection Fraction Functional Analysis




Myocardium Analysis Functional Analysis






Программный пакет для совместного исследования изображений КТ, МРТ и ПЭТ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



Программный пакет для виртуальной бронхоскопии и исследования узелков в легких на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.




Программный пакет для подготовки геометрических и анатомических данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.


217 of 1000

Select the desired Scan Type.


Hi Res Mode	Off	On				
Scan Type	Axial	Helical	Cine	Cardiac		
Cardiac Mode	Snapshot Segment (Helical)	Snapshot Spiral (Helical)	Snapshot Spiral Plan (Helical)	Snapshot Pulse (Cine)		
Rotation Time	0.25	0.32	0.4	0.52	0.65	0.8
	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0
Rotation Length	Segment	Full				
Shuttle Mode	Off	On				
OK		Cancel				








Программный пакет для выполнения реконструкции МРТ изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.




Summary Table


Demo OncoQuant CTCTCT3TPs

	Lesion 1	Lesion 2	Lesion 3
1 - Finding 1	Lesion 1 Size: 12 mm Volume: 1.20 ml Attenuation: 120 HU Perfusion: 1.20 ml/min/100g	Lesion 2 Size: 15 mm Volume: 1.50 ml Attenuation: 150 HU Perfusion: 1.50 ml/min/100g	Lesion 3 Size: 18 mm Volume: 1.80 ml Attenuation: 180 HU Perfusion: 1.80 ml/min/100g
2 - Finding 2	Lesion 4 Size: 20 mm Volume: 2.00 ml Attenuation: 200 HU Perfusion: 2.00 ml/min/100g	Lesion 5 Size: 22 mm Volume: 2.20 ml Attenuation: 220 HU Perfusion: 2.20 ml/min/100g	



Программный пакет для анализа минерального состава костей на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.





Программный пакет для визуализации ЭКГ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях

Recon Option

Recon Mode

Segment
SnapShot Segment
SnapShot SegmentPlus

SnapShot Burst-2
SnapShot Burst-4

3D Enhance

Window Width Window Level

ASIR Setup

None
Slice
Volume

8810	61 low	10%
8820	61 low	20%
8830	61 low	30%
8840	61 low	40%
8850	61 low	50%


Cardiac Filter

None
C1
C2
C3

Temporal Enhance

On
Off

OK
Cancel



Compose

Export

Data Export

Report Information

Report Name	Size	No of Folders
test	4 MB	1

Refresh

Folder Name	Size	No of Image Types
test2	4 MB	1

test

Move To Report <<

Type Name	Size	No of Images
JPEG	4 MB	58

test2

Move To Folder <<

Image Name	Size
test2-0.jpg	68 KB
test2-1.jpg	68 KB
test2-2.jpg	67 KB
test2-3.jpg	67 KB
test2-4.jpg	67 KB

Quit

Enter Report Name

test

Comment to Document

Conversion Format

☒ HTML
 ☐ PDF
 ☐ RTF

Media Label

dataexport

Choose destination to export the selected report

Create CD

Send FTP

USB

Select USB Disk

media/USB20FD

Refresh

Total Disk Space:

984 MB

Free Disk Space:

76 MB

Total Data Size:

4 MB

Save

Close

Люди Справочники Диагнозы Врач Отчеты Выход

Добавить услугу Отмена Доп услуга

Пациенты

	ФИО	Дата рождения
1		29.10.1974
2		27.08.1990
3		17.08.1989
4		25.06.1984
5		15.02.1957
6		05.11.1976
7		15.06.1954
8		09.01.1957
9		21.06.1986
10		29.04.1949

Поиск

Поступил Протокол 12:51:09

☐ Обратился самостоятельно Реклама

Направлен Кем Мед

Базовая услуга

Услуга

Контраст

Цена Скидка Итого ☒ Еще услуга

☐ Консультация у профессора ☐ Исследования с собой

☐ 3D-реконструкция ☐ Узи ☐ Рентген ☐ Выписка

☐ Ургентно

Итого Скидка от

Отсрочка платежа *Врач

Добавить

Компоновки Auto View




Auto
Link





Auto
Link

Программный пакет для биопсии на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



Программное обеспечение кардиологической визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях

Recon Enabled	Phase (%)	Recon Start Location	Recon End Location	No. of Images	Thick (mm)	Interval (mm)	DFOV (cm)	R/L Center (mm)	A/P Center (mm)	Recon Type	Matrix Size	Recon Option
Y	75-75 (0)	0	0	41	5.0 1.375:1	5.000	0	0	0	Lung	512	Full 1500/-700 None



Программное обеспечение для удаления артефактов от металлических объектов на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях

Recon Option

Recon Mode

Full

Plus

IQ Enhance

MAR

Window Width Window Level

1500

-700

ASiR-V Setup

Off

On

AR10 10%

AR20 20%

AR30 30%

AR40 40%

AR50 50%

Cardiac Filter

None

C1

C2

C3

Temporal Enhance


On

Off

OK

Cancel


Программное обеспечение для снижения лучевой нагрузки на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях



Функциональная КТ клавиатура



Манипуляторы типа «мышь».



Коллиматоры.



Панели управления гентри.







Кабели для кардиосинхронизатора медицинского РУ №РЗН 2016/4384.



Кабели для кардиосинхронизатора медицинского РУ №РЗН 2016/4384.










Система синхронизации с дыханием RGSC РУ №РЗН 2019/8648.



Система синхронизации с дыханием RGSC РУ №ПЗН 2019/8648.



Система синхронизации с дыханием RGSC РУ №ПЗН 2019/8648.

531






131



Шприцы MEDRAD® для рентгеноконтрастных / магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к системам инъекционным MEDRAD® Stellant Sx, MEDRAD® Stellant D, MEDRAD® Stellant DualFlow, MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией Certegra, MEDRAD® Spectris Solaris EP, Mark V ProVis, Vistron CT в наборах», п. 6 SDS-CTP-SPK Шприц стерильный одноразовый в наборе: 6.1. Шприцы 200 мл - 2 шт. 6.2. Трубка Т-образная соединительная 152,4 см. 6.3. Трубка для прокачки воздуха. 6.4. Иглы - 2 шт., РУ №ФСЗ 2012/12543.

138



Шприцы MEDRAD® для рентгеноконтрастных / магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к системам инъекционным MEDRAD® Stellant Sx, MEDRAD® Stellant D, MEDRAD® Stellant DualFlow, MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией Certegra, MEDRAD® Spectris Solaris EP, Mark V ProVis, Vistron CT в наборах», п. 6 SDS-СТП-СПК Шприц стерильный одноразовый в наборе: 6.1. Шприцы 200 мл - 2 шт. 6.2. Трубка Т-образная соединительная 152,4 см. 6.3. Трубка для прокачки воздуха. 6.4. Иглы - 2 шт., РУ №ФСЗ 2012/12543.

631






Шприц к инъекционной системе MEDRAD Salient PU №ФСЗ 2012/12897.



Комплект для нескольких пациентов для системы инъекционной MEDRAD Stellant PY №P3H 2019/9266.



Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant РУ №ФСЗ 2011/10023.




Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant PY №ФСЗ 2011/10023.



Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant РУ №ФСЗ 2011/10023.




Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant PY №ФСЗ 2011/10023.



ZY5151: Трубка удлинительная одинарная 150 см РУ №ПЗН 2019/9436.







Трубка для одного пациента 250 см (SPD 250) для системы инъекционной MEDRAD Stellant РУ №ПЗН 2019/8840.

Gestion One Touch


2D Cardiac Review
3D Batch/Filming
3D MIP
3D SynchroView
4DCT Review
Abdominal Dual Phase
Add / Sub
Advantage 4D
AdvantageAL¹ Multi
AdvantageAL¹ Single
Analyse carotide vertébr
Anonymous Maker
Auto Ejection Fraction
AutoBone
AutoBone Xpress
AVA Xpress
Calculator
CardEP
CardIQ Function
CardIQ Xpress
Colon VCAR
Colonography
Compare
CT Perfusion 4
CT-PET Fusion
CTC Auto Disse
CTC Virtual Dissection
denta
Dentascanner
Dual Phase Follow up
Fast Reading
Filmer
Fusion




Select dataset to load

[illegible]


Chargement de toutes acquisitions temp




Программные пакеты для оценки инсультов на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях



Программные пакеты для анализа аневризмы сосудов Виллизиева круга и оценки гематомы на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



Программные пакеты для оценки анатомии печени на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.



DoseWatch Explore

Currently Viewing Data for: 1234567VCT

Expires: 21-Mar-2015 - Last Data Refresh: 12-Jan-2015

Dashboard Tracking Analysis ▾ Administration ▾

2 EXAMS

System: 3456789LS

Expiration date: 15-Mar-2015

5 EXAMS

2 ALERTS

System: 5678912OPT

Expiration date: 22-May-2015

9 EXAMS

System: 7890123VCT

Expiration date: 25-Mar-2015

78 EXAMS

60 ALERTS


System: 1234567VCT

Expiration date: 21-Mar-2015

Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки DoseWatch.




Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки DoseWatch.



Щит силовой электрический.

тс1









Экран сенсорный.



Рабочий стол оператора.



Рабочий стол оператора.




Пульт дистанционного управления.





Крышки декоративные.







Рабочие станции для работы с функциональными изображениями.




Рабочие станции для работы с функциональными изображениями.




Рабочие станции для работы с функциональными изображениями.



Кабели силовые.




Кабели силовые.



Кабели управляющие.



Кабели высоковольтные.



Кабели коаксиальные.




Кабели питания.




Кабели оптические для передачи информации.



Кабели оптические для передачи информации.




Кабели соединительные.



Кабели соединительные.




Кабели для подключения.



Стерильные защитные накладки для интервенционных процедур.




Подголовник.




Подголовник.



Подголовник.




Подголовник.



Подголовник.



Ремни для фиксации пациента.



Ремни для фиксации пациента.



Ремни для фиксации пациента.




Ремни для фиксации пациента.




Ремни для фиксации пациента.



Ремни для фиксации пациента.



Ремни для фиксации пациента.




Клинья для фиксации пациента.



Клинья для фиксации пациента.



Клинья для фиксации пациента.




Клинья для фиксации пациента.




Клинья для фиксации пациента.




Клинья для фиксации пациента.




Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов.




Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов.



Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов.




Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов.




Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов.




Налобный фиксатор головы.




Налобный фиксатор головы.




Подбородочный фиксатор.




Мягкая подкладка на стол пациента.



Мягкая подкладка на стол пациента.



Плоская накладка на стол пациента.




Подлокотники для инъекций.




Подлокотники для инъекций.




Держатель для инструментов.




Держатель для катетеров.




Фантомы контроля качества и калибровки.




Фантомы контроля качества и калибровки.



Фантомы контроля качества и калибровки.



Фантомы контроля качества и калибровки.



Фантомы контроля качества и калибровки.



Фантомы контроля качества и калибровки.




Приспособления для проведения интервенционных процедур под контролем КТ: Пульт.



Приспособления для проведения интервенционных процедур под контролем КТ: Педаль.



Кресла оператора.




Стекло защитное 8 мм или 10 мм.



Стекло защитное 8 мм или 10 мм.



Устройства крепления мониторов потолочные с мониторами.





Крепления изделия на мобильную платформу



Крепления изделия на мобильную платформу



Крепления изделия на мобильную платформу.





Крепления изделия на мобильную платформу.



Устройство транспортировочное для стола пациента.



Устройство транспортировочное для гентри



Изображения демонстрационные КТ



Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ



Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ



Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ



Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ




Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ: Набор подкладок и ремней для позиционирования пациента (Ремни для фиксации пациента. Клинья для фиксации пациента)



Набор подкладок и ремней для позиционирования пациента (Ремни для фиксации пациента, Клинья для фиксации пациента)




Набор подкладок и ремней для позиционирования пациента (Ремни для фиксации пациента, Клинья для фиксации пациента)



Ремень для подбородка (Подбородочный фиксатор)



Ремень для головы (Налобный фиксатор головы)




Набор полиэстерных форм для позиционирования пациента (Клинья для фиксации пациента)



Набор полиэстерных форм для позиционирования пациента (Клинья для фиксации пациента)



Полиуретановая форма для калибровки аппарата (Клинья для фиксации пациента)



Полиуретановая форма для позиционирования головы (Клинья для фиксации пациента)




Набор ремней для туловища (Ремни для фиксации пациента)




Набор ремней для туловища (Ремни для фиксации пациента)








Держатель фантома




Набор предохранителей



Манипуляторы шаровые




Наклейки на русском языке



Штрих-код сканеры.



Штрих-код сканеры.




Устройства запоминающее.



DVD привод для записи результатов исследования.



DVD привод для записи результатов исследования.




Кабели для интервенционного модуля



Чехлы защитные для педалей стола



Чехлы защитные для педалей стола



Панель интерфейсная для подключения к томографу




Шкафы для хранения фантомов и принадлежностей



Шкафы для хранения фантомов и принадлежностей.





Накладки защитные на стол пациента



Мониторы для рабочей станции врача








Серверные стойки.






Блок охлаждения



Блок охлаждения.



Переключатели: аварийные, концевые, силовые и управляющие.




Переключатели: аварийные, концевые, силовые и управляющие.



Переключатели: аварийные, концевые, силовые и управляющие.




Переключатели: аварийные, концевые, силовые и управляющие.



Помпы масляные




Масляные электромагнитные клапаны с соединителями



Цилиндры силовые масляные



Цилиндры силовые масляные





Прото, приурочен
285 нисел