

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
Набор гемостатический FLOSEAL безыгольный, в вариантах исполнения.

Раствор натрия хлорида 0,9 % в ампуле, 5 мл, 1 шт.

Адаптер для флакона безыгольный, 1 шт.

Наконечник адаптера, 2 шт.

Наконечник эластичный для доставки, 1 шт.

Шприц с гнездовым коннектором типа Люэр, 5 мл, 1 шт.

Тромбин человеческий во флаконе, 2500 МЕ, 1 шт.

Матрица гемостатическая на основе желатина FLOSEAL в шприце, 5 мл, 1 шт.

Набор гемостатический FLOSEAL безыгольный, 5 мл





Набор гемостатический FLOSEAL безыгольный, 5 мл: потребительская упаковка

Матрица гемостатическая на основе желатина FLOSEAL в шприце, 10 мл, 1 шт.

Тромбин человеческий во флаконе, 5000 МЕ, 1 шт.

Коннектор типа Люэр, 1 шт.

Раствор натрия хлорида 0,9 % в ампуле, 10 мл, 1 шт.

Наконечник адаптера, 2 шт.

Наконечник эластичный для доставки, 1 шт.

Адаптер для флакона безыгольный, 1 шт.

Шприц с удлинителем упора для пальцев, 10 мл, 1 шт.

Набор гемостатический FLOSEAL безыгольный, 10 мл





REF 1503354

10mL

Baxter

Floseal
Hemostatic Matrix
Needle-Free

10mL

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листа(ов).

Руководитель отдела
регистрации в России и СНГ
АО «Компания «Бакстер»

Гусев М.В.
2018 г.

