


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:  
**Стол массажный терапевтический Lojer Carpe, в вариантах исполнения**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Лойер Медикал»



Самсонов В. Ю.




**1. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE M2 в составе:**



1.1. Секция ложа цельная




1.2. Секция головная



1.3. Педаль регулировки высоты напольная



#### 1.4. Инструкция по эксплуатации



1.5. Набор колес с центральной блокировкой



1.6. Опоры боковые



1.7. Пульт управления высоты ручной проводной



1.8. Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций



1.9. **Педадь регулировки высоты дополнительная напольная**



1.10. Блок отключения электрических функций



1.11. Секция головная с пневмоприводом регулировки положения и регулировкой двойной артикуляции для проведения массажа в положении сидя



2. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE M4 в составе:



2.1 Секция ложа цельная



2.2 Секция головная




**2.3    Опоры для рук пациента, регулируемые по высоте**



2.4 **Педа́ль регули́ровки высоты́ напольная́**





2.6 Набор колес с центральной блокировкой



**2.7    Опоры боковые**



2.8 Пульт управления высоты ручной проводной




**2.9 Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций**



**2.10    Педаль регулировки высоты дополнительная напольная**



**2.11 Блок отключения электрических функций**




**2.12 Секция головная с пневмоприводом регулировки положения и регулировкой двойной артикуляции для проведения массажа в положении сидя**



2.13 Опоры для рук пациента, регулируемые по высоте, с возможностью отведения в сторону



**3. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE F2 в составе:**



3.1 Секция ложа цельная



3.2 Секция спинная



**3.3    Пульт управления высоты ручной проводной**





3.5 Набор колес с центральной блокировкой



3.6 Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций



3.7 **Педадь регулировки высоты дополнительная напольная**



**3.8 Блок отключения электрических функций**



**4. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE F3 в составе:**



4.1 **Секция ложа средняя**



4.2 Секция ложа ножная



**4.3    Секция головная**



4.4 **Педа́ль регули́ровки высоты́ напольная́**





4.6 Набор колес с центральной блокировкой



**4.7** Пульт управления высоты ручной проводной




4.8 Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций



4.9 **Педадь регулировки высоты дополнительная напольная**



**4.10 Блок отключения электрических функций**



**4.11 Секция головная с пневмоприводом регулировки положения и регулировкой двойной артикуляции для проведения массажа в положении сидя**



4.12 Батарея аккумуляторная



4.13 Пневмопривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



4.14 Электропривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



**5. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE F5 в составе:**



5.1 Секция ложа средняя




5.2 Секция ложа ножная



5.3 Секция головная




5.4 Опоры для рук пациента, регулируемые по высоте



**5.5    Педаль регулировки высоты напольная**





5.7 Опоры для рук пациента, регулируемые по высоте, с возможностью отведения в сторону



5.8 Набор колес с центральной блокировкой



**5.9    Опоры боковые**



5.10 Пульт управления высоты ручной проводной




5.11 Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций



5.12 Педаль регулировки высоты дополнительная напольная



**5.13 Блок отключения электрических функций**



5.14 Секция головная с пневмоприводом регулировки положения и регулировкой двойной артикуляции для проведения массажа в положении сидя



5.15 Батарея аккумуляторная



5.16 Пневмопривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



5.17 Электропривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



**6. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE FX3 в составе:**



6.1 Секция ложа средняя



6.2 Секция ложа ножная



6.3 Секция головная



6.4 Набор колес с центральной блокировкой



6.5 Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций





**6.7    Опоры боковые**



6.8 **Педаль регулировки высоты напольная**



6.9 Пульт управления высоты ручной проводной



6.10 Секция головная с пневмоприводом регулировки положения и регулировкой двойной артикуляции для проведения массажа в положении сидя



6.11 Батарея аккумуляторная




6.12 Пневмопривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



6.13 Электропривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



**7. Стол массажный терапевтический LOJER CAPRE FX5 в составе:**



7.1 Секция ложа средняя




7.2 Секция ложа ножная




**7.3    Секция головная**



**7.4**    **Опоры для рук пациента, регулируемые по высоте, с возможностью отведения в сторону**



**7.5    Педаль регулировки высоты напольная**



**7.6 Набор колес с центральной блокировкой**



7.7 Педаль регулировки высоты по нижнему периметру стола, с блоком отключения электрических функций





7.9 Пульт управления высоты ручной проводной



7.10 Педаль регулировки высоты дополнительная напольная



**7.11 Секция головная с пневмоприводом регулировки положения и регулировкой двойной артикуляции для проведения массажа в положении сидя**



7.12 Батарея аккумуляторная



7.13 Пневмопривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции



7.14 Электропривод регулировки дренажного угла средней и ножной секции

**Идентичные основные функциональные элементы/части ми, используются для всех вариантов исполнения**



**Держатель простыней**



Заглушка отверстия для лица



**Валик под голеностоп**




Валик под поясницу



**Круглый валик**



Клиновидный валик



**Подушка для лица, овальная форма**



Подушка для лица, подковообразная форма

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 106 листов  
Генеральный директор  
ООО «Лойер Медикал»  
Самсонов В. Ю.

