

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

**Пластырь-повязка на полимерной основе
OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ)**


Макеты упаковки индивидуальной, групповой, транспортной

1 Индивидуальная упаковка

Вариант исполнения 1

77771025

10cm x 25cm



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ),
размер, см: 10x25



Инструкция по применению.

Шаг 1: Перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: Удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: Наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Производитель:

Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio-Technology Co., Ltd., Second Floor Room 202 and Third floor No.81
Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «Омегамед», 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел. +7 (343) 372-09-72,
web: www.omegasoft.ru

Наименование медицинского изделия:

Пластырь-повязка на полимерной основе OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ).

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, для фиксации на поверхности кожи катетеров.

Показания: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при необходимости фиксации медицинских устройств и катетеров; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка пластырного типа. Состав: полимерная основа - полиуретан; впитывающая подушка - вискоза, терилен, покрыта атрауматической сеткой из полиэтилена; защитная бумага - пергамин; акриловый клей; внешний защитный полимерный слой - полиуретан.

Условия хранения: хранить в транспортной упаковке при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия утилизации: переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21).

ПУ №

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.


OMEGASOFT



77771025


10cm x 25cm

5 x 20

открывать здесь

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ),
размер, см: 10x25



Инструкция по применению.

Шаг 1: Перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: Удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: Наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Производитель:

Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yaffo Bio-Technology Co., Ltd., Second Floor Room 202 and Third floor No.81
Junliang Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «ОмегаМед», 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел. +7 (343) 372-09-72,
web: www.omegasoft.ru


OMEGASOFT

Наименование медицинского изделия:

Пластырь-повязка на полимерной основе OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ).

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, для фиксации на поверхности кожи катетеров.

Показания: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при необходимости фиксации медицинских устройств и катетеров; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка пластырного типа. Состав: полимерная основа - полиуретан; впитывающая подушечка - вискоза, терилон, покрыта атравматической сеткой из полиэтилена; защитная бумага - пергамин; акриловый клей; внешний защитный полимерный слой - полиуретан.

Условия хранения: хранить в транспортной упаковке при температуре от +10°C до +35°C.

относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия утилизации: переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21). Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21).

ПУ №

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.



STERILE EO

MFG: 28. 10. 2019
EXP: 27. 10. 2022
LOT: 2844102019




Push


Push

Push

Push







открывать здесь

77770608

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА


НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ),
6см x 8см



Инструкция по применению.

Шаг 1: Перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.
Шаг 2: Удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.
Шаг 3: Наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

6см x 8см



Наименование медицинского изделия:

Пластырь-повязка на полимерной основе OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ).

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, для фиксации на поверхности кожи катетеров.

Показания: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при необходимости фиксации медицинских устройств и катетеров; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, реальных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка пластырного типа. Состав: полимерная основа - полиуретан; впитывающая подушка - вискоза, терилон, покрыта атрауматической сеткой из полиэтилена; защитная бумага - пергамин; акриловый клей; внешний защитный полимерный слой - полиуретан.

Условия хранения: хранить в транспортной упаковке при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия утилизации. Переработку и утилизацию неиспользованных изделий, по истечении срока годности, проводят, в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.3684-21).

Использованные изделия утилизируются как отходы класса Б (СанПин 2.1.3684-21).

ПУ №

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.


Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio-Technology Co., Ltd.,
Second Floor Room 202 and Third floor No.81

Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «Омегамед» 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект
Ленина, дом 56, офис 6, тел. +7 (343) 372-09-72

www.omegasofttrus.ru



STERILE EO

открывать здесь

77770608

6cm x 8cm




ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

OMEGASOFT PU (OMEGACOOTIT),

6cm x 8cm



Национальное международное издательство

Платформенная на платформенной основе OMEGA-SOFT.PU (OMEGA-ПОФТ.ПУ)

[illegible]

Плюс: при необходимости можно сделать пожелания для неформальной связи, по необходимости можно использовать и в других, при этом, иногда, стильных, остроумных, развлекательных, и т.д.

Противоположные тенденции и отсутствие единой непрерывной основы при этом

[illegible]

Моделирование химии в транскрипторной гуаниде при температуре от $+40^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, проводимой в присутствии H_2O и H_2O_2 , свидетельствует о наличии прямого соотношения между скоростью и температурой. В более жестких условиях, характеризующихся наличием перекиси водорода, скорость реакции увеличивается. Переходом к уменьшению температуры, показавшему, что реакция является эндотермической, исследователи обнаружили, что она протекает в обратном направлении (См. Табл. 2, 1-588-21).

Машина является изделием, изготовленным как отходы классом Б (См. п. 2.1.3684-21).

P&H Inc.

Содержательный ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

Проектное бюро: Рух Бю-Технолоджи Ко., Лтд. Южно-Бю-Технолоджи Ко., Лтд.

Second Floor Room 202 and Third Trade No. 31

Jiefeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510780 Guangdong, China

[illegible][illegible]


www.omegascorp.net





CE 0197




STERILE CO.









Вариант исполнения 1

77770915 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU),
размер, см: 9x15

77770915 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU),
размер, см: 9x15

77770915 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU),
размер, см: 9x15

77770915 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU),
размер, см: 9x15

9cm x 15cm LOT	9cm x 15cm Иструкция по применению. Шаг 1: Перед тем, как нанести повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической мазью. Откройте упаковку в выделенном месте. Шаг 2: Удалите защитное бумажное покрытие с подложки, обнажив липкую поверхность. Шаг 3: Наложите повязку на рану, принимая во внимание подушку от центра к краям. Приклейте остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.	OMEGASOFT	9cm x 15cm 30 штук	9cm x 15cm Иструкция по применению. Шаг 1: Перед тем, как нанести повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической мазью. Откройте упаковку в выделенном месте. Шаг 2: Удалите защитное бумажное покрытие с подложки, обнажив липкую поверхность. Шаг 3: Наложите повязку на рану, принимая во внимание подушку от центра к краям. Приклейте остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.
------------------------------	--	-------------------------	----------------------------------	--

Нетоксично


Нетоксично

30 штук

30 штук

Вариант исполнения 2



# 77770608 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU), 6см x 8см 6см x 8см  Инструкция применения. Шаг 1: Перед тем, как начать работу убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и суха после легкой антисептической обработки. Очистите рану и вытрите влагу из тканей. Шаг 2: Наклейте пластырь-повязку поверх с помощью обычных медицинских перчаток. Шаг 3: Наклейте пластырь на рану, применяя вытягивающие движения от центра к краям. Приложите пластырь так, чтобы обеспечить контакт с краями и краевой частью пластыря, чтобы обеспечить контакт с кожей, надкрытое ранозаживление открыто.	# 77770608 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU), 6см x 8см 6см x 8см  LOT 100 штук Нетоксично STERILE BO	# 77770608 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU), 6см x 8см 6см x 8см  Применение: Перед использованием, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и суха после легкой антисептической обработки. Очистите рану и вытрите влагу из тканей. Шаг 2: Наклейте пластырь на рану, применяя вытягивающие движения от центра к краям. Приложите пластырь так, чтобы обеспечить контакт с краями и краевой частью пластыря, чтобы обеспечить контакт с кожей, надкрытое ранозаживление открыто. 100 штук Нетоксично STERILE BO	# 77770608 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ OMEGASOFT PU (OMEGASOFT PU), 6см x 8см 6см x 8см  Инструкция применения. Шаг 1: Перед тем, как начать работу убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и суха после легкой антисептической обработки. Очистите рану и вытрите влагу из тканей. Шаг 2: Наклейте пластырь на рану, применяя вытягивающие движения от центра к краям. Приложите пластырь так, чтобы обеспечить контакт с краями и краевой частью пластыря, чтобы обеспечить контакт с кожей, надкрытое ранозаживление открыто.
--	---	---	--

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



3 Транспортная упаковка

Вариант исполнения 1



77770915

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ),
размер см: 9x15

2400 штук.

Нетоксично



Количество, шт.
Масса Брутто, кг. / Gross weight, kg.
Масса Нетто, кг./ Net weight, kg.



LOT



14657786270412

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10 °C до +45 °C; относительной влажности не более 90%.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на полимерной основе OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ)

ПУ №

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio Technology Co., Ltd.,
Second Floor Room 202 and Third Floor No.81

Jinfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «ОмегаМед», 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6 тел. +7 (343) 372-09-72, web: www.omegasoft.ru

omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



Вариант исполнения 2



77770608

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ),
6см X 8см

2400 штук.

Нетоксично



Количество, шт.
Масса Брутто, кг. / Gross weight, kg.
Масса Нетто, кг./ Net weight, kg.



LOT



1 46 57 78 62 70 51 1

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от - 10 °С до +49 °С; относительной влажности не более 90%.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на полимерной основе OMEGASOFT PU (ОМЕГАСОФТ ПУ)

ПУ №

Производитель: Яфко Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio Technology Co., Ltd.,
Second Floor Room 202 and Third floor No.81
Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «Омегамед», 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6 тел. +7 (343) 372-09-72, web: www.omegasoftrus.ru

omegasoftrus.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ОмегаМед»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (пятинадцать) листов

Генеральный директор

Сергей Жданов А.В.

