

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «Медупак»


355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе. 9 Г/2, ИНН/КПП 2634815310/263401001
ОГРН 1142651025660 Филиал СКРУ ОАО «МИНБ» р/сч 40702810500450000956 Кор/сч
30101810800000000703, БИК 040702703 e-mail: medupak@gmail.com тел/факс (8652) 28 – 29 – 33

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

Фотографические изображения медицинского изделия

**Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок,
стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007**

Директор
ООО «Медупак»



Гайдаров Т.А.

Общий вид: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №1



Маркировка: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №1

ООО «Медупак»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
355035, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д 9Г/2
Рег. уд. № ФСР 2008/02055 от 19.02.2016 г.

ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
для укупоривания стеклянных
бутылок, стеклянных флаконов
и пластиковых бутылок по
ТУ 9398-001-96199383-2007
Конструкция № 1

Количество 2000 шт.

Масса нетто 11,2 кг

Масса брутто 11,3 кг

Номер партии 030123

Марка резины TPE-BP-45 089/100/9010/NS

Дата изготовления 01.2023

Оператор ТПА Бачинов

Контролер ОТК Григорьев

Гарантийный срок 2 года



Упаковка: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №1



Общий вид: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №3



Маркировка: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №3

ООО «Медупако»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
355035, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д 9Г/2
Рег. уд. № ФСР 2008/02055 от 19.02.2016 г.

ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
для укупоривания стеклянных
бутылок, стеклянных флаконов
и пластиковых бутылок по
ТУ 9398-001-96199383-2007
Конструкция № 3

Количество 4000 шт.

Масса нетто 5,2 кг

Масса брутто 5,3 кг

Номер партии 210722

Марка резинки TPE-BP-45 089/100/9010/NS

Дата изготовления 07.2022

Оператор ТПА Шинкоренко

Упаковщик ОТК



Срок годности:

2 года

Суд

Упаковка: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №3



Общий вид: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №4



Маркировка: Пробка резиновая медицинская для укупоривания стеклянных бутылок, стеклянных флаконов и пластиковых бутылок по ТУ 9398-001-96199383-2007 конструкции №4

ООО «Метупак»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
355035, г. Ставрополь,
Степномарьевское шоссе, д 9Г/2
Рег. ука. № ФСР 2008/02055 от 19.02.2016

ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
для укупоривания стеклянных
бутылок, стеклянных флаконов
и пластиковых бутылок по
ТУ 9398-001-96199383-2007
Конструкция № 4

Количество 4000 шт.

Масса нетто 13,5 кг

Масса брутто 13,6 кг

Номер партии 050422

Марка резины ТРЕ-ВР-45 089/100/9010/NS

Дата изготовления 24.2022

Оператор ТПА

Контролер ОТК

Гарантийный срок годности 2 года

ОТК

A large, clear plastic bag filled with numerous small, light-colored, irregularly shaped objects, likely evidence. The bag is sealed at the top and has a white label affixed near the bottom. The label contains text, including "FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION", "LABORATORY", and "EVIDENCE". There are also handwritten notes and a date "10/11" on the label.

Макет ярлыка

ООО «Медупак»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
355035, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, д 9Г/2
Пер. уд. № ФСР 2008/02055 от 19.02.2016 г.

ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
для укупоривания стеклянных
бутылок, стеклянных флаконов
и пластиковых бутылок по
ТУ 9398-001-96199383-2007
Конструкция № _____

Количество _____ шт.

Масса нетто _____ кг

Масса брутто _____ кг

Номер партии _____

Марка резины ТРЕ-ВР-____ 089/100/9010/NS

Дата изготовления _____

Оператор ТПА _____

Контролер ОТК _____

Гарантийный срок годности: 2 года

2-я сторона

VI. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1. Перед применением пробки необходимо подвергнуть предварительной обработке и стерилизации. Предварительную обработку проводят с целью удаления с их поверхности механических загрязнений. Потребитель подбирает режим обработки пробок в зависимости от условий приготовления, применения, срока годности и свойства укупориваемого препарата.

6.2. Допустимые параметры обработки и стерилизации пробок приведены в п. 1.3.2:

6.3 После полного цикла обработки на поверхности пробки не должны образовываться видимые углубления и трещины.

6.4 При стерилизации пробок в автоклаве в консервантах крови или в кровезаменителях, инфузионных растворах и растворителях (воде для инъекций) и изотоническом растворе натрия хлорида не должно происходить изменения цвета раствора и появления взвеси, видимой невооруженным глазом.

6.5. Для уменьшения липкости пробок разрешается их силиконирование в силиконовой эмульсии КЭ-10-16 по ТУ 6-02-810-73, КЭ-10-01 по ТУ 6-02-587-75 или в эмульсиях на основе полиметилсилоксановых жидкостей ПМС-200, ПМС-200А, ПМС-400 по ГОСТ 13032 (массовая доля 0,01–0,5%) при температуре не выше 30°C и времени не более 30 мин.

6.6. Запрещается повторное применение пробок во избежание появления липкости и деформации поверхности пробок.

Пронито, пронумеровано и скреплено печатью

11 (*одинадцать*) лист *дв*

Директор

Т. А. Гайдаров

