

Johnson & Johnson LLC

17, Пятницкая стр., 2, Москва, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-70-70

121614, г. Москва, ул. Пятницкая, 17, корп. 2
Tel.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-70-70



Фотографические изображения медицинского изделия

«Наборы инструментов для установки имплантатов для лечения нестабильности
плечевого сустава Latajet EXPERIENCE»
производства Medos International SARL (Медос Интернешнл САРЛ), Швейцария




Рисунок 1. Набор Latajet. Вторичная упаковка (картонная коробка).



Рисунок 2. Набор Lатарjet. Комплект поставки: картонная коробка, блистер из ПЭТГ, наклейки пациента, инструкция по применению.



Рисунок 3. Набор Lатарjet. Блистер из ПЭТГ.




Рисунок 4. Набор Latarjet. Проводник для гленоида K-Wire (380 мм) – 3 шт.



Рисунок 5. Набор Latarjet. Двойная канюля для позиционирования клювовидного отростка – 1 шт.




Рисунок 6. Набор Lalarjet. Обтуратор для кариоли – 2 шт.




Рисунок 7. Набор Lalarjet. Заглушка – 2 шт.




Рисунок 8. Набор Bristow. Вторичная упаковка (картонная коробка).




Рисунок 9. Набор Bristow. Комплект поставки: картонная коробка, блистер из ПЭТТ, наклейки пациента, инструкция по применению.



Рисунок 10. Набор Bristow. Блистер из ПЭТГ.




Рисунок 11. Набор Bristow. Проводник для гленоида K-Wire (380 мм) – 2 шт.




Рисунок 12. Набор Bristow. Канюла для позиционирования клювовидного отростка – 1 шт.




Рисунок 13. Набор Bristow. Обтуратор для канюли – 1 шт.




Рисунок 14. Набор Bristow. Заглушка – 1 шт.

