

Общество с ограниченной ответственностью
«Элайн Технолоджи»
Российская Федерация, 117105, Москва, Варшавское шоссе,
дом 9, строение 1Б, помещение XI, комнаты 1, 1а, 2, 3, 4, 7, 8, 9

УТВЕРЖДАЮ
Старший специалист по регистрации
медицинских изделий
ООО «Элайн Технолоджи» Б.И. Магдиев




_____ 2021 г.

Фотографические изображения (снимки экрана с примерами обработки изображений) медицинского изделия
Программное обеспечение ClinCheck® для планирования и утверждения плана ортодонтического
лечения в вариантах исполнения

Москва, 2021


Фотография 1 – ClinCheck® Pro 5 desktop version (десктопная версия). Просмотр планов лечения. ОС Windows 10



Фотография 2 – ClinCheck® Pro 5 desktop version (десктопная версия). Инструмент «АТТМ» (аттачменты). ОС Windows 10



Фотография 3 – ClinCheck® Pro 5 desktop version (десктопная версия). Инструмент «БОЛТОН» (анализ по Болтону). ОС Windows 10



ClinCheck Pro

ReCCWithDistortedELC, Melissa F6U9b | #113003143
Нажмите здесь, чтобы добавить частную заметку

invisalign®

Тип лечения: Comprehensive Package
Категория пациента: Adult

Хронология

План лечения № 2 08/03/2021

Мод. План лечения № 2 10/03/2021

Создать модификацию

Отправить изменения

НАЛОЖ

СЕТКА

ATTM

ОККЛЮЗИЯ

МАРЭ

ШИРИНА

ИНСТРУМЕНТЫ

Зуб

Ширина дуги

ATTM

МАРЭ

0.1L

0.2D

16.7°M

1.4°M

5.4°L

5.4°B

Отменить

Вернуть

Сброс

Исходная ситуация

Комментарии

Лечение

Этапность

Фотографии

Мои комментарии

История комментариев

План лечения № 2

КОММЕНТАРИИ ALIGN 08/03/2021 20:10

* Optimized Multiplane Attachment: This attachment is placed on the lateral incisor when there is large rotation and vertical movement.

* Please refer to the following  for more information on impression issues and/or trimmed molars.

План лечения № 1

КОММЕНТАРИИ ВРАЧА 08/03/2021 20:05

ReCCWithDistorted

План лечения № 1

КОММЕНТАРИИ ALIGN 08/03/2021 20:04

* Optimized Multiplane Attachment: This attachment is placed on the lateral incisor when there is large rotation and vertical movement.

* Please refer to the following  for more information on impression issues and/or trimmed molars.

Моделирование контуров десен и перемещений зубов. Реальные клинические результаты могут отличаться от представленных результатов

Фотография 5 – ClinCheck® Pro 5 desktop version (десктопная версия). Инструмент «ВИД». ОС Windows 10



Фотография 6 – ClinCheck® Pro 6 web version (веб версия). Просмотр планов лечения, работа с виртуальной моделью. ОС Windows 10

invisalign | R, S #11881790 | Заметки

Пациент Central | Файл пациента | ClinCheck | S R

https://shub-euc1.invisalign.com/cc-cloud/stable/index.html?locale=ru_RU&user=rsultanov&ccModIntegrity...

Д-р Design, Ortho

9. План лечения

Invisalign Teen Прогнозируемые элайнеры

6.7

ClinCheck® Моделирование контуров дуги и перемещений зубов. Реальные клинические результаты могут отличаться от прогнозируемых результатов.

Таблица движений зубов

	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	P	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Экструзия/интрузия, мм	0.1E	0.3E	0.5E	0.5E	0.6I	-	0.2I	0.3I	0.3I	0.2I	0.2E	0.1E	0.2E	0.1I	-	-
Коронарное перемещение зуба, вестибулярное/лингвальное, мм	0.6L	0.1L	0.3L	0.6L	0.6L	-	0.5L	0.4L	0.1L	0.3B	0.2B	0	0.5B	0.5B	-	-
Коронарное перемещение зуба, мезиальное/дистальное, мм	1.1D	1.2D	1.3D	1.2D	1.1D	-	0.8M	1.1D	1.6D	1.2D	1.2D	1.1D	0.9D	0.6D	-	-
Ротация, °	6.6D	6.4D	1.2M	0.2D	2.8D	-	2.9M	2.4M	4.3M	0.6D	1.2D	0.7D	1.0D	1.0D	-	-
Ангulação, °	0.9D	4.6D	5.6D	1.5D	0.3D	-	2.7M	1.0D	2.9D	0.9D	5.4D	6.8D	2.5D	0.8M	-	-
Инцизиция, °	2.5L	0.9B	0.8B	0	6.4L	-	7.6L	5.3L	2.7B	1.4B	0.8B	3.6L	3.3B	3.0L	-	-

Версия: Нижняя

Основание зуба: Коронка Корень

ОДОбРЕН

История плана лечения

9. План лечения

А комментарий Align 11.12.2020 23:01

Пожалуйста, проверьте план лечения ClinCheck, который был подготовлен для Вашего одобрения.

D Изменения врача 11.12.2020 15:01

Зуб 3.2 скорректирован
Зуб 3.3 скорректирован
Зуб 2.3 скорректирован
Зуб 2.5 скорректирован
Зуб 3.4 скорректирован
Зуб 3.5 скорректирован
Изменены обе челюсти

shub-usw2.ppr.invisalign.com/cc-cloud/stable/index.html?locale=ru_RU&user=rmlis&ccModIntegrity=false&ccld=49383718&shareClinCheckPlan=...

invisalign | ReCCWithDistortedELC, Melissa F6U9b #113003143 | Заметки ⚠ Need help? Д-р Molis, Ryan J.

Данные Масштаб Пов Перенос Верх Верх Справа Фронт Слева Низ Низ Улыбка Налож Сетка Атм Оклюз МАРЭ ОСД Понтик Стадии Табл Инструм

1. Первоначальная схема

Comprehensive Package



ClinCheck® Моделирование контуров десен и перемещений зубов. Реальные клинические результаты могут отличаться от представленных результатов.

2. План лечения

Comprehensive Package



ClinCheck® Моделирование контуров десен и перемещений зубов. Реальные клинические результаты могут отличаться от представленных результатов.

+ Создать модификацию

2. План лечения

A комментарии Align 08.03.202120:10

* Optimized Multiplane Attachment: This attachment is placed on the lateral incisor when there is large rotation and vertical movement.

* Please refer to the following ⚠ for more information on impression issues and/or trimmed molars.


D Запрос врача 08.03.202120:05

ReCCWithDistorted

ИСТОРИЯ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ

Одобрить

Фотография 8 ClinCheck® Pro в web version (веб версия). Таблица движения зубов: Д-р Д.П.С.С.



Фотография 9 - ClinCheck® Pro 6 web version (веб версия). Инструмент «Экспорт», ОС iOS

AA shub-euc1.invisalign.com

Файл пациента ClinCheck | SR

invisalign | R, S #11881790 | Заметки

Д-р Design, Ortho

Экспорт
Обзор лечения
Другие действия
Скрыть информацию о пациенте

Скриншот
STL

10. План лечения
invisalign Teen Дополнительные элайнеры

6.8

ClinCheck® Моделирование контуров дёсен и перемещения зубов. Реальные клинические результаты могут отличаться от представленных результатов.

Таблица движений зубов

	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	P	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Экструзия/интрузия, мм	-	1.0 I	0.6 I	0.5 I	0.3 I	0.6 I	-	0.2 I	0.3 I	0.3 I	0.2 I	0.2 I	0.9 I	0.9 I	1.8 I	-
Корпусное перемещение зуба, вестибулярное/лингвальное, мм	-	0.1 L	0.1 B	0.1 B	0.4 L	0.6 L	-	0.5 L	0.5 L	0.1 L	0.3 B	0.4 B	0.6 B	1.4 B	0.5 B	-
Корпусное перемещение зуба, мезиальное/дистальное, мм	-	0.2 D	0.8 D	1.3 D	1.2 D	1.1 D	-	0.8 M	1.1 D	1.6 D	1.1 D	1.1 D	0.9 D	0.3 D	-	-
Ротация, °	-	1.3 D	3.3 D	1.1 M	0.3 D	2.4 D	-	4.5 M	2.5 M	4.4 M	0.5 D	0.8 D	0.1 D	0.7 M	9.6 D	-
Ангуляция, °	-	0	3.3 D	4.9 D	1.6 D	0.2 D	-	2.8 M	1.0 D	2.9 D	0.9 D	5.3 D	7.9 D	2.7 D	0.3 D	-
Инклинация, °	-	0.9 L	0.3 B	0.5 L	1.8 B	6.4 L	-	6.5 L	4.7 L	3.6 B	1.4 B	0.1 L	2.7 L	2.2 B	1.0 L	-


Верхняя Нижняя

Основание зуба Коронка Корень


Одобрить

10. План лече...
комментарии 18.03.2021 00:16
Align
Обратите внимание что мы следовали вашим инструкциям и выполнили их, однако после выполнения вертикального скачка на 2 мм, появились несколько плотных контактов на задних и передних зубах, по этому мы интродировали эти области как можно лучше. По вашей инструкции "Добавить элайнеры для гиперкоррекции на верхней на нижней челюсти" мы добавили c-chain по рецептурной форме. Просьба ознакомиться и сообщить о дальнейших изменениях.
Запрос врача 16.03.2021 11:52
Повторить клинчек как в последнем подтвержденном плане лечения.
Повторить клинчек как в последнем подтвержденном плане лечения. Добавить вертикальный скачок нижней челюсти .2 мм для разобщения . Добавить элайнеры для гиперкоррекции на верхней и

Фотография 10 – ClinCheck® Pro 6 web version (веб версия). Инструмент «Номер» (нумерация зубов). ОС iOS



Фотография 11 – ClinCheck® Pro 6 web version (веб версия). Завершение оценки и одобрение плана лечения. ОС iOS



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 11 лист 96

Старший специалист по регистрации

ООО «Элайн Технолоджи»

Магдиев Б.И.

