



«УТВЕРЖДАЮ»

АО «ПРОТЕКО»

Чекова Е.С.

на основании Доверенности
№ 78 АВ/2124739 от 20 июля 2022 г.


«10» апреля 2023 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Цемент стоматологический «ESTECЕМ II PLUS» в наборе

(наименование медицинского изделия)

Потребительская упаковка



Общий вид набора

Клиническое руководство

Инструкция по применению



Компоненты

Адгезив Tokuyama Universal Bond
II A (флакон 5 мл)

Наконечники для
смешивания цемента

Палета для смешивания
одноразовая

Адгезив Tokuyama Universal
Bond II B (флакон 4 мл)

Палета для смешивания с
резиновой чашей

Мини наконечники для
смешивания цемента

Насадки для мини наконечников

Цемент стоматологический ESTECЕМ
II PLUS (PASTE A (2,3 мл (4,7 г) и
PASTE B (2,3 мл (4,7 г)) в шприце

Одноразовые аппликаторы (Fine)

Маркировка упаковки
Цементы стоматологического ESTECЕМ II PLUS (PASTE A,B)



Маркировка упаковки
Адгезива Tokuyama Universal Bond II

Фронтальная сторона



Оборотная сторона



Макет маркировки потребительской упаковки изделия

Цемент стоматологический «ESTECЕМ II PLUS» в наборе
(общий вид)



Первая часть



ESTECER II PLUS (KIT)

Adhesive Resin Cement

PASTE(A/B) UNIVERSAL each 2.3mL (4.7g)
Tokuyama Universal Bond II BOND A 5mL
Tokuyama Universal Bond II BOND B 4mL
Cement Mixing Tip 15
Mini Mixing Tip B 5
NOZZLE FOR MINI MIXING TIP 5
DISPOSABLE APPLICATOR (FINE) 25
MIXING WELL 1
1-Dispo Disposable Mixing Well 5



BE AWARE

Type 2 Dent 3: dual cure self curing

FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY

Store at 0-10°C/32-60°F.
Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.

Tokuyama Dental Corporation
38-9, Tatou 1-chome, Tatou-ku, Tokyo 110-0016, Japan
Tel: 41-3-4355-7201
URL: <http://www.tokuyama-dental.com>

Содержит:

- Цемент стоматологический «ESTECER II PLUS» (PASTE A (2,3 мл) и PASTE B (2,3 мл) в шприце) – 1 шт.
- Адгезив Tokuyama Universal Bond II A (флакон 5 мл) – 1 шт.
- Адгезив Tokuyama Universal Bond II B (флакон 4 мл) – 1 шт.
- Наконечники для смешивания цемента – 15 шт.
- Мини-наконечники для смешивания цемента – 5 шт.
- Насадки для мини-наконечников – 5 шт.
- Одноразовые аппликаторы (Fine) – 25 шт.
- Палета для смешивания с резиновой чашей – 1 шт.
- Палета для смешивания одноразовая – 5 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Клиническое руководство – 1 шт.

Цемент стоматологический «ESTECER II PLUS»
в наборе

полимерный материал для фиксации двойного отверждения

LOT

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ

REF

АО «ПРОТЕКО»

Юр. Адрес 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 57, корп. 1, лит. II
Телефон +7 (812) 635-88-90
Email: info@protecodent.ru

Хранить при 0°C - +10°C

Избегать воздействия высоких температур, прямых
солнечных лучей, искр и открытого огня

рентгеноконтрастный

ру № от

Tokuyama Dental Corporation
38-9, Tatou 1-chome, Tatou-ku, Tokyo 110-0016, Japan
Tel: +81-3-3835-7201
URL: <http://www.tokuyama-dental.com>

Состав:

- Цемент стоматологический ESTECER II PLUS (PASTE A (2,3 мл) и PASTE B (2,3 мл) в шприце) – 1 шт.
- Адгезив Tokuyama Universal Bond II A (флакон 5 мл) – 1 шт.
- Адгезив Tokuyama Universal Bond II B (флакон 4 мл) – 1 шт.
- Наконечники для смешивания цемента – 15 шт.
- Мини-наконечники для смешивания цемента – 5 шт.
- Насадки для мини-наконечников – 5 шт.
- Одноразовые аппликаторы (Fine) – 25 шт.
- Палета для смешивания с резиновой чашей – 1 шт.
- Палета для смешивания одноразовая – 5 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Клиническое руководство – 1 шт.

Цемент стоматологический «ESTECER II PLUS» в наборе

полимерный материал для фиксации двойного отверждения

LOT

Уполномоченный
представитель
производителя в РФ

REF

Хранить при 0°C - +10°C

Избегать воздействия высоких температур, прямых
солнечных лучей, искр и открытого огня

REF

АО «ПРОТЕКО»
Юр. Адрес 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Салова, д. 57, корп. 1, лит. II
Телефон +7 (812) 635-88-90
Email: info@protecodent.ru

рентгеноконтрастный

ру № от

Вторая часть



Маркировка транспортной упаковки

Наименование медицинского изделия

(Не указывается, если в транспортной
упаковке содержатся несколько
наименований изделий)



«Tokuyama Dental Corporation»

Tokyo, Japan

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листа(ов)
АО «ПРОТЕКО» **Чекова Е.С.**
на основании Доверенности № 78 АВ 2124739 от
20.07.2022 г

