

Утверждаю

Генеральный директор ООО «ЦБГ

Коржова Л.Ю.



**Автоматическая моюще-дезинфицирующая машина
ENDOCLEAN 2000
для обработки эндоскопов**

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ФОТО 1

Автоматическая моюще-дезинфицирующая машина ENDOCLEAN 2000 для обработки эндоскопов.

Серийный номер: EN-DU-2101-01



Product	Endoscope Washer & Disinfector
Model	ENDO CLEAN 2000
Electricity	220-230 V ~, 50/60 Hz
Power	2.0 kVA
Storage condition	Temperature: -30°C ~ 70°C, Humidity: 10% ~ 90%
Weight	50Kg
	MEDPIA Co., Ltd. 1101, 1102 No. 101dong Bucheon techno-park Seangyeong 3rd 387 Seokcheon-ro, Bucheon-Si Gyeonggi-do, Korea 14485 Tel: +82-32-624-4288 http://www.endoclean-medpia.com
	2021.01.04
	EN-DU-2101-01
	Carthausen Export S.M. Address: Amersfoortseweg 7, 3821 TG, Wageningen, The Netherlands Phone for user and manufacturer: Not used. Written in the User manual
	Endoclean 2000

ФОТО 2

Чаша с крышкой для укладки эндоскопов.



ФОТО 3

Переходник для подключения каналов эндоскопов. Подключается в чаше.



ФОТО 4

Переходник для проверки эндоскопов на герметичность.




ФОТО 5

Корзинка для размещения съемных деталей эндоскопов. Укладывается в чаше.



ФОТО 6

Шланг подачи воды.



ФОТО 7

Шланг сливной.



ФОТО 8

Сетевой кабель электропитания.



ФОТО 9

Фильтр очистки воды.



ФОТО 10

Фильтр дезинфицирующего средства.



ФОТО 11

Фильтр очистки воздуха.



ФОТО 12

Воздушный пистолет (пистолет, спиральная трубка, переходник, держатель) с гибким шлангом в сборе.



Прошито и пронумеровано 6/шесть листов

Генеральный директор ООО «ЦБГ»

Коржова Л.Ю.

