

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ПРОМСЕРВИС»

Метелкина Н.В.



М.П.

«30» августа 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Компоненты ортопедические и принадлежности для протезирования на зубных имплантатах MIS»,
производства компании MIS Implants Technologies Ltd. («МИС Имплантс Технолоджис Лтд.»), Израиль.
(репрезентативно)**

I.

Абатмент стандартный прямой

Фото на примере варианта исполнения

I. Абатмент стандартный прямой (Standard cementing post), в составе:

1. Абатмент стандартный прямой (Standard cementing post) - 1 шт., типоразмеры:

1.7. Абатмент стандартный прямой, высота десны 1 мм, Ø5.8 мм, коническое соединение, стандартная платформа (Cementing post, 1mm gingiva height, Ø5.8mm, con. con., SP), арт. VS-MC101.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент стандартный прямой



I. Абатмент стандартный прямой (Standard cementing post), в составе:

1. Абатмент стандартный прямой (Standard cementing post) - 1 шт., типоразмеры:

1.7. Абатмент стандартный прямой, высота десны 1 мм, Ø5.8 мм, коническое соединение, стандартная платформа (Cementing post, 1mm gingiva height, Ø5.8mm, conl. con., SP), арт. VS-MC101.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

II.

Абатмент эстетический прямой

Фото на примере варианта исполнения

II. Абатмент эстетический прямой (Esthetic abutment), в составе:

1. Абатмент эстетический прямой (Esthetic abutment) - 1 шт., типоразмеры:

1.13. Абатмент эстетический прямой, высота десны 1 мм, коническое соединение, широкая платформа (Esthetic abutment, 1mm gingiva height, con. con., WP), арт. CW-AT001.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.


Общий вид,
пакет (pouch) SK-AP0UC

Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент эстетический прямой



II. Абатмент эстетический прямой (Esthetic abutment), в составе:

1. Абатмент эстетический прямой (Esthetic abutment) - 1 шт., типоразмеры:

1.13. Абатмент эстетический прямой, высота десны 1 мм, коническое соединение, широкая платформа (Esthetic abutment, 1mm gingiva height, con. con., WP), apr. CW-AT001.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

III.

Абатмент эстетический угловой

Фото на примере варианта исполнения

1. Абатмент эстетический угловой (angulated abutment) - 1 шт., типоразмеры:
1.20. Абатмент эстетический угловой 20°, высота десны 2 мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (20 deg angulated abutment, h.2mm gingiva, con. con., V3 NP), арт. VN-AT202.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент эстетический угловой 20°



1. Абатмент эстетический угловой (angulated abutment) - 1 шт., типоразмеры:
1.20. Абатмент эстетический угловой 20°, высота десны 2 мм, коническое соединение, узкая платформа имплантата V3 (20 deg angulated abutment, h.2mm gingiva, conic. con., V3 NP), арт. VN-AT202.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

IV.

Абатмент чрезслизистый

Фото на примере варианта исполнения

IV. Абатмент чрезслизистый (Transgingival abutment), в составе:

1. Абатмент чрезслизистый (Transgingival abutment) - 1 шт., типоразмеры:

1.37. Абатмент чрезслизистый, высота десны 1 мм, высота надесневой части 6 мм, коническое соединение, широкая платформа (Coni. con. 1mm transgingival abutment h.6mm, WP), арт. CW-CPK61.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный (Burn out anti rotation plastic cap) - 1 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Колпачок пластиковый
выжигаемый
антиротационный



Винт ортопедический



Абатмент чрезслизистый



IV. Абатмент чрезслизистый (Transgingival abutment), в составе:

1. Абатмент чрезслизистый (Transgingival abutment) - 1 шт., типоразмеры:

1.37. Абатмент чрезслизистый, высота десны 1 мм, высота наддесневой части 6 мм, коническое соединение, широкая платформа (Coni. con. 1mm transgingival abutment h.6mm, WP), арт. CW-CPK61.

2. Винт ортопедический, шлицы внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный (Burn out anti rotation plastic cap) - 1 шт.

4. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

5. Инструкция по применению.

V.

Абатмент Gold антиротационный

Фото на примере варианта исполнения

1. Абатмент Gold антиротационный (Direct anti-rotation gold plastic cyl.) - 1 шт., типоразмеры:
- 1.3. Абатмент Gold антиротационный, коническое соединение, стандартная платформа (Coni. con. direct anti rotation gold plastic cyl., SP), арт. CS-GPC10.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Цилиндр выжигаемый красный - 1 шт.
4. Инструкция по применению.



Общий вид,
пенал пластиковый (plastic box) со спонжем уплотнительным



1. Абатмент Gold антиротационный (Direct anti-rotation gold plastic cyl.) - 1 шт., типоразмеры:
- 1.3. Абатмент Gold антиротационный, коническое соединение, стандартная платформа (Coni. con. direct anti rotation gold plastic cyl., SP), арт. CS-GPC10.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Цилиндр выжигаемый красный - 1 шт.
4. Инструкция по применению.

Без упаковки:

Винт ортопедический



Цилиндр выжигаемый красный



Абатмент Gold
антиротационный

VI.

Абатмент Gold ротационный

Фото на примере варианта исполнения

VI. Абатмент Gold ротационный (Direct free rotation gold plastic cyl.), в составе:

1. Абатмент Gold ротационный (Direct free rotation gold plastic cyl.) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Абатмент Gold ротационный, коническое соединение, узкая платформа (Coni. con. direct gold plastic cyl., NP), арт. CN-GP010.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Цилиндр выжигаемый белый - 1 шт.

4. Инструкция по применению.



Общий вид,
пенал пластиковый (plastic box) со спонжем уплотнительным



VI. Абатмент Gold ротационный (Direct free rotation gold plastic cyl.), в составе:

1. Абатмент Gold ротационный (Direct free rotation gold plastic cyl.) - 1 шт., типоразмеры:
 - 1.1. Абатмент Gold ротационный, коническое соединение, узкая платформа (Coni. con. direct gold plastic cyl., NP), арт. CN-GP010.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Цилиндр выжигаемый белый - 1 шт.
4. Инструкция по применению.

Без упаковки:

Винт ортопедический



Цилиндр выжигаемый белый



Абатмент Gold
ротационный

VII.

Абатмент EZ-Base

Фото на примере варианта исполнения

VII. Абатмент EZ-Base (EZ-Base abutment), в составе:

1. Абатмент EZ-Base (EZ-Base abutment) - 1 шт., типоразмеры:

1.4. Абатмент EZ-Base высота десны 1.5 мм, коническое соединение, широкая платформа (EZ-Base abutment gingiva h.1.5mm, conі con, WP), арт. CW-EZB15.

2. Винт ортопедический, шлиц для углового доступа (Angled screw channel prosthetic screw) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент EZ-Base



VII. Абатмент EZ-Base (EZ-Base abutment), в составе:

1. Абатмент EZ-Base (EZ-Base abutment) - 1 шт., типоразмеры:
- 1.4. Абатмент EZ-Base высота десны 1.5 мм, коническое соединение, широкая платформа (EZ-Base abutment gingiva h.1.5mm, conical connection, wide platform), арт. CW-EZB15.
2. Винт ортопедический, шлиц для углового доступа (Angled screw channel prosthetic screw) - 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

VIII.

Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый

Фото на примере варианта исполнения

VIII. Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый (EZ-Base adjustable abutment for scan), в составе:

1. Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый (EZ-Base adjustable abutment for scan) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый высота десны 1.5 мм, коническое соединение, узкая платформа (EZ-Base for scan, gingiva h.1.5mm, conic. conn., NP), арт. CN-LEZ15.

2. Винт ортопедический, шлиц для углового доступа (Angled screw channel prosthetic screw) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый



- VIII. Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый (EZ-Base adjustable abutment for scan), в составе:
- Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый (EZ-Base adjustable abutment for scan) - 1 шт., типоразмеры:
 - Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый высота десны 1.5 мм, коническое соединение, узкая платформа (EZ-Base for scan, gingiva h.1.5mm, con. con., NP), арт. CN-LEZ15.
 - Винт ортопедический, шлиц для углового доступа (Angled screw channel prosthetic screw) - 1 шт.
 - Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
 - Инструкция по применению.

IX.

Абатмент Ti base антиротационный

Фото на примере варианта исполнения

IX. Абатмент Ti base антиротационный (Ti base anti rotation), в составе:

1. Абатмент Ti base антиротационный (Ti base anti rotation) - 1 шт., типоразмеры:
 - 1.1. Абатмент Ti base антиротационный, высота 4 мм, коническое соединение, узкая платформа (Ti base h.4mm anti rotation con. con., NP), арт. CN-TB001.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.
3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.
4. Инструкция по применению.

общий вид
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент Ti base
антиротационный



IX. Абатмент Ti base антиротационный (Ti base anti rotation), в составе:

1. Абатмент Ti base антиротационный (Ti base anti rotation) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Абатмент Ti base антиротационный, высота 4 мм, коническое соединение, узкая платформа (Ti base h.4mm anti rotation con. con., NP), арт. CN-TB001.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Х.

Абатмент Ti base ротационный

Фото на примере варианта исполнения

Х. Абатмент Ti base ротационный (Ti base free rotation), в составе:

1. Абатмент Ti base ротационный (Ti base free rotation) - 1 шт., типоразмеры:

1.8. Абатмент Ti base ротационный, высота десны 1.5 мм, коническое соединение, широкая платформа (Ti Base free rotation, gingiva h.1.5mm, con. con., WP), арт. CW-TBF15.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-AP0UC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент Ti base
ротационный



X. Абатмент Ti base ротационный (Ti base free rotation), в составе:

1. Абатмент Ti base ротационный (Ti base free rotation) - 1 шт., типоразмеры:

1.8. Абатмент Ti base ротационный, высота десны 1.5 мм, коническое соединение, широкая платформа (Ti Base free rotation, gingiva h.1.5mm, con. con., WP), арт. CW-TBF15.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

XI.

Абатмент Ti base эстетический для резца

Фото на примере варианта исполнения

XI. Абатмент Ti base эстетический для резца (Incisor esthetic Ti abutment/base), в составе:

1. Абатмент Ti base эстетический для резца (Incisor esthetic Ti abutment/base) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Абатмент Ti base эстетический для резца, коническое соединение, узкая платформа (Incisor esthetic Ti abutment con. con., NP), арт. CN-IN060.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:

Винт ортопедический



Абатмент Ti base эстетический для резца



XI. Абатмент Ti base эстетический для резца (Incisor esthetic Ti abutment/base), в составе:

1. Абатмент Ti base эстетический для резца (Incisor esthetic Ti abutment/base) - 1 шт., типоразмеры:

1.1. Абатмент Ti base эстетический для резца, коническое соединение, узкая платформа (Incisor esthetic Ti abutment coni. con., NP), арт. CN-IN060.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 1 шт.

3. Этикетка отслеживаемости - 2 шт.

4. Инструкция по применению.

ХП.

Премил Ti-blank антиротационный

Фото на примере варианта исполнения

ХП. Премил Ti-blank антиротационный (Ti-blank anti rotation), в составе:

1. Премил Ti-blank антиротационный - 1 шт., типоразмеры:

1.7. Премил Ti-blank Ø9 мм антиротационный, коническое соединение, стандартная платформа (Titanium blank Ø9mm, anti rotation, con. con., SP), арт. CS-IB091.

2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранник (Prosthetic screw int. Hex.) - 2 шт.

3. Инструкция по применению.

Общий вид, упаковка
Пакет комбинированный (packaging envelope pouch) SII-1033



Без упаковки:

Премил



Винт
ортопедический
- 2 шт.



XII. Премил Ti-blank антиротационный (Ti-blank anti rotation), в составе:

1. Премил Ti-blank антиротационный - 1 шт., типоразмеры:
- 1.7. Премил Ti-blank Ø9 мм антиротационный, коническое соединение, стандартная платформа (Titanium blank Ø9mm, anti rotation, con. con., SP), арт. CS-IB091.
2. Винт ортопедический, шлиц внутренний шестигранный (Prosthetic screw int. Hex.) - 2 шт.
3. Инструкция по применению.

Принадлежности:
Держатель премила Ti-blank для фрезерования

Фото на примере варианта исполнения

1. Держатель премила Ti-blank для фрезерования (Milling analog for titanium blank), типоразмеры:
- 1.1. Держатель премила Ti-blank для фрезерования, коническое соединение, узкая платформа (Milling analog for titanium blank, conic. con., C1 NP), арт. CN-MAB10.

Общий вид
пакет (pouch) SK-APOUC



Принадлежности: Держатель премила Ti-blank для фрезерования, коническое соединение, узкая платформа (Milling analog for titanium blank, conical connection, C1 NP), арт. CN-MAB10.

Принадлежности

Колпачок пластиковый выжигаемый ротационный

Фото на примере варианта исполнения

- 2. Колпачок пластиковый выжигаемый ротационный (Burn out plastic cap) для «Абатмент чрезслизистый», типоразмеры:
- 2.2. Колпачок пластиковый выжигаемый ротационный (Burn out plastic cap), арт. MD-IC040.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Принадлежности:

Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный для «Абатмент Ti base»

Фото на примере варианта исполнения

3. Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный для «Абатмент Ti base» (Burn out anti rotation plastic cap for Ti base), типоразмеры:

3.2. Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный для «Абатмент Ti base», широкая платформа (Burn out anti rotation plastic cap for Ti base, WP), арт. GI-WCH11.

Общий вид,
пакет (pouch) SK-APOUC



Без упаковки:



Принадлежности: Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный для «Абатмент Ti base», широкая платформа (Burn out anti rotation plastic cap for Ti base, WP), арт. GI-WCH11.

Coni. con. 1mm transgingival
abutment h.6mm, WP

LOT W22004572


REF CW-CPK61

Qty:01



(01) 07290108997101

(10) W22004572



2022-04

Coni. con. 1mm transgingival
abutment h.6mm, WP

LOT W22004572

REF CW-CPK61

Qty:01



(01) 07290108997101

(10) W22004572



2022-04

Инструкция по применению - 1 шт.

Эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе предоставляется уполномоченным представителем производителя и/или дистрибьютором при поставках на территории Российской Федерации (вместе с медицинским изделием или отдельно от него) и в форме электронного документа посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.misrussia.ru>.

Фото вторичной упаковки

Вторичная групповая (по 10 шт товара одного типоразмера) транспортная упаковка: картонная коробка (carton box) KP-SUPG2 на примере типоразмера - Абатмент Ti base антиротационный, высота 4 мм, коническое соединение, широкая платформа (Coni. con. Ti Base h. 4mm anti rotation, WP), арт. CW-TB001.

Другие типоразмеры медицинского изделия «Аналог зубного имплантата MIS» так же упаковывается в картонную коробку (carton box) KP-SUPG2.



Шаблоны стикеров для обращения медицинского изделия на территории Российской Федерации.

Место размещения стикера: пакет SK-APOUC и/или групповая (транспортная упаковка) картонная коробка KP-SUPG2/KP-SUP10/KP-SUPG1/KP-SUP05:

Для компонентов

Компоненты ортопедические и принадлежности для протезирования на зубных имплантатах MIS, вариант исполнения:

_____, * типоразмер см. REF

Состав согласно инструкции по применению.

Кол-во: _____ шт.

Не использовать повторно

Обл. применения: Стоматология.

! Обратитесь к инструкции <http://www.misrussia.ru>

Производитель: "МИС Имплантс Технолоджис Лтд.",

Bar Lev Industrial Park 2015600, Израиль.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ПРОМСЕРВИС», 125239, г. Москва, ул. Коптевская, 67, офис 11; +7(925)2388341.

Гос.регистрация: РУ _____ от ДД.ММ.ГГ.

- * I. Абатмент стандартный прямой (Standard cementing post).
- II. Абатмент эстетический прямой (Esthetic abutment).
- III. Абатмент эстетический угловой (angulated abutment).
- IV. Абатмент чрезслизистый (Transgingival abutment).
- V. Абатмент Gold антиротационный (Direct anti-rotation gold plastic cyl.).
- VI. Абатмент Gold ротационный (Direct free rotation gold plastic cyl.).
- VII. Абатмент EZ-Base (EZ-Base abutment).
- VIII. Абатмент EZ-Base обтачиваемый сканируемый (EZ-Base adjustable abutment for scan).
- IX. Абатмент Ti base антиротационный (Ti base anti rotation).
- X. Абатмент Ti base ротационный (Ti base free rotation).
- XI. Абатмент Ti base эстетический для резца (Incisor esthetic Ti abutment/base).
- XII. Премиал Ti-blank антиротационный (Ti-blank anti rotation).

Для принадлежностей

Компоненты ортопедические и принадлежности для протезирования на зубных имплантатах MIS, Принадлежности:

_____, * типоразмер см. REF

Кол-во: _____ шт.

Не использовать повторно

Обл. применения: Стоматология.

! Обратитесь к инструкции <http://www.misrussia.ru>

Производитель: "МИС Имплантс Технолоджис Лтд.",

Bar Lev Industrial Park 2015600, Израиль.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ПРОМСЕРВИС», 125239, г. Москва, ул. Коптевская, 67, офис 11;
+7(925)2388341.


Гос.регистрация № _____ от ДД.ММ.ГГ.

1. Держатель премила Ti-blank для фрезерования (Milling analog for titanium blank).
2. Колпачок пластиковый выжигаемый ротационный (Burn out plastic cap) для «Абатмент чрезслизистый»
3. Колпачок пластиковый выжигаемый антиротационный для «Абатмент Ti base» (Burn out anti rotation plastic cap for Ti base)

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

36 (призвать шесть)
листа (-ов)

Генеральный директор
ООО «ПРОМСЕРВИС»


(подпись)
Метелкина Н.В.

М.П.

