







Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-1-17G




Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-1-16G




Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-1-14G




Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-1-13G



Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-2-18G




Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-2-17G




Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-2-16G



Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-2-15G



Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-2-14G



Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру НКЦВ-2-13G

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

12 листов (а)

(двенадцать)
Генеральный директор

АО «МедСил»

Д. Э. Егерев



МЕДСИЛ

**Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру
по ТУ 32.50.13-106-18037666-2021 в варианте исполнения**

НКЦВ - - G

Этикетка

Количество: _____ **шт.**

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1, телефон: +7 (495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Рем-
маш, ул. Институтская, д. 24



Регистрационное удостоверение: № _____ от _____

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:

Хранить в первичной упаковке в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50% на стеллажах, защищенными от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.



Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Э. Егерев

МЕДСИЛ

Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру по ТУ 32.50.13-106-18037666-2021 в варианте исполнения НКЦВ-1-___G

Этикетка

Набор предназначен для введения в центральные вены медикаментозных и инфузионных растворов посредством катетера.

Набор предназначен для одноразового применения и используется врачами-анестезиологами и врачами-реаниматологами в условиях специально оборудованных помещений клиник и больниц. Эффективная длина катетера ___ мм, скорость потока ___ мл/мин. Расстояние от дистального конца до первой метки 50 мм. Расстояние между метками 10 мм.

В набор входит: катетер с размером ___ G (наружный диаметр ___ мм) – 1 шт; проводник металлический j-образный диаметром ___ мм – 1 шт; игла интродьюсерная Сельдингера с наружным диаметром ___ мм (___ G) – 1 шт; дилататор с наружным диаметром ___ мм – 1 шт; съемные фиксирующие крылышки – 1 шт; зажим – 1 шт; заглушка с эластичной мембраной – 1 шт; шприц объемом 5 мл – 1 шт.

Установка катетера производится по методу Сельдингера. Обратитесь к инструкции по применению.

При работе с катетером не следует подвергать его кручениям и резким перегибам, приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты катетера от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %. Хранить в первичной упаковке в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50% на стеллажах, защищенными от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация проводится по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б.

Нетоксично внутри, не содержит лекарственные средства, биологические материалы и (или) наноматериалы.

Сведения о приемке:

Набор НКЦВ-1-___G соответствует ТУ 32.50.13-106-18037666-2021 и признан годным для эксплуатации.

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:



STERILE	R
---------	---

Регистрационное удостоверение:

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1, телефон: +7 (495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Э. Егоров

Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру по ТУ 32.50.13-106-18037666-2021 в варианте исполнения НКЦВ-2-___G

Этикетка

Набор предназначен для введения в центральные вены медикаментозных и инфузионных растворов посредством катетера.

Набор предназначен для одноразового применения и используется врачами-анестезиологами и врачами-реаниматологами в условиях специально оборудованных помещений клиник и больниц. Эффективная длина катетера ___ мм, скорость потока ___ мл/мин. Расстояние от дистального конца до первой метки 50 мм. Расстояние между метками 10 мм.

В набор входит: катетер с размером ___ G (наружный диаметр ___ мм) – 1 шт; проводник металлический j-образный диаметром ___ мм – 1 шт; игла интродьюсерная с V-канюлей с наружным диаметром ___ мм – 1 шт (___ G); дилататор с наружным диаметром ___ мм – 1 шт; съемные фиксирующие крылышки – 1 шт; зажим – 1 шт; заглушка с эластичной мембраной - 1 шт; шприц объемом 5 мл – 1 шт.

Установка катетера производится по методу Сельдингера. Обратитесь к инструкции по применению.

При работе с катетером не следует подвергать его кручениям и резким перегибам, приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты катетера от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %. Хранить в первичной упаковке в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50% на стеллажах, защищенными от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация проводится по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б.

Нетоксично внутри, не содержит лекарственные средства, биологические материалы и (или) наноматериалы.

Сведения о приемке:

Набор НКЦВ-2-___G соответствует ТУ 32.50.13-106-18037666-2021 и признан годным для эксплуатации.

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:



STERILE	R
---------	---

Регистрационное удостоверение:

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1, телефон: +7 (495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24

Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Э. Егоров

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 листов (а)



Генеральный директор
АО «МедСил»
Д. Э. Егерев