

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Представитель ООО «Иновационная Медицина»
(должность/position)

Д. В. Даматов

(имя/name)



(подпись/signature)

М.П. / Stamp

Дата/Date

29.08.2022

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье® с принадлежностями, партия: SH-01.22 серийные номера: 00001-100000

2022



Фото 1 - Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье® с принадлежностями, партия: SH-01.22
серийные номера: 00001-100000 (Общий вид)



Фото 2 – Основной блок в корпусе (вид спереди)



Фото 3 – Основной блок в корпусе (вид справа)



Фото 4 – Основной блок в корпусе (вид сзади)




Фото 5 – Основной блок в корпусе (вид слева)




Фото 6 – Манжета стандартная с трубкой размер 22-42 см (общий вид)



Фото 7 – Элементы питания (общий вид)



Фото 8 – Чехол для хранения (общий вид)



Фото 11 – Потребительская упаковка (общий вид)

Прибор для измерения
артериального давления
и частоты пульса цифровой
с передачей данных
по Bluetooth СберЗдоровье®

 **СБЕР
ЗДОРОВЬЕ**




Фото 12 – Потребительская упаковка (вид спереди)



Фото 13 – Потребительская упаковка (вид справа)

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth СберЗдоровье® с принадлежностями, партия: SH-01.22 серийные номера: 00001-100000 в составе:

- 1) Основной блок – 1 шт.
- 2) Манжета стандартная с трубкой размер 22-42 см – 1 шт.;
- 3) Руководство по эксплуатации – 1шт.
- 4) Элемент питания – 3 шт.

Принадлежности:

- 1) Чехол для хранения – 1 шт.

SN



IP21



Источник питания:
Внутренний (батарейки)
Технология

Тип элемента питания
Напряжение элементов питания, В
Продолжительность работы от элементов питания, измерений, не менее
Внешний (при использовании адаптера сетевого приобретается отдельно)
Напряжение питающей сети, В
Частота переменного тока питающей сети, Гц
Потребляемая мощность, Вт

изделия (алкалиновые)
AA (LR6)
4,5
300
230±10
50
5

Версия программного обеспечения: V 1.1.1
Допустимые условия транспортирования и хранения: температура от -25°C до +70°C, влажность не более 93%, атмосферное давление от 70 кПа до 106 кПа.



Шэньчжэнь Янпэ Технолоджи Ко., Лтд. (Shenzhen Jany Technology Co., Ltd.)
A101-301, D101-201, Янпэ Сайнс мид Технолоджи Парк, дом №2, шоссе Гуяньшань,
община Гуяньшань, город Гуанчжоу, новый район Лунгуань, 518100, Шэньчжэнь, Китайская
Народная Республика (A101-301, D101-201, Jany Science & Technology Park, No. 2
Guyuan Road, Guixiang Community, Guanlan Street, Longhua District, 518100 Shenzhen,
China)

Место
производства:

Шэньчжэнь Янпэ Технолоджи Ко., Лтд. (Shenzhen Jany Technology Co., Ltd.)
2-й этаж, строение А, дом №2, шоссе Гуяньшань, община Гуяньшань, район
Гуанчжоу, новый район Лунгуань, Китайская Народная Республика (2nd Floor A-
building No. 2 Guyuan Road, Guixiang Community, Guanlan Town Longhua
District, People's Republic of China)
Утилитизация отходов и его идентификация
по классу отходов А
Confirma 3 1 9584-31



РУ №

Фото 14 – Потребительская упаковка (вид сзади)




Фото 15 – Потребительская упаковка (вид слева)

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

14

_____ листах

