

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ОртоМедикл Групп»

В.Ю. Задорожний

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«Изделия протезно-ортопедические: бандажи на верхние конечности»

производства “Rehard Technologies GmbH”, Германия

2011

Бандаж на брюшную стенку АВ-309

Назначение:

- легкая фиксация и поддержка в области брюшной стенки после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение;
- способствует формированию прочного послеоперационного рубца и снижает риск формирования послеоперационных грыж передней брюшной стенки;
- помогает женщинам и мужчинам всегда быть в форме и выглядеть отлично.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию

- хирургический абдоминальный бандаж на брюшную стенку;
- нерастяжимый пелот на брюшную стенку;
- эластичное полотно, обхватывающее туловище с креплением «Велкро»;
- LATEX-FREE;
- CHLORINE FREE;
- изготовлен из лент прочного эластичного медицинского полотна, не содержащего агрессивных химических веществ.

Способ применения:

Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив грыжевые выпячивания.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невосправляемые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж на брюшную стенку АВ-309(S)

Назначение:

- легкая степень фиксации и компрессии передней брюшной стенки;
- бережная поддержка передней брюшной стенки;
- способствует формированию послеоперационного рубца;
- предусмотрена возможность для фиксации стомического мешка;
- облегчает уход за стомой.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию

- Бандаж хирургический, стомический, на брюшную стенку;
- высота 23 см.

Способ применения:

Бандаж надевается в положении лежа. Внимание! Пациентам после операции необходима сторонняя помощь при надевании бандажа. Надежно зафиксируйте стомический мешок.

Отмоделируйте бандаж по фигуре пациента.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж на брюшную стенку АВ-412

Назначение:

- легкая фиксация и поддержка в области брюшной стенки;
- уменьшение экскурсии грудной клетки;
- способствует укреплению послеоперационных рубцов.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- хирургический абдоминальный бандаж на брюшную стенку;
- нерастяжимый пелот на брюшную стенку;
- эластичное полотно, обхватывающее туловище с креплением «Велкро».

Способ применения:

Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив грыжевое выпячивание.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж на брюшную стенку АВ-412(S)

Назначение:

- легкая степень фиксации и компрессии передней брюшной стенки;
- бережная поддержка передней брюшной стенки;

- способствует формированию послеоперационного рубца;
- предусмотрена возможность для фиксации стомического мешка;
- облегчает уход за стомой.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Бандаж хирургический, стомический, на брюшную стенку;
- высота 30 см.

Способ применения:

Бандаж надевается в положении лежа. Внимание! Пациентам после операции необходима сторонняя помощь при надевании бандажа. Надежно зафиксируйте стомический мешок. Отмоделируйте бандаж по фигуре пациента.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж на брюшную стенку для детей АВ-422(Р)

Назначение:

- легкая фиксация и поддержка в области брюшной стенки после операций на органах брюшной полости;
- способствует формированию прочного послеоперационного рубца и снижает риск формирования послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- хирургический абдоминальный бандаж на брюшную стенку;
- нерастяжимый пелот на брюшную стенку;
- эластичное полотно, обхватывающее туловище с креплением «Велкро»;
- LATEX-FREE;
- CHLORINE FREE;
- изготовлен из лент прочного эластичного медицинского полотна, не содержащего агрессивных химических веществ.

Способ применения:

Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив грыжевое выпячивание.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж на грудную клетку АВ-206(М)

Назначение:

- фиксация грудной клетки после травм и операций;
- мягко поддерживает и равномерно сдавливает грудную клетку;
- способствует уменьшению риска развития осложнений;
- облегчает состояние пациентов при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- хирургический бандаж на грудную клетку для мужчин;
- эластичный материал с креплением «Велкро»;
- изготовлен из прочного и эластичного синтетического полотна, не содержащего агрессивных химических веществ.

Способ применения:

Бандаж следует надевать в состоянии нефорсированного (неполного) выдоха, не утягивая.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: спандекс, полиэстер, хлопок, нейлон.

Бандаж на грудную клетку АВ-206(W)

Назначение:

- фиксация грудной клетки после травм и операций;
- мягко поддерживает и равномерно сдавливает грудную клетку;
- способствует уменьшению риска развития осложнений;
- облегчает состояние пациентов при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- хирургический бандаж на грудную клетку для женщин;
- эластичный материал с креплением «Велкро»;
- изготовлен из прочного и эластичного синтетического полотна, не содержащего агрессивных химических веществ.

Способ применения:

Бандаж следует надевать в состоянии нефорсированного (неполного) выдоха, не утягивая.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: спандекс, полиэстер, хлопок, нейлон.

Бандаж на грудную клетку АВ-208(М)

Назначение:

- фиксирует грудную клетку после травм и операций;
- поддерживает и равномерно сдавливает грудную клетку;
- способствует уменьшению риска развития осложнений;
- облегчает состояние пациентов в послеоперационном периоде, при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- крой, обеспечивающий плотное прилегание бандажа к туловищу;
- эластичный, гипоаллергенный, «дышащий» материал;
- фиксирующие ремни, удерживающие бандаж от смещения.

Способ применения:

Бандаж надевается на грудную клетку. Пелот должен располагаться в области травмированного участка. Фиксирующие ремни должны удерживать бандаж от сползания и смещения.

Размер подбирается по обхвату груди.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: спандекс, полиэстер, хлопок, нейлон.

Бандаж на грудную клетку АВ-208(W)

Назначение:

- фиксирует грудную клетку после травм и операций;
- поддерживает и равномерно сдавливает грудную клетку;
- способствует уменьшению риска развития осложнений;
- облегчает состояние пациентов в послеоперационном периоде, при миалгиях, миозитах и межреберных невралгиях.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- крой, обеспечивающий плотное прилегание бандажа к туловищу;
- эластичный, гипоаллергенный, «дышащий» материал;
- фиксирующие ремни, удерживающие бандаж от смещения.

Способ применения:

Бандаж надевается на грудную клетку. Пелот должен располагаться в области травмированного участка. Фиксирующие ремни должны удерживать бандаж от сползания и смещения.

Размер подбирается по обхвату груди.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: спандекс, полиэстер, хлопок, нейлон.

Бандаж для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза АВ-422

Назначение:

- легкая фиксация и поддержка в области брюшной стенки после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение;
- способствует формированию прочного послеоперационного рубца и снижает риск формирования послеоперационных грыж передней брюшной стенки;
- помогает женщинам и мужчинам всегда быть в форме и выглядеть отлично.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- хирургический абдоминальный бандаж на брюшную стенку;
- нерастяжимый пелот на брюшную стенку;
- эластичное полотно, обхватывающее туловище с креплением «Велкро»;
- снабжен дополнительной стяжкой, используемой при опущении внутренних органов;
- LATEX-FREE;
- CHLORINE FREE;
- изготовлен из лент прочного эластичного медицинского полотна, не содержащего агрессивных химических веществ.

Способ применения:

Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив грыжевое выпячивание.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза MS-90

Назначение:

- Улучшает самочувствие, фиксируя мышцы в естественном положении, не позволяя им растягиваться и деформироваться.
- Особенности конструкции бандажа создают подтягивающее и моделирующее фигуру воздействие.
- Упругие косточки и широкая эластичная лента фиксируют поясничную и почечную область.
- Оказывает поддержку и легкую степень фиксации живота, способствуя нормализации положения плода, снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждению излишнего растяжения мышц и кожи живота и появления «растяжек» живота.
- Сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж для беременных с удобной нижней застёжкой позволяет не снимать бандаж в случае необходимости.
- деталь поддержки повторяет анатомическую форму живота, степень поддержки регулируется, обеспечивая максимальный комфорт.

Способ применения:

Бандаж надевают как белье. Фиксирующий пояс закрепляется при помощи фиксирующих элементов.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: хлопок, эластик.

Бандаж для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза MS-96

Назначение:

- помогает сохранить здоровье матери и ребенка;
- оптимально поддерживает живот для предупреждения излишнего растяжения мышц и кожи живота, предотвращая появление некрасивых «растяжек» и сохраняя живот беременной женщины красивым;
- уменьшает нагрузку на поясничный отдел позвоночника во время беременности и таким образом избавляет беременную женщину от болей в спине;
- препятствует развитию гипертонуса матки;
- нормализует положение плода;
- существенно сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов и помогает молодой маме вновь обрести превосходную форму.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из лент прочного эластичного медицинского полотна, не содержащего агрессивных химических веществ;
- 2 дополнительные затяжки с «Велкро» регулируют натяжение бандажа;
- ширина 15 см.

Способ применения:

Бандаж надевают утром, лежа, перед подъемом с постели.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон.

Бандаж для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза MS-99

Назначение:

- помогает сохранить здоровье матери и ребенка;
- оптимально поддерживает живот для предупреждения излишнего растяжения мышц и кожи живота, предотвращая появление некрасивых «растяжек» и сохраняя живот беременной женщины красивым;
- уменьшает нагрузку на поясничный отдел позвоночника во время беременности и таким образом избавляет беременную женщину от болей в спине;
- препятствует развитию гипертонуса матки;
- нормализует положение плода;
- существенно сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов и помогает молодой маме вновь обрести превосходную форму.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из лент прочного эластичного медицинского полотна, не содержащего агрессивных химических веществ;
- для полотна бандажа характерны износостойкость, проницаемость для воздуха и влаги;

- 2 дополнительные затяжки с «Велкро» регулируют натяжение бандажа;
- 4 металлических ребра жесткости;
- ширина 23 см.

Способ применения:

Бандаж надевают утром, лежа, перед подъемом с постели.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Бандаж для фиксации в выгодном физиологическом положении органов брюшной полости, малого таза MS-100

Назначение:

- фиксирует тазовое кольцо;
- поддерживает суставы тазового кольца;
- уменьшает болевой синдром.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж с застежками-липучками «Велкро».

Способ применения:

Наложите бандаж, закрепите с помощью фиксаторов с застежками-липучками "Велкро". Бандаж подбирается по объему бедер.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: эластик.

Бандаж на локтевой сустав DEL-104

Назначение:

- средняя степень фиксации локтевого сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- компрессионный эффект способствует устранению отеков, уменьшению боли;
- Эластичная ткань ортеза оказывает на область сустава массажное воздействие, улучшающее кровообращение и восстановление тканей.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж на локтевой сустав;
- анатомическая форма ортеза.

Способ применения:

Надевается на локтевой сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен.

Бандаж на локтевой сустав EEL-104

Назначение:

Разгружает ложе воспаленного сухожилия благодаря направленному компрессионному воздействию на мышцы предплечья.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Жестко-эластичный внутренний каркас обеспечивает оптимальное распределение давления.
- Степень компрессии легко регулируется с помощью застежки "велькро".
- Съёмный пелот создает дозированное давление в выбранной зоне.
- Мягкая внешняя оболочка не вызывает раздражения кожи, не допускает натирания.
- Размер универсален, бандаж может использоваться как для правой, так и для левой стороны.

Способ применения:

Съёмный пелот фиксируется в соответствии с контуром на внутренней поверхности бандажа – в зависимости от типа заболевания и стороны поражения.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен.

Бандаж на локтевой сустав MEL-104

Назначение:

- легкая степень фиксации локтевого сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу;

- легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж на локтевой сустав;
- технология COOLMAX®, поддерживающая оптимальный температурный баланс кожи в жаркую погоду;
- способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи;
- высокая проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Надевается на локтевой сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: кулмакс, хлопок, лайкра, эластик.

Бандаж на локтевой сустав REL-104(F)

Назначение:

- Стабилизирует локтевой сустав, обеспечивает защиту связочного аппарата.
- Предотвращает переразгибание в локтевом суставе.
- Создает согревающий и микромассажный эффект, способствует ускорению регенерации.
- Восстанавливает проприоцептивный контроль.
- Облегчает или устраняет болевой синдром.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Анатомически точный дизайн обеспечивает плотное облегание.
- Боковые шарниры, шины и система перекрещивающихся ремней позволяют установить степень ограничения движений в суставе.
- Объем на уровне плеча регулируется с помощью застежки "Велкро".
- Материал Аэропрен отличается долговечностью, выдерживает многократную стирку, не теряя при этом своей эластичности.

Способ применения:

Размер выбирают в зависимости от окружности, измеряемой на уровне локтевого сустава.

Надевается на локтевой сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен.

Бандаж на локтевой сустав SEL-104

Назначение:

- легкая фиксация локтевого сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области сустава;
- увеличивает содержание кислорода в тканях;
- усиливает лечебный эффект наружных лекарственных средств (мази, гели, кремы);
- обладает противоотечным действием;
- легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации;
- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж на локтевой сустав;
- технология BIOCERMIC, обеспечивающая согревающий эффект;
- высокая проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Надевается на локтевой сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: биокерамик, нейлон, эластик, лайкра.

Бандаж на локтевой сустав TEL-104

Назначение:

- легкая степень фиксации локтевого сустава;
- легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- неопреновая манжета, комфортно облегающая мягкие ткани локтевого сустава;
- гелевая подушка, расположенная в области надмыщелков;
- дополнительная затяжка с застежкой «Велкро», позволяющая регулировать степень компрессии мягких тканей.

Способ применения:

Надевается на локтевой сустав на наружный надмыщелок плечевой кости (выступающая кнаружи косточка в области локтевого сустава).

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: неопрен, нейлон.

Бандаж на лучезапястный сустав SWR-102

Назначение:

- легкая фиксация лучезапястного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области сустава;
- увеличивает содержание кислорода в тканях;
- значительно усиливает лечебный эффект наружных лекарственных средств (мази, гели, кремы);
- обладает противоотечным действием;
- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу;
- легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию

- эластичный бандаж на лучезапястный сустав, напульсник;
- технология BIOCERMIC, обеспечивающая согревающий эффект;
- высокая проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: биокерамик, нейлон, эластик, лайкра.

Бандаж на лучезапястный сустав MWR-102

Назначение:

- легкая фиксация лучезапястного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу;
- легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж на лучезапястный сустав, напульсник;
- технология COOLMAX®, поддерживающая оптимальный температурный баланс кожи в жаркую погоду;
- способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи;
- высокая проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: кулмакс, хлопок, лайкра, эластик.

Бандаж на лучезапястный сустав RWR-102

Назначение:

- легкая фиксация лучезапястного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу;
- легкий компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный бандаж на лучезапястный сустав;
- материал Аэропрен отличается долговечностью, выдерживает многократную стирку, не теряя при этом своей эластичности.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен.

Бандаж на лучезапястный сустав EWR-102

Назначение:

Стабилизация, фиксирование лучезапястного сустава в период ранней реабилитации после травм и операций.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию

- эластичный бандаж анатомической формы точно фиксирует лучезапястный сустав.

Способ применения:

Размер подбирается по окружности запястья. Двух видов – на левую и правую руку. Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: хлопок, нейлон.

Бандаж на плечевой сустав SS-105

Назначение:

- легкая фиксация и микромассаж плечевого сустава;
- равномерная компрессия;
- согревание, тепловой эффект;
- улучшает кровообращение;
- способствует увеличению кислорода в тканях;
- стимулирует процессы восстановления мышц и связок.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию

- наплечный бандаж;
- грудной ремень;
- застежка "Велкро";
- технология BIOCERMIC, обеспечивающая согревающий эффект;
- высокая проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Эластичная оболочка одевается на плечевой сустав, затем закрепляется двумя лентами с застежкой "Велкро" вокруг грудной клетки.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: биокерамик, нейлон, эластик, лайкра.

Бандаж на плечевой сустав MS-105

Назначение:

- средняя фиксация и микромассаж плечевого сустава;
- равномерная компрессия;
- поддержка оптимального температурного баланса кожи в жаркую погоду;
- профилактика травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на плечевой сустав.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- наплечный бандаж;
- грудной ремень;
- застежка "Велкро";
- технология COOLMAX®, поддерживающая оптимальный температурный баланс кожи в жаркую погоду;
- высокая проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Эластичная оболочка одевается на плечевой сустав, затем закрепляется двумя лентами с застежкой "Велкро" вокруг грудной клетки.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: кулмакс, хлопок, лайкра, эластик.

Бандаж на плечевой сустав RS-105

Назначение:

- средняя фиксация и микромассаж плечевого сустава;
- равномерная компрессия;
- согревание, тепловой эффект;

- улучшает кровообращение;
- способствует увеличению кислорода в тканях;
- стимулирует процессы восстановления мышц и связок.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- неопределенный бандаж на плечевой сустав;
- ремень с застежками "Велкро" вокруг грудной клетки.

Способ применения:

Бандаж располагается в области плечевого сустава, плечевая манжета подгоняется и фиксируется лентой «Велкро». Закрепляется пояс через грудную клетку.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, неопрен, нейлон.

Бандаж на плечевой сустав и руку AS-302

1. Назначение

- легкая степень фиксации верхней конечности в поддерживающей опорной "муфте";
- простая и эффективная конструкция широко используется практически при любых патологических состояниях руки.

2. Основные технические характеристики

- поддерживающая опорная "муфта" - "косынка";
- высота и плотность прилегания к телу регулируется за счет лент "Велкро" на ремнях изделия (дополнительная фиксация обеспечивается с помощью ремня вокруг туловища)
- имеется дополнительная петля для фиксации кисти.

3. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

4. Подготовка к работе изделия

Размер подбирается по длине предплечья.

Предплечье укладывается на косынку, один ремень закрепляется на шею, второй вокруг туловища.

5. Порядок работы изделия

- режим и сроки пользования определяет врач
- рекомендованный режим: носят в течение всего дня.

6.Правила хранения и использования

Хранить товар в закрытых транспортных коробках при комнатной температуре и влажности до 70 %. Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

7.Материал

Состав: нейлон, полиэстер, полиоксиметилен (ПОМ), хлопок.

Бандаж на плечевой сустав и руку AS-302(P)

Назначение:

- легкая степень фиксации и разгрузка верхней конечности в поддерживающей опорной "муфте";
- простая и эффективная конструкция широко используется практически при любых патологических состояниях руки.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- "муфта" из сетчатого материала с активным влаго- воздухообменом обеспечивает комфорт ношения бандажа;
- высота и плотность прилегания к телу регулируется за счет лент "Велкро" на ремнях изделия (дополнительная фиксация обеспечивается с помощью ремня вокруг туловища)
- имеется дополнительная петля для фиксации кисти.

Способ применения:

Размер подбирается по длине предплечья.

Предплечье укладывается на косынку, один ремень закрепляется на шею, второй вокруг туловища.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: нейлон, полиэстер, полиоксиметилен (ПОМ), хлопок.

Бандаж на плечевой сустав и руку SI-103

Назначение:

- фиксация верхней конечности в нейтральном положении или с незначительным приведением.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- бандаж на плечевой сустав и руку;
- ремень с застежкой «Велкро» вокруг грудной клетки;
- дополнительный съемный фиксирующий элемент на кисть руки;

- положение предплечья и пояса дополнительно корректируется с помощью наплечного ремня;
- муфта для предплечья дополнительно фиксируется к поясу с помощью фиксирующих лент.

Способ применения:

Ортез подбирается по окружности грудной клетки. Пояс крепится на грудной клетке с помощью застежки-липучки "Велкро". Предплечье укладывается в муфту (фиксирующий элемент).

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиуретановый поролон, хлопок, полиэстер, нейлон.

Бандаж на плечевой сустав и руку SI-301

Назначение:

- фиксирует плечо и предплечье к туловищу;
- используется при лечении травм и после операций плечевого пояса, плеча и локтевого сустава;
- назначается для фиксации плечевого пояса при ушибах, повреждениях связок, вывихов, подвывихов в плечевом суставе и акромиально - ключичном сочленении, включенных и без смещения переломах хирургической шейки плечевой кости;
- при лечении функциональным методом артрозов, артритов, плечелопаточных периартритов, параличей верхней конечности, плекситов, невритов, повреждений сплетений и нервов.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию

- поддерживающая опорная муфта с двумя регулируемыми наплечными ремнями с застежкой «Велкро»;
- широкий грудной ремень (пояс) с застежкой «Велкро» для полной фиксации руки к туловищу;
- конструкция бандажа позволяет использовать для легкой фиксации руки опорную «муфту» без дополнительного пояса (на поздних этапах восстановительного лечения).

Способ применения:

Предплечье укладывается в муфту, два наплечных ремня перекрещиваются на спине и фиксируются спереди на муфты с помощью застежки «Велкро».

Ограничения и противопоказания:

- неудовлетворительный результат ранее проводимого консервативного лечения;
- воспалительные заболевания в стадии обострения;
- фиксированные деформации, требующие оперативной коррекции;
- злокачественные новообразования с болевым синдромом.

Состав: полиуретановый поролон, хлопок, полиэстер, нейлон.

Бандаж для удержания пупочного грыжевого дефекта НР-В(Р)

Назначение:

- фиксация грыжевого выпячивания;
- консервативное лечение пупочных грыж у детей до 6-ти лет;
- профилактика выпадения и ущемления грыжевого мешка.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный пояс с полужестким пупочным пелотом;
- застежка «Велкро».

Способ применения:

Изделие рекомендуется надевать лежа, после вправления грыжевого выпячивания, так чтобы пелот находился над областью пупка, закрепить застежкой "Велкро".

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: керамик, суперлуп, эластик, лайкра.

Бандаж для удержания пупочного грыжевого дефекта НР-В(А)

Назначение:

- обеспечивает фиксацию передней и боковой брюшной стенки и поясничных областей;
- профилактика перенапряжения мышц при тяжёлой физической нагрузке;
- профилактика рецидива грыжи и уменьшения боли в области рубца.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный пояс, усиленный рёбрами жёсткости;
- съёмный мягкий аппликатор (пелот);
- дополнительная стяжка с застежкой «Велкро».

Способ применения:

Изделие рекомендуется надевать лежа, после вправления грыжевого выпячивания, так чтобы пелот находился над областью пупка, закрепить застежкой "Велкро".

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: керамик, суперлуп, эластик, лайкра.

Бандаж на шейный отдел позвоночника NB-106

Назначение:

- стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- ограничение сгибания, разгибания и вращения шеи;
- согревающий эффект способствует улучшению кровообращения, ускорению восстановления и сокращению сроков выздоровления.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из мягкого, эластичного и прочного биологически инертного материала, не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций;
- в комплекте предусмотрен съемный чехол;
- высокая затылочная часть разгружает шейный отдел позвоночника.

Способ применения:

Часть бандажа с углублением прикладывается к передней части шеи. Фиксируется фиксаторами с застежками-липучками «Велкро» на задней части бандажа.

Размер подбирается по высоте и окружности шеи.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: пенополиуретан холодного формования, хлопок, вискоза.

Бандаж на шейный отдел позвоночника для детей NB-106(P)

Назначение:

- стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- ограничение сгибания, разгибания и вращения шеи;
- согревающий эффект способствует улучшению кровообращения, ускорению восстановления и сокращению сроков выздоровления.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из мягкого, эластичного и прочного биологически инертного материала, не вызывает раздражения кожи и аллергических реакций;
- в комплекте предусмотрен съемный чехол;
- высокая затылочная часть разгружает шейный отдел позвоночника.

Способ применения:

Часть бандажа с углублением прикладывается к передней части шеи. Фиксируется фиксаторами с застежками-липучками «Велкро» на задней части бандажа.

Размер подбирается по высоте и окружности шеи.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;

- гнойные заболевания (в области применения биндажа);
- заболевания кожи (в области применения биндажа).

Состав: пенополиуретан холодного формования, хлопок, вискоза.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
12 ЛИСТА (ОВ)

