

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Генеральный директор

Д.Н. Дворцов

(подпись)

«07» марта 2019 г.

М.П.



МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017

производства
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС», Россия.


Макеты этикеток основных контейнеров (контейнеров для заготовки крови)

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: ODC-450SS-контейнер для крови двоянный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ODC-450SS LOT XXXXXX MM.GTTT STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ODC-450SS LOT XXXXXX MM.GTTT STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: ≤ -25 °C. Условия хранения тромбоцитов: от +20°C до +24°C. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ODC-450SS LOT XXXXXX MM.GTTT STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ODC-450SS LOT XXXXXX MM.GTTT STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" Россия, 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: ОТСР-450 - контейнер для крови стронный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ)	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР)	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF ОТСР-450 LOT XXXXXX         
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$ Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$ РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF ОТСР-450  XXXXXX    
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	    
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$ Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF ОТСР-450  XXXXXX    
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	    
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: OTSP-450SS-контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Контейнер для заготовки крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и Транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OTSP-450SS LOT XXXXXX  STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС	
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 
ДАТА ЗАБОРА	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF OTSP-450SS  XXXXXX
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	       STERILE
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;	
ГЕМОДЖЕНИКС 	
 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Контакт Контакт	

НОМЕР ДОНОРА:

ДАТА ЗАБОРА:

ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ABO (ГРУППА КРОВИ):


Rh (РЕЗУС-ФАКТОР)

ФИО ВРАЧА:

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПЫТАНИЙ:

ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
(ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)

**Контейнер для
компонентов
крови, САГМ**



Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови
Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов.

Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары.
Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С.

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

REF OTSP-450SS

LOT XXXXXX



STERILE

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,

ГЕМОДЖЕНИКС







ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"


140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103


ММ.ГГГГ.А.А.

ММ.ГГГГ.А.А.

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: OQCP-450SS - контейнер для крови счетверенный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQCP-450SS 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQCP-450SS 
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQCP-450SS LOT XXXXXX 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; 	
 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Срок годности Срок годности	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови	
ДАТА ЗАБОРА:		
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF OQCP-450SS       	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4.		
 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Методика № 1 Методика № 2		

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для крови и ее компонентов	
ДАТА ЗАБОРА:		
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF OQCP-450SS       	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4.		
 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Методика № 1 Методика № 2		

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: OQSP-450SS-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018		
ДАТА ЗАБОРА:			
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:			
АВО (ГРУППА КРОВИ):			
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):			
ФИО ВРАЧА:			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF OQSP-450SS LOT XXXXXX  MM.TTTT  MM.TTTT  -1 °C       		
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)			
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Сторона 1</td> </tr> <tr> <td>Сторона 2</td> </tr> </table>		Сторона 1	Сторона 2
Сторона 1			
Сторона 2			


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 400 мл
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF OQSP-450SS XXXXXX  ММ.ГТТТ  ММ.ГТТТ       STERILE
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Информация Информация	


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ  400 мл  САГМ 100 мл  380 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SS LOT XXXXXX  мм ГГГГ  мм.ГГГГ  °C  1/1  2  STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Минимум 1 Максимум 2

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  400 мл  200 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$ Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	REF OQSP-450SS LOT XXXXXXXX
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	 MM.TTTT  MM.TTTT  100 ml      
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС  Число проб: 1 Число проб: 2	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 400 мл 350 мл Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQCP-450SSBC MM.TTTT STERILIZE LOT XXXXXX STERILE		
ДАТА ЗАБОРА:			
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:			
ABO (ГРУППА КРОВИ):			
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):			
ФИО ВРАЧА:			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:			
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)			
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4. ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ИЗДАНИЕ 1</td> </tr> <tr> <td>ИЗДАНИЕ 2</td> </tr> </table>		ИЗДАНИЕ 1	ИЗДАНИЕ 2
ИЗДАНИЕ 1			
ИЗДАНИЕ 2			

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 200 мл 150 мл Для переработки крови. Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQCP-450SSBC MM.TTTT STERILIZE LOT XXXXXX STERILE		
ДАТА ЗАБОРА:			
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:			
ABO (ГРУППА КРОВИ):			
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):			
ФИО ВРАЧА:			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:			
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)			
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4. ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ИЗДАНИЕ 1</td> </tr> <tr> <td>ИЗДАНИЕ 2</td> </tr> </table>		ИЗДАНИЕ 1	ИЗДАНИЕ 2
ИЗДАНИЕ 1			
ИЗДАНИЕ 2			


НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: OQSP-450SSFR-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
ДАТА ЗАБОРА:	Контейнер для заготовки крови 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF OQSP-450SSFR  XXXXXX  MM.GTTT  MM.GTTT       
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 	
ДАТА ЗАБОРА:		
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:	Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: ≤ - 25 °С. Условия хранения тромбоцитов: от +20°С до +24°С Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF OQSP-450SSFR  XXXXXX  MM.GTTT  MM.GTTT       	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  400 ml  200 ml Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$ Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$ Условия хранения эритроцитосодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. ПУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SSFR  XXXXXX  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml
Дата забора:	
Предельная дата использования:	
ABO (группа крови):	
Rh (резус-фактор):	
ФИО врача:	
Результаты испытаний:	
Для цельной крови (человеческой)	

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;

ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ  400 ml  200 ml  100 ml Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитосодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. ПУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SSFR  XXXXXX  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml  400 ml  200 ml  100 ml 400 ml 200 ml 100 ml
Дата забора:	
Предельная дата использования:	
ABO (группа крови):	
Rh (резус-фактор):	
ФИО врача:	
Результаты испытаний:	
Для цельной крови (человеческой)	


• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;

ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QQS-450SSFW - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QQS-450SSFW LOT 180428  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  +4 °C -18 °C      STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Счетверенный ЦФД 1 Счетверенный ЦФД 2	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QQS-450SSFW LOT 180428  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  +4 °C -18 °C      STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Счетверенный ЦФД 1 Счетверенный ЦФД 2	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQS-450SSFW LOT 180428 04.2018 03.2021  STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 СЕРТИФИКАТ Метро-д-м-ОДК. 2

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для крови и ее компонентов  Для переработки крови. Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQS-450SSFW LOT 180428 04.2018 03.2021  STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 СЕРТИФИКАТ Метро-д-м-ОДК. 2

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: OTS-450SSTB-контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OTS-450SSTB  XXXXXX        STERILE 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OTS-450SSTB  XXXXXX        STERILE 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  400 ml  300 ml Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OTS-450SSTB LOT XXXXXX  04.2018  03.2021  -15°C      STERILIZE STERILE 
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Место для знака 1 Место для знака 2

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: OQSP-450SSTB - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SSTB LOT XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4, ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SSTB LOT XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4, ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови   Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SSTB  XXXXXX  мм.гттг  мм.гттг  мм.гттг        
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103  

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для крови и ее компонентов   Для переработки крови. Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQSP-450SSTB  XXXXXX  мм.гттг  мм.гттг  мм.гттг        
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103  

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QQS-450SSFRTB-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QQS-450SSFRTB LQ1 XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Метро для ША. 1 Метро для ША. 2	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QQS-450SSFRTB LQ1 XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Метро для ША. 1 Метро для ША. 2	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 400 ml 350 ml Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. ПУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQS-450SSFRTB XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ -25°C STERILIZE STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 140080-0001 140080-0002	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови 400 ml 350 ml Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. ПУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF OQS-450SSFRTB XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ -25°C STERILIZE STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 140080-0001 140080-0002	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: CBD-250-контейнер для сбора пуповинной крови ЦФД 300 ml 20 ml + 8 ml 250 ml Контейнер для заготовки крови Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF CBD-250 LOT XXXXXX
ДАТА ЗАБОРА.	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Для ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4. ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС	


НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: ES-350-контейнер для крови одинарный
ДАТА ЗАБОРА:	Контейнер для заготовки крови  350 мл  400 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ES-350  XXXXXX  MM.TTTT  MM.TTTT  +6 °C       STERILE
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	


НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-01-контейнер для крови одинарный ЦФА-1
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Контейнер для заготовки крови  300 мл ПФЛА 35 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF QS-01 LOT XXXXXX  MM.YYYY MM.YYYY STERILE
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС 	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QSS-01-контейнер для крови одннарный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QSS-01 LOT XXXXXX MM.TTTT STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Для цельной крови (человеческой)
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: -5 - 25 °C. Условия хранения тромбоцитов: от +20°C до +24°C Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QSS-01 LOT XXXXXX MM.TTTT STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Для цельной крови (человеческой)
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-02-контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-02 LOI XXXXXX          
ДАТА ЗАБОРА.	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураво, стр. 8, зд. 103 СЕРИЯ АВО: 1 СЕРИЯ АВО: 2	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	 350 мл
ДАТА ЗАБОРА:		 300 мл
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-02 LOT XXXXXX	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	 MM.TTTT  MM.TTTT  $+4^{\circ}\text{C}$        STERILE 	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103		

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-03 - контейнер для крови сдвоенный ЦФА-1
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	Контейнер для заготовки крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-03 101 XXXXXX 
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС   ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  300 мл  300 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-03 LOT XXXXXX  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ    STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС  Дата изготовления Срок годности	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-04 -контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF QS-04 XXXXXX MM.YYYY MM.YYYY STERILE
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	 
ДАТА ЗАБОРА:		
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-04 LOT XXXXXX  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;	ГЕМОДЖЕНИКС	
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-04 LOT XXXXXX  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл  400 мл  САГМ 100 мл  450 мл
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	


• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
 ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
 Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;


ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
 140080, Московская область, г. Лыткарино,
 территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

ГЕМОДЖЕНИКС

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемокопсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: QS-05-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-05 LOT XXXXXX        STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: ≤ -25 °С. Условия хранения тромбоцитов: от +20°С до +24°С Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-05 LOT XXXXXX        STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР)	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС  ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитосодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-05  XXXXXX		
ДАТА ЗАБОРА:			
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:			
АВО (ГРУППА КРОВИ):			
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):			
ФИО ВРАЧА:			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  <table border="1"> <tr> <td>Место хранения 1</td> </tr> <tr> <td>Место хранения 2</td> </tr> </table>	Место хранения 1	Место хранения 2
Место хранения 1			
Место хранения 2			
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)			
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  <table border="1"> <tr> <td>Место хранения 1</td> </tr> <tr> <td>Место хранения 2</td> </tr> </table>		Место хранения 1	Место хранения 2
Место хранения 1			
Место хранения 2			
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103			

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ  Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитосодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-05  XXXXXX		
ДАТА ЗАБОРА:			
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:			
АВО (ГРУППА КРОВИ):			
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):			
ФИО ВРАЧА:			
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  <table border="1"> <tr> <td>Место хранения 1</td> </tr> <tr> <td>Место хранения 2</td> </tr> </table>	Место хранения 1	Место хранения 2
Место хранения 1			
Место хранения 2			
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)			
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  <table border="1"> <tr> <td>Место хранения 1</td> </tr> <tr> <td>Место хранения 2</td> </tr> </table>		Место хранения 1	Место хранения 2
Место хранения 1			
Место хранения 2			
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103			



НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: QS-06-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-06 LOT XXXXXX MM.GTTT MM.GTTT 11 °C 18 °C STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4. ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: ≤ -25 °C. Условия хранения тромбоцитов: от +20°C до +24°C Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от +2 до +6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-06 LOT XXXXXX MM.GTTT MM.GTTT 11 °C 18 °C STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4. ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-06 XXXXXX       STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  Номер донора: 1 Номер контейнера: 2
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-06 XXXXXX       STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС  Номер донора: 1 Номер контейнера: 2
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: ES-400-контейнер для крови одинарный
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Контейнер для заготовки крови  350 мл  400 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов. от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF ES-400  MM.TTTT  MM.TTTT  2  STERILIZE  STERILE
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС  	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: ES-450-контейнер для крови одинарный
ДАТА ЗАБОРА:	Контейнер для заготовки крови  100 мл  400 мл
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	REF ES-450    мм.гттг  мм.гттг      
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПШ "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС   	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: ES-500-контейнер для крови одинарный Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ES-500 MM.TTTT MM.TTTT STERILE STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ)	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	300 мкл 450 мкл
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4. ГЕМОДЖЕНИКС ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103


НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: ES-600-контейнер для крови одниарный
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Контейнер для заготовки крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF ES-600  STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4, ГЕМОДЖЕНИКС 	
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: DC-600 - контейнер для крови двососный ЦФДА-1
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF DC-600 LOT XXXXXX
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС	
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  000 мл  450 мл Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF DC-600  XXXXXX  мм.гггг  мм.гггг  гггг  гггг  гггг  гггг  гггг  гггг
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103  ГЕМОДЖЕНИКС	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-07-контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-07 LOT XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ 1-10 °C STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	


НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-07 LOT XXXXXX ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ 1-10 °C STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-07 101 XXXXXX          STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Срок годности: Срок годности:	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-08-контейнер для крови строенный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-08 LOT XXXXXX MM.YYYY STERILIZE STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C.
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: ≤ - 25 °C. Условия хранения тромбоцитов: от +20°C до +24°C Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-08 LOT XXXXXX MM.YYYY STERILIZE STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
ABO (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C.
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  400 мл  400 мл Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-08 XXXXXX  мм. ГГГГ  мм. ГГГГ  мм. ГГГГ       СТЕРИЛЬНО
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС Информация о Информация о	

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения: QS-09-контейнер для крови счетверенный ЦФДА-1 Контейнер для заготовки крови  Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-09       STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	LOX XXXXXX 
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
 Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,

 **ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"**
 140080, Московская область, г. Лыткарино,
 территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103



ГЕМОДЖЕНИКС 

История создания

Наши достижения

НОМЕР ДОНОРА:	 400 мл  400 мл Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-09 LO* XXXXXX  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  $+4^{\circ}\text{C}$ $+6^{\circ}\text{C}$     STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4; ГЕМОДЖЕНИКС Идентификация 1 Идентификация 2  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитосодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	 800 мл
ДАТА ЗАБОРА:		 450 мл
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-09  XXXXXX	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	 мм ГТТТ  мм ГТТТ  +1°C -18°C    STERILIZE   STERILE	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;		ГЕМОДЖЕНИКС 
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103		 Интероко-1  Интероко-1

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитосодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018	 800 мл
ДАТА ЗАБОРА:		 450 мл
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		
АВО (ГРУППА КРОВИ):		
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):		
ФИО ВРАЧА:		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-09  XXXXXX	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	 мм ГТТТ  мм ГТТТ  +1°C -18°C    STERILIZE   STERILE	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;		ГЕМОДЖЕНИКС 
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103		 Интероко-1  Интероко-1

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-10-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови Стерильно, апиrogenно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов. от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ)	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-10 LOT XXXXXX MM.YYYY MM.YYYY 1-10°C STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
 Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,

ГЕМОДЖЕНИКС


ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
 140080, Московская область, г. Лыткарино,
 территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103





НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  600 мл  450 мл Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$ Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-10 LOT XXXXXX  MM.YYYY  MM.YYYY  -20°C    2  STERILE
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 ГЕМОДЖЕНИКС 	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ	 600 мл				
ДАТА ЗАБОРА:		 С.А.Г.М. 100 мл				
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		 450 мл				
АВО (ГРУППА КРОВИ):		Стерильно, апиrogenно, нетоксично				
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):		Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °C РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018				
ФИО ВРАЧА:	REF QS-10	 XXXXXX				
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	 ММ ПТТ	 ММ ПТТ	 -18°C			
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)						
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;		ГЕМОДЖЕНИКС				
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103						

НОМЕР ДОНОРА:	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения: QS-11-контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ Контейнер для заготовки крови    Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и ее компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-11  LOT XXXXXX  MM.YYYY  MM.YYYY     2 года  
---------------	---

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  500 мл  400 мл Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: $\leq -25^{\circ}\text{C}$. Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 REF QS-11 LO* XXXXXX  MM.PTT  MM.PTT      STERILE
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПИ "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103  	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови  Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови. Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения плазмы: -5°C - 25°C . Условия хранения тромбоцитов: от $+20^{\circ}\text{C}$ до $+24^{\circ}\text{C}$. Условия хранения эритроцитсодержащих компонентов: от $+2$ до $+6^{\circ}\text{C}$. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
ДАТА ЗАБОРА:	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:	
АВО (ГРУППА КРОВИ):	
Rh (РЕЗУС-ФАКТОР):	
ФИО ВРАЧА:	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	REF QS-11        
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ГЕМОДЖЕНИКС ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4;  ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103	

НОМЕР ДОНОРА:	Контейнер для компонентов крови, САГМ	 600 мл
ДАТА ЗАБОРА:		 САГМ 100 мл
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:		 450 мл
АВО (ГРУППА КРОВИ):		Стерильно, апирогенно, нетоксично Не предназначено для переливания крови и её компонентов, пока не наклеена марка группы крови Предназначены для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Не использовать, если раствор не прозрачный. Не допускается попадание воздуха. Использовать немедленно после вскрытия индивидуальной тары. Условия хранения крови и эритроцитсодержащих компонентов: от + 2 до + 6 °С. РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018
Рh (РЕЗУС-ФАКТОР):		REF QS-11
ФИО ВРАЧА:	LQ1 XXXXXX	
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:	 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ	
ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ)	        	
• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей: ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн. 4,		ГЕМОДЖЕНИКС
ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103		 

Макеты этикеток наружных пакетов потребительской тары

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

SC - 450 - контейнер для крови одинарный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;

 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Лист 1 из 1

Итого: 1

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ODC – 450SS – контейнер для крови одинарный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Итого: 1 шт.

Итого: 1 шт.

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ОТСР-450 - контейнер для крови строчный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураво, стр. 8, зд. 103

МЕТРО ДИМ ШЛК. 2

МЕТРО ДИМ ШЛК. 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OQCP-450SS - контейнер для крови счетверенный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4,



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураво, стр. 8, зд. 103

Число датч. 3-1

Число датч. 3-2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OQSP-450SS - контейнер для крови счетверённый ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Счетверённый ЦФД

ММ.ГГГГ

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OQCP-450SSBC - контейнер для крови счетверённый ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ




ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103



ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OQSP-450SSFR - контейнер для крови счетверённый ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

ОТКРЫТИЕ

Метр для Ш.И. 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OQS-450SSFW - контейнер для крови счетверённый ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4,



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Исполнитель 1

Исполнитель 4

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OTS-450SSTB - контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Место для штампа 1

Место для штампа 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OTS-450SSTB - контейнер для крови стронный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

СЕРИЙНЫЙ №

Метрический №

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

OQSP-450SSTB - контейнер для крови счетверённый ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 17/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Итого: 4 шт.

Итого: 4 шт.

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ОQS-450SSFRTB - контейнер для крови счетверённый ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Турасво, стр. 8, зд. 103

ИНТЕРОКО

ИНТЕРОКО

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

СВД-250 - контейнер для сбора пуповинной крови ЦФД

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Число изделий 1

Число изделий 1

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ES-350 - контейнер для крови одинарный

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Место для знака 1

Место для знака 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-01 - контейнер для крови одинарный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4,



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Место для Ш.К. 1

Место для Ш.К. 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QSS-01 - контейнер для крови двояенный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Импортер

Организация

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-02 - контейнер для крови двоянный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Итого: 1

Итого: 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-03 - контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Итого изделий:

Итого изделий:

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-04 - контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Место № 1

Место № 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-05 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ




ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103





ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ES-400 - контейнер для крови одинарный

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;

 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Место для ШК 1

Место для ШК 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гомоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ES-450 - контейнер для крови одинарный

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;

 ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Место для печати

Место для печати

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017; вариант исполнения:

ES-500 - контейнер для крови одинарный

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

ИНТЕРОКО

Метод для ш.к. 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017:
вариант исполнения:

ES-600 - контейнер для крови одинарный

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Число стр. 1

Число стр. 1

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

ДС-600 - контейнер для крови двоянный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Срок годности:

Срок годности:

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-07 - контейнер для крови строченный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО «НПП «ИНТЕРОКО»

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Методика Ш.К. 1

Методика Ш.К. 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-08 - контейнер для крови строенный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Исполнитель

Исполнитель

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-09 - контейнер для крови счетверенный ЦФДА-1

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Интероко - 1

Интероко - 2

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-10 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:
ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»
Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"
140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Турасво, стр. 8, зд. 103

Счетверенный ЦФД

Счетверенный ЦФД

ГЕМОДЖЕНИКС

Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и ее компонентов в контейнерах с растворами гемоконсервантов и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017: вариант исполнения:

QS-11 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ

РУ № РЗН 2017/6670 от 16.03.2018

После вскрытия упаковки использовать изделие в течение 15 дней.



XXXXXX



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ

Количество изделий: шт.

• Производитель/Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС»

Россия, 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8 стр. 3, комн. 4;



ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО"

140080, Московская область, г. Лыткарино,
территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103

Человек 1

Человек 2

Макеты этикеток транспортной тары

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	SC-450 – контейнер для крови одинарный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ODC-450SS - контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ОТСР-450 - контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OTSP-450SS - контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQCP-450SS - контейнер для крови счетверенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQSP-450SS - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQCP-450SSBC - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQSP-450SSFR - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQS-450SSFW - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OTS-450SSTB - контейнер для кровистроенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQSP-450SSTB - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	OQS-450SSFRTB - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	СВД-250 - контейнер для пуповинной крови ЦФД
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ES-350 - контейнер для крови одинарный
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-01 - контейнер для крови одинарный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QSS-01 - контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103, Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-02 - контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-03 - контейнер для крови сдвоенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-04 - контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-05 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-06 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ES-400 - контейнер для крови одинарный
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ES-450 - контейнер для крови одинарный
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ES-500 - контейнер для крови одинарный
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ES-600 - контейнер для крови одинарный
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	ДС-600 - контейнер для крови сдвоенный, ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-07 - контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-08 - контейнер для крови строенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-09 - контейнер для крови счетверенный ЦФДА-1
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-10 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Name of production	Описание содержимого	Наборы полимерные стерильные однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов в контейнерах с растворами и без по ТУ 32.50.13-002-02649147-2017
Specification	Вариант исполнения	QS-11 - контейнер для крови счетверенный ЦФД, САГМ
LOT №	Партия №	XXXXXX
Mfg. DATE	Дата изготовления	мм.гггг
Expiry Date	Срок годности	мм.гггг
Storage condition	Условия хранения	Температура: от +1 до +40°C; относительная влажность: 60% - 95%
manufacturer's name	Производитель	ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» Россия, 123154, Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, комн.4
Place of production	Страна-изготовитель и место производства	ЗАО "НПП "ИНТЕРОКО" 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория промзона Тураево, стр. 8, зд. 103 Россия
Tare Weight	Вес брутто, кг	
Net Weight	Вес нетто, кг	
Pcs. In carton	Кол-во наборов в картонной коробке	
Carton №	Тара №	
Reg. Certificate	РУ РЗН №	РЗН 2017/6670 от 16.03.2018 г.

Всего проинформировано и expedited
"ТЕМОЛЖЕНИК"
Генеральный директор
"ТЕМОЛЖЕНИК"
* МОСКВА *

Дюгров Д.Н.

7 03 2019