

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НектБио»



О. О. Лавинюков

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ДНК И РНК
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «МАГНОПРАЙМ УЛЬТРА»
ПО ТУ 21.20.23-163-09286667-2022

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток
 для набора реагентов для экстракции ДНК и РНК
 из биологического материала «МагноПрайм® Ультра»
 по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022

Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки																																				
Набор (лицевая сторона)	МагноПрайм® Ультра Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала «МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022																																				
Набор, форма 1 (оборотная сторона)	Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала «МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022 <table><tr><td colspan="2">Форма выпуска 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Состав набора:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Буфер U1</td><td>35 мл × 1</td><td rowspan="5"> Опасно Опасно Опасно Опасно Опасно </td><td>H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032</td></tr><tr><td>Буфер U2</td><td>80 мл × 1</td><td>H225, H302, H312, H319, H332, H411, EUH032</td></tr><tr><td>Буфер U3</td><td>80 мл × 1</td><td>H225, H319, H336</td></tr><tr><td>Буфер U4</td><td>25 мл × 1</td><td>H225, H319, H336, EUH066</td></tr><tr><td>Реагент U</td><td>1,1 мл × 1</td><td>H315, H319, H334, H335</td></tr><tr><td>Буфер E1</td><td>15 мл × 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>МГС</td><td>1,1 мл × 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ОКО</td><td>4,5 мл × 1</td><td></td><td></td></tr></table> При получении разупаковать в соответствии с указанными температурами хранения! Только для диагностики <i>in vitro</i> Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73 Для профессионального применения ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг	Форма выпуска 1				Состав набора:				Буфер U1	35 мл × 1	Опасно Опасно Опасно Опасно Опасно	H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032	Буфер U2	80 мл × 1	H225, H302, H312, H319, H332, H411, EUH032	Буфер U3	80 мл × 1	H225, H319, H336	Буфер U4	25 мл × 1	H225, H319, H336, EUH066	Реагент U	1,1 мл × 1	H315, H319, H334, H335	Буфер E1	15 мл × 1			МГС	1,1 мл × 1			ОКО	4,5 мл × 1		
Форма выпуска 1																																					
Состав набора:																																					
Буфер U1	35 мл × 1	Опасно Опасно Опасно Опасно Опасно	H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032																																		
Буфер U2	80 мл × 1		H225, H302, H312, H319, H332, H411, EUH032																																		
Буфер U3	80 мл × 1		H225, H319, H336																																		
Буфер U4	25 мл × 1		H225, H319, H336, EUH066																																		
Реагент U	1,1 мл × 1		H315, H319, H334, H335																																		
Буфер E1	15 мл × 1																																				
МГС	1,1 мл × 1																																				
ОКО	4,5 мл × 1																																				

Набор, форма 2
(оборотная
сторона)

Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала
«МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022

Форма выпуска 2

Состав набора:

Буфер U1	75 мл × 2		Опасно	H225, H302, H311, H319, H332, H411, EUH032
Буфер U2	80 мл × 1		Опасно	H225, H302, H312, H319, H332, H411, EUH032
Буфер U3	80 мл × 1		Опасно	H225, H319, H336
Буфер U4	25 мл × 1		Опасно	H225, H319, H336, EUH066
Реагент U	1,1 мл × 4		Опасно	H315, H319, H334, H335
Буфер E1	15 мл × 1			
МГС	1,1 мл × 4			
ОКО	4,5 мл × 4			

96 2 °C 25 °C

REF X

LOT ХДДММГГYY

ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C Реагент U

При получении разукрупнять в соответствии с указанными температурами хранения!
Только для диагностики *in vitro*

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73 Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ



Реагент U (пакет),
форма 1

АМРЛПРІМЕ

МагноПрайм® Ультра

REF X ГТГГ-ММ-ДД

LOT ХДДММГГYY ГТГГ-ММ-ДД

Состав:
Реагент U 1,1 мл × 1

Внимание! Реагент U хранить при температуре от 2 °C до 8 °C.

Опасно 2 °C 8 °C

Реагент U (пакет),
форма 2

АМРЛПРІМЕ

МагноПрайм® Ультра

REF X ГТГГ-ММ-ДД

LOT ХДДММГГYY ГТГГ-ММ-ДД

Состав:
Реагент U 1,1 мл × 4

Внимание! Реагент U хранить при температуре от 2 °C до 8 °C.

Опасно 2 °C 8 °C

Буфер U1,
форма 1

АМРЛПРІМЕ

Буфер U1
35 мл

REF XXXX 25 °C

LOT XXXX 2 °C

ГТГГ-ММ-ДД

Опасно

Буфер U1,
форма 2

АМРІРІМЕ

Буфер U1
75 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД


Опасно


25 °C


2 °C

Буфер U2

АМРІРІМЕ

Буфер U2
80 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД


Опасно


25 °C


2 °C

Буфер U3

АМРІРІМЕ


Буфер U3
80 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД


Опасно


25 °C


2 °C

Буфер U4

АМРІРІМЕ

Буфер U4
25 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД


Опасно


25 °C


2 °C

Буфер E1

АМРІРІМЕ

Буфер E1
15 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД


25 °C


2 °C



Реагент U

АМРІРІМЕ

Реагент U
1,1 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

Опасно 2°C 8°C

9210 2021-05-06

МГС

АМРІРІМЕ

МГС
1,1 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2°C 25°C

9210 2021-05-06

ОКО

АМРІРІМЕ

ОКО
4,5 мл

REF XXXX
LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2°C 25°C

9210 2021-05-06

Пронумеровано, скреплено и прошито
5 лист (а/ов)



Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

О.О. Лавинюков

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



О. О. Лавинюков

«20» июня 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического
материала «МагноПрайм® Ультра»
по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022

**Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала
«МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022**

Набор реагентов выпускается в 2 формах:

Форма выпуска 1 в составе:

1. Буфер U1 – 35 мл x 1 флакон
2. Буфер U2 – 80 мл x 1 флакон
3. Буфер U3 – 80 мл x 1 флакон
4. Буфер U4 – 25 мл x 1 флакон
5. Реагент U – 1,1 мл x 1 пробирка
6. МГС – 1,1 мл x 1 пробирка
7. Буфер E1 – 15 мл x 1 флакон
8. ОКО – 4,5 мл x 1 пробирка

Форма выпуска 2 в составе:

1. Буфер U1 – 75 мл x 2 флакона
2. Буфер U2 – 80 мл x 1 флакон
3. Буфер U3 – 80 мл x 1 флакон
4. Буфер U4 – 25 мл x 1 флакон
5. Реагент U – 1,1 мл x 4 пробирки
6. МГС – 1,1 мл x 4 пробирки
7. Буфер E1 – 15 мл x 1 флакон
8. ОКО – 4,5 мл x 4 пробирки

В комплект поставки входит:

1. Набор реагентов (форма выпуска 1 или 2).
2. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.

**I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала
«МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022

Форма выпуска 1

Состав набора:

Буфер U1

35 мл × 1

Опасно

H225, H302, H311,
H319, H332, H411,
EUH032

96 2°C 25°C

Буфер U2

80 мл × 1

Опасно

H225, H302, H311,
H319, H332, H411,
EUH032

REF 110-1

Буфер U3

80 мл × 1

Опасно

H225, H319, H336

LOT 427062202

Буфер U4

25 мл × 1

Опасно

H225, H319, H336,
EUH066

2022-06-27

Реагент U

1,1 мл × 1

Опасно

H315, H319, H334,
H335

2023-06-27

Буфер E1

15 мл × 1

МГС

1,1 мл × 1

ОНО

4,5 мл × 1

Опасно

H315, H319, H334,
H335

2°C 8°C

При получении разукрупнять в соответствии
с указанными температурами хранения!
Только для диагностики *in vitro*

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73
Для профессионального применения



ООО «НантБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел.: (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № Р34 10001/1000 от ДД.ММ.ГГГГ



427062202

Буфер U2

80 мл

REF 9869

LOT 0001

2023-12-10

Опасно

Буфер U3

80 мл

REF 9870

LOT 0001

2023-12-10

Опасно

Буфер U4

25 мл


REF 9871

LOT 0001


2023-12-10

Опасно

«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ




«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1
СОСТАВ





«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2
СОСТАВ



**II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала
«МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.23-163-09286667-2022

Форма выпуска 1

Состав набора:

Буфер U1	35 мл х 1		К225, К032, К011, К018, К032, К011, К04002	 96 2°C
Буфер U2	80 мл х 1		К225, К032, К012, К018, К032, К011, К04002	 REF 110-1
Буфер U3	80 мл х 1		К225, К032, К036	 LOT 427062202
Буфер U4	25 мл х 1		К225, К032, К036, К04002	 2022-06-27
Реагент U	1,1 мл х 1		К015, К018, К034, К035	 2023-06-27
Буфер E1	15 мл х 1			 2°C
МГС	1,1 мл х 1			
ОНО	4,5 мл х 1			

При получении разувентилектовать в соответствии с указанными температурными режимами


Только для диагностики in vitro

Инструкция по применению набора находится на сайте www.lexibio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73. Для профессионального применения


ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Политехническая, д. 6, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.lexibio.ru
РУ № РЗН 0000/0000 от 04.04.2017




«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1
СОСТАВ



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2 ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ


Набор реагентов для экстракции ДНК и РНК из биологического материала
«МагноПрайм® Ультра» по ТУ 21.20.25-163-0928667-2022

Форма выпуска 2	Состав набора:	Объем	Срок годности	Условия хранения	Срок хранения
Буфер U1	75 мл ± 2	1000	12 мес.	2-8 °C	110-2
Буфер U2	80 мл ± 1	1000	12 мес.	2-8 °C	427062203
Буфер U3	80 мл ± 1	1000	12 мес.	2-8 °C	2022-06-27
Буфер U4	35 мл ± 1	1000	12 мес.	2-8 °C	2023-06-27
Реагент U	1,1 мл ± 0,1	1000	12 мес.	2-8 °C	
Буфер E1	15 мл ± 1	1000	12 мес.	2-8 °C	
МПС	1,1 мл ± 0,1	1000	12 мес.	2-8 °C	
ОДХ	4,5 мл ± 0,1	1000	12 мес.	2-8 °C	

При получении реагентов в соответствии с инструкцией по применению набора реагентов на сайте www.magnobio.ru. Подробная информация доступна по телефону (800) 625-09-79 для профессионального применения.

ООО «МагноБио»
Россия, г. Москва, ул. Политехническая, д. 6, стр. 1
тел. (800) 625-09-79, www.magnobio.ru
Рег. № ГРМ 1000/1000 от 01.04.2022

«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



**«МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 2
СОСТАВ**



Пронумеровано, скреплено и прошито
18 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

О.О. Лавинюков



100-