



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А. А. Козаренко


«07» ноября 2022 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно»

серия 4, серия 5

1. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 1, серия 4
(общий вид)





ООО «БиоПлюс», Россия, 197176, Санкт-Петербург,
поб. р-он Карповки д. 1, литер 1А, этаж 3-й
Тел. 8 (812) 490-75-09 E-mail: info@bioplus.ru

«РНК-Магнито»

Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магнито»
серия 4, серия 5

Форма комплектации 1

РУ №

Состав набора:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Магнитный сорбент, 1,1 мл/флакон | 1 флакон |
| • Элюирующий буфер, 44 мл/флакон | 1 флакон |
| • Промывочный буфер 1, 40 мл/флакон | 2 флакона |
| • Промывочный буфер 2, 40 мл/флакон | 2 флакона |
| • Элюирующий буфер, 12 мл/флакон | 1 флакон |
| • Инструкция по применению | 3 шт |
| • Паспорт качества | 3 шт |

REF NA3.1

LOT 4




2022-09-26



2023-09-26



Условия хранения:
транспортировки:



Упаковка для официальной информации


1.1. Магнетизированный сорбент




1.2. Лизирующий буфер





1.3. Промывочный буфер 1




1.4. Промывочный буфер 2



1.5. Элюирующий буфер



2. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 2, серия 4 (общий вид)





ООО «LabPlus», Россия, 197376, Санкт-Петербург, ш.б. р.в. Карпини д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labplus.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5

Формы комплектации 2

РУ №

Состав набора:

- Плазмат с лиофилизированным буфером и магнетизированным сорбентом..... 1 флаконет
- Плазмат с промывочным буфером..... 1 флаконет
- Плазмат с элюирующим буфером..... 1 флаконет
- Гребенка..... 1 шт
- Инструкция по применению..... 1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт



96

REF NA3.2



2022-09-28

Условия хранения,
транспортирования:

LOT 4




2023-09-28

+2°C
+8°C

IVD



Только для профессионального применения





2.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом




2.2. Планшет с промывочным буфером



2.3. Планшет с элюирующим буфером



2.4. Гребенка



3. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 1, серия 5
(общий вид)





ООО «ЛабПак», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
ул. рек. Кавказский д. 11, литер Н, этаж 3-й
Тел: 8 (812) 400-7543 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 4, серия 5

Форма комплектации 1

РУ №

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Денатурирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер 1, 99 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер 2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкции по применению..... 1 шт
- Сертификат качества..... 1 шт

REF

NA3.1



2022-09-30



LOT

5



2023-09-30

100

Условия хранения,
транспортировки:




IVD





Только для профессионального использования



3.1. Магнетизированный сорбент





3.2. Лизирующий буфер




3.3. Промывочный буфер 1



3.4. Промывочный буфер 2



3.5. Элюирующий буфер



4. Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека «РНК-Магно», форма комплектации 2, серия 5
(общий вид)





ООО «ЛабЦирми», Россия, 197376, Санкт-Петербург, ул. рива Карлава д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labcircmi.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5

Формы комплектации 2

Состав набора:

	РУ №
Пластины с дезирующим буфером и магнети́рованным сорбентом	1 пластина
Пластины с промывочным буфером	1 пластина
Пластины с дезирующим буфером	1 пластина
Гребенка	1 шт
Инструкция по применению	1 шт
Паспорт качества	1 шт



REF

NA3.2



2022-10-03

LOT

5



2023-10-03

IVD



Условия хранения,
транспортирования:

+2°C
+8°C



Только для профессионального применения



4.1. Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом





4.2. Планшет с промывочным буфером



4.3. Планшет с элюирующим буфером



4.4. Гребенка





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко/

«07» ноября 2022 г.



Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5


1. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 1. Серия 4.

1.1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер




Промывочный буфер 1



Промывочный буфер 2



Элюирующий буфер



1.2. Образец маркировки потребительской упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 4, серия 5**

Форма комплектации 1

РУ №

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1,1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер 1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер 2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению..... 1 шт
- Паспорт качества..... 1 шт

REF

 NA3.1


2022-09-26


2023-09-26



100

LOT

 4

Условия хранения,
транспортирования:



+8°C

+2°C

IVD











Только для профессионального применения

1.3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5**

Форма комплектации 1

Число единиц потребительской упаковки изделийшт

Масса нетто групповой упаковкикг

Масса брутто групповой упаковки.....кг

Масса нетто потребительской упаковки.....кг



REF

 NA3.1


2022-09


2023-09

Условия хранения,
транспортирования:



+8°C

+2°C

LOT


 4

IVD











Только для профессионального применения

2. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 2. Серия 4.

2.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом




Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена красного цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с промывочным буфером




Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена желтого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с элюирующим буфером



Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена зеленого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Гребенка



Дополнительной маркировке не подлежит

2.2.Образцы маркировки потребительской упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5

Форма комплектации 2

Состав набора:

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом.....	1 планшет	
- Планшет с промывочным буфером.....	1 планшет	
- Планшет с элюирующим буфером.....	1 планшет	
- Гребенка.....	1 шт	
- Инструкция по применению	1 шт	
- Паспорт качества.....	1 шт	

REF NA3.2  2022-09-28

LOT 4  2023-09-28

IVD       

Только для профессионального применения

Условия хранения, транспортирования:




«РНК-Магно»

REF NA3.2 

LOT 4  2023-09-28





2.1.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки


 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
 Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5

Форма комплектации 2

Число единиц потребительской упаковки изделий ... шт
 Масса нетто групповой упаковки КГ
 Масса брутто групповой упаковки КГ
 Масса нетто потребительской упаковки КГ

REF NA3.2  2022-09

LOT 4  2023-09

IVD   

Только для профессионального применения

Условия хранения, транспортирования:









3. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 1. Серия 5.

3.1. Образцы маркировки первичной упаковки:


Магнетизированный сорбент




Лизирующий буфер




Промывочный буфер 1



Промывочный буфер 2



Элюирующий буфер



3.2.Образец маркировки потребительской упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из
клинического материала человека «РНК-Магно»
серия 4, серия 5**

Форма комплектации 1

РУ №

Состав набора:

- Магнетизированный сорбент, 1.1 мл/пробирка..... 1 пробирка
- Лизирующий буфер, 44 мл/флакон..... 1 флакон
- Промывочный буфер 1, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Промывочный буфер 2, 40 мл/флакон..... 2 флакона
- Элюирующий буфер, 12 мл/флакон..... 1 флакон
- Инструкция по применению.....1 шт
- Паспорт качества.....1 шт

REF

NA3.1



2022-09-30



100

LOT

5



2023-09-30

**Условия хранения,
транспортирования:**

+8°C



+2°C



IVD











Только для профессионального применения

3.3.Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки



ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

**Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5**

Форма комплектации 1

Число единиц потребительской упаковки изделийшт

Масса нетто групповой упаковкикг

Масса брутто групповой упаковки.....кг

Масса нетто потребительской упаковки.....кг

REF

NA3.1



2022-09

LOT

5



2023-09

IVD




Условия хранения,
транспортирования:

+8°C



+2°C










Только для профессионального применения

4. Набор реагентов «РНК-Магно». Форма комплектации 2. Серия 5.

4.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом



Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена красного цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с промывочным буфером




Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена желтого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Планшет с элюирующим буфером



Дополнительно на торцевую сторону планшета нанесена зеленого цвета круглая полипропиленовая наклейка

Гребенка



Дополнительной маркировке не подлежит

4.2. Образцы маркировки потребительской упаковки

 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5

Форма комплектации 2

Состав набора: РУ №

- Планшет с лизирующим буфером и магнетизированным сорбентом.....	1 планшет	 96
- Планшет с промывочным буфером.....	1 планшет	
- Планшет с элюирующим буфером.....	1 планшет	
- Гребенка.....	1 шт	
- Инструкция по применению	1 шт	
- Паспорт качества.....	1 шт	

REF NA3.2  2022-10-03 **Условия хранения, транспортирования:**  +8°C

LOT 5  2023-10-03  +2°C

IVD       

Только для профессионального применения



«РНК-Магно»

REF NA3.2 

LOT 5  2023-10-03  +8°C

 +2°C



2.2. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«РНК-Магно»

Набор реагентов для выделения РНК из клинического материала человека
«РНК-Магно» серия 4, серия 5

Форма комплектации 2

Число единиц потребительской упаковки изделий ... шт

Масса нетто групповой упаковки кг

Масса брутто групповой упаковки кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

REF NA3.2  2022-10 

LOT 5  2023-10  +8°C

IVD      

Только для профессионального применения

 +2°C 

