



11

ООО «Терумо Рус»

Бизнес-Центр «Северная Башня»
ул. Тестовская, д. 10, 2-ой под., 13-й этаж,
Помещение I, офис 5
123112, Москва, Россия,
Tel.: +7 495 988 4740

www.terumo-europe.com

Фотографические изображения медицинского изделия
***Катетер ангиографический RADIFOCUS® GLIDECATH в вариан-
тах исполнения***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Терумо Рус»

Кучинский Д.В.

«23» марта

2023 г.



пример маркировки на индивидуальной упаковке (на примере катетера ангиографического RADIFOCUS ® GLIDE-CATH, вариант исполнения: RF-ZWD4108M диаметр катетера 4 Fr. (1.40 мм), форма кончика: COE2, длина катетера 80 см)

TERUMO

CE 0197

EX DMV

RADIFOCUS

GLIDECATH™

Angioplasty Catheter

Catheter for Angiography

Angioplastiekatheter

Cathéter Angiographique

Catheter Angiográfico

Catheter Angiografico

Angioplastie Catheter

Angioplastiekatheter

Angioplastie catheter

Angioplastiekatheter

Angioplastie catheter

Angioplastiekatheter

Angioplastie catheter

Angioplastiekatheter

Angioplastie catheter

Angioplastiekatheter

COE2

φ: Fr. 4 (1.40 mm)

↓

↑

Max Guide Wire O.D.

.038" (0.97 mm)

P max 750 psi 5171 kPa

15cm

HYDROPHILIC COATING LENGTH

L: 80 cm

Tip curve L:

Side holes 5

1

Contents

REF: RF-ZWD4108M

LOT: 1306138

EXP: 2016-05

Do not reuse Do not sterilize

(01)05413206020270

(17)160531(10)1306138

3

TERUMO EUROPE N.V.

PUTTERLINGSLAAN 45 3813 LELSTEN, THE NETHERLANDS

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пример маркировки на отдельной коробке (отдельной коробке, включающей в себя 5 шт изделий первичной стерильной упаковке)
(На примере Катетера ангиографического RADIFOCUS ® GLIDECATH, вариант исполнения: RF-ZWD4108M диаметр катетера 4 Fr. (1.40 мм),

TERUMO®
RADIFOCUS®
GLIDECATH™

Angiographic Catheter
Catheter of Angiography
Angiographiekatheter
Cateter Angiografic
Cateter Angiografico
Cateter Angiografic
Cateter Angiografico
Cateter Angiografic
Cateter Angiografico
Cateter Angiografic
Cateter Angiografico

Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter
Angiographiekatheter

CE 0197
4x ONLY

C0E2

φ: Fr. 4 (1.40 mm)

↑ Max Guide Wire O.D.
↓ .038" (0.97 mm)

L: 80 cm

Tip curve L: _____

Side holes 5

15cm
HYDROPHILIC COATING LENGTH

5
Contents

REF: RF-ZWD4108M


LOT: 1306138
EXP: 2016-05


Do not reuse Do not re-sterilize

(01) 36413206020271
(17) 160531 (10) 1306138


TERUMO EUROPE N.V.
RUE DE LA CHAUMÉE 20, 1050 BRUXELLES, BELGIUM
TERUMO EUROPE N.V.
RUE DE LA CHAUMÉE 20, 1050 BRUXELLES, BELGIUM












ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





Общий вид изделия (наименование частей изделия, указанные в скобках, даны согласно ГОСТ ISO 10555-1-2021) катетера ангиографического RADIFOCUS ® GLIDECATH



<i>Форма Кончика</i>	<i>Тип кончика</i>	<i>Условное изображение типа кончика</i>	<i>Форма Кончика</i>	<i>Тип кончика</i>	<i>Условное изображение типа кончика</i>
Simmons/Sidewinder 1	Sim1		Прямой	-	
Simmons/Sidewinder 2	Sim2		Изогнутый	-	
Hinck Headhunter 1	H1		COE 1	-	
Bentson-Hanafee-Wilson 1	JB1		COE 2	-	
Bentson-Hanafee-Wilson 2	JB2		J Изогнутая-7.0	7 см	
Mani	-		Многоцелевой	-	
Вертебральный	-		Mikaelsson (B)	средняя	
Cobra 1 (C1)	Малая		Mikaelsson (1)	-	
Cobra 2 (C2)	средняя		Изогнутый тип T90	-	
Cobra 3 (C3)	большая		Internal Mammary	Короткий	
J Изогнутая	большая		Internal Mammary	-	

